



University of Isfahan

Faculty of Biological Science and Technology

Department of Cell and Molecular Biology and Microbiology

Farzaneh Forouharfar

آنالیز DNA ژنومی (Analysis of Genomic DNA)

اهداف آزمایش:

✓ آنالیز DNA ژنومی خون

✓ آنالیز DNA ژنومی گیاهی

✓ مقایسه DNA ژنومی و DNA پلاسمیدی آنالیز شده در جلسه چهارم بر روی ژل آگارز

✓ اندازه گیری طول قطعات DNA پلاسمیدی

مقدمه

پس از استخراج DNA ژنومی از خون و حل کردن آن در بافر TE در جلسه قبل، DNA آماده تفکیک بر روی ژل آگارز می‌باشد. در این جلسه علاوه بر آنالیز DNA ژنومی، DNA پلاسمیدی را هم آنالیز خواهید کرد و یک مقایسه کلی بین این دو DNA انجام خواهید داد. همچنین روش اندازه گیری تقریبی طول DNA پلاسمیدی در مقایسه با DNA استاندارد بررسی خواهد شد.

مواد و محلول‌های مورد نیاز:

- DNA ژنومی (خون)

- DNA پلاسمیدی


- بافر TBE

- بافر لودینگ

- اتیدیوم برماید


- آب مقطر

- DNA استاندارد




وسائل مورد نیاز:

- دستگاه الکتروفورز و منبع تغذیه
- ترانس لومیناتور (جعبه اولترایوله)
- لولهای ایندرف استریل
- سمپلر و سرسمپلر (سمپلر متغیر و سمپلر ۱۰)



روش کار:

- ۱- دستگاه الکتروفورز را مطابق با آنچه در جلسه چهارم انجام دادید آماده کنید.
- ۲- ژل آگارز را با غلظت ۰/۸ گرم در ۱۰۰ میلی لیتر بافر TBE تهیه و روی شعله بطور کامل ذوب کنید.
- ۳- محلول ژل را در محیط آزمایشگاه سرد کنید و در حالیکه ولرم است ۱۰ میکرولیتر از محلول اتیدیوم بروماید به هر ۱۰۰ میلی لیتر محلول ژل اضافه کنید.
- ۴- ژل را به داخل سینی ژل ریخته و بلافاصله شانه مناسب از لحاظ تعداد و حجم چاهک‌های مورد نیاز در داخل سینی قرار دهید.
- ۵- سینی را در محیط آزمایشگاه بر روی یک سطح تراز تا منعقد شدن ژل قرار دهید.
- ۶- سینی را به داخل تانک الکتروفورز حاوی بافر TBE منتقل نمائید و به آرامی شانه را خارج کنید.
- ۷- ۱۰ میکرولیتر از DNA ژنومی خون را به داخل یک اپنדרف استریل منتقل کرده و ۱۰ میکرولیتر از DNA ژنومی گیاهی را به اپنדרف استریل دیگر وارد کنید. به آن‌ها یک میکرولیتر بافر لودینگ اضافه نمائید. محتوای لوله‌ها را مخلوط و به میکروپیپت (سمپلر) به دو چاهک جداگانه لود نمائید.




A. Casting tray

B. Pouring agarose solution onto glass plate


C. Comb is pushed down into gel to form wells



D. DNA samples loaded into wells with micropipette



E. Gel plate submerged in charged buffer solution



۸- ۱۰ میکرولیتر از محلول DNA پلاسمیدی استخراج شده در جلسه سوم را نیز به روش فوق در داخل چاهک دیگر لود کنید.

۹- یکی از چاهک‌ها را نیز اختصاص به DNA استاندارد بدهید و پس از اضافه کردن بافر لودینگ به ۱۰ میکرولیتر آن، به روش فوق لود کنید.

۱۰- الکتروفورز را به منبع تغذیه متصل نموده و در ولتاژ ۹۰-۱۱۰ تنظیم نمائید.



۱۱- پس از رسیدن رنگ آبی بروموفنل موجود در بافر لودینگ به $\frac{2}{3}$ ژل جریان الکتریکی را قطع و ژل را بر روی جعبه UV مورد مطالعه قرار دهید.

۱۲- نتایج خود را تفسیر کنید.

سوالات:

۱- براساس مشاهدات خود بر روی ژل مقایسه ای بین DNA ژنومی و DNA پلاسمیدی به عمل آورید.

۲- چرا DNA ژنومی را به این حالت مشاهده می کنید؟

۳- در چه صورت می توان جداسازی (تفکیک) بهتری بر روی ژل انجام داد؟

4- DNA پلاسمیدی عموماً به چه صورت دیده می شود؟ تفسیر نمائید.