



University of Isfahan

Faculty of Biological Science and Technology

Department of Cell and Molecular Biology and Microbiology

Farzaneh Forouharfar


از بافت غده تیموس DNA استخراج

DNA extraction from the thymus gland

مقدمه:

«غده تیموس» (Thymus Gland)، یکی از اجزای سیستم لنفاوی محسوب می‌شود، در پشت جناغ سینه و بین ریه‌ها قرار دارد و فقط تا سن بلوغ به فعالیت خود ادامه می‌دهد. بعد از بلوغ، اندازه تیموس به آرامی کاهش می‌یابد و بافت‌های آن با چربی جایگزین می‌شوند.


تیموس یک اندام کوچک لنفوئیدی در پشت قفسه سینه، از اجزای سیستم ایمنی و همچنین «سیستم غدد درون‌ریز» (Endocrine System) بدن است. درون تیموس نوعی از سلول‌های لنفوسیت به نام سلول‌های T، بالغ می‌شوند. این سلول‌ها برای عملکرد دفاعی سیستم ایمنی اکتسابی در مقابل عوامل بیگانه، ضروری هستند.



- در دو لوب تیموس، تیموسیت‌ها (thymocytes) به لنفوسیت‌تی بلوغ پیدا می‌کنند و این سلول‌ها پس از بلوغ از تیموس مهاجرت کرده و مجموعه ی لنفوسیت های-تی را به صورت یک مجموعه ی جانبی تشکیل می‌دهند. نبود تیموس در سال‌های اولیه که از جهش ژنتیکی حاصل می‌شود، موجب اختلال در دستگاه ایمنی می‌شود و مقاومت در برابر بیماری‌های عفونی را کاهش می‌دهد. تجمع لنفوسیت های-تی در اوایل زندگی شروع می‌شود، در نتیجه، عمل آن در افراد بزرگسال کاهش می‌یابد. در افراد مسن به سختی تیموس قابل تشخیص است اما به فعالیت خود به عنوان یک غده ی درون ریز و برای تحریک دستگاه ایمنی ادامه می‌دهد.

- نکته ی قابل توجه این است که، تیموس به علت اینکه در خون سازی نقش دارد و دارای هسته های بزرگ است. به همین دلیل می توان به راحتی DNA آن را استخراج کرد






وسایل مورد نیاز



- بافر استخراج
- بافت تیموس
- اپندرف
- پارچه صافی
- هاون چینی
- محلولهای مورد نیاز





- 1. اولین مرحله ، باید بافت را هموژنیزه کرد. بافت را به قطعات خیلی کوچک تقسیم کرده و در هاون چینی ریخته و می سائیم تا له شود. سپس بافر ایزوتونیک (بافر استخراج: 0.9% NaCl (غلظت طبیعی بدن) ، $0.5m\mu$ EDTA ، $25m\mu$ Tris PH = 7.7)
- اگر بخواهیم از سلول های کشت، DNA استخراج کنیم ؛ از هموژنایز های شیشه ای استفاده می کنیم که اندازه های مختلف دارند.



- 2. مخلوط درون هاون را با پارچه ی تمیز چند لایه ، صاف می کنیم.
- 3. 500mμ از مخلوط (محلول) صاف شده را برداشته و در ایندرف ریخته و SDS 10%50μl
- و چند بار ایندرف را وارونه می کنیم. سلول های حیوانی ، در لیز SDS می شوند. (باکتری هاو مخمر ها، دیواره ی پلی ساکاریدی دارند و با SDS لیز نمی شوند)
- SDS تمام پروتئین ها را دناتوره می کند. DNA ها دارای پروتئین ها (هیستون ها) هستند. این ها را جدا می کند تا DNA ها بار منفی پیدا کنند زیرا پروتئین ها به DNA بار مثبت می دهد.
- 4. ترکیب فنل_ کلروفرم_ ایزوآمیل الکل مخلوط و به نسبت 1:24:24 درست شود.
- * فنل و کلروفرم به منظور استخراج پروتئین ها و ایزو آمیل الکل به منظور جلوگیری از کف کردن، بعد از ورتکس استفاده می شود.

- بعد از اضافه کردن فنل، کلرو فرم و ایزوآمیل الکل، به مدت طولانی و به شدت ورتکس انجام می دهیم.
- پس از ورتکس، باید نمونه را سانتریفوژ کنیم
- *در اپندورف یک فاز در پایین DNA و RNA و اسید آمینه های محلول تشکیل می شود.
- قسمت های قطبی یا هیدروفیل پروتئین ها به طرف فاز آبی و قسمت هیدروفوب به طرف فنل کلروفرم قرار می گیرد. محلول رویی (آبی) را به اپندورف دیگر منتقل می کنیم.
- 5. مرحله ی 4 را 3 بار دیگر تکرار می کنیم تا دیگر رسوب سفید رنگ تشکیل نشود.
- 6. در این مرحله محلول رویی را برداشته باید خارج کرد .
- این کار 2 بار و به وسیله بپی پت انجام می شود.

- 5. مرحله ی 4 را 3 بار دیگر تکرار می کنیم تا دیگر رسوب سفید رنگ تشکیل نشود.
- 6. در این مرحله محلول رویی را برداشته باید خارج کرد .
- این کار 2 بار و به وسیله پپی پت انجام می شود.
- 7. حال DNA را با چرخاندن میله ی شیشه ای در محلول ، جدا می کنیم.
- می توان برای جدا سازی ، از سانتریفیوژ نیز استفاده کرد که به منظور این کار 0.5ml ایزوپروپیل (سرد) و یا 1ml الکل (سرد) 100% اضافه می کنیم. اگر از الکل استفاده کنیم ؛ 2 تا 2.5 برابر حجم که داریم و یا اگر ایزوپروپیل استفاده کردیم باید 1 تا 1.5ml برابر حجم اضافه کنیم.
- اگر می خواهیم کنیم باید ؛ الکل یا ایزوپروپیل را ، آرام به اپندورف اضافه کنیم. سپس با میله ی شیشه ای برداشت می کنیم.
- به این صورت که میله ی شیشه ای را آرام در محلول می چرخانیم تا DNA دور آن بچرخد.

- DNA را به اپندورف حاوی 500ML اتانول 70% اضافه می کنیم تا با اتانول 70% شسته شود و در سانتریفیوژ در دور 11000 به مدت

- 3-4-5 دقیقه DNA را رسوب می دهیم.

- بعد از ریختن اتانول 70%؛ می گزاریم رسوب در اپندرف خشک شود. بعد از 2-3 ساعت رسوب را در آب 100μ حل می

کنیم.

- *در صورتی که مرحله ی 4 را انجام ندهیم؛ می توانیم بعد از اضافه کردن الکل یا ایزوپروپیل با میله ی شیشه ای در اپندرف

3 لایه فرو برده و آرام می چرخانیم تا DNA ها را جذب کند و وارد اتانول 70% به میزان 500μ در اپندرف جدید فرو می

بریم و بقیه ی مراحل را انجام می دهیم.