



دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم و فناوری های زیستی، گروه زیست شناسی
سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، آزمایشگاه میکروبیولوژی



آزمایشگاه ایمونولوژی

جلسه یازدهم:
تست SRID
(پرسیپیتاسیون)

تهیه کننده : سهیلا
عباسی

واکنش پرسپیتاسیون یا رسوبی

- اگر در واکنشهای سرولوژی Ag ذره ای محلول باشد (مانند هورمون‌ها، پروتئین‌ها و...) واکنش رسوبی یا پرسپیتاسیون نامیده می شود. این واکنش در محیط نیمه جامد مانند ژل صورت می پذیرد



انتشار مولکول های آنتی ژن و آنتی بادی در ژل

تکنیک های انتشار مولکول های آنتی بادی و آنتی ژن در ژل یا اصطلاحاً تکنیک های ایمونودیفیوژن^۱ تکنیک هایی هستند که برای تعیین، تشخیص و اندازه گیری مولکول های آنتی بادی و آنتی ژن استفاده می شوند. اساس این روش ها به این صورت است که در بستر ژل، اکثر مولکول های پروتئینی آنتی بادی و آنتی ژن منتشر شده و پس از برخورد با یکدیگر و تشکیل شبکه های درهم تنیده از کمپلکس های آنتی بادی-آنتی ژن، خط رسوبی و یا باند رسوبی شیرین رنگی را به وجود می آورند.

تکنیک های ایمونودیفیوژن به دو روش انجام می شوند: (۱) ایمونودیفیوژن دوطرفه (DID^۲) (۲) ایمونودیفیوژن یک طرفه دایرهای (SRID^۱)



تکنیک های رسوب کمپلکس های ایمنی در آگار

یکی از مهم ترین ویژگی های آنتی بادی ها، توانایی آن ها در رسوب دادن مولکول های آنتی ژن از محیط محلول می باشد. علت این امر واکنش آنتی بادی های اختصاصی و مولکول های آنتی ژن و تشکیل شبکه ای^۱ از کمپلکس های درهم تنیده آنتی بادی-آنتی ژن می باشد که به علت درشتی بیش از اندازه نمی تواند در محلول باقی بماند و در نتیجه رسوب می نماید.

البته لازم به ذکر است همیشه رسوب کمپلکس های ایمنی پس از برخورد مولکول های آنتی بادی و آنتی ژن اتفاق نمی افتد. همان طور که در فصل اول کتاب اشاره شد، غلظت نسبی مولکول های آنتی بادی و آنتی ژن، در تشکیل کمپلکس های ایمنی بزرگ و درهم تنیده در محیط محلول، مؤثر است به طوری که در موارد افزایش نسبی غلظت هر کدام از مولکول های آنتی بادی (منطقه پروزون) و آنتی ژن (منطقه پستزون) نسبت به یکدیگر، تنها کمپلکس های ایمنی بسیار کوچک و سبک شکل گرفته و رسوب ایمنی^۲ اتفاق نمی افتد بلکه تنها در منطقه تعادل^۳ هست که رسوب ایمنی اتفاق می افتد.



آگار و آگارز


آگار یک پلی ساکارید پیچیده با وزن مولکولی بالا می‌باشد که از جلبک‌های دریایی به دست می‌آید. آگار در دماهای بالا (حدود ۹۰ درجه سانتی‌گراد) در محلول‌های آبی، حل و هنگام سرد شدن در دمای حدود ۳۰ تا ۴۵ درجه سانتی‌گراد تبدیل به ژل^۱ می‌شود. آگاروز شکل خالص یافته تر آگار می‌باشد.

معمولاً تکنیک‌های رسوب ایمنی، در بستر ژلی که از حل کردن ۱ تا ۲ گرم آگار یا آگاروز در ۱۰۰ میلی‌لیتر بافر فسفات سالین (PBS) حاصل می‌شود، انجام می‌گردد. این بستر ژل، به‌اندازه کافی مقاوم بوده و دارای منافذ با قطر مناسب جهت حرکت مولکول‌های پروتئینی می‌باشد.



واکنش های رسوبی یا پرسیپیتاسیون

هرگاه یک آنتی ژن محلول را در حضور آنتی بادی اختصاصی آن در محیط مایع یا نیمه جامد مانند آگار قرار دهیم مولکولهای این دو پس از رسیدن به هم و تشکیل کمپلکس، واکنش رسوبی ایمنی یا ایمونو پرسیپیتاسیون Immunoprecipitation ایجاد می کنند. براساس اینکه در ژل فقط یکی از مولکولها (آنتی ژن یا آنتی بادی) یا هر دو مولکول به طرف یکدیگر انتشار پیدا کنند دو روش وجود دارد



انتشار دو طرفه (Double Immuno Diffusion) DID یا روش (Ouchterlony)


یک تست کیفی است که بر اساس نفوذ هر دو مولکول آنتی ژن و آنتی بادی در آگار استوار است. هنگامی که این دو مولکول را جداگانه در دو حفره مقابل هم در آگار بریزیم دو مولکول با انتشار شعاعی در همه جهات در آگار نفوذ می کنند و سه حالت ایجاد می کنند.

دو آنتی ژن مشابه هستند: Identity


دو آنتی ژن دارای یک یا چند اپی توپ مشترک هستند: Partial Identity

دو آنتی ژن متفاوت هستند: Non-Identity






Identity



Partial Identity



Non-Identity

Identity: دو آنتی ژن مشابه هستند

Partial Identity: دو آنتی ژن دارای یک یا چند اپی توپ مشترک هستند

Non-Identity: دو آنتی ژن متفاوت هستند

... : : : : *



روش انجام تکنیک DID

مواد و وسایل لازم

پودر آگار یا آگاروز، لام هماتولوژی یا پلیت‌های باکتری‌شناسی تمییز، بافر PBS،
آلبومین انسانی (1 mg/ml)، آنتی‌بادی ضد آلبومین انسانی، شعله گاز

روش کار


۱. ۱ گرم آگار یا آگاروز را در ۱۰۰ میلی‌لیتر PBS و بر روی شعله گاز، داخل یک ظرف شیشه‌ای آزمایشگاهی به‌طور کامل حل کنید.
۲. سپس اجازه دهید تا محلول آگار در محیط آزمایشگاه تا دمای حدود ۴۵ درجه سانتی‌گراد، سرد شود.
۳. با استفاده از پیپت ۱۰ میلی‌لیتری، مقدار مناسب از محلول آگار را روی هر اسلاید یا داخل پلیت باکتری‌شناسی بریزید و اجازه دهید تا کاملاً سرد شده و ببندد.



۴. با استفاده از الگوی شکل ۱۳-۲، تعدادی چاهک در ژل حفر نمایید. برای حفر چاهک در صورت نداشتن ژل پانچر می‌توانید از پیپت پاستور شیشه‌ای و مکش دهانی استفاده کنید. البته احتیاط کنید در زمان مکش، ژل از پیپت وارد دهان نشود.
۵. رقت‌های ۱/۳، ۱/۴، ۱/۸، ۱/۱۶ و ۱/۳۲ از آلبومین در PBS تهیه کنید.
۶. ۲۰ میکرولیتر از آلبومین رقیق‌شده را در چاهک‌های اطراف، و ۲۰ میکرولیتر از آنتی‌آلبومین را در چاهک مرکزی بریزید.
۷. اسلایدها را به مدت ۲۴ ساعت در دمای اتاق و در یک محیط مرطوب انکوبه کنید (برای ایجاد محیط مرطوب می‌توانید مقداری پنبه خیس را در مجاور اسلایدها و در داخل یک ظرف دربسته قرار دهید).
۸. پس از مدت‌زمان مذکور، اسلایدها را از نظر تشکیل خطوط رسوبی بررسی نمایید (شکل ۱۳-۳).



شکل ۱۳-۲: تکنیک DID. به باندهای رسوبی شیرین رنگ بین چاهک مرکزی (حاوی آنتی‌سرم) و دو چاهک ۱ و ۲ (حاوی آنتی‌ژن) دقت نمایید.



شکل ۱۳-۱: ایمونودیفیوژن دو طرفه (DID) به منظور مقایسه مشابهت‌های اپی‌توپی آنتی‌ژن‌ها. شماره ۱ مشابهت، شماره ۲ عدم مشابهت و شماره ۳ تشابه نسبی آنتی‌ژن‌ها را نشان می‌دهد.

انتشار یک طرفه شعاعی

یک آزمایش کمی است که در آن یکی از دو مولکول آنتی ژن یا آنتی بادی را در آگار مخلوط کرده و ثابت می گیرند و مولکول دیگر را در حفره ای که در آگار مزبور ایجاد کرده اند می ریزند.

مولکول داخل حفره با انتشار و نفوذ شعاعی در آگار به ناحیه تعادل رسیده و با مولکول دیگر واکنش می کند. در این روش خط Diffusion در آگار نفوذ Radial به طور شعاعی Single بررسی پیتاسیون نشان می دهد.

بنابراین فقط یکی از مولکولها رسوبی به صورت حلقه ای در اطراف حفره ایجاد می شود. قطر حلقه یا هاله مزبور با غلظت ماده مجهول (آنتی ژن یا آنتی بادی) متناسب است که جهت اندازه گیری ایمونوگلوبولینهای SRID با اندازه گیری آن و مقایسه با منحنی استاندارد می توان غلظت ماده مجهول را تعیین نمود. غالباً از سرم و اجزا کمپلمان استفاده می کنند.

ایمونودیفیوژن یک طرفه دایره ای

ایمونودیفیوژن یک طرفه دایره ای یا SRID که به آن تکنیک مانسینی^۱ (مبدع این روش) نیز گفته می شود، یک تکنیک ایمونولوژیکی برای تعیین کمی آنتی بادی ها و آنتی ژن ها می باشد. در این تکنیک برخلاف DID، فقط به یکی از دو طرف واکنش (معمولاً آنتی ژن)، در بستر ژل اجازه انتشار داده می شود و طرف دیگر که معمولاً آنتی بادی می باشد، با غلظت مناسب در ژل ثابت بوده و اجازه انتشار پیدا نمی کند.

در SRID آنتی ژن را در داخل چاهک هایی که درون ژل حفر شده و حاوی آنتی بادی اختصاصی می باشد می ریزند. سپس به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت انکوبه می کنند. در طی این مدت، آنتی ژن به صورت دایره ای در ژل انتشار می یابد و پس از برخورد با آنتی بادی و تشکیل شبکه درهم تنیده از کمپلکس های آنتی بادی-آنتی ژن به صورت






شکل ۱۳-۴: تکنیک SRID. قطر دایره‌های رسوبی، ارتباط مستقیمی با غلظت آنتی‌ژن دارد.

رسم منحنی استاندارد: SRID روش کار آزمایش

مقدار ۵ میکرولیتر از استاندارد های ۱ و ۲ و ۳ به حفره شماره ۱ و ۲ و ۳ بریزید. مقدار ۵ میکرولیتر از سرم مجهول به حفره شماره ۴ و ۵ بریزید. بعد از ریختن نمونه ها درب پلیت را بسته و چند دقیقه صبر نمایید تا نمونه ها جذب ژل شوند. سپس پلیت را بصورت وارونه بر روی یک سطح صاف دردمای اتاق به مدت ۴۸ تا ۷۲ ساعت قرار دهید. پس از گذشت این زمان قطر حلقه های رسوبی را اندازه گیری کرده و با توجه به منحنی استاندارد را مجذور قطر در نظر بگیرید. ۷ را مجذور قطر در نظر گرفته و محور X غلظت را نشان می دهد.



شکل ۱۳-۵: نمودار استاندارد در تکنیک SRID. با رسم نمودار بر اساس غلظت‌های استاندارد، می‌توان غلظت آنیژن مجهول را محاسبه کرد

روش ایمونو نفلومتری

یکی از روش های ایمونولوژیک سنجش آنتی ژن می باشد که تشکیل کمپلکس بین آنتی ژن و آنتی بادی در محیط مایع بررسی می شود. اغلب پروتئین ها را با این روش می توان اندازه گیری نمود. هرگاه مقداری از یک آنتی ژن محلول را در مجاورت مقدار متناسبی از آنتی بادی اختصاصی خود در محیط مایع قرار دهیم.

کمپلکس آنتی ژن-آنتی بادی در لوله آزمایش تشکیل شده و باعث کدورت می گردد. این لوله داخل دستگاه نفلومتر قرار می گیرد. در این دستگاه نور به لوله آزمایش تابیده می شود. نور پس از برخورد با کمپلکس های آنتی ژن-آنتی بادی موجود در لوله متفرق می شود. آشکار ساز دستگاه میزان نور تفرق یافته را اندازه گیری می نماید.




شکل ۱۳-۳: ایمونوالکتروفورز. دایره‌های بالا و پایین (قطب کاتد)، محل ریختن نمونه حاوی پروتئین (به عنوان مثال سرم انسان) می‌باشند. پس از الکتروفورز و تفکیک پروتئین‌ها از یکدیگر، در شیار وسط، آنتی‌سرم ریخته می‌شود. پس از انکوباسیون، کمان‌ها و یا قوس‌های رسوبی تشکیل می‌شوند.

۱۳-۷ ایمونوالکتروفورز راکتی

تکنیک ایمونوالکتروفورز راکتی^۱ روش توسعه یافته SRID می باشد. در این تکنیک، ابتدا آنتی ژن ها را در داخل چاهک های حفر شده در ژل حاوی آنتی بادی، ریخته و سپس با استفاده از نیروی الکتریکی، آن ها را در ژل به حرکت در می آورند (الکتروفورز). خطوط رسوبی تشکیل شده در این روش، راکتی شکل می باشند. در این روش، مساحت زیر هر راکت، ارتباط مستقیمی با غلظت آنتی ژن دارد (شکل ۱۳-۶).

تکنیک ایمونوالکتروفورز راکتی، در اندازه گیری آلفافتوپروتئین، تشخیص آنتی بادی ها در ادرار و مایع مغزی-نخاعی، اندازه گیری قطعات کمپلمان و تشخیص میلوماها کاربرد دارد.



شکل ۱۳-۶: تصویر شماتیک از تکنیک ایمونوالکتروفورز راکتی