



Farzaneh Forouharfar
University of Isfahan

Faculty of Biological Science and Technology

Department of Cell and Molecular Biology and Microbiology

عنوان:

استخراج DNA پلاسمیدی از باکتری‌ها به روش Miniprep

Extraction of plasmic DNA by miniprep

اهداف آزمایش


رسوب باکتری‌های کشت‌یافته

شکستن باکتری‌ها و استخراج DNA پلاسمیدی


- مقدمه:

- DNA پلاسمیدی جهت تکثیر و کلونینگ به سلول‌های باکتریایی میزبان منتقل می‌شود. در سلول‌های باکتریایی، پلاسمیدها مستقل از ژنوم میزبان تکثیر یافته و با افزایش توده ی باکتریایی بر تعداد پلاسمیدها نیز اضافه می‌گردد. بطوریکه پس از مدت کوتاهی مقدار قابل ملاحظه ای از DNA پلاسمیدی ایجاد می‌شود. به منظور استخراج DNA پلاسمیدی، سلول‌های باکتریایی می‌بایست به طریقی شکسته شوند، که DNA ژنومی آزاد نشود. روش‌های مختلفی برای شکستن باکتری جهت استخراج DNA پلاسمیدی ابداع شده اند که متداول‌ترین آنها روش لیز قلیایی و جوشاندن (Boiling) می‌باشند. در روش قلیایی دیواره سلولی در حضور مواد قلیایی نظیر هیدروکسید سدیم (NaOH) تخریب می‌شود. در صورتیکه در روش جوشاندن از حرارت برای تخریب دیواره سلولی استفاده می‌شود. در این جلسه چگونگی استفاده از روش قلیایی جهت استخراج DNA پلاسمیدی مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

- اصطلاحاً به روش تهیه ی DNA پلاسمیدی از باکتری‌ها در مقیاس کم Miniprep و در مقیاس بالا Maxiprep گفته می‌شود. در روش Miniprep هدف این است که مشخص شود آیا در کلونی‌ها پلاسمید وجود دارد و بعد از اطمینان یافتن از نتیجه Miniprep آنگاه Maxiprep انجام می‌شود. و نهایتاً DNA پلاسمیدی تخلیص شده را می‌توانیم سال‌ها در دمای مناسب نگهداری و جهت آزمایشات ژنتیک مولکولی استفاده نماییم.



- پس از کلونینگ از آنجا که ممکن است روی محیط کشت تعدادی کلنی تک داشته باشیم که از لحاظ ژنتیکی با هم متفاوت باشند، برای هر کدام از کلونی‌ها بایستی یک Miniprep انجام شود تا کلنی مورد نظر را از سایر کلونی‌ها مشخص شود و بعد از اطمینان از صحت کلونی مورد نظر Maxiprep انجام می‌شود که همه‌ی مراحل آن مشابه Miniprep است ولی با نسبت بیشتری انجام می‌گیرد. DNA استخراج شده می‌تواند بوسیله‌ی اولتراسانتریفیوژ در شیب غلظت کلرید سزیم (CsCl) از RNA و پروتئین‌ها جداسازی و تخلیص گردد. البته پلاسمید استخراج شده در روش Miniprep عموماً به اندازه کافی خالص می‌باشد و همچنین مناسب، جهت کلونینگ (Cloning)، PCR و تعیین توالی (Sequencing) است. کیت‌های تجاری نیز برای استخراج و تخلیص DNA پلاسمیدی وجود دارند که در مدت کوتاهی ۱-۲ ساعت می‌توان مقدار مناسبی DNA تهیه نمود



مواد و محلول‌های مورد نیاز

- محیط LB استریل حاوی آمپی سیلین
- محلول ۱ (گلوکز، تریس، EDTA)
- محلول ۲ (سود، SDS)
- محلول ۳ (استات پتاسیم)
- اتانل ۹۵٪ سرد (در یخچال در ۲۰- درجه سلنتی‌گراد نگهداری شود).
- اتانل ۷۰٪ سرد (در یخچال در ۲۰- درجه سلنتی‌گراد نگهداری شود).
- آب مقطر استریل
- یخ
- بافر TE (Tris, EDTA)



• طرز تهیه محلول‌ها

• محلول ۱:

• ۲۵ میلی مولار تریس هیدروکلراید (Tris-HCl, PH=8)، ۵۰ میلی مولار گلوکز و ۱۰ میلی مولار EDTA

• محلول ۲:

• ۰.۲ مولار NaOH و ۱٪ SDS (محلول فوق از سود ۲ مولار و ۱۰٪ SDS هنگام مصرف تهیه شود).

• محلول ۳:

• اساستات پتاسیم ۳ مولار، اسید استیک ۵ مولار (PH=5). جهت تهیه محلول، به صورت زیر عمل کنید:

• ۲۹.۴ گرم استات پتاسیم (وزن مولکولی = ۹۸.۱۴) را در ۱۱.۵ میلی لیتر اسید استیک گلاسیال حل کنید و به آن آب مقطر اضافه

نموده و به حجم ۱۰۰ میلی لیتر برسانید.



- ***توجه:** جهت دقت در ساخت محلول‌های فوق بهتر است محلول‌های استوک به شرح زیر تهیه شوند:
- **محلول‌های استوک جهت ساخت محلول ۱:**
 - ۱- محلول ۱ مولار تریس-هیدروکلراید
 - برای ساخت ۱۰۰ میلی‌لیتر از محلول فوق مقدار ۱۱۲.۱ گرم پودر تریس را در ۸۰ میلی‌لیتر آب مقطر حل نموده و PH آن را با HCl ۱ نرمال روی ۸ تنظیم نمایید و سپس با افزودن آب مقطر به حجم ۱۰۰ میلی‌لیتر برسانید.
 - ۲- محلول ۱ مولار گلوکز
 - برای تهیه ۱۰۰ میلی‌لیتر از محلول فوق مقدار ۱۸.۰۱۶ گرم پودر گلوکز را در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر حل نمایید.
 - ۳- محلول EDTA ۰.۵ مولار
 - برای تهیه ۱۰۰ میلی‌لیتر از محلول فوق مقدار ۱۸.۶ گرم از پودر EDTA را در ۸۰ میلی‌لیتر آب مقطر حل نمایید. PH را روی ۸ تنظیم و سپس حجم را به ۱۰۰ میلی‌لیتر برسانید.
 - در نهایت جهت ساخت ۱۰۰ میلی‌لیتر محلول شماره ۱، ۲.۵ میلی‌لیتر تریس ۱ مولار، ۵ میلی‌لیتر گلوکز ۱ مولار و ۲ میلی‌لیتر EDTA ۰.۵ مولار را با ۹۰.۵ میلی‌لیتر آب مقطر مخلوط نمایید.

- **محلول‌های استوک جهت ساخت محلول ۲:**

- ۱- محلول ۲ مولار سود

- برای تهیه ی ۱۰۰ میلی‌لیتر از محلول فوق ۸ گرم سود را در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر حل نمایید.

- ۲- محلول ۱۰٪ SDS

- ۱۰ گرم SDS را در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر حل نمایید.

- جهت ساخت ۱۰۰ میلی‌لیتر محلول ۲ هنگام مصرف، ۱۰ میلی‌لیتر سود ۲ مولار را با ۱ میلی‌لیتر SDS ۱۰٪ و ۸۹ میلی‌لیتر آب

مقطر مخلوط نمایید

- **محلول استوک جهت ساخت محلول ۳:**

- برای تهیه ی ۵۰ میلی‌لیتر از محلول ۳، ۱۴۰.۷۲ گرم از پودر استات پتاسیم را در ۳۰ میلی‌لیتر آب مقطر حل نموده و PH آن

را با استیک اسید روی ۵ تنظیم نمایید و به حجم ۵۰ میلی‌لیتر برسانید.

وسایل مورد نیاز

- لوله‌های شیشه‌ای ۱۵ میلی‌لیتری استریل
- لوله‌های اپندرف ۱.۵ میلی‌لیتری استریل (هر گروه به ۲ اپندرف نیاز دارد)
- پیپت ۵ میلی‌لیتری استریل
- سمپلرهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۱۰۰۰ میکرولیتری و سرسمپلر استریل
- دستگاه میکروسانتریفیوژ (۱۳ هزار دور در ثانیه)
- دستگاه سانتریفیوژ (۴ هزار دور در ثانیه)

• روش کار:

- ۱- در یک لوله آزمایش، یک کلونی از باکتری‌های ترانسفورم شده در آزمایش قبل را در ۳ میلی‌لیتر محیط کشت LB حاوی آمپی سیلین تلقیح نمایید و در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۶ ساعت (در طول شب) در انکوباتور انکوبه نمایید.
- ۲- ۱.۵ میلی‌لیتر از شلول‌های باکتریایی را در یک لوله اپندرف استریل به مدت ۵ دقیقه در دور ۶ هزار میکروسانتریفیوژن نمایید (این عمل را بار دیگر تکرار کنید تا حجم باکتری‌های رسوب یافته افزایش یابد).
- ۳- فاز محلول را دور ریخته و باکتری‌ها را در ۱۰۰ میکرولیتر محلول ۱ بطور کامل حل کنید و ۵ دقیقه در دمای محیط انکوبه نمایید.
- ۴- نمونه‌ها را چند دقیقه ورتکس نمایید.
- ۵- به لوله‌ها ۲۰۰ میکرولیتر محلول ۲ اضافه نموده و با چرخاندن لوله بطور کامل و آرام مخلوط نمایید. در این مرحله محلول حالت لزج ماندنی پیدا می‌کند.
- ۶- به لوله‌ها ۲۰۰ میکرولیتر از محلول ۳ اضافه نموده و با تکان دادن کاملاً مخلوط نمایید. چند دقیقه ورتکس نمایید، در این مرحله اجسام باکتریایی به همراه DNA ژنومی بصورت سفید رنگ رسوب می‌کنند.

- ۷- لوله‌ها را به مدت ۱۰ دقیقه روس یخ انکوبه کنید.
- ۸- لوله‌ها را ۵ دقیقه در دور ۱۲ هزار سانتریفیوژ نمایید.
- ۹- ط با دقت ۴۰۰ میکرولیتر از فاز رویی را بدون بر هم زدن فاز رسوب به لوله‌های های اپندرف جدید منتقل نمایید و به آن ۱ میلی‌لیتری اتانل ۹۵٪ سرد اضافه نموده و مخلوط نمایید، رشته ی DNA در محلول بصورت شناور دیده می‌شود. حدود ۱۰ دقیقه اپندرف‌ها را در یخچال در قسمت جایی نگه دارید.
- ۱۰- لوله‌ها را ۵-۱۰ دقیقه در میکروسانتریفیوژ در دور ۱۲ هزار سانتریفیوژ کنید.
- ۱۱- فاط الکلی را دور ریخته و به رسوب، ۱ میلی‌لیتر اتانل ۷۰٪ اضافه نموده و مخلوط کنید. (این مرحله اختیاری است).
- ۱۲- لوله‌ها را به مدت ۲ دقیقه در میکروسانتریفیوژ در دور ۱۲ هزار سانتریفیوژ نمایید. فاز الکلی را دور ریخته و رسوب را در دمای محیط خشک نمایید.

- DNA پلاسمیدی تهیه شده حاوی مقدار زیادی RNA می باشد که در صورت نیاز به حذف می تون از آنزیم RNAase استفاده نمود.

- ۱۳- DNA استخراج شده را در ۵۰ میکرولیتر بافر TE یا آب مقطر استریل حل نمایید. برای حل شدن سریعتر حدود ۱ ساعت ایندرفها را در حمام آب گرم ۶۵-۶۰ درجه سانتیگراد قرار دهید.

- DNA مزبور برای هضم آنزیمی و تفکیک بر روی ژل آگارز آماده است. این محلول می تواند برای مدت کوتاه (یک ماه) در یخچال در دمای ۴ درجه سانتیگراد و برای مدت طولانی در فریزر در ۲۰- درجه سانتیگراد نگهداری شود. از این DNA در جلسات چهارم و ششم استفاده خواهد شد.

- *توجه: محصول DNA با روش Miniprep حدود ۲-۵ میکروگرم است اما با این حال بسته به نوع و اندازه ی DNA پلاسمیدی مقدار آن می تواند متفاوت باشد

