



University of Isfahan  
Biology Science and Technology  
Department of Cell and Molecular Biology  
and Microbiology  
Farzaneh Forouharfar

# عنوان:

✓ شناخت مفهوم رنگ آمیزی زیستی (vital staining) و  
غیر زیستی (Non vital staining)

# اهداف

- ✓ مشاهده و بررسی واکوئل غذایی (Food vacuole)
- ✓ مشاهده و بررسی میتوکندری (mitochondria)
- ✓ مشاهده و بررسی اندامک های حرکتی مژه (cilia) و تاژه (flagella)
- ✓ مشاهده و بررسی هسته (nucleus)
- ✓ بررسی توانایی زیستی غشاء پلاسمایی سلول زنده (viability)
- ✓ مشاهده سیکلوسیس (cyclosis) یا جریان سیتوپلاسمی

# مقدمه

## رنگ آمیزی زیستی

در این نوع رنگ آمیزی ضمن حفظ حیات نمونه مورد نظر، اجزاء مورد مطالعه به صورت اختصاصی رنگ می‌شوند. بدیهی است که در این تکنیک رنگ آمیزی، رنگ‌های حیاتی بایستی با غلظت بسیار پایین و شرایط خاصی از نظر محلول سازنده، اسیدپت و مولاریته تهیه شوند.

## رنگ آمیزی غیرزیستی

در رنگ آمیزی غیرزیستی حیات نمونه از دست می‌رود. اما اجزاء مورد مطالعه اختصاصاً رنگ می‌گیرند و محلول سازنده یا نوع رنگ برای سلول سمی و کشنده می‌باشد.

# عوامل موثر بر رنگ آمیزی

دقیق بودن غلظت، pH، رنگ، مولاریته

نوع محلول مورد استفاده جهت ساخت رنگ (اسیدی، الکلی، آبی، سرم فیزیولوژیکی و..)

- ✓ مدت زمان رنگ آمیزی.
- ✓ میزان رنگ مورد استفاده در طول رنگ آمیزی.
- ✓ در رنگ آمیزی زیستی با توجه به رعایت شرایط رنگ آمیزی، نمونه میکروسکوپی زنده می ماند و جزء یا قسمت مورد نظر به صورت اختصاصی (specificly) رنگ می شود.

در این آزمایش برخی از اندامک های درون سلولی در تک یاخته ها با استفاده از رنگ های حیاتی و غیر حیاتی به صورت اختصاصی رنگ می شوند.

پارامسی ها، پروتوزویر های تک سلولی اند و در شاخه مژکداران و سلسله پروتیستا طبقه بندی می شوند. آنها در آب های آرام و آبگیر های زاید زندگی میکنند و بخش اصلی زنجیره غذایی را تشکیل می دهند. آنها از پسماندهای جلبک ها و سایر موجودات ریز تغذیه می کنند و خودشان توسط موجودات کوچک دیگر خورده می شوند.

تمام اعضای شاخه مژکداران به وسیله برآمدگی های ریز مومانندی که مژک (پنیکول) نامیده می شود حرکت می کنند.


حرکت پارامسی اینگونه است که اگر ضربان به سمت عقب باشد، حرکت جانور به سمت جلو استو بالعکس. اگر ضربان به صورت مایل باشد، جانور به دور خود می چرخد. در جالی که می چرخد به جلو و عقب حرکت می کند.


گارامسی قادر نیست شکل بدنش را مثل آمیب ها تغییر دهد. زیرا که غشای پیوسته ضخیم و سختی به نام پلیکل دارند. پلیکل غشای سلولی را فرا میگیرد.

پارامسی دو نوع هسته دارد. هسته بزرگ (ماکرونو کلیوس) میباشد که فعالیت هایی مثل تنفس، سنتز پروتئین و هضم غذا را کنترل میکند. هسته کوچک (میکرونو کلیوس) تنها در تولیدمثل بکار می رود.


تولیدمثل در پارامسی با تبادل DNA بین هسته های کوچک همراه است. این عمل به اینگونه است که دو پارامسی بصورت طولی بهم می چسبند و از طریق دهان سلولی به هم ملحق می شوند.


به این تولیدمثل گشنگیری می گویند که نوعی تولیدمثل جنسی در میکروارگانیسم هاست.











# واکوئل

واکوئل‌ها اندامک‌هایی هستند که یا انقباضی اند و مسؤل تنظیم فشار اسمزی داخل سلول هستند و یا غذایی اند که محل تجمع ذرات غذایی می‌باشند. واکوئل‌های انقباضی رنگ نمی‌پذیرند و به حالت گرد در دو طرف پیکر تک یاخته‌ای مثل پارامسی واقع شده‌اند. واکوئل‌های غذایی متعدد بوده و به تدریج ذرات غذایی محیط را در خود انباشته می‌کنند و دریافت و جذب ذرات غذایی را به عهده دارند. جهت مشاهده این اندامک‌ها از رنگ حیاتی با غلظت پایین قرمز خنثی یا neutral red استفاده می‌شود.



# طرز ساخت رنگ حیاتی قرمز خنثی

✓ ۰.۱-۰.۰۰۱ گرم رنگ قرمز خنثی در ۱۰۰ سی سی آب یا الکل مطلق حل شود.

✓ به این ترتیب غلظت بسیار پایین ۰.۱-۰.۰۰۱ درصد در آب یا الکل مطلق (Alcoholic or Aquatic) ساخته می شود.

✓ رنگ پس از تهیه دارای ذرات کلوئیدی و غیر قابل حل است.

# میتو کندری

میتو کندری ها ۲۵ درصد حجم سلول های یوکاریوت را اشغال کرده و جایگاه تنفس سلول اند. این اندامکها با میکروسکوپ نوری با استفاده از تکنیک های رنگ آمیزی حیاتی قابل مشاهده اند، اما جزئیات ساختاری و فراساختاری آنها فقط با میکروسکوپ الکترونی گذاره قابل مشاهده می باشد. ساختار آنها شبیه به باکتری های میله ای شکل بوده و قطری بین ۱-۵ میکرون دارند و طول آنها حدود ۲-۱ میکرون می باشد. پس از هسته، واکوئل و کلروپلاست، بزرگترین اندامک های درون سلولی هستند. تقسیم آنها به صورت دوتایی (Binary fission) بوده که در طول چرخه ی سلولی اندازه ی آنها دو برابر و سپس تقسیم می شوند. مطالعه میتو کندری به دلیل شفافیت زیاد و ضریب شکست کمی که دارد، توسط میکروسکوپ نوری معمولی در سلول های زنده قدری مشکل است و با میکروسکوپ زمینه تاریک (Dark field) و زمینه متضاد (phase contrast) بهتر مشاهده می شود.

در میکروسکوپ‌های نوری جهت بررسی آن‌ها به حالت زنده از محلول رنگی سبز ژانوس یا Janus green B استفاده می‌کنیم که این رنگ ساختار میتوکنندری را به رنگ سبز-آبی کم رنگ در می‌آورد. از آنجایی که در ساختار غشای داخلی میتوکنندری آنزیم سیتوکروم اکسیداز موجود در چرخه تنفسی سلولی با این رنگ واکنش می‌دهد، رنگ سبز ژانوس اکسید شده و رنگ سبز-آبی کم رنگ مشاهده می‌شود. در حالیکه این رنگ در سیتوپلاسم سلول به حالت احیا و بی رنگ می‌باشد.

# میتوکندری














آزمایشگاه سلولی و مولکولی - فرزانه فروهرفر

# میتو کندی












Y.I.R





آزمایشگاه سلولی و مولکولی - فرزانه فروهرفر











# طرز ساخت رنگ حیاتی سبز ژانوس

✓ این رنگ باغلظت بسیار پایین  $0.004$  گرم در  $100$  سی سی آب یا الکل مطلق به صورت  $0.004$  درصد، ساخته می شود.

# اندامک حرکتی

در تک یاخته ها زوائد دائمی حرکتی مژک ها (Cilia) و تاژک ها (flagella) می باشند که ساختاری کاملاً مشابه دارند و از تعدادی میکروتوبول با نظمی خاص تشکیل یافته اند. تفاوت مژک ها و تاژک ها در طول و تعداد آن هاست. اگر طول کم و تعداد زیاد باشد مژک بوده و چنانچه طول زیاد و محدود باشند تاژک گفته می شوند. حرکت تاژک ها به صورت موجی و از رأس به طرف قاعده تاژک و یا برعکس می باشد. در حالی که حرکت مژک ها به صورت پارویی انجام می شود. مشاهده اندامک حرکتی مژه به دلیل تراکم و تعداد بیشتر در سطح میکروسکوپ نوری بهتر امکان پذیر می باشد.

جهت مشاهده ساختار حرکتی مژه یا تاژک از رنگ غیر حیاتی لوگل lugol یا یدیدوره یا یدیدور پتاسیم (IKI) استفاده می‌شود. این رنگ در آب مقطر و با افزودن بلور ید و یدور پتاسیم تهیه می‌شود. بلور ید به دلیل سمی بودن برای سلول‌های زنده در غلظت استفاده شده، این رنگ آمیزی را غیر حیاتی می‌سازد.

# طرز ساخت رنگ غیر حیاتی لوگل

✓ این رنگ در ۱۰۰ سی سی آب مقطر با افزودن بلورید به میزان ۱ گرم به یدور پتاسیم به میزان ۲ گرم تهیه می شود و aquatic میباشد و اندامک های حرکتی را به رنگ زرد طلایی در می آورد.





# مژک‌ها (Cilia)

















آزمایشگاه سلولی و مولکولی - فرزانه فروهرفر







در این آزمایش علاوه بر آشنایی با مفاهیم رنگ آمیزی زیستی و غیر زیستی، واکوئل غذایی، میتوکندری، اندامک حرکتی و هسته به طور اختصاصی رنگ آمیزی می شوند و تراوایی غشاء سلول زنده مورد بررسی قرار می گیرد.

# واکوئل غذایی (Food vacuole)

✓ در تک یاخته ای مثل پارامسی که با توجه به سن تک یاخته و شرایط تغذیه ای آن، تعداد و اندازه واکوئل های غذایی متفاوت است.

✓ تجمع تدریجی ذرات غذایی در واکوئل های غذایی.


✓ تجمع تدریجی رنگ قرمز خنثی (Neutral red) در واکوئل های غذایی و تغییر رنگ آن ها به قرمز کم رنگ تا پر رنگ بر حسب تجمع رنگ.

# واکوئل غذایی (Food vacuole)












آزمایشگاه سلولی و مولکولی - فرزانه فروهرفر











## هسته


شکل و اندازه و تعداد هسته در تک یاختگان بسیار متنوع است و به ابعاد مختلف دیده می شود. اکثر تک یاختگان یک هسته دارند اما برخی از آن ها در تمام یا دوره ای از زندگی خود ممکن است بیش از یک هسته داشته باشند.

به منظور مشاهده هسته از رنگ حیاتی آبی متیل یا methylene blue استفاده می شود. و هسته به رنگ آبی آسمانی کم رنگ درمی آید. رنگ آمیزی هسته توسط آبی متیل تدریجا انجام می شود و حدود ۵ الی ۱۰ دقیقه طول می کشد. در این مدت زمان میتوان viability سلول را بررسی نمود.

# طرز ساخت رنگ حیاتی آبی متیل


✓ ۰.۰۱ گرم رنگ آبی متیل در ۱۰۰ سی سی آب مقطر حل  
شود بدین ترتیب با غلظت پایین ۰.۰۱ درصد آب مقطر  
aquatic تهیه می شود.

# هسته


















# غشاء پلاسمایی

غشاء پلاسمایی مرز بین سلول و محیط خارج سلول است و جایگاه اصلی مبادله مواد بین سلول و محیط اطراف یا سلول مجاور می باشد. به علاوه در حفظ ترکیبات سلول، شناسایی ترکیبات خارجی، برقراری اتصالات سلولی، ایمنی و سازگاری سلول با محیط اطراف و سلول های مجاور نقش اساسی دارد. جهت بررسی نفوذ پذیری انتخابی غشاء یک سلول زنده می توان از رنگ های حیاتی استفاده کرد که شرح آن در روش کار آمده است .


# سیکلوز (cyclosis) یا جریان سیتوپلاسمی (cytoplasmic streaming)

- ✓ واژه سیکلوز به معنی چرخندگی می باشد و به مفهوم: جریان چرخشی یا منظم درون سیتوپلاسمی است که اجزاء سلول را به حرکت در می آورد.
- میکروتوبول های درون سلولی عامل اصلی ایجاد این حرکت و سازماندهی آن می باشد.
- پروتئین های اکتین و میوزین از ترکیبات مهم دخیل در ایجاد این جریان می باشد.
- سیکلوز یک حرکت آرام و دائمی در سیتوپلاسم در جهات مختلف است که در اثر آن مواد درون سلولی و اندامک ها جابجا می شوند.

✓ در این آزمایش در زمان شناسایی و رنگ آمیزی اندامک های درون سلولی با مشاهده دقیق این اندامک به مدت چند ثانیه می توان جابجایی آن ها را در سیتوپلاسم مشاهده و دنبال کرد که در نتیجه جریان سیتوپلاسمی در سلول می باشد.









mitochondria

Food vacuoles

# واکوئل انقباضی



مواد و وسایل مورد نیاز

# مواد و وسایل مورد نیاز

۱. محیط کشت هی HEY

۲. قرمز خنثی

۳. سبز ژانوس

۴. لوگل (ید یدوره)

۵. آبی متیل یا سبز متیل

۶. لام ولامل

۷. پاستور پیت

۸. میکروسکوپ

# روش کار

در این آزمایش از محیط کشت هی که حاوی تک یاخته‌های مختلف می‌باشد، جهت انجام رنگ‌آمیزی حیاتی و غیر حیاتی و مشاهده اندامک‌های درون سلولی استفاده می‌شود. این محیط را با افزودن چند دانه گندم و برگ‌های پوسیده زیر درختان به آب برکه، حداقل چند روز قبل از آزمایش فراهم کنید. ضمن انجام آزمایش و درک مفهوم رنگ‌آمیزی زیستی و غیر زیستی برخی از اندامک‌های درون سلولی که در میکروسکوپ نوری قابل رؤیتند، رنگ‌آمیزی و مشاهده می‌شوند.

ابتدا جهت مشاهده واکوئل‌های غذایی یک قطره از محیط هی را توسط پاستورپیپت روی لام قرار داده و یک قطره رنگ قرمز خنثی بر روی آن ریخته، پس از لامل گذاری در بزرگنمایی  $40\times$  بعد از چند دقیقه مشاهده کنید. به حالت زنده و متحرک تک‌یاخته‌ها دقت شود. همچنین دقت شود که واکوئل‌های غذایی به تدریج ذرات کلوییدی رنگ را بدرون خود جذب کرده و پررنگ‌تر می‌شوند. به واکوئل‌های انقباضی نیز دقت شود که در دو قطب پیکر پارامسی قرار دارند و کروی و بی‌رنگ هستند.

قطره دیگری از محیط هی را روی لام گذاشته و جهت مشاهده میتوکنندری از سبز ژانوس استفاده کرده، لامل گذاری کنید و ابتدا در بزرگنمایی  $40\times$  و پس از ثابت شدن تک یاخته در بزرگنمایی  $100\times$  این اندامک‌ها را مشاهده کنید. به فرم عمومی آن‌ها توجه کنید که شبیه باکتریها هستند. بدیهی است که به دلیل کوچکی و شفافیت آن‌ها بایستی کلیه امکانات تنظیم نور و کنتراست در میکروسکوپ به کار گرفته شود و با تنظیم پیچ میکروفوکوس این اندامک دقیقاً بررسی شود. به زنده بودن تک یاخته‌ها توجه کنید.



همچنین در تک‌یاخته‌های زنده حرکت میتوکنندری در داخل سیتوپلاسم که بیانگر برقراری جریان سیتوپلاسمی می‌باشد، قابل توجه می‌باشد.

جهت مشاهده ساختار حرکتی، مجدداً یک قطره از محیط هی را روی لام قرار داده و پس از افزودن لوگل لامل گذاری کنید و نمونه را در بزرگنمایی ۴۰ مشاهده کنید. دقت شود که با افزودن رنگ، نمونه ثابت شده و تحرک و حیات خود را از دست می‌دهد.

. تک یاخته‌هایی با مژه یا تاژک‌های درشت‌تر را  
انتخاب و با فوکوس روی اندامک‌های حرکتی  
آنها را بررسی کنید.

به منظور مشاهده هسته و بررسی پدیده توانایی نفوذپذیری انتخابی غشاء در تک یا ختگان بر روی دو گوشه یک لام هر طرف یک قطره محیط هی بگذارید، به هر کدام یک قطره رنگ آبی متیل افزوده یک طرف را لامل گذاری کرده تا در نمونه های زنده هسته را مشاهده کنید. دقت کنید پس از چند دقیقه هسته متمایز می شود.

به طرف دیگر پس از افزودن یک قطره فرمالین لامل گذاری کنید. نمونه را در بزرگنمایی ۴۰ مشاهده کنید. دقت کنید که پس از افزودن فرمالین تک یاخته‌ها حیات خود را از دست می‌دهند بدین ترتیب نفوذپذیری انتخابی غشا را در این قسمت با طرف دیگر لام مقایسه کنید.