



University of Isfahan
Biological Science and Technology
Department of Cell and Molecular Biology
Cellular and Molecular Laboratory
Farzaneh Forouharfar

عنوان

شمارش اجسام میکروسکوپی در واحد حجم

اهداف مورد بررسی در این آزمایش عبارتند از:

آشنایی با لام توما یا هموسیتومتر و طرز استفاده از آن طبق قوانین استاندارد
شمارش اجسام میکروسکوپی

محاسبه تعداد اجسام میکروسکوپی در یک سوسپانسیون سلولی واحد حجم

برای تعیین تعداد یاخته‌های یک جمعیت، مانند شمارش جمعیت یاخته‌ای باکتریها، جلبک‌های تک سلولی، مخمرها و سلول‌های خونی و شمارش اسپرم‌ها در مراحل تشخیصی ناباروری از روش شمارش میکروسکوپی استفاده میشود.

در این روش نمونه مورد شمارش ابتدا بایستی با رقت مناسب در محلول رقیق کننده مناسب تهیه شود.

محلول رقیق کننده حتماً بایستی متناسب با شرایط نمونه تهیه گردد که می‌تواند محلول نمکی ایزوتونیک، یک مایع تثبیت کننده، محیط کشت مناسب، گلوکز استریل و غیره باشد تا شرایط طبیعی نمونه را حفظ کند و نمونه دچار آسیب و تغییرات شیمیایی و فیزیکی نگردد.


جهت شمارش یاخته‌های میکروسکوپی از لام مخصوصی به نام لام
توما (Toma) یا نئوبار (Neobar) یا هموسیتومتر (Hemocytometer) یا
محفظه شمارش (Counting Chamber) استفاده می‌کنیم.

این لام خصوصیات ویژه‌ای دارد که می‌تواند حجم ثابتی از سوسپانسیون مورد
نظر را درون خود نگه دارد و جهت شمارش تعداد یاخته‌ها در واحد حجم به کار
می‌رود.








آزمایشگاه سلولی و مولکولی - فرزانه فروهر فر



آزمایشگاه سلولی و مولکولی - فرزانه فروهر فر

COUNTING CHAMBER







مشخصات ویژه در لام توما

بخش مدرج خانه بندی شده لام شامل ۵ مربع بزرگ با ابعاد مساوی ۱ در ۱ میلی متر است. عمق (Deep) نیز در تمام قسمتهای خانه بندی شده لام توما یکسان و معادل ۰.۱ میلی متر است.


لام توما شامل تعدادی مربع است که مربع بزرگ میانی در مرکز لام به ۲۵ مربع متوسط تقسیم شده و مربع های بزرگ کناری به ۱۶ مربع متوسط مساوی تقسیم بندی شده اند.


هر یک از مربع های متوسط مربع بزرگ مرکزی خود به ۱۶ مربع کوچک تقسیم شده است .


الگوی خانه بندی لام توما



A - B - C - D ARE FIELDS USED IN DOING THE WHITE BLOOD CELL COUNT.
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ARE FIELDS USED IN DOING THE RED BLOOD CELL COUNT.







طول مربع‌ها عبارت‌اند از:

مربع بزرگ: ۱ میلی‌متر، مربع متوسط: $\frac{1}{5} = 0.2$ میلی‌متر

و مربع کوچک: $\frac{1}{20} = 0.05$ میلی‌متر.

با توجه به عمق $\frac{1}{10}$ میلی‌متری حجم به روش زیر قابل محاسبه است:

مساحت مربع بزرگ

$$= 1 \times 1 = 1 \text{mm}^2$$


$$\text{مساحت مربع متوسط} = \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{25} = 0.04 \text{mm}^2$$

$$\text{مساحت مربع کوچک} = \frac{1}{20} \times \frac{1}{20} = \frac{1}{400} = 0.0025 \text{mm}^2$$

$$\text{حجم مربع بزرگ} = 1 \times \frac{1}{10} = \frac{1}{10} = 0.1 \text{mm}^3$$

$$\text{حجم مربع متوسط} = \frac{1}{25} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{250} = 0.004 \text{mm}^3$$

$$\text{حجم مربع کوچک} = \frac{1}{400} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{4000} = 0.00025 \text{mm}^3$$




قوانین استاندارد ی که در رابطه با شمارش اجسام میکروسکوپی در لام توما یا نئوبار بایستی رعایت گردد:

۱. در صورت شمارش یاخته‌ها از طریق مربع بزرگ می‌توان ۴ یا ۵ مربع را انتخاب کرد، یاخته‌ها را شمرده و میانگین بگیرید و سپس با استفاده از حجم مربع بزرگ و با در نظر گرفتن تبدیل واحد تعداد را محاسبه کنید.
 ۲. در صورت شمارش یاخته‌ها از طریق مربع متوسط نبایستی هر ۲۵ مربع متوسط را شمرده بلکه ۵ مربع مشخص شده را باید انتخاب کرد که در راستای قطر مربع بزرگ قرار دارند. سپس میانگین تعداد یاخته‌های مورد شمارش در آن خانه‌ها را حساب و با استفاده از حجم مربع متوسط تعداد را محاسبه کنید.
- در هر حالت تعداد بایستی تعداد در عدد فاکتور رقت ضرب شود تا تعداد واقعی نمونه در ۱ واحد از محیط زیست آن محاسبه گردد.

قانون استاندارد سه خطی


۳. اگر به طور دقیق به خانه بندی های لام توما در زیر میکروسکوپ دقت شود، مشاهده می کنید که اضلاع دور مربع های متوسط ۳ خطی هستند، به این دلیل است که نمونه های روی اضلاع مربع ها دو بار شمرده نشوند و از قانون خاصی استفاده می شود، به این ترتیب که:

۴. خط دور مربع های متوسط از خارج به داخل عبارت اند از: خط خارجی (Outer line)، خط میانی (Middle line) و خط داخلی (Inner line).
یاخته های موجود در خانه مورد نظر شمارش می شوند و اگر یاخته ای بر روی خط میانی بالا و سمت چپ قرار گرفته باشد، به طوریکه حتی کوچکترین بخش سلول خط را لمس کند برای خانه مورد نظر شمارش می شود، اما اگر بر روی خط میانی پایین و سمت راست قرار گرفته باشد در شمارش به حساب نمی آیند. بدیهی است که در خانه های مجاور شمرده می شوند. به این ترتیب یک نمونه بیش از دو بار شمرده نمی شود و خطای شمارش حداقل می گردد.




نحوه شمارش نمونه‌های میکروسکوپی بر روی اضلاع مربع‌های متوسط

DIAGRAM II
CORNER SQUARE
(ENLARGEMENT)



Count cells on top and left touching middle line (○).

Do not count cells touching middle line at bottom and right (∅).



توجه ۱:

در مطالعات میکروسکوپی اجسام یاخته‌ای، نبایستی بیش از ۱۰ درصد یاخته‌ها به هم چسبیده و به حالت لخته باشند. در این صورت قبل از شمارش بایستی لام را شسته، خشک کنید و مجدداً نمونه را روی لام بریزید.

توجه ۲:

یاخته‌های کوچک تازه تقسیم شده را در بزرگنمایی‌های بالاتر به دقت بررسی کنید و در شمارش به حساب آورید.

با در نظر گرفتن و رعایت کلیه اصول و موارد فوق در شمارش اجسام میکروسکوپی خطا در شمارش حداقل و اعداد واقعی در رابطه با نمونه‌های بیولوژیکی به دست خواهد آمد.



مواد و وسایل مورد نیاز

مواد و وسایل مورد نیاز


۱. محلول رقیق کننده مناسب نمکی
۲. محیط کشت جلبک دانیلا (Daniella)
۳. لام توما و لامل استاندارد
۴. سمپلر
۵. میکروسکوپ نوری
۶. محلول رنگی تریپان بلو جهت تشخیص سلولهای زنده از مرده


روش کار

پیش از شروع کار اطمینان حاصل کنید که لام توما و لاملی که روی آن قرار می‌گیرد، عاری از هر نوع آلودگی باشند. لامل استفاده شده بر روی هموساتومتر ضخیم تر از لامل‌های معمول به کار رفته در سنجش‌های میکروسکوپی است، تا بتوانند بر کشش سطحی یک قطره مایع غلبه کنند.


مطمئن شوید که پیش از قرار دادن سوسپانسیون سلولی، لامل را بر روی سطح شمارش‌کننده قرار دهید؛ سپس نوک سمپلر حاوی نمونه جلبک‌های تک‌سلولی دانیلا که از محیط زیست آن‌ها، توسط محلول رقیق‌کننده مناسب به نسبت ۱ به ۱۰ رقیق شده است را از شیارهای کناری موجود در لام توما تخلیه کنید. ناحیه زیر لامل با کمک نیروی موئینه پر خواهد شد. این مقدار حدوداً ۱۰ میکرومتر است.




دقت شود برای رقیق کردن نمونه ابتدا از جمعیت یاخته‌ای توسط ۱۰ سی‌سی برداشته و از محلول رقیق کننده مناسب ۱۰ سی‌سی به آن اضافه می‌کنیم، در این صورت فاکتور رقت ۲ می‌باشد. نمونه را زیر میکروسکوپ مشاهده می‌کنیم. اگر باز هم تراکم سلولها زیاد بود و احتمال شمارش نمونه‌ها با خطا وجود داشت، می‌توان نمونه را چند برابر دیگر رقیق کرد. در صورت نیاز می‌توان فاکتور رقت را افزایش، و نهایتاً در محاسبات آن را تأثیر داد.













با کم کردن نور و تنظیم کنتراست، خانه‌ها و نمونه‌های مورد شمارش را در بزرگنمایی ۱۰ یا ۴۰ به دقت مورد بررسی قرار دهید.

برای شمارش، از خانه‌های متوسط که در راستای قطر مربع بزرگ میانی قرار دارند استفاده کنید. میانگین تعداد یاخته‌ها را به دست آورید.


سپس با استفاده از حجم مربع متوسط تعداد یاخته‌ها را در ۱ واحد از محیط زیست آن‌ها حساب کرده و در عدد فاکتور رقت ضرب کنید. دقت کنید، در روی لام در قسمت آینه مانند ۲ خانه بندی مشابه در بالا و پایین تکرار شده است.









آزمایشگاه سلولی و مولکولی - فرزانه فروهرفر




آزمایشگاه سلولی و مولکولی - فرزانه فروهرفر








آزمایشگاه سلولی و مولکولی - فرزانه فروهرفر










The cells have been stained with trypan blue:


- Viable cells
- Dead cells



آزمایشگاه سلولی و مولکولی - فرزانه فروهرفر







تمیز کردن لام شمارش

پس از پایان کار لام را در ظرف آب قرار دهید در صورتی که نمونه مورد بررسی روی لام خشک نشده باشد تمیز کردن لام آسان خواهد بود لام های شمارش آغشته به مواد چسبناک را در آب نگهداری نکنید می توانید از یک شوینده به همراه دستمال نرم برای نظافت استفاده کنید در ادامه، لام را به خوبی شسته و در نهایت با آب مقطر آبکشی کنید برای خشک کردن لام را روی دستمال کاغذی به یک ظرف قرار دهید

کار برد های لام توما در علوم مختلف



بزرگداشت
isipaper.org


مطالعاتی که نرخ رشد میکروارگانیسمها را آزمایش می کنند نیازمند شمارش سلول ها هستند.




میزان رشد جمعیت باکتری ویروسها و دیگر عوامل بیماریزا در خون یا دیگر سیالات بدن می تواند اطلاعاتی درباره پیشرفت یک بیماری عفونی و همچنین اطلاعاتی درباره موفقیت سیستم ایمنی در مهار عفونت را فراهم کند.




اندازه گیری میزان زنده بودن سلول، یعنی اندازه گیری و محاسبه نسبت سلولهای مرده به سلول های زنده، برای مثال تعداد سلولهایی که در معرض سم قرار گرفته اند شمارش و بررسی های تکمیلی انجام شود.





آزمایشگاه سلولی و مولکولی - فرزانه فروهرفر



آزمایشگاه سلولی و مولکولی - فرزانه فروهرفر

در بسیاری از روش های زیستی مانند میکروبیولوژی، کشت سلولی، کار با خون و بسیاری از تکنیک های دیگر که از سلول ها استفاده می کنند نیاز داریم که غلظت سلول ها را در آزمایش بدانیم




در پزشکی، غلظت سلول های مختلف خونی، مانند سلول های قرمز و سلول های سفید خون، می تواند اطلاعات حیاتی در مورد وضعیت سلامتی شخص به پزشک بدهد.

شمارش کامل سلول های خون در سلول درمانی، برای کنترل دوز سلولهای تجویز شده برای بیمار بسیار موثر است.




در آزمایشات زیست شناسی مولوکولی نیاز است تا غلظت سلول مشخص شود، تا طبق آن مقدار عوامل شیمیایی و واکنش دهنده در آزمایش اعمال شوند



شمارش اسپرم ها در درمان ناباروری







آزمایشگاه سلولی و مولکولی - فرزانه فروهرفر

