



دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم و فناوری های زیستی، گروه سلولی و مولکولی و  
میکروبیولوژی، آزمایشگاه میکروبیولوژی

## آزمایشگاه باکتری شناسی 2

---

رنگ آمیزی گرم و آشنایی با خصوصیات میکروسکوپی و ماکروسکوپی باکتریهای جنس اسینتوباکتر

## اسینتوباکتر

جنس اسینتوباکتر شامل باکتریهای گرم منفی، به شدت هوازی، غیر تخمیر کننده، غیر اسید دوست، غیر متحرک، کاتالاز مثبت و اکسیداز منفی با محتوای ۳۹٪ - ۴۷ DNA G+C است

اعضای جنس اسینتوباکتر در همه جا حضور دارند، چرا که این ارگانیسرها بعد از غنی سازی در محیط کشت از انواع نمونه های حاصل از خاک یا آبهای سطحی احیا میشوند

در حقیقت اکثر گونه های جنس اسینتوباکتر در محیط زیست دارای زیستگاه طبیعی هستند، اگرچه بیشتر گونه های اسینتوباکترها بخشی از فلور پوست انسان هستند

در یک مطالعه ی اپیدمیولوژی که برای بررسی کلونیزاسیون اسینتوباکتر روی پوست و موکوس انجام گرفت، مشخص شد که ۴۳٪ افرادی که در بیمارستان بستری نشده اند، با این ارگانیسرم کلونیزه شده اند.


## اسینتوباکترها

نام *Acinetobacter* (برگرفته از واژه‌ی یونانی *akinetos* به معنی غیرمتحرک)، توسط *Prevot* و *Brisou* در سال ۱۹۵۴ برای تمایز ارگانیس‌های غیرمتحرک از انواع متحرک جنس *Achromobacter* به‌کار برده شد.

جنس اسینتوباکتر شامل باسیل‌های پلئومورفیک، گرم منفی، به‌شدت هوازی، غیرتخمیرکننده، غیر اسیددوست، غیرمتحرک، کاتالاز مثبت و اکسیداز منفی با محتوای DNA G+C ۴۷ - ۳۹٪ است. بر اساس یافته‌های جدید تاکسونومی، اسینتوباکتر باید در خانواده‌ی جدید *Moraxellaceae* در راسته‌ی *Gammaproteobacteria* که شامل جنس‌های *Moraxella*، *Acinetobacter*، *Psychrobacter* و سایر ارگانیس‌های وابسته است، طبقه‌بندی شود. این باکتری‌ها در هنگام رنگ‌آمیزی نمونه‌های میکروسکوپی حاصل از مایعات بدن و از محیط کشت جامد اغلب مشابه نایسریا هستند.

# Other species are occasional pathogens

- *A. baumannii* is the major species of **Acinetobacter**. Others occasional human pathogens include *A. calcoaceticus*, *A. Iwoffi*, *A. junii*, *A. johnsonii* and *A. baylyi*.





از بین چندین روش موجود برای شناسایی گونه‌های اسینتوباکتر، هیبریداسیون DNA-DNA به‌عنوان روش مرجع استاندارد شناخته شده است. روش شناسایی فنوتیپی که در سال ۱۹۸۶ توسط Bouvet و Grimont پیشنهاد شد، بر اساس ۲۸ تست فنوتیپی است. این روش در سال ۱۹۸۷ بهبود یافت، به این روش جدید پارامترهایی مانند رشد در دمای  $37^{\circ}\text{C}$ ،  $41^{\circ}\text{C}$  و  $44^{\circ}\text{C}$ ، تولید اسید از گلوکز، هیدرولیز ژلاتین و استفاده از ۱۴ منبع کربن مختلف اضافه شد. اگرچه این روش قادر به تمایز بین ۱۱ تا ۱۲ بیوتیپ اسینتوباکتر که در ابتدا توصیف شدند، هست و همچنین ۹۵/۶٪ از ایزوله‌های اسینتوباکتر جدا شده از نمونه‌های پوستی انسان را تا مرحله‌ی گونه‌ای به‌درستی شناسایی می‌کند، اما توانایی شناسایی گونه‌هایی که اخیراً شناسایی شده بودند را ندارد، همچنین این روش توانایی شناسایی گونه‌های بسیار نزدیک به یکدیگر، گونه‌های شایع کلینیکی، اسینتوباکتر بومانی و اسینتوباکتر بیوتیپ ۱۳TU را ندارد. درحالی‌که *A. calcoaceticus* و اسینتوباکتر بیوتیپ ۳ تنها به‌واسطه‌ی تفاوت رشد در دماهای مختلف قابل تمایز هستند، متأسفانه تست‌های فنوتیپی ساده که به‌طور معمول در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی به کار می‌رود حتی برای شناسایی قطعی شایع‌ترین گونه‌های اسینتوباکتر غیرمناسب است.

هر ۲ روش هیبریداسیون DNA-DNA و Bouvet و Grimont بسیار پُر زحمت بوده و برای آزمایشگاه‌های میکروبیولوژی مناسب نیستند. در حقیقت این روش‌ها در تعداد کمی از آزمایشگاه‌های مرجع دنیا در دسترس هستند. امروزه روش‌های مولکولی همانند تحلیل قطعات محدودشده‌ی ژن ۱۶S rRNA (ARDRA<sup>[۱]</sup>)، انگشت‌نگاری DNA با قدرت تفکیک بالا با روش پلی‌مورفیسم طول قطعات تکثیرشده (AFLP<sup>[۲]</sup>)، ریبوتایپینگ، انگشت‌نگاری فاصله‌گذارهای tRNA، آنالیز توالی‌های فاصله‌گذار بین‌ژنی ۱۶S-۲۳S rRNA و آنالیز توالی‌های ژن rpoB (زیرواحد  $\beta$  RNA pol) و فاصله‌گذارهای آن برای شناسایی اسینتوباکترها در دسترس است. آنالیزهای ARDRA و AFLP امروزه از جمله پذیرفته‌شده‌ترین روش‌های شناسایی گونه‌های اسینتوباکتر ه

همانطور که در بالا اشاره شد اسینتوباکتر بومانی (*A.baumannii*) شایع‌ترین گونه جدا شده است. گونه‌های دیگر نظیر اسینتوباکتر لوفی (*A.lwoffii*)، اسینتوباکتر جانسونی (*A.johnsonii*)، اسینتوباکتر همولیتیکوس (*A.heamolyticus*) و سایر گونه‌ها بندرت جدا می‌شوند. قبلاً اسینتوباکترها با نام‌های مختلفی نظیر میما پلی‌مورفا (*Mima polymorpha*) و هرلا واژینیکولا (*Herellea vaginicolla*) که بیانگر خصوصیات ارگانیسم‌ها بود، نامیده می‌شدند. اسینتوباکتر بومانی که برخلاف سایر گونه‌های شایع در دمای ۴۴ درجه سانتیگراد نیز رشد می‌کند از خون، خلط، پوست، مایع جنب و ادرار (معمولاً در عفونت‌های همراه با تجهیزات پزشکی) جدا می‌شود. اسینتوباکتر جانسونی پاتوژن بیمارستانی با بیماری‌زایی محدود بوده و در کشت خون بیماران دارای کاتترهای پلاستیکی داخل وریدی دیده می‌شود. اسینتوباکترهایی که از پنومونی‌های بیمارستانی جدا می‌شوند، اغلب از مرطوب‌کننده‌ها یا خنک‌کننده‌ها منشأ گرفته‌اند. این باکتری‌ها در بین باسیل‌های غیر تخمیرکننده بعد از سودوموناس بیشترین وفور را در نمونه‌های کلینیکی دارند.

امروزه اسیتتوباکتر بومانی به عنوان یکی از مشکل سازترین پاتوژن های انسانی در مراکز پزشکی دنیا شناخته می شود. به دلیل به دست آوردن شاخص های مقاومت به خصوص در ۱۵ سال اخیر، اسیتتوباکتر بومانی تبدیل به یکی از ارگانیزم های تهدیدکننده ی آنتی بیوتیک های عصر حاضر شده است. سویه های اسیتتوباکتر بومانی به تمامی آنتی بیوتیک های شناخته شده مقاوم هستند که این موضوع تلاش های گسترده در سطح جهانی را برای کنترل این ارگانیزم می طلبد.



## چرا اسپنتوباکتر بومانی پاتوژن بیمارستانی مقاوم است؟


۳ فاکتور اصلی احتمالاً در بقای اسپنتوباکتر بومانی در شرایط بیمارستانی نقش دارند. این عوامل عبارتند از مقاومت به اکثر داروهای ضد میکروبی، مقاومت به خشکی و مقاومت به مواد شیمیایی ضد عفونی‌کننده.

مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها و فشار مضاعف ناشی از آن‌ها ممکن است باعث ایجاد سویه‌هایی خاص با خاصیت انتخابی شود. مطالعات مختلف نشان داده است که میزان مقاومت در سویه‌های اپیدمیک اسپنتوباکتر بومانی به میزان قابل‌توجهی بیشتر از سویه‌های عامل مولد تک‌گیر است. مقاومت به فلوروکینولون‌ها در ارتباط با رفتارهای اپیدمیک است. Villers و همکارانش دریافتند که درمان‌های قبلی با فلوروکینولون‌ها به‌عنوان یک فاکتور خطر مستقل برای عفونت با اسپنتوباکتر بومانی اپیدمیک است و به‌نظر می‌رسد که فشار انتخابی ناشی از استفاده‌ی مداوم فلوروکینولون‌ها در حداقل ۵ سال، مسئول مقاومت و گسترش اپیدمیک کلون‌های اسپنتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو است. افزایش مقاومت سویه‌های اسپنتوباکتر بومانی به کارباینم‌ها در ارتباط با همه‌گیری‌های بیمارستانی است. پیشنهاد شده است که هر ایزوله‌ی کلینیکی اسپنتوباکتر بومانی با مقاومت به چندین آنتی‌بیوتیک می‌تواند سویه‌ای با توانایی ایجاد همه‌گیری‌های بیمارستانی ایجاد کند.

## تشخیص آزمایشگاهی

از نمونه‌های خون، مایع پلور، ادرار، ضایعات پوستی می‌توان این باکتری‌ها را جدا کرد.

**رنگ‌آمیزی گرم:** کوکوباسیل یا باسیل‌های کوتاه که در روی محیط‌های جامد و نمونه‌های کلینیکی اغلب به شکل دپیلوکوک هستند و با نایسریاها اشتباه می‌شوند (شکل ۱). این باکتری‌ها گرم منفی هستند که گاهی اوقات گرم مثبت مشاهده می‌شوند (گرم متغیر).




شکل (۱): رنگ‌آمیزی گرم گونه‌های اسینتوباکتر

# *Acinetobacter baumannii*


## **Morphology**

- *Acinetobacter baumannii* is a pleomorphic aerobic gram-negative bacillus, commonly isolated from the hospital environment and hospitalized patients.





# *Acinetobacter baumannii*



# Morphology is distinctive

- Rod shaped during rapid growth and coccobacillary in the stationary phase.
- Encapsulated (generally).
- Nonmotile (although they may exhibit twitching motility).
- **Gram-negative organisms.** Retention of crystal violet may result in incorrect identification as gram-positive cocci.



## کشت اسیتتوباکتر

بر روی بیشتر محیط‌های معمولی رشد میکند. روی بلاک آگار کلنی‌های محدب، خاکستری تا سفید به قطر ۲-۳ میلی‌متر با همولیز متغیر ایجاد میکند.

کلنی آن در روی مکانکی شبیه سایر لاکتوز منفی‌ها است. در عمق TSI نمی‌تواند رشد نماید و الگوی TSI آن مانند سودوموناس ALK/ALK است.

در جدول زیر مشخصات مهم اسیتتوباکتر بومانی و لوفی نشان داده شده است. عدم تخمیر گلوکز وجه افتراق آن با انتروباکتریاسه و تست اکسیداز وجه تمایز آن با نایسریا است، اسیتتوباکتر برخلاف نایسریاها اکسیداز منفی است

کلید تشخیصی اسیتتوباکتر: در TSI واکنش، ALK/ALK رنگ آمیزی گرم با مشخصات ذکر شده، اکسیداز منفی، مقاومت به پنسیلین، H<sub>2</sub>S منفی، بدون حرکت، کاتالاز مثبت، حساس به پلی میکسین B

**کشت:** بر روی بیشتر محیط‌های معمولی رشد می‌کند. روی بلاداآگار کلنی‌های محدب، خاکستری تا سفید به قطر ۲-۳ میلی‌متر با همولیز متغیر ایجاد می‌کند. کلنی آن در روی مکانکی شبیه سایر لاکتوز منفی‌ها است. در عمق TSI نمی‌تواند رشد نماید و الگوی TSI آن مانند سودوموناس ALK/ALK است. در جدول زیر مشخصات مهم اسینتوباکتر بومانی و لوفی نشان داده شده است.


عدم تخمیر گلوکز وجه افتراق آن با انتروباکتریاسه و تست اکسیداز وجه تمایز آن با نایسریا است (اسینتوباکتر برخلاف نایسریاها اکسیداز منفی است).




کلنی های اسپیتوباکتر ( لاکتوز منفی) بر روی محیط مک کانکی آگار




کلنی های اسپیتوباکتر بر روی ژلوز خوندار



**MacConky Agar**



**Leeds Acinetobacter Agar**



**CHROM Agar**



## شناسایی گونه های مختلف باکتری اسپنتوبکتر

اسپنتوباکترها تا مرحله ی جنس به واسطه ی خصوصیتی مانند کوکوباسیلهای گرم منفی، کاتالاز مثبت، اکسیداز منفی، غیر تخمیر کننده و غیر متحرک شناسایی میشوند.

اسپنتوباکترها باسیلهای کوتاه و پهن هستند که رنگ خود را به آسانی از دست نمی دهند و به همین دلیل ممکن است با کوکسیه های گرم مثبت اشتباه گرفته شوند.

اسپنتوباکترهای با منشأ انسانی به خوبی در محیط های جامد که به طور معمول در آزمایشگاه های میکروبیولوژی استفاده میشوند، مانند بلاد آگار گوسفندی یا تریپتیکاز سوی آگار در دمای ۳۷ ° رشد میکنند.

این ارگانیسرها کلنی های صاف، گاهی موکوئیدی و خاکستری تشکیل می دهند.



کلید تشخیصی اسینتوباکتر: در TSI واکنش ALK/ALK، رنگ آمیزی گرم با مشخصات ذکر شده، اکسیداز منفی، مقاومت به پنی سیلین،  $H_2S$  منفی، بدون حرکت، کاتالاز مثبت، حساس به پلی میکسین B

جدول (۱): مشخصات کلیدی اسینتوباکترها

TEST	ACINETOBACTER BAUMANNII	ACINETOBACTER LWOFFII
Oxidase	-	-
Motility	-	-
Growth on Macconkey agar	+	+
Growth at 42°C	+	-
OF glucose	+	-
NO <sub>3</sub> reduced	-	-
Gelatin	V	V
Urea	V	V
Pigmentation	-	-

# Biochemical Reactions

- **Oxidase negative**  
(opposite to *Neisseria spp.* or *Moraxella spp.*)
- Haemolytic
- **Indole negative.**
- **Catalase positive.**



# Transmission of: **Acinetobacter**

- Transmission:  
Acinetobacter can be spread from person to person (infected or colonized patients), contact with contaminated surfaces of exposure to the environment.



## درمان

سویه‌های اسینتوباکتر اغلب نسبت به عوامل ضد میکروبی مقاوم بوده و درمان عفونت‌های حاصل از باکتری‌ها مشکل است. برای انتخاب بهترین درمان ضد میکروبی، انجام تست تعیین حساسیت ضروری است. این باکتری‌ها به سولفونامیدها، سفالوسپورین‌های قدیمی، اریترومايسين، تتراسایکلین و کلرامفنیکل مقاوم بوده و در اکثر موارد سویه‌های اسینتوباکتر نسبت به جنتامایسین، آمیکاسین، توبرامایسین و پنی‌سیلین‌ها یا سفالوسپورین‌های جدید و آمینوگلیکوزیدها پاسخ می‌دهند.



## تعریف اسینتوباکتر بومانی مقاوم به چندین دارو

اکثر مطالعات انجام‌گرفته درصد ایزوله‌های حساس (یا مقاوم) به طیف آنتی‌بیوتیک‌ها را نشان می‌دهند. اگرچه برخی از مطالعات نیز مقاومت چندگانه به آنتی‌بیوتیک‌ها را نشان می‌دهند. بهترین تعریف برای اسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو، مقاومت همزمان به بیش از ۲ آنتی‌بیوتیک از ۵ دسته کلاس آنتی‌بیوتیکی است (ایمی‌پنم یا مروپنم)، آمپی‌سیلین-سولباکتام، فلوروکینولون‌ها و سیپروفلوکساسین یا لووفلوکساسین و آمینو گلیکوزیدها (جنتامیسین، توبرامایسین یا آمیکاسین). لازم به ذکر است که تست‌های حساسیت‌سنجی بتالاکتام‌ها و بازدارنده‌های آن یعنی بتالاکتام‌ها بسیار پرزحمت هستند و آزمایشگاه‌ها ممکن است از پیپراسیلین-تازوباکتام یا تیکارسیلین-کلاولانات در اسینتوباکتر بومانی استفاده کنند. علاوه‌براین مقاومت به همه‌ی داروها به معنای مقاومت به تمام مواد ضد میکروبی است که برای درمان اسینتوباکتر بومانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که شامل بتالاکتام‌ها (شامل کارباپنم‌ها و سولباکتام MIC بیش از ۴ mg/mL)، فلوروکینولون‌ها و آمینوگلیکوزیدها است. اگرچه با افزایش استفاده‌ی پلی‌میکسین‌ها و tigecycline، این تعریف احتمالاً، این عوامل ضد میکروبی را نیز دربر می‌گیرد.



# با تشکر از توجه شما