



دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم و فناوری های زیستی، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی و میکروبیولوژی، آزمایشگاه میکروبیولوژی



آزمایشگاه میکروب

تست های بیوشیمیایی

قند – اوره – سترات – هیدرولیز ژلاتین – MR-VP -SIM


1

تهیه کننده : سهیلا عباسی

زمینه ی نظری

- تست های بیوشیمیایی برای تشخیص باکتری جنس و گونه آن استفاده می شود. پایه و اساس این تست آنزیم های متابولیکی باکتری ها هستند. این آنزیم ها می تواند با اثر بر سوبسترای خود pH، یا رنگ محیط را تغییر دهند و یا موجب تغییر در معرف شوند.

روشی کشت در محیط اسلنت



3

تهیه کننده: سهیلا عباسی

تست تخمیر کربوهیدرات

برای این آزمایش از محیط PHENOL RED BROTH استفاده می شود که حاوی معرف pH فنل رد، پتیدو یک نوع کربوهیدرات است. باکتری هایی که قند فوق را تخمیر می کنند مواد اسیدی تولید کرده و رنگ محیط از قرمز به زرد تغییر می کند. تولید گاز نیز معیاری از تخمیر هیدرات کربن است. اگر باکتری قادر به تخمیر قند نباشد پتیدها را تجزیه کرده و آمونیوم تولید می شود که رنگ محیط همچنان قرمز باقی می ماند.

4



5

تهیه کننده : سهیلا عباسی

Penol Red broths



A (acid with gas).....B (acid).....C (uninoculated control).....D (no reaction)... ..E (alkaline reaction)

6

تهیه کننده : سهیلا عباسی

• تست سیترات

- تست سیترات برای شناسایی باکتری های دارای سیتراتاز است. سیتراتاز، سیترات را به اگزالواستات و پیروات می شکند، که پیروات با CO_2 واکنش داده و محیط را قلیایی می کند. برای این آزمایش محیط کشت فقط باید دارای سیترات باشد. همچنین آگار آن شیب دار (Slant) است.

7

آزمون مصرف سترات

سدیم سترات، نمک اسید سیتریک و یک ترکیب آلی است که در سیکل کربن متابولیزه شده و می‌تواند منبع کربن محسوب شود. برخی از ارگانیس‌ها می‌توانند انرژی موردنیاز خود را با استفاده از سدیم سترات به‌عنوان تنها منبع کربن و از نمک‌های آمونیوم غیر ارگانیک به‌عنوان تنها منبع نیتروژن بدست آورند. باکتری‌هایی که قادرند سترات را به‌عنوان تنها منبع کربن و انرژی و نمک آمونیوم را به‌عنوان تنها منبع ازت جهت رشد خود به کار برند قادرند محیط سیمون سترات (سبز رنگ) که حاوی معرف بروموتیمول بلو است را به رنگ آبی تبدیل کنند.

محیط سیمون سترات آگار حاوی نمک‌ها، کاتیون‌ها، بافرهای سترات و بروموتیمول آبی به‌عنوان اندیکاتور است و می‌تواند در pH قلیایی (بالتر از ۷/۶) و در جریان تولید ترکیبات قلیایی (ترکیبات آمونیوم) حاصل از مصرف سترات تولید رنگ آبی در محیط نماید. باید توجه کرد که هر محیطی که برای تعیین استفاده از سترات بکار می‌رود، باید فاقد پروتئین و کربوهیدرات به‌عنوان منابع دیگر کربن باشد.




مراحل انجام کار:

مقدار خیلی کم از ارگانیزم مورد نظر (۱-۲ کلنی ایزوله) را در سطح آگار شیب‌دار سیمون سیترات تلقیح می‌کنیم.

به مدت ۲۴-۴۸ ساعت لوله را در ۳۵-۳۷ درجه سانتی‌گراد انکوبه می‌نماییم. ایجاد رنگ آبی نشان‌دهنده واکنش مثبت است.

9

Simmons Citrate



A: Positive...Enterobacter

B: Negative...E. coli

C: Control-uninoculated

10

تهیه کننده: سهیلا عباسی

- تست اوره برای سنجش اوره آز در باکتری ها است. اوره آز، اوره را به CO_2 و NH_3 تجزیه می کند. اگر رنگ محیط ارغوانی یا صورتی شود تست + است. همچنین آگار آن شیب دار (Slant) است.

تست اوره آز

اوره آز آنزیمی است که بعضی از ارگانیس‌ها آن را تولید کرده و اوره را به دی‌اکسید کربن، آب و آمونیاک هیدرولیز می‌کنند. آمونیاک در محلول به کربنات آمونیوم تبدیل شده و باعث قلیایی شدن محیط و بالا رفتن pH می‌شود. از این آزمون می‌توان برای افتراق انتروباکتریاسه‌ها، افتراق بین گونه‌های بروسلا، شناسایی گونه‌های مهمی نظیر کورینه‌باکتریوم اوره‌آلیتیکوم، هلیکوباکتریپیلوری، تشخیص مخمرهای کپسول‌دار و به‌عنوان یک تست اضافی برای تشخیص بعضی کوکوباسیل‌های گرم منفی استفاده کرد.

Urea agar

pos

uninoculated


neg



13

تهیه کننده: سهیلا عباسی

Urea Hydrolysis




- محیط SIM محیطی است نیمه جامد و زرد کم رنگ که به واسطه آن سه آزمایش تولید H_2S تولید اندول و حرکت باکتری ها مورد بررسی قرار می گیرد. این محیط فقط دارای عمق است و به صورت Stab کشت داده می شود.
- تولید اندول به وسیله اضافه کردن چند قطره معرف کوآکس بر سطح محیط SIM و تغییر رنگ معرف به صورتی تا بنفش نمایان می شود. حرکت باکتری نیز که در تشخیص انواع باکتری از آن استفاده می شود به واسطه وجود کدورت در اطراف محل ورود آنس در این محیط پس از ۲۴ ساعت مشخص می گردد.

• تست **SIM** که برای سنجش ایندول، **SH2** و توانایی حرکت باکتری است. اندول به وسیله اضافه کردن چند قطره معرف کوآکس بر سطح محیط **SIM** و تغییر رنگ معرف به صورتی تا بنفش نمایان می شود. حرکت باکتری نیز که در تشخیص انواع باکتری از آن استفاده می شود به واسطه وجود کدورت در اطراف محل ورود آنس در این محیط پس از ۲۴ ساعت مشخص می گردد. بررسی تولید **SH2** در محیط **SIM** آهن دار است. سیستئیناز، سیستئین را به **SH2** تجزیه می کند و واکنش **SH2** با آهن تولید رسوب سیاه رنگ **Fe2S** می کند. تریپتوفاناز، تریپتوفان را به اندول تجزیه می کند و اندول با کوآکس واکنش می دهند.

Indole Test

Negative


Positive



17


تهیه کننده: سهیلا عباسی


Motility Test



18

تهیه کننده: سهیلا عباسی





20

تهیه کننده: سهیلا عباسی

تست MR/VP متیل رد و وژ پروسکوئر

تست MR/VP یکی از تست‌های تشخیصی باکتری‌های انتروباکتریاسه می‌باشد. این آزمون جهت بررسی محصول نهایی تخمیر باکتری‌ها استفاده می‌شود. محیط MR/VP دارای قند گلوکز و فسفات دی‌پتاسیک است. تمام اعضای انتروباکتریاسه توانایی تخمیر قند گلوکز را دارند البته از دو راه مختلف؛ یکی مخلوط اسیدی و دیگری تخمیر الکلی. برای تشخیص باکتری‌های تولیدکننده مخلوطی از اسیدها در تخمیر مخلوط اسیدی (شامل اسید لاکتیک، اسید سوکسینیک و اسید فرمیک که از گلوکز موجود در محیط MR.VP حاصل می‌شوند) از محیط متیل رد (MR) استفاده می‌شود که بی‌رنگ می‌باشد. در مسیر دیگر از تخمیر قند گلوکز، بوتیلن گلیکول تولید می‌شود:

بوتیلن گلیکول → استوئین → اسید پیروئیک → گلوکز

در این صورت میزان اسیدپتاسیم پایین است و از معرف VP استفاده می‌شود. در این حالت MR منفی است. باکتری‌هایی مانند کلبسیلا، انتروباکتراسیراشیا می‌توانند تولید استوئین نمایند، در حضور اکسیژن هوا و هیدروکسید پتاسیم ۴۰ درصد، استوئین به دی‌استیل تبدیل می‌شود و آلفانفتول به‌عنوان یک کاتالیزور عمل نموده و تولید رنگ قرمز می‌نماید. معرف VP از دو بخش آلفا نفتول ۵٪ و هیدروکسید پتاسیم ۴۰٪ تشکیل شده است.

مراحل انجام کار:

- ۱- ابتدا باکتری را در محیط MR-VP کشت می‌دهیم.
- ۲- لوله آزمایش را به مدت ۲۴ ساعت در ۳۷ درجه سانتی‌گراد انکوبه می‌کنیم.
- ۳- پس از طی شدن زمان انکوباسیون، مخلوط باکتری و محیط کشت را در دو لوله مجزا تقسیم می‌کنیم.
- ۴- معرف قرمز رنگ MR را قطره‌قطره به داخل کشت یکی از لوله‌ها افزوده و واکنش ایجادشده را بررسی می‌نماییم. در صورتی‌که تخمیر از راه مخلوط اسیدی باشد معرف رنگ خود را در PH اسیدی حفظ می‌کند، در غیر این صورت رنگ قرمز معرف بی‌رنگ می‌گردد.
- ۵- در لوله‌ی دیگر به ازای 2/5 cc کشت، شش قطره آلفا نفتول و دو قطره پتاس ۴۰٪ به محیط اضافه می‌شود، محیط را تکان داده و در دمای آزمایشگاه به مدت ۲۰ دقیقه بدون حرکت قرار می‌دهیم. پس از این مدت اگر باکتری VP مثبت باشد در سطح محیط کشت رنگ نارنجی ظاهر می‌گردد.

Methyl Red Test

A

B



A: Positive (E. coli)


B: Negative (Enterobacter aerogenes)

23

تهیه کننده: سهیلا عباسی

- تست **MR-VP** نیز محیطی است مایع و به رنگ زرد کم رنگ که جهت دو تست متیل ردو ووگس پروسکوئر به کار می رود. برای تشخیص باکتری های تولید کننده ۲ و ۳ بوتانیدول, آزمایش (VP) به کار می رود ولیکن اساس آزمایش تشخیص ماده پیش ساز ۲ و ۳ بوتان دیول یعنی استوئین (استیل متیل کربینول) می باشد که طی واکنش هایی از گلوکز موجود در محیط (MR-VP) حاصل می شود. متیل رد در محیط بازی زرد می شود و در محیط اسیدی و خنثی قرمز باقی می ماند.

Voges Proskauer Test



A: Negative (E. coli)

B: Positive (Enterobacter aerogenes)

25

هیدرولیز ژلاتین




اساس آزمایش:

محیط ژلاتین یک محیط افتراقی است که جهت کشف آنزیم ژلاتیناز از طریق هیدرولیز ژلاتین بکار می رود. ژلاتین در اصل مشتق پروتئین کلاژن حیوانی است که به محیط های مختلف افزوده می شود. ژلاتین توسط آنزیم ژلاتیناز به اسیدهای آمینه سازنده اش هیدرولیز می شود و خاصیت ژلاتینی خود را از دست می دهد



۳ نحوه انجام کار:

- در لوله های حاوی ژلاتین باید محکم بسته شده، در حرارت $4-8^{\circ}\text{C}$ یخچال نگهداری شوند. لوله ها را درست تا زمان تلقیح در یخچال نگهداری کنید.
- برای تلقیح از کشت تازه ۱۸-۲۴ ساعته (KIA یا سایر محیط های مناسب) استفاده نمایید.
- مقدار حجیمی از کلنی مورد نظر را تا عمق $2/5 - 1/5$ سانتی متری لوله فرو ببرید.
- لوله تلقیح نشده ای را به عنوان لوله کنترل در کنار لوله آزمایش قرار دهید. هر ۲ لوله را در حرارت 35°C یا در صورت رشد بهتر در $25-22^{\circ}\text{C}$ ، در این دما به مدت ۱-۱۴ روز انکوبه کنید. لوله ها را تا ۲ هفته هر روز بررسی کنید مگر اینکه در زمان زودتری عمل ذوب انجام پذیرد.
- در صورت وجود علائمی از ذوب، هر ۲ لوله را به مدت ۲ ساعت در یخچال یا حمام یخ قرار دهید تا مشخص شود که آیا هضم ژلاتین صورت گرفته است یا خیر.
- روزانه لوله ها را از انکوباتور بیرون آورده و بمدت ۲ ساعت در یخچال قرار دهید. انتقال لوله ها از انکوباتور به یخچال بدون تکان دادن لوله ها انجام گیرد. گاهی مقدار اندکی هضم ژلاتین تنها در محل تلقیح باکتری ایجاد می گردد.
- ممکن است گهگاه انکوباسیون طولانی تری (۳۰ روز تا ۶ هفته) مورد نیاز باشد ولی برای آزمایشات روزانه نتیجه آزمایش (ذوب یا عدم ذوب) در پایان ۲ هفته انکوباسیون در 35°C باید گزارش گردد.

Gelatin Hydrolysis







تست سیترات مثبت

تست MR مثبت و VP مثبت

تست TSI :






تست فنل رد منفی
باکتری دارای حرکت
عدم تولید H_2S و
(عدم ایجاد رسوب)




تست نیترات مثبت

تست سیترات مثبت



تست نیترات مثبت



تست اوره مثبت



تست SIM: تولید SH2 منفی، اندول منفی و حرکت مثبت



تست متیل رد متبیت



تست وژزپروسکوئر منفی





با تشکر از حسن توجه شما

