



دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم و فناوری های زیستی، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی و میکروبیولوژی، آزمایشگاه میکروبیولوژی



# آزمایشگاه میکروب ۲

تست های بیوشیمیایی ۲


هیدرولیز نشاسته – احیای نیتрат – همولیز – OF- TSI

# زمینه ی نظری

- تست های بیوشیمیایی برای تشخیص جنس و گونه باکتری استفاده می شوند. پایه و اساس این تست آنزیم های متابولیکی باکتری ها هستند. این آنزیم ها می تواند با اثر بر سوبسترای خود pH، یا رنگ محیط را تغییر دهند و یا موجب تغییر در معرف شوند.

# آزمایش احیای نیترات Nitrite Reduction test

آنتروباکتریاسه ها داری آنزیمی هستند به نام نیترات ردوکتاز که قادر است نیترات را به نیتريت احیا



نماید

مکانیسم

باکتری در صورت احیای نیترات محصولات جدیدی مانند نیتريت اکسیدوز، نیتروزو غیره تولید می

کند و باعث از بین رفتن نیترات در محیط می شود. اگر نیترات به نیتريت تبدیل شده باشد پس از

اضافه کردن معرف اسید سولفانلیک باعث ایجاد نیتروز اکسید و تشکیل نمک دی آزونیموم شده و این

نمک با معرف آلفانفتیل آمین تشکیل رنگ قرمز یا بنفش محلول در آب رامی دهد

3

## روش انجام آزمایش

- ارگانسیم مورد نظر را در محیط کشت مایع حاوی نیترات به مدت ۲۴ ساعت کشت دهید.
- حجم مساوی از محلول ۱ و ۲ را با هم مخلوط کرده و سپس یک دهم میلی لیتر از این معرف را به محیط کشت اضافه می کنیم.

• ایجاد رنگ قرمز در عرض ۱ تا ۳ دقیقه نشانه احیای نیترات به نیترات می باشد و تست مثبت تلقی میشود.

• محلول ۱: هشت گرم اسید سولفانلیک را در هزار میلی لیتر اسید استیک پنج نرمال حل کنید

• محلول ۲: پنج گرم آلفانفتیل آمین را در ۱۰۰۰ میلی لیتر اسید استیک ۵ نرمال حل کنید

## • Nitrate Test:

• باکتری های هوازی بی هوازی (انتروباکتریاسه) می توانند در غیاب اکسیژن از مواد آلی به عنوان گیرنده نهایی الکترون استفاده نمایند. این باکتری ها دارای آنزیم نیترات ردوکتاز می باشند، که می تواند نیترات را به نیتريت احیا کند. اگر نیترات به نیتريت احیا شده باشد، پس از اضافه کردن معرف اسید سولفانيليك باعث ایجاد اسید نیتريك و تشکیل نمک دیازونیوم شده و این نمک با معرف آلفا نفنیل آمین تشکیل رنگ قرمز یا بنفش محلول در آب را می دهد. پدیدار نشدن رنگ قرمز ممکن است به یکی از ۳ دلیل زیر مرتبط باشد:

۱. تمام نیترات موجود در محیط به نیتريت و سپس به آمونیاک تبدیل شده که در این صورت نیتريت در محیط وجود ندارد که با اسید سولفانيليك ترکیب شود.
۲. تمامی نیترات موجود در محیط به گاز ازت تبدیل شده که در این حالت نیز نیتريت در محیط کشت وجود ندارد.
۳. نیترات احیا نشده است.

• برای آگاهی از آنچه روی داده است مقدار کمی از گرد روی (Zn) به محیط کشت اضافه کنید در صورت احیا نشدن نیترات و وجود آن در محیط توسط پودر روی احیا شده و به نیتريت احیا می گردد و رنگ قرمز پدیدار می شود، ولی عدم پیدایش رنگ قرمز پس از اضافه کردن پودر روی، دلیل مصرف شدن همه نیترات بوده و آزمایش مثبت است.

- اگر رنگ قرمز ایجاد نشد جهت اطمینان مقدار کمی از گرد روی به محیط کشت اضافه کنید که آیا واقعا باکتری نتوانسته نیترات را احیا کند یا تولید  $N_2$  یا  $NH_2$  کرده ایجاد رنگ قرمز در این حالت وجود نیترات احیانشده را مشخص می کند.
- ایجاد رنگ قرمز در این مرحله (اضافه کردن پودر روی) نشانه منفی بودن تست وعدم احیاء نیترات می باشد.

# Nitrate Reduction Test



Nitrate negative



Nitrate positive



no change with  
alpha-naphth.  
& sulf. acid -  
nitrite absent

turns red with  
alpha-naphth. &  
sulf. acid - nitrite  
present, pos. nitrate  
reduction test

# Nitrate Reduction

Uninoculated

(+)  
w/out  
zinc


(+)  
w/  
zinc

(-)

*E. coli*   *Ps. aeruginosa*   *C. xerosis*

8





9

# دستورالعمل تست TSI برای شناسایی گروه انتروباکتریاسه

آزمایش TSI برای شناسایی اعضای خانواده انتروباکتریاسه به کار می رود. همچنین این تست برای افتراق انتروباکتریاسه از سایر باسیل های روده ای گرم منفی استفاده می شود. محیط کشت TSI حاوی ۱ درصد لاکتوز، ۱ درصد ساکارز و ۰/۱ درصد گلوکز می باشد. اختلاف در غلظت این قند ها به منظور تشخیص توانایی مصرف آنها است. معرف فنول رد به عنوان شاخص PH تغییرات اسیدیته محیط را که نتیجه تخمیر کربوهیدرات ها می باشد، نشان می دهد. بطوری که تولید اسید ناشی از تخمیر قند را با تغییر رنگ قرمز به زرد نشان می دهد. در این محیط تیوسولفات سدیم و سولفات آهن II نیز وجود دارد، تیوسولفات سدیم سوبسترای تولید H<sub>2</sub>S و سولفات آهن به عنوان معرف رنگی عمل می کند و در حضور H<sub>2</sub>S رسوب رنگی تشکیل می دهد.

البته می توان برای بررسی الگوی مصرف قند و تولید گاز H<sub>2</sub>S از محیط Kligler Iron Agar نیز استفاده نمود. در محیط اخیر تست های مشابه محیط TSI قابل انجام است.

کشت در محیط TSI به صورت کشت عمقی و کشت سطحی زیگزاگ در سطح شیبدار انجام می گیرد. سپس به مدت ۱۸ تا ۲۴ ساعت در ۳۷ درجه سانتیگراد نگهداری و سپس از نظر تخمیر قندی، تولید گاز و تولید H<sub>2</sub>S مورد بررسی قرار می گیرند. واکنش های محیط TSI به اشکال زیر مشاهده می شود:

۱. سطح شیبدار قرمز (قلیایی) و عمق لوله زرد (اسیدی) - در این حالت فقط گلوکز تخمیر شده است و تولید مقادیر اندک اسید باعث تغییر رنگ محیط به زرد می شود، از آنجایی که غلظت گلوکز کم است، به سرعت تمام شده و باکتری برای تامین انرژی مورد نیاز خود از ترکیبات دیگر محیط استفاده می کند، در چنین مواردی اگر باکتری توانایی تخمیر لاکتوز را نداشته باشد از ترکیبات پیتونه استفاده کرده و با تولید یون آمونیوم باعث قلیایی شدن سطح شیبدار محیط کشت و تغییر رنگ قرمز این ناحیه می گردد ولی به دلیل کمبود اکسیژن در بخش عمیق لوله رشد باکتری کند بوده و به همین جهت بخش عمیق لوله همچنان زرد رنگ باقی می ماند.

۲. سطح شیبدار زرد (اسیدی) و عمق لوله زرد (اسیدی) - این حالت نشان دهنده تخمیر لاکتوز و یا ساکارز می باشد و به علت غلظت بالای این دو قند و تولید مقادیر زیاد اسید، کل محیط به رنگ زرد در می آید.

۳. سطح شیبدار قرمز (قلیایی) و عمق لوله قرمز (قلیایی) - این حالت نشان می دهد که هیچکدام از قند های محیط تخمیر نشده و تولید اسید، گاز و گاز  $H_2S$  منفی است. بجای آن پیتون ها تحت شرایط هوازی یا بی هوازی مصرف شده و با تولید آمونیاک باعث قلیایی شدن محیط می شود.

بررسی تولید H<sub>2</sub>S در محیط SIM آهن پپتونه است که مناسب تر از معرف سولفات آهن موجود در TSI است.

اسیدی شدن را با حرف A و قلیایی شدن را با Alk یا K نشان می دهیم.  
A/A: تمام لوله زرد است و باکتری تمام قند را مصرف کرده و سبب اسیدی شدن محیط شده است.

Alk/A: این حالت در طی ۷۲ ساعت نشان دهنده مصرف تنها گلوکز است و بقیه قند ها مصرف نشده اند.

Alk/Alk: هیچ قندی مصرف نشده و محیط تغییر رنگ نمی دهد و شرایط قلیایی است.  
اگر باکتری در این محیط قادر به استفاده از تیو سولفات سدیم باشد H<sub>2</sub>S تولید می کند که با املاح آهن موجود در محیط رسوب سیاه رنگ خواهد داد.

همچنین اگر تخمیر قند با تولید CO<sub>2</sub> همراه باشد، حباب و ترک خوردن و حتی جابجایی محیط را خواهیم داشت.

# تولید H<sub>2</sub>S

: معرف این تست سولفات آهن است. سولفات آهن در صورتی که با H<sub>2</sub>S ترکیب شود ترکیبی سیاه رنگ می‌دهد، پس چنانچه باکتری H<sub>2</sub>S+ باشد رسوبی سیاه رنگ را در لوله مشاهده می‌کنیم.

## تولید گاز:

بعضی از باکتری‌ها در مسیرهای متابولیکی خود گازهایی از قبیل N<sub>2</sub> و H<sub>2</sub> تولید

می‌کنند. اگر محیط از لحاظ شکل سالم بود؛ تولید گاز منفی است ولی اگر محیط تکه‌تکه و حفره شده بود تولید گاز مثبت است. در مواردی یک حباب بزرگ مشاهده می‌کنید که بیانگر تولید فراوان گاز بوده است. شکستن، ترک خوردن و یا بالا آمدن محیط کشت در داخل لوله- این حالت نشان دهنده تولید گاز متعاقب تخمیر قندی می‌باشد و باکتری‌هایی که از تخمیر قند، اسید و گاز تولید می‌کنند، ضمن اسیدی کردن محیط (رنگ زرد) باعث ترک خوردگی یا بالا آمدن محیط می‌گردند.

**تخمیر لاکتوز:** یک تست بسیار مهم و کلیدی برای تفریق گونه‌های آنروباکتریاسه‌ها از یکدیگر است.

# مطالب ذکر شده را می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود:

- i. سطح زرد / عمق زرد، گاز مثبت،  $H_2S$  منفی
- ii. سطح زرد / عمق زرد، گاز مثبت،  $H_2S$  مثبت
- iii. سطح قرمز / عمق زرد، گاز مثبت،  $H_2S$  مثبت
- iv. سطح قرمز / عمق زرد، گاز منفی،  $H_2S$  مثبت
- v. سطح قرمز / عمق قرمز، گاز منفی،  $H_2S$  منفی

باسیل‌های گرم منفی را بر اساس واکنش ایجاد شده بر روی این محیط می‌توان به پنج گروه تقسیم کرد:

در گروه i تخمیر گلوکز، لاکتوز، سوکروز، منتهی به اسیدی شدن (زرد شدن) تمامی محیط و تولید گاز می‌گردد.

هنگامی که عمق و سطح این محیط توسط باکتری‌های گروه **iii**, **iv** کشت داده می‌شود، باکتری کشت داده شده ابتدا به طور هوازی و سپس به طریقه بی‌هوازی شروع به مصرف گلوکز می‌نماید. زمانی که هر دو طریقه در حال انجام است (ساعات اولیه انکوباسیون **ph** (تمامی نقاط محیط کشت اسیدی و در نتیجه محیط زرد رنگ است اما از آنجایی که تخمیر هوازی در مقایسه با تخمیر بی‌هوازی با سرعت بیشتری بوقوع می‌پیوندد، گلوکز موجود در سطح به پایان رسیده و باکتری‌ها شروع به تجزیه پپتون موجود در محیط می‌نمایند. از تجزیه پپتون در شرایط هوازی، بی‌هوازی، آمونیاک (**Nh3**) تولید می‌شود. محصولات این عمل خاصیت قلیایی داشته و در نتیجه رنگ سطح محیط مجدداً قرمز می‌شود. در همین حال عمق محیط به دلیل سیر آرام‌تر تخمیر بی‌هوازی گلوکز، همچنان اسیدی و زرد رنگ باقی می‌ماند.

گروه **v** باسیل‌های گرم منفی، غیرتخمیرکننده مانند گونه‌های سودوموناس، پپتون‌های موجود در محیط را تجزیه کرده و سطح و عمق محیط را بدون تولید گاز، قرمز رنگ می‌نمایند.





17

تهیه کننده : سهیلا عباسی

# TSI agar

Triple Sugar Iron Agar

0.1% dextrose

1.0% sucrose

1.0% lactose


**(a) Red/red** (no sugar fermentation)

**(b) Control**


**(c) Red/yellow** (Glucose fermented but lactose and sucrose not fermented)

**(d) Yellow/yellow** (Glucose fermented. Lactose and/or sucrose fermented)

**(e) Red/yellow with H<sub>2</sub>S**



# Triple Sugar Iron Agar (TSIA) Test



# . آزمایش OF

یکی از مهمترین خصوصیات افتراقی باکتری های گرم منفی غیر تخمیری از انتروباکتریاسه، توانایی ارگانیزم در استفاده از کربوهیدرات ها می باشد. در این آزمایش از محیطی به نام Oxidative Fermentative Media که دارای مقادیر بسیار کمی پیتون است، استفاده می شود.

هرچند محیط TSI و یا KIA تخمیر و عدم تخمیر قند را نشان می دهد، ولی به علت بالا بودن مقدار پیتون در محیط، مقادیر کم اسید خنثی می شود. بنابراین پاسخ درستی ارائه نمی گردد. ولی محیط OF دارای پیتون کم و مقدار بیشتری کربوهیدرات است. کاهش میزان پروتئین، تولید آمین های قلیایی را که مقادیر اندک اسید ناشی از اکسیداسیون قند را خنثی می کنند، کاهش داده و در نتیجه تولید مقدار کم اسید نیز مشخص می شود. همچنین با افزایش نسبی میزان قند محیط کشت OF مقدار اسید حاصل از اکسیداسین افزایش می یابد. در محیط کشت OF قدرت تحرک باکتری نیز مشخص می گردد.

# . آزمون اکسیداسیون-فرمانتاسیون



نمونه مورد آزمایش را به ۲ لوله محیط کشت OF تلقیح کنید و سطح یکی از لوله ها را با لایه ای به ضخامت یک سانتیمتر از یک روغن معدنی یا پارافین ذوب شده بپوشانید تا شرایط بی هوازی ایجاد گردد. لوله دیگر را در شرایط هوازی انکوبه کنید. هر دو لوله را بر حسب باکتری مورد آزمایش به مدت چند روز در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد نگهداری کنید. پس از سپری شدن دوره انکوباسیون نمونه ها را از نظر تغییر رنگ و نوع واکنش محیط بررسی نمایید

برای کشت بر روی این دو محیط از دو لوله استفاده می شود. ارگانسیم جدا شده را در هر دو محیط تلقیح کرده و سپس یکی از محیط ها را با پارافین استریل پوشانده که شرایط بی هوازی ایجاد شود.

بعد از انکوباسیون در لوله هایی که رنگ زرد ایجاد شده، اسید تولید و گلوکز مصرف شده است. در لوله واجد پارافین (شرایط بی هوازی) عمل تخمیر و در لوله ی فاقد پارافین (شرایط هوازی) عمل اکسیداسیون صورت می گیرد.


این محیط دارای قند گلوکز و معرف برموتیمول بلو می باشد. اگر گلوکز محیط مصرف شود، اسید تولید می شود و برموتیمول بلو از حالت سبز به زرد تغییر رنگ می دهد. اگر هر دو لوله (با یا بدون روغن) زرد شود، میکروارگانسیم بی هوازی اختیاری می باشد، یعنی توانایی استفاده از گلوکز را در حضور یا عدم حضور اکسیژن دارد. در صورتی که فقط در لوله بدون روغن رنگ زرد ایجاد شود، باکتری هوازی است و توانایی استفاده از گلوکز را تنها در حضور اکسیژن دارا می باشند. عدم تغییر رنگ در لوله نشانه این است که میکروارگانسیم قادر به مصرف گلوکز نمی باشد.

Positive Test:



**O-/F-**


Non Saccharolytic



**O+/F+**

Fermentative

Enterobacteriaceae




**O+/F-**

Oxidative

Pseudomonas

# O-F tests



Control

*E. coli*

*Pseudomonas*

*Alcaligenes*

Fermenter

Oxidizer

Nonsaccharolytic



## • آشنایی با محیط **blood agar**

- محیط **blood agar** محیطی جامد و مغذی با ۰.۵٪ خون گوسفند است و برای شناسایی باکتری هایی به کار می رود که به واسطه آنزیم هایی که تولید می کنند باعث لیز شدن گلبولهای قرمز می شود و این فرایند همولیز نامیده می شود .
- محیط بلاد آگار محیطی غنی شده برای رشد باکتری های سخت رشد مانند **streptococci** که بر روی محیط های کشت روتین رشد نمیکنند.
- محیط کشت بلاد آگار برای رشد طیف وسیعی از پاتوژن های سخت رشد مانند **Haemophilus influenzae** , **Streptococcus pneumoniae** و **Neisseria** به کار میرود .

## • اجزا سازنده محیط blood agar

- 1- 1000ml نوترینت آگار
- ۲- ۵۰ml خون دفیبرینه گوسفندی استریل
- ۳- pH محیط باید در حدود ۷/۲ تا ۷/۶ در دمای اتاق باشد.

## • تهیه محیط بلاد آگار

- 1- با توجه به دستورالعمل شرکت سازنده محیط بلاد آگار تهیه شود.
- ۲- محیط مورد نظر را در دمای ۱۲۱ درجه سلسیوس به مدت ۱۵ دقیقه اتوکلاو شود.
- ۳- محیط پایه به حمام آب گرم ۵۰ درجه انتقال داده شود .
- ۴- خون استریل به آرامی به محیط پایه اضافه شود و از تشکیل حباب هوا جلوگیری شود .
- ۵- ۱۵ ml از محیط مورد نظر در ظروف پتری دیش در شرایط استریل ریخته شود.

## انواع همولیز و بلاد آگار:

برخی از گونه های باکتریایی از طریق تولید آنزیم ها قادر به همولیز سلولهای خونی در محیط هستند و تجزیه گلبولهای قرمز به دو صورت جزئی و کامل است.

به طور کلی ۳ نوع همولیز در محیط کشت آگار خون دار وجود دارد:


- ۱- همولیز کامل بتا
- ۲- همولیز جزئی آلفا
- ۳- عدم همولیز یا گاما



Beta Hemolysis



Alpha Hemolysis



Gamma Hemolysis

# Hemolysis

## Sheep Blood Agar



## مقایسه بین دو محیط بلاد آگار و شکلات آگار

هر دو از محیط کشت پایه ساخته میشوند، در واقع محیط شکلات آگار همان محیط بلاد آگار است که گلبولهای قرمز آن لیز شده است.

زمان اضافه کردن خون در این دو محیط متفاوت است.

در صورتیکه خون در زمان گرم شدن محیط تا 80 درجه سانتی گراد اضافه شود باعث لیز شدن گلبول های قرمز و شکستن هموگلوبین شده و رنگ محیط کشت شکلاتی شده و به این دلیل به نام شکلات آگار نامیده میشود.

محیط شکلات آگار به دلیل داشتن فاکتورهای hemin و NAD برای رشد باکتری های سخت رشد مانند هموفیلوسها مناسب است.

Haemophilus or Neisseria on  
chocolate agar



تهیه کننده : سهیلا عباسی


## تست هیدرولیز نشاسته

• بعضی از میکروب ها آنزیم آمیلاز که یک اگزوانزیم است را دارا می باشند که قادر است نشاسته را هیدرولیز کرده و به دی ساکارید و مونوساکاریدها تبدیل کند که این قندها قابل جذب از طریق غشای باکتری بوده و نهایتاً توسط اندو آنزیم های باکتری مورد استفاده قرار می گیرد و از انرژی آن ها استفاده می شود.

## معرف تست:


- برای شناسایی تجزیه نشاسته از معرف ید استفاده می شود چون ید با نشاسته تولید کمپلکس بنفش یا آبی تیره نشاسته - ید می کند.
- در صورت تجزیه نشاسته رنگ زرد ایجاد می شود که بعد از مدتی بی رنگ می شود.

# تست فعالیت آمیلولیتیک:



37°C

48 h



32