



دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم و فناوری های زیستی، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی و  
میکروبیولوژی، آزمایشگاه میکروبیولوژی



## آزمایشگاه میکروب ۲

### اندازه گیری رشد و رسم منحنی رشد باکتری ها

## شمارش باکتری

➤ در بسیاری از آزمایش‌های میکروبی باید بتوانیم تعداد باکتری را بشماریم. این شمارش می‌تواند در یکسان‌سازی دوز مصرفی باکتری یا مقایسه و سنجش اثر یک ماده بر شمار باکتری به کار برده شود.

➤ باکتری‌های منفرد به طور معمول با یکی از روش‌های زیر شمارش می‌شوند:

➤ شمارش مستقیم میکروسکوپی

➤ شمارش صفحه (پاشیدن و پخش)

➤ صافی غشایی

➤ تخمیر چند لوله‌ای

# شمارش مستقیم

3



روش کار در این حالت شمارش مستقیم کلونی ها با استفاده از میکروسکوپها می باشد. چون در این روش تمایز بین سلول های زنده و مرده دشوار است شمارش صورت گرفته شمارش کلی است.

روش دیگر برای دست یابی به شمارش مستقیم به وسیله یک قطعه شمارنده الکترونیکی است که در آن نمونه شامل باکتری از سوراخی عبور داده می شود. با عبور باکتری از روزنه ی دستگاه قابلیت هدایت الکترونیکی مایع داخل روزنه کاهش می یابد.

تعداد دفعات این کاهش و میزان آن بسته به تعداد باکتری است. متأسفانه قطعه الکترونیکی نمی تواند بین باکتری و ذرات غیر زیستی تفاوت قائل شود. همچنین گرفتگی روزنه یکی از مشکلات جدی این روش است.

## ● شمارش غیر مستقیم میکروارگانیزم‌ها

➤ روش تهیهی رقت :

➤ ابتدایی‌ترین روش شمارش باکتری‌ها کشت دادن حجم خاصی از سوسپانسیون آن‌ها روی محیط کشت می‌باشد. در این روش حجم خاصی از سوسپانسیون باکتری روی محیط کشت جامد کشت داده می‌شود و پس از سپری‌شدن زمان لازم برای رشد باکتری، تعداد کلنی‌ها شمارش می‌شود (اگر این حجم خیلی کم باشد دقت کار پایین می‌آید).

➤ هر کلنی به توده‌ای از باکتری‌ها گفته می‌شود که در نتیجه‌ی رشد یک عدد باکتری اولیه روی محیط جامد ایجاد شده است .


- بنابراین پس از رشد، می‌توان تعداد کلنی‌ها را برابر با تعداد باکتری‌ها در سوسپانسیون اولیه در نظر گرفت. ایراد این روش، فراگیر نبودن آن می‌باشد. زیرا در صورتی که تعداد باکتری‌ها خیلی زیاد باشد، آن‌ها تمام سطح پلیت را می‌پوشانند و تفکیک و شمارش تعداد کلنی‌ها ممکن نیست.
- از طرفی برخی میکروب‌ها ممکن است روی محیط جامد قابل کشت نباشند. اما با این حال هنوز این روش در بسیاری موارد کاربردی و مفید است.
- برای رفع اشکال فراوانی بیش از حد شمار باکتری‌ها (و در نتیجه به هم چسبیدن کلنی‌ها) از روش تهیه‌ی سریال رقت به ترتیب زیر استفاده می‌شود.

➤ ۱۰ عدد لوله‌ی آزمایش در بسته حاوی ۹ میلی‌لیتر آب مقطر یا سرم فیزیولوژی یا محیط کشت (بسته به نیاز) را استریل کنید. لوله‌ها را از ۱ تا ۱۰ شماره‌گذاری کنید و به ترتیب درون جا لوله‌ای قرار دهید.

➤ از نمونه‌ی اولیه که می‌خواهید باکتری‌های آن را بشمارید یک میلی‌لیتر در شرایط استریل (کنار شعله یا زیر هود) به لوله‌ی شماره‌ی ۱ منتقل کنید .

➤ محتوای لوله اول را خوب مخلوط کنید تا رقت  $۱۰^{-۱}$

➤ مرحله‌ی قبل را به ترتیب برای لوله‌های بعدی تکرار کنید تا رقت  $۱۰^{-۱۰}$  به دست آید. در شکل زیر همین روند را مشاهده می‌کنید. هر چه رنگ کم‌رنگ‌تر می‌شود نشان‌دهنده‌ی رقیق‌تر شدن سوسپانسیون اولیه است.





حال می‌توانید از تمام رقت‌ها هر کدام حجم معینی (مثلاً ۱ میلی‌لیتر) را به یک پلیت محیط‌کشت جامد منتقل کنید و پس از سپری شدن زمان رشد، تعداد کلنی‌ها را بشمارید و بر رقت تقسیم کنید تا تعداد باکتری در حجم اولیه به دست آید.

۳۰۰ عدد کلنی ۱ میلی‌لیتر از رقت ۵-۱۰

مجهول ۱ میلی‌لیتر از سوسپانسیون اولیه یا رقت ۱۰۰

$$\text{مجهول} = \frac{300 \times 1}{10^{-5}} = 300 \times 10^5$$

از آن جا که به دلیل وجود خطا در انجام آزمایش ممکن است تعداد باکتری اولیه‌ی به دست آمده از هر رقت با دیگران برابر نباشد، داده‌های پرت را کنار بگذارید و از بقیه میانگین بگیرید.

$10^{-10}$	$10^{-9}$	$10^{-8}$	$10^{-7}$	$10^{-6}$	$10^{-5}$	$10^{-4}$	$10^{-3}$	$10^{-2}$	$10^{-1}$	رقم
.	.	.	۴	۳۳	۲۹۷	بیش از ۳۰۰۰	زیاد- غیر قابل شمارش	زیاد- غیر قابل شمارش	زیاد- غیر قابل شمارش	تعداد باکتری در ۱ میلی‌لیتر از رقت گشت داده شده
-	-	-	$10^7 \times 4$	$10^6 \times 33$	$10^5 \times 297$	-	-	-	-	مخاسه‌ی تعداد باکتری در ۱ میلی‌لیتر از سوسپانسیون اولیه
$\text{میانگین} = \frac{29700000 + 3300000 + 4000000}{3} = 33900000 \cong 3 \times 10^7$										مخاسه‌ی میانگین به عنوان شمار نهایی باکتری‌ها


یکی از مهم‌ترین کاربردهای این روش در تعیین MIC یا کم‌ترین غلظت مهارکننده‌ی رشد باکتری است که برای تعیین توانایی مهارکنندگی مواد ضدباکتری مانند آنتی‌بیوتیک‌هاست.



# روش شمارش صفحه پاشیدن و پخش

این روش برای کشف، شناسایی و شمارش باکتری ها به کار می رود. در این روش نمونه به صورت پیاپی رقیق می شود و مقدار کمی از هر رقت با یک محیط کشت مایع گرم شده مخلوط شده و در ظرف کشت ریخته می شود و اجازه داده می شود که پس از سرد شدن سفت شود سپس تحت شرایط کنترل شده داخل انکوباتور قرار می دهند.

کلونی های جداگانه برتر که پس از انکوباسیون روی پلیت ایجاد شده است و نتایج به عنوان (colony-forming units) در واحد حجم نمونه بیان می شود (cfu/ml).  
در این روش کشت گسترده مقدار کمی از نمونه رقیق شده روی سطح یک ظرف کشت آماده که شامل محیط کشت جامد مناسب است ریخته و گسترده می شود.



تهیه کننده : سهیلا عباسی

# روش تخمیر چند لوله‌ای

- این روش بر اصل رقیق‌سازی در حد محو شدن استوار است. غلظت باکتری‌های کلی فرم اغلب به صورت  $\text{mpn}/100\text{ml}$  گزارش می‌شود.
- تأکید می‌شود که  $\text{mpn}$  غلظت خالص ارگانیزم‌های موجود نیست بلکه یک تخمین آماری از این غلظت است. روند کامل فن تخمیر چند لوله‌ای برای کلیفرم سه بخش است که با: احتمالی، تأییدی، تکمیلی بیان می‌شود.
- روشی مشابه برای باکتری‌های کلی فرم مدفوعی و همچنین سایر گروه‌های باکتری وجود دارد  $\text{mpn}$ . می‌تواند مستقیماً با استفاده از توزیع و یا با معادله‌ی توماس تعیین شود.

## روش فیلتر غشایی mf

➤ در این روش حجم مشخصی از نمونه از فیلتر غشایی که سوراخ‌هایی کوچک در حد ۰.۴۵ میکرومتر دارد عبور داده می‌شود.



➤ باکتری به دلیل اندازه‌شان روی فیلتر باقی می‌مانند سپس باکتری را در تماس با نوعی از محیط کشت که دربردارنده‌ی مواد مغذی برای رشد باکتری موردنظر است قرار می‌گیرد و پس از انکوباسیون کلونی‌های روی سطح کشت قابل شمارش بوده و غلظت در نمونه‌ی اصلی مشخص می‌شود mf..

➤ نسبت به روش mpn در سریع‌تر بودن و ارائه شمارش مستقیمی از ارگانیزم‌ها برتری دارد.


➤ در مسائل محیط زیستی روش mf برای کلیفرم و انتروکوکوس‌های مدفوعی برخلاف روش‌های شمارش مستقیم و کشت گسترده به کار می‌رود

# فیلتر غشایی

از این روش برای جداسازی باکتری‌ها از آب یا سایر مایعات رقیق نظیر انواع عرقیات و گلاب استفاده می‌شود.









# منحنی رشد

15

در میکروبیولوژی، رشد به صورت افزایش در تعداد سلول‌ها تعریف می‌شود. سلول‌های میکروبی دوره‌ی زندگی محدودی دارند و تنها به دلیل رشد دائم جمعیت یک گونه است که بقای آن‌ها تضمین می‌شود.


دلایل متعددی برای اهمیت مطالعه رشد میکروبی وجود دارد. برای مثال، بسیاری از فرایندهای کاربردی نیازمند کنترل رشد میکروبی، به ویژه رشد باکتریایی هستند. آگاهی از چند و چون توانایی گسترش سریع جمعیت‌های میکروبی برای طراحی روش‌هایی جهت کنترل رشد میکروبی سودمند خواهد بود.

چه این روش‌ها برای درمان بیماری‌های عفونی خطرناک به کار گرفته شوند یا برای تولید یک محصول و چه ساده‌تر از آن برای ضدعفونی کردن یک سطح مورد استفاده قرار گیرند.

در طی تقسیم، یک سلول به دو سلول تبدیل می‌شود. در طول زمان صرف شده برای این پدیده (زمان تقسیم)، هم تعداد کل سلول و هم حجم آن دو برابر می‌شود. این الگوی افزایش جمعیت، که در آن تعداد سلول‌ها در بازه‌ی زمانی خاص دو برابر می‌شود، رشد نمایی خوانده می‌شود. هنگامی که تعداد سلول به عنوان تابعی از زمان روی محور مختصات حسابی (خطی) به صورت نمودار رسم شود. منحنی با شیب همواره رو به افزایش حاصل می‌شود.

در طی رشد نمایی، افزایش تعداد سلول در ابتدا نسبتاً آهسته است. اما به مرور زمان سرعت آن افزایش می‌یابد. این افزایش سرعت منجر به افزایش ناگهانی تعداد سلول‌ها می‌شود. به دلایل متعدد، ارگانیسمی که در یک ظرف بسته، مانند یک لوله یا فلاسک، رشد می‌کند (شرایط رشدی که به کشت بچ موسوم است)، نمی‌تواند به طور نامحدود رشد نمایی داشته باشد. در عوض، منحنی رشد مشخصی برای جمعیت به دست می‌آید.

منحنی رشد معرف چرخه‌ی کامل رشد است و شامل فاز تأخیری (Lag phase)، فاز لگاریتمی (Exponential phase)، فاز سکون (Stationary phase) و فاز مرگ (Death phase) است.




## ● منحنی رشد

➤ اگر باکتری های مشخصی را در یک محیط کشت مایع بسته کشت دهیم و این محیط حاوی مواد غذایی مناسب و گاز های مورد نیاز باکتری باشد، سرعت رشد و تکثیر باکتری ها در زمان های مختلف از الگوی منحنی رشد تبعیت می کند. محور طولی این منحنی زمان و محور عرضی آن لگاریتم تعداد باکتری زنده را نشان می دهد. این منحنی نشان می دهد که الگوی رشد باکتری ها در یک محیط کشت بسته شامل چهار مرحله است:

### ➤ مرحله ی خفته یا تاخیری (Lag phase)


➤ این مرحله با ورود باکتری ها به محیط کشت شروع می شود. در اوایل این مرحله باکتری ها فاقد قدرت تکثیر هستند و حد نمو آنها صفر است. در ادامه این مرحله، حد نمو و سرعت تکثیر آنها کم کم افزایش می یابد تا در پایان این مرحله به حداکثر می رسد. در این مرحله عملاً متابولیت ها و گاز های زاید در محیط وجود ندارد. این مرحله تقریباً دو ساعت طول می کشد.



## مرحله‌ی فعال تکثیر یا رشد و تکثیر لگاریتمی (Log phase)

19

این مرحله بلافاصله از زمانی آغاز می‌شود که سرعت رشد به حداکثر و در عین حال به میزان ثابتی رسیده است. در این مرحله، بدون هیچ مانع آشکاری باکتری‌ها به طور آزاد تکثیر می‌یابند و زمان تولید مثل به کوتاهترین حد ممکن رسیده است. تراکم باکتری‌ها به طور تصاعدی افزایش می‌یابد و تمام آنها زنده هستند. متابولیت‌ها و گازهای زاید به حداقل میزان در محیط وجود دارند.




## مرحله‌ی سکون یا تکثیر کند (Stationary phase)

در اوایل این مرحله میزان رشد به تدریج رو به نقصان می‌گذارد و افزایش تعداد باکتری‌ها دیگر به صورت تصاعدی نیست. زیرا زمان تولید مثل طولانی می‌شود و حد نمو رو به کاهش می‌رود تا به صفر برسد.

عواملی که در پیدایش این مرحله دخالت دارند شامل کاهش یا فقدان مواد غذایی مورد نیاز در محیط کشت، تجمع متابولیت‌های سمی و همچنین کاهش میزان گاز‌های مورد نیاز باکتری است.


در باکتری‌های هوازی هنگامی که غلظت باکتری از  $10^7$  باکتری در میلی‌لیتر افزایش نشان می‌دهد، حد نمو کاهش خواهد یافت. هنگامی که غلظت سلولی به  $5/4 \times 10^9$  باکتری در میلی‌لیتر برسد، با وجود وارد کردن هوا به طور مصنوعی، میزان نفوذ اکسیژن برای رفع نیازهای باکتری کافی نیست و به تدریج میزان نمو کند می‌شود و به صفر می‌رسد.





## مرحله‌ی زوال یا مرگ (Death phase)

در این مرحله میزان مرگ و میر باکتری‌ها افزایش می‌یابد و از تراکم باکتری‌های زنده کاسته می‌شود. میزان رشد در این مرحله منفی است، به نحوی که به علت کمبود شدید مواد غذایی و گازهای مورد نیاز و همچنین افزایش متابولیت‌ها، قسمتی از باکتری‌ها اتولیز می‌شوند و مرگ این دسته به وسیله‌ی تولید سلول‌های جدید جبران نمی‌شود.



یک سلول باکتریایی با افزایش اجزای تشکیل دهنده سلولی در مدت زمان کوتاهی اندازه اش دو برابر میشود. مدت زمانی که لازم است تا یک سلول میکروبی یا جمعی از آنها دو برابر شوند را زمان نسل (generation time) مینامند و آنرا با  $G$  نمایش میدهند.


$$G = \frac{t}{n}$$


$n$  که تعداد تقسیمات میباشد را میتوان از طریق فرمول زیر بدست آورد:

$$B_n = B_0 \times 2^n$$


$$n = \frac{\log B_n - \log B_0}{\log 2}$$

(تعداد سلول ها پس از  $n$  بار تقسیم  $B_n$ ، تعداد اولیه سلول  $B_0$ )





### Bacterial growth curve phases



## شمارش میکروسکوپی

تعداد کلی میکروب‌ها را می‌توان با استفاده از یک میکروسکوپ و مشاهده و شمارش سلول‌های موجود در یک کشت یا نمونه‌ی طبیعی به دست آورد. این روش ساده است ولی نتایج آن ممکن است غیردقیق باشد.

رایج‌ترین روش شمارش کل، روش شمارش میکروسکوپی سلول‌ها است. شمارش میکروسکوپی را هم می‌توان برای نمونه‌های خشک شده روی لام و هم نمونه‌های مایع انجام داد. البته نمونه‌های خشک شده را می‌توان برای افزایش تمایز بین سلول‌ها و پس‌زمینه‌ی آن‌ها رنگ آمیزی کرد.

برای نمونه‌های مایع، محفظه‌های شمارش با طراحی ویژه به کار گرفته می‌شوند (لام توما و نئوبار). در این محفظه شمارش، شبکه‌ای با مربع‌هایی با مساحت مشخص روی سطح شیشه‌ی لام حک شده‌اند. هنگامی که لام بر روی محفظه قرار داده می‌شود، هر یک از مربع‌های شبکه حجم دقیقاً مشخصی دارد. تعداد سلول‌ها در حجم اندک محفظه را به ما ارائه می‌دهد. تعداد سلول‌ها در هر میلی‌لیتر از سوسپانسیون با به کار گیری یک ضریب تبدیل بر اساس حجم محفظه نمونه محاسبه می‌شود.

روش دیگر برای شمارش سلول‌ها در نمونه‌های مایع، استفاده از فلوسیتومتر است. فلوسیتومتر دستگاهی است که از یک پرتو لیزر و الکترونیک پیچیده برای شمارش سلول‌های منفرد استفاده می‌کند. فلوسیتومتری به ندرت برای شمارش معمول سلول‌های میکروبی به کار می‌رود.

➤ در بسیاری از روش‌های زیستی مانند **میکروبیولوژی، کشت سلولی**، کار با خون و بسیاری از تکنیک‌های دیگر که از **سلول‌ها** استفاده می‌کنند نیاز داریم که غلظت سلول‌ها را در آزمایش بدانیم. شمارش سلول‌ها به صورت کلی نیازمند روش عمومی استفاده از اتاقک‌های شمارش کننده به نام **هموسایتومتر** می‌باشد.


➤ این ابزار به وسیله یک آناتومیست فرانسوی در قرن ۱۹، به نام **Louis-Charles Malassez** برای شمارش سلول‌های خون ابداع شد. یک هموسایتومتر از یک **لام میکروسکوپی** نازک شیشه‌ای دارای شبکه‌ای از مربع‌های هاشور خورده در وسط تشکیل شده است. این شبکه قطر مشخصی دارد و ناحیه پوشیده شده به وسیله خطوط مشخص شده است، در نتیجه شمارش تعداد سلول‌ها در حجم مشخصی از محلول امکان پذیر می‌شود.



معمول ترین نوع هموسایتومتر یک ساختار H مانند دارد که در وسط لام هاشور خورده است و شامل دو سطح مشبک شیشه مانند مجزا و ناحیه ای است که لامل بر روی آن قرار می گیرد.



تهیه کننده : سهیلا عباسی





## قرار دادن نمونه بر روی هموسایتومتر


پیش از شروع کار اطمینان حاصل کنید که هر دوی هموسایتومتر و لاملی که روی آن قرار می‌گیرند با استفاده از یک کاغذ تمیز کننده لنز کاملا عاری از هر نوع غبار و ذره ای باشند. لامل استفاده شده بر روی هموسایتومتر ضخیم تر از لامل‌های معمول به کار رفته در سنجش‌های میکروسکوپی است، تا بتوانند بر کشش سطحی یک قطره مایع غلبه کنند.

مطمئن شوید که پیش از قرار دادن محلول سلولی، لامل را بر روی سطح شمارش کننده قرار دهید. سپس نوک سمپلر حاوی نمونه خود را همانطور که در تصویر نشان داده شده در یکی از چاهک‌های V شکل قرار داده و نمونه را تخلیه کنید. ناحیه زیر لامل با استفاده از نیروی موئینه پر خواهد شد. به میزان کافی نمونه باید در محل مورد نظر قرار گیرد تا سطح شیشه ای کاملا پوشیده شود، که این مقدار معمولا ۱۰ میکرولیتر است. دقت کنید بیش از مقدرا لازم نمونه بر روی لام قرار ندهید.

می‌توانید دو نمونه را بر روی یک هموسایتومتر قرار دهید به صورتی که هر نمونه بر روی یک ناحیه مشبک قرار گیرد.











سپس هموسایتومتر دارای نمونه بر روی صفحه میکروسکوپ قرار گرفته و بر روی بخش مشبک با قدرت کم تمرکز می‌شود. اجازه دهید نمونه برای چند دقیقه ثابت بماند و از برداشتن لامل خود داری کنید زیرا این کار باعث خواهد شد حباب‌های هوا در زیر آن تشکیل شده و شمارش دشوار شود.



تهیه کننده : سهیلا عباسی







شکل ۲. الگوی تقسیم‌بندی خانه‌ها در لام شمارش



استفاده از لام مخصوص شمارش : در این روش از لام به خصوصی شبیه به لام توما استفاده می شود. در وسط این لام قسمتی وجود دارد که میکروارگانیسمها  $0.2/0$  میلیمتر از سایر قسمت های لام پایین تر قرار دارند. در قسمت فرورفته لام یک میلی متر مربع به  $400$  مربع کوچک تقسیم شده است که سطح هر مربع کوچک  $10$  است. پس از قرار دادن لام بر سطح حجم هر کدام از مکعب مستطیل های کوچک برابر است با :

$$0.2/0 \times 0.00025 = 5 \times 10^{-8} \text{ ml} = \text{mm}^3$$




**روش شمارش:** برای شمارش بر اساس اینکه با سلول‌های یوکاریوتی یا پروکاریوتی سروکار داریم، می‌توان از مربع‌های بزرگ یا کوچک استفاده کرد (شکل ۲). همانطور که گفته شد، از تقاطع خطوط افقی و عمودی در مرکز صفحه یک مربع به عرض ۱ میلی‌متر ایجاد شده است که به ۲۵ مربع تقسیم می‌شود. هر یک از این مربع‌ها خود به ۱۶ مربع کوچک‌تر تقسیم می‌شود.

اندازه هر ضلع از ۲۵ مربع بزرگ  $0.2$  میلی‌متر و مساحت آن یک بیست و پنجم ( $0.04$ ) میلی‌متر مربع و حجم آن برابر  $0.004$  میلی‌متر مکعب است. اندازه هر ضلع ۱۶ مربع کوچک‌تر، یک بیستم ( $0.05$ ) میلی‌متر می‌باشد. بنابراین مساحت مربع کوچک برابر یک چهارصدم ( $0.0025$ ) میلی‌متر مربع می‌باشد. حجم مایع قرار گرفته روی مربع نیز حاصل ضرب مساحت در فاصله بین لام و لامل ( $0.1$  میلی‌متر) می‌باشد. به عبارت دیگر حجم مایع قرار گرفته روی کوچک‌ترین مربع برابر  $0.00025$  میلی‌متر مکعب می‌باشد.




Cell touching the top ruling = in



Cell touching the left or bottom ruling = out


برای تفاوت گذاشتن بین سلول‌های مرده و زنده، نمونه معمولاً در یک رنگ خاص مانند تریپان بلو محلول می‌شود. این روش رنگ آمیزی به نام رنگ آمیزی حذف با رنگ (dye exclusion staining) شناخته شده که با استفاده از یک رنگ دوظرفیتی که از غشاء سلول‌های مرده می‌گذرد و آنها را آبی می‌کند شناخته می‌شود، در حالی که سلول‌های زنده این رنگ را جذب نمی‌کنند و در نتیجه سلول‌های زنده از مرده تفکیک می‌شوند. هنگامی که این نمونه در زیر میکروسکوپ مشاهده شود سلول‌های مرده مانند نقطه‌های تاریک دیده می‌شوند.







# HEMACYTOMETER (COUNTING CHAMBER)





**تمیز کردن لایه شمارش:** پس از پایان کار، لام را در ظرف آب قرار دهید. در صورتی که نمونه مورد بررسی روی لام


خشک نشده باشد، تمیز کردن لام آسان خواهد بود. لام‌های شمارش آغشته به مواد چسبناک را در آب نگهداری نکنید. می-

توانید از یک شوینده به همراه دستمال نرم برای نظافت استفاده کنید. در ادامه لام را به خوبی شسته و در نهایت با آب مقطر

آبکشی کنید. برای خشک کردن، لام را روی دستمال کاغذی به یک طرف قرار دهید.

## اسپکتروفتومتری یا سنجش عبور نور

برای کار با این دستگاه باید باکتری در محیط کشت مایع باشد. این دستگاه شامل یک منبع نوری، یک شبکه‌ی پراش برای پخش کردن نور به طول‌موج‌های تشکیل‌دهنده، ویال‌های شفاف (از جنس پلاستیک، شیشه و کوارتز بسته به نوع مصرف) با توانایی عبور نور نزدیک به صددرصد و یک آشکارکننده‌ی شدت نور عبوری می‌باشد.




## برای سنجش مقدار سلول‌ها

مقدار مورد نیاز (معمولاً ۱ تا ۴ میلی‌لیتر) از سوسپانسیون باکتری‌ها در محیط کشت یا آب مقطر را در یک ویال شیشه‌ای می‌ریزیم. از مایع مورد استفاده در تهیه‌ی سوسپانسیون در ویال دیگری می‌ریزیم تا به عنوان شاهد استفاده شود. زیرا ممکن است درصدی از نور توسط ماده‌ی زمینه‌ای جذب شود.

هر ماده‌ای طول‌موج ویژه‌ای را جذب می‌کند. بنابراین باید طول‌موج مخصوص به خودش را روی دستگاه تنظیم کرد.

دستگاه با توجه به درصد نور عبوری و فرمول‌های محاسباتی که پیش‌تر در آن ذخیره شده است، عددی به ما می‌دهد که می‌توان با نمودارهای استاندارد مقایسه کرد و تعداد باکتری‌های موجود در واحد حجم را به دست آورد.



# مواد و وسایل

- ۱- سمپلر
- ۲- لوپ
- ۳- محیط NA
- ۴- دستگاه اسپکتروفتومتر
- ۵- کووت
- ۶- لوله آزمایش
- ۷- باکتری نمونه
- ۸- لام توما
- ۹- میکروسکوپ




## شرح آزمایش


- به منظور انجام آزمایش در یک ارلن ۱۰۰ میلی لیتری تلقیح باکتری را انجام داده و در محیط سترون، بن ماری ۳۷ درجه قرار می دهیم و از یک ساعت بعد به صورت ۲ساعتی شمارش باکتری ها را به صورت اسپکتروفتومتری در جذب ۶۲۰ نانومتر انجام داده در جدولی یادداشت کرده و در پایان نمودار زیر را برای این داده ها رسم می کنیم.
- همان طور که مشاهده می شود مراحل مختلف رشد باکتری در جدول زیر را می توان تشخیص داد .

- در ادامه ۱۰۰ میکرو لیتر برای محاسبه کلنی کانت در پلیت ریخته و کشت چمنی می دهیم و در انکوباتور قرار داده به مدت ۲۴ ساعت سپس تعداد کلنی هارا محاسبه کرده نمودار را رسم می کنیم.

Cell-Count	OD	Time	Number
0	0	7:30-AM	1
0	0	9:30-AM	2
7-در-مربع-11-تایی	0.023	11:30-AM	3
104-در-مربع-16-تایی	0.43	1:30-PM	4
16-40-x-16-در-مربع-تایی-16	0.892	3:30-PM	5
16-x-80	30-x-0.069	7:30-AM	6
16-x-60	30-x-0.083	9:30-AM	7
16-x-85	30-x-0.088	11:30-AM	8
30-x-90	30-x-0.134	1:30-PM	9
30-x-16-x-16	30-x-0.099	3:30-PM	10

۳۰-ضرب-شده-در-OD-روز-دوم-ضریب-رفت-است.







از حسن توجه شما سپاسگزارم