



دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم و فناوری‌های زیستی، گروه زیست‌شناسی
سلولی و مولکولی، آزمایشگاه میکروبیولوژی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آزمایشگاه میکروب شناسی صنعتی (بیوتکنولوژی میکروبی)

الف) تهیه کشت پنی سیلیوم کرایزوژنوم بر روی محیط کشت PDA (کشت خالص)
ب) تولید آنتی بیوتیک پنی سیلین
ج) تست و بررسی آنتی بیوتیک تولید شده

دکتر سهیلا عباسی

زمینه نظری

الکساندر فلمینگ در سال ۱۹۲۹ به طور اتفاقی **پنی سیلین** را کشف کرد. این آنتی بیوتیک ارزشمند که قدیمی ترین آنتی بیوتیک محسوب می شود توسط قارچ **پنی سیلیوم کرایزوژنوم** و تعدادی از **مخمر ها** تولید می شود. در طبقه بندی آنتی بیوتیک ها از نظر مکانیسم عمل جزء آنتی بیوتیک های **تخریب کننده دیوار سلولی باکتری ها** محسوب می شود و از نظر شیمیایی یک ترکیب پپتیدی می باشد که از چند اسید آمینه حلقوی تشکیل شده است. یکی از حلقه ها **بتالاکتام** نام گذاری شده و به همین دلیل به این آنتی بیوتیک ها **بتالاکام** گفته می شود.

در میکروب شناسی صنعتی و در فرایند های تخمیری-صنعتی سوش های اصلاح شده پنی سیلیوم کرایزوژنوم مورد استفاده قرار می گیرند که سوش های موتان یافته و یا مهندسی ژنتیکی شده در حال حاضر ۸۰ هزار میکروگرم پنی سیلین در هر میلی لیتر تولید می کنند که نسبت به سوش فلمینگ (۱۰-۱ میکروگرم بر میلی لیتر) از نظر واقعی تولد پنی سیلین بسیار متفاوت است.

آزمایش «الف»

❖ تهیه کشت پنی سیلیوم کرایزوژنوم بر روی محیط کشت PDA (کشت خالص)


مواد و وسایل لازم :

۱- کشت یاسوسپانسیون پنی سیلیوم کرایزوژنوم

۲- محیط کشت PDA

۳- لوپ (فیلد و پلاتین)

روش کار آزمایش «الف»




۱- ضمن مشاهده و مطالعه کلنی های پنی سیلیوم کرایزوژنوم با استفاده از لوپ استریل خنک شده مقداری از کلنی های آن را به دقت برداشت نموده و روی محیط کشت PDA تلقیح کنید و یا از سوسپانسیون اسپور های پنی سیلیوم کرایسوژنوم استفاده کنید و آن را روی PAD تلقیح کنید.

۲- پلیت تلقیح شده را به مدت یک هفته در درجه حرارت 25°C قرار دهید.

۳- پس از مدت اتوگذاری از کلنی های ایجاد شده آزمایش بعدی (تولید آنتی بیوتیک) را انجام دهید.





پنی سیلیوم کرایزوژنوم





Penicillium chrysogenum



دکتر سهیلا عباسی

آزمایش «ب»

❖ تولید آنتی بیوتیک پنی سیلین

مواد و وسایل لازم برای آزمایش :


- ۱- کشت خالص پنی سیلیوم کرایزوژونوم
- ۲- محیط کشت لاکتوز برات یک غلظتی دو غلظتی و یک غلظتی حاوی ۵ درصد گلوکز
- ۳- دستگاه شیکر

روش کار آزمایش «ب»




۱- با استفاده از لوپ استریل خنک شده مقداری از کلنی های قارچ پنسیلیوم را به محیط کشت های **لاکتوز برات** اضافه کنید.

۲- سپس محیط کشت های تلقیح شده را روی **شیکر** قرار دهید (به مدت **یک هفته**) و دستگاه را روشن کنید. و در طول هفته دو دفعه مراحل رشد و خصوصیات کلنی های قارچ پنی سیلیوم را مشاهده و یادداشت نمایید.

۳- بعد از یک هفته (جلسه ی آینده) کشت های تهیه شده را از روی شیکر بردارید و کنار شعله آزمایش زیر را انجام دهید.



دکتر سهیلا عباسی



دکتر سهیلا عباسی

آزمایش «ج»

❖ تست و بررسی آنتی بیوتیک تولید شده

مواد و وسایل لازم برای آزمایش :

۱- محیط کشت پنی سیلیوم کرایوزنوم آماده

۲- بلاد آگار

۳- دیسک کاغذی استریل

۴- سوآپ سر پنبه ای استریل


۵- پنس استریل

این تست با انجام آزمایش آنتی بیوگرام به روش کربی-بائر و با استفاده از باکتری استرپتوکوکوس فکالیس و محیط کشت آگار خوندار انجام می شود.

روش کار آزمایش «ج»

- ۱- با استفاده از سوآپ سرپنبه ای استریل باکتری استرپتوکوکوس فکالیس یا استافیلوکوکوس آرئوس را بر روی محیط کشت **بلاد آگار** به صورت **چمنی** کشت دهید.
- ۲- با استفاده از پنس استریل خنک شده یک دیسک کاغذی استریل را از داخل پتری دیش بردارید.
- ۳- با رعایت تکنیک‌های آسپتیک درب محیط کشت قارچ را برداشته و کاغذ را داخل محیط کشت تولید فرو ببرید تا کاغذ کاملاً به محیط کشت آغشته شود.
- ۴- با رعایت اصول آسپتیک درب پلیت بلاد آگار تلقیح شده را باز کنید و کاغذ حاوی آنتی بیوتیک را در محل مناسب قرار دهید.
- ۵- پلیت آزمایش را به مدت **۲۴ ساعت** در انکوباتور ۳۷ درجه قرار دهید.
- ۶- پس از ۲۴ ساعت پلیت را از داخل انکوباتور خارج و نتیجه آزمایش را بررسی و یادداشت نمایید.





هاله عدم رشد



با تشکر از توجه شما
با آرزوی موفقیت و
سلامتی

دکتر سهیلا عباسی