



**University of Isfahan**  
**Biological Science and**  
**Technology**  
**Department of Cell and**  
**Molecular Biology**  
**Cellular and Molecular**  
**Laboratory**  
**Farzaneh Forouharfar**

# عنوان

## تهیه لام دائم از پروتوزوئر ها و رنگ آمیزی سه گانه اندامک های درون سلولی

## مقدمه

پروتوزوئرها ، جانداران یوکاریوتیک تک سلولی هستند که جزء آغازیان محسوب می شوند و از ذرات مواد غذایی و باکتری ها و جلبکها، تغذیه می کنند. هر پروتوزوئر، جاندار کاملی است که همهٔ فعالیت های حیاتی آن در درون یک سلول انجام می گیرد.به دلیل تشابه ساختاری فراوان با سلول های جانداران پرسلولی، نام تک سلولی برای آنها انتخاب شده است.

## خصوصیات زیستی این گروه عبارت است از:

تک سلولی بوده و بعضی از انواع این گروه کلونی دارند، عموماً میکروسکوپی اند، همه نوع تقارن در آنها دیده می شود، دارای اشکال تغییرپذیر و برخی ثابت اند، هسته در آنها منفرد یا چندتایی است، زندگی آزاد همسفرگی یا انگلی دارند، همه روش های تغذیه ای در این گروه دیده می شود، در زیستگاه های آبی و خشکی دیده می شوند و در شرایط مساعد سرعت تکثیر میشوند. برای مثال در پارامسی تولید مثل غیر جنسی در شرایط تغذیه ای مناسب بصورت دوتاشدن Binary fission و تولید مثل جنسی در شرایط کمبود مواد غذایی و دمایی کمتر از حد اپتیموم آنها بصورت کانبجوشن Conjugation انجام می شود.

جهت بررسی و شناسایی انواع پروتوزوئرها در آزمایشگاه می توان از آن ها لام دائم تهیه و ساختار درون سلولی آنها را به دقت بیشتر مطالعه کرد.


مراحل تهیه لام دائم از پروتوزوئرها تقریباً مشابه مراحل تهیه لام دائمی از سایر نمونه‌های جانوری و گیاهی است با این تفاوت که مرحله برش‌گیری وجود ندارد. بنابراین ابتدا باید لام آلبومینه شود و سپس نمونه‌های تک یاخته روی لام تثبیت، رنگ آمیزی، آبگیری و چسب دائم گردند.

تهیه لام‌های دائم از موجودات تک سلولی که حیات آنها وابسته به محیط‌های مایع می‌باشد بسیار دشوارتر حساس‌تر و دقیق‌تر از سایر نمونه‌ها می‌باشد. بدلیل اینکه با خشک شدن محیط اطراف آنها و تثبیت ساختار و اندامکهای درون سلولی، عوامل نگهدارنده فشار اسمزی قادر به انجام عملکرد طبیعی خود نیستند و بالانس اسمزی سلول بهم می‌خورد و دچار فروپاشی و تخریب سلولی می‌گردند. برای روشنتر شدن اهمیت این موضوع ساختار پارامسی و تنظیم فشار اسمزی آن در حالت عادی بررسی می‌شود.


در پارامسی های آب شیرین که سیتوپلاسم آنها نسبت به محیط اطراف از نظر اسمزی هایپر تونیک یا غلیظتر می باشد در این شرایط اسمزی آب به داخل سلول جریان می یابد و پس از آن به داخل واکوئل انقباضی Contractil vacuol یا واکوئل ضربان دار که یک اندامک درون سلولی است منتقل می شود. این اندامک با یک مکانیسم محافظتی از جذب بیش از حد آب به داخل سلول و پارگی و ترکیدن تک یاخته به دلیل فشار بالای آب جلوگیری می کند. بدین ترتیب که ابتدا کانال های شعاعی ظریف اطراف واکوئل انقباضی آب را از سیتوپلاسم جذب کرده و پس از پر شدن به داخل واکوئل مرکزی انقباضی پمپاژ می کنند. مکانیسم این عمل بدلیل وجود و عملکرد پمپ های پروتون و NADPH و ATPase در غشاء می باشد و در نهایت آب اضافی از طریق منافذ موجود در غشاء سلولی دفع می شود.


هر پارامسی دو عدد واکوئل انقباضی در دو قطب مخالف سلول خود دارد که متناوباً فعالیت می کنند. مرحله‌ای که آب به داخل واکوئل مرکزی جریان می یابد دیاستول و بیرون راندن آب اضافی و انقباض آن را سیستول می گویند. این دو مرحله در واکوئل‌های انقباضی ریتمیک و دوره‌ای است و زمان آن بستگی به تفاوت اسمولاریته بین محیط و سلول دارد. معمولاً زمان پر و شدن و پمپاژ آن حدود چند ثانیه طول می کشد و بدین ترتیب فشار اسمزی سلول پارامسی تنظیم و مانع از ترکیدن آن می شود به این عمل osmoregulation می گویند.

در مراحل اولیه تهیه لام با خشک شدن محیط اطراف تک یاخته و از کار افتادن واکوئل‌های انقباضی و عدم تعادل فشار اسمزی سلول متلاشی می شود. همین دلیل است که تهیه لام دائم از پروتوزوئرها به مراتب مشکل تر و حساس تر از تهیه لام دائم از نمونه‌های مختلف بیولوژیک دیگر می باشد. برای این منظور بایستی در اولین مرحله بر روی لام پوششی غلیظ از ترکیب مناسبی تهیه شود تا با قرار گرفتن تک یاخته در این محیط ضمن خشک شدن ساختار طبیعی آن حفظ شود.









Zoologist Mohsin








### 1.3.4 *Paramecium* in binary fission

#### Comments:

1. It is found in fresh water, pond, rivers, lakes, streams and pools.
2. Microscopic, slipper, shaped, cigar shaped or spindle shaped.
3. The entire body surface is covered by numerous, tiny hair –like fine protoplasmic processes called cilia.
4. Endoplasm is semi-fluid and less granular.
5. Ciliary locomotion and body contortions are present.
6. Reproduction asexually by transverse binary fission under good conditions of food.
7. Micronucleus and macronucleus are present.
8. Nutrition heterotrophic and holophytic

4





### 1.3.5 Conjugation in Paramecium

#### Comments:

1. It is the slides of paramecium showing conjugation.
2. Conjugation constitutes the sexual part of the reproduction.
3. In conjugation two individuals come in contact for mating and unite by their own grooves.
4. In each conjugant macronucleus disappears and micronucleus divides twice forming 4 haploid daughter micro nuclei.
5. The conjugation occurs only when nutrition is deficient and when temperature of water is below the optimum.




Fig.1.3.5 Conjugation in Paramecium





مراحل آماده سازی نمونه جهت تهیه لام دائم به شرح زیر می باشد:

## ۱- مرحله تثبیت Fixation

در این مرحله ی قبل از قرارگیری تک یاخته بر روی لام بایستی لام توسط ترکیبی به نام آلبومین مایر پوشش دهی شود تا در این محیط تک سلولی در زمان خشک شدن ساختار آن تخریب نگردد و بر روی لام تثبیت شود.

سپس با استفاده از الکل با درجه خلوص بالا ساختار سیتوپلاسم تثبیت و نمونه آماده انجام مراحل مختلف رنگ آمیزی جهت مشخص شدن اندامک های درون سلولی گردد.

## ۲- مرحله رنگ آمیزی Staining

پس از مرحله تثبیت بایستی به ترتیب سیتوپلاسم و اندامک های درون سلولی توسط معرف های مناسب بدون تداخل با یکدیگر به صورت جداگانه رنگ آمیزی شوند. از مهم ترین اندامک های قابل مشاهده در میکروسکوپ نوری پس از رنگ آمیزی میتو کندری و هسته می باشند.

### ۳-مرحله آبگیری Dehydration

در این مرحله ساختار سلولی اعم از غشا سیتوپلاسمی سیتوپلاسم و قسمت های مختلف اندامک های درون سلولی به تدریج و مرحله به مرحله توسط درجات مختلف الکل اتانول آب گیری می شوند تا بتدریج مولکول های آب توسط مولکول های OH الکل بصورت پایدار جایگزین شده و از به هم ریختن ساختار سلولی و فروپاشی آن در حین انجام بقیه مراحل و نگهداری درازمدت لام جلوگیری شود.

### ۴-مرحله شفافیت دهی Clearing

در این مرحله حذف آلبومین و شفافیت دهی درون سلولی توسط حلال زایلول انجام می شود.

### ۵-مرحله چسب دائم Mounting

در پایان مراحل فوق جهت چسباندن لامل بر روی لام و نگهداری درازمدت نمونه ها از ترکیب چسب مناسب مانند کانادا بالزام یا انتلان استفاده می شود و بدین ترتیب لام دائم و ماندگار تهیه می گردد. سپس لام در اون ۶۰ درجه سانتی گراد حداقل به مدت ۲ ساعت می ماند تا حباب های اضافی هوا خارج شده و لامل به صورت کامل بر روی لام چسبیده و محکم شود و قابل تمیز شدن باشد.



مواد و وسایل مورد نیاز

# مواد و وسایل مورد نیاز

- محیط کشت هی شامل پارامسی
- آب مقطر
- آلبومین مایر شامل: گلیسرین و سفیده تخم مرغ به نسبت حجمی مساوی
- اسید استیک
- سبز ژانوس
- اسید و فوشن
- سبز متیل
- الکل اتلیک با درجات ۳۰، ۵۰، ۷۰، ۹۶ درصد
- گزیلول
- کانادا بالزام یا انتلان
- پاستور پی پت پلاستیکی یا قطره چکان
- لام و لامل
- سینی مخصوص رنگ آمیزی
- میکروسکوپ نوری

7. **What is Mayer's Albumen?** ■ Mayer's albumen is a chemical solution used to fix the small organisms and cut the extremely thin and small sections of materials (or microtome). ■ It is prepared by mixing White part of egg (albumen), Glycerine and Sodium salicylate. 50 ml of egg albumen, 50 ml of Glycerine and 1 gram of Sodium salicylate are mixed and the solution is filtered to make Mayer's albumen.

# مواد و وسایل مورد نیاز

دستور ساخت محلول ها و رنگ‌های مورد استفاده با غلظت معین و استاندارد:

۱- آلبومین مایر: جهت تهیه محلول آلبومین مایر به میزان مساوی گلیسرین با غلظت بالا و سفیده تخم مرغ یا آلبومین حیوانی و ۱ گرم سدیم سالیسیلات را به خوبی مخلوط کرده و سپس ترکیب حاصل را از صافی با سوراخ‌های ریز عبور دهید و در ظرف شیشه‌ای نگه داری کنید.

۲- فوشین اسیدی یک درصد: جهت ساخت ۱۰۰ سی سی فوشین اسیدی ۱ گرم از پودر آن را در ۱۰۰ سی سی الکل ۵۰٪ بطور کامل حل کنید.

۳- سبز ژانوس یک صدم درصد: یک صدم گرم پودر سبز ژانوس را در ۱۰۰ سی سی الکل ۹۶٪ مقطر حل کنید.

۴- سبز متیل یک درصد: ۱ گرم پودر سبز متیل را در ۸۰ سی سی آب مقطر و ۲۰ سی سی الکل ۹۶٪ حل کنید.

۵- اسید استیک یک درصد: ۱ سی سی اسید استیک گلاسیال را با آب مقطر به حجم ۱۰۰ سی سی برسانید.

۶- اتانول: با درجات مختلف ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ و ۹۶ درصد.

# روش کار

# مراحل آماده‌سازی لام دائم پروتوزوئر ها و رنگ آمیزی سه‌گانه اندامک‌های درون سلولی :

۱- ابتدا جهت حفظ فشار اسمزی تک‌یاخته ها و ثابت شدن و فیکس شدن آنها، لام را به‌طور کامل آلبومینه کنید.

۲- یک قطره محیط کشت هی را در مرکز لام قرار داده و سپس لام را بر روی شعله به دقت و به آرامی خشک کنید. در این مرحله دقت شود تا حرارت شدید و مستقیم نباشد.

۳- لام را به مدت ۵ دقیقه در محلول الکل اتانول ۹۶ درصد به‌منظور تثبیت ساختار سیتوپلاسم قرار دهید و در دمای محیط کاملاً خشک کنید.

۴- جهت رنگ آمیزی سیتوپلاسم لام را در محلول رنگی اسید و فوشین ۱ درصد به مدت ۴۰ ثانیه قرار دهید.

۵- جهت رنگ آمیزی ساختار میتوکندری لام را به مدت ۲ دقیقه در محلول سبز ژانوس ۱ درصد قرار دهید.



۶- جهت تثبیت پروتئین‌های هسته و رنگ‌پذیری ساختار آن لام را به مدت ۱ دقیقه در اسیداستیک ۱ درصد قرار دهید.

۷- جهت رنگ‌آمیزی هسته لام را به مدت ۲ دقیقه در محلول سبز متیل ۱ درصد قرار دهید.

۸- جهت آب‌گیری از قسمت‌های مختلف نمونه لام را به ترتیب در درجات مختلف الکل اتانول ۳۰، ۵۰، ۷۰، و ۹۶ درصد در هر کدام از محلول‌ها به مدت ۳۰ ثانیه قرار دهید.

۹- جهت زدودن آلبومین لام را در حلال گزایلول به مدت ۱ دقیقه قرار دهید.

۱۰- لام را در دمای محیط خشک کنید.

۱۱- جهت نگهداری درازمدت لام اطراف آن را چسب لام کانادابالزام ریخته، لامل را با زاویه ۴۵ درجه به آرامی بر روی لام بگذارید و در آن ۶۰ درجه سانتی‌گراد به مدت حداقل ۱ تا ۲ ساعت قرار دهید تا حباب هوای اضافی خارج و لامل کاملاً فیکس گردد. سپس با بزرگنمایی‌های مختلف میکروسکوپ نمونه‌ها را بررسی نمایید.

## 6. **Permanent Mounting of** Paramecium ■

Take a slide and place a drop of Mayer's albumen at the center to make a thin film ■

Place few drops of Paramecium cultured fluid (with abundant Paramecium) ■ Place a drop

of absolute alcohol to fix paramecium specimen and dry it ■ Wash the slide with

distilled water ■ Stain the specimen with hematoxylin and again wash it with water ■

Dehydrate the slide with 30% alcohol (5 minutes), 50% alcohol (5 minutes), 70% alcohol (5 minutes) and stain the sample with eosin solution; again dehydrate with 90% alcohol (5 minutes), absolute alcohol (7 minutes) ■ Clear the slide in xylol and mount

in Canada balsam ■ Gentle heating or use of small droplets of xylol can help to remove air droplet formed during mounting

# بررسی نتایج


دلیل رنگ شدن سیتوپلاسم توسط فوشین اسیدی این است که سیتوپلاسم به دلیل انجام واکنش‌های شیمیایی و آنزیمی و وجود نمک‌ها، پروتئین‌های بازی، گلیکوژن‌ها و انجام فعالیت‌های متابولیکی درون سلولی دارای PH بازی است و با رنگ فوشین اسیدی ترکیب شده رنگ صورتی ایجاد می‌کند.

علت رنگ‌پذیری میتوکندری توسط سبز ژانوس این است که در غشاء داخلی میتوکندری آنزیم‌های اکسید کننده قوی از جمله آنزیم سیتوکروم اکسیداز وجود دارد که با این رو رنگ ترکیب شده و آن را اکسید کرده و میتوکندری را به سبز آبی بسیار کم رنگ در می‌آورد.

دلیل رنگ‌آمیزی هسته توسط سبز متیل و وجود اسیدهای نوکلئیک در هسته است که به هسته خاصیت اسیدی می‌دهند و همچنین توسط اسیداستیک اسیدی ترشده و با ترکیب شدن با سبز متیل سبز بنظر می‌رسند.



Slide Paramecium ( Pk. Of 6 pcs. ) –  
Scientific Kart



**Paramecium aurelia, Living | Carolina  
Biological Supply**



ازمایشگاه سلولی مولکولی-فرزانه فروهرفر




B8A09179 - Philip Harris Prepared  
Microscope Slide - Paramecium ...




## Paramecium Conjugation, Whole Mount - Prepared...





## Paramecium Conjugation under the microscope,...



*Paramecium caudatum*  
Slide | VWR



Paramecium Caudatum (z.1-30) | Pro  
Source

