



دانشگاه اصفهان

به نام خدا

دانشکده علوم و فناوری های زیستی، گروه سلولی و مولکولی و میکروبیولوژی ،
آزمایشگاه میکروبیولوژی


آزمایشگاه باکتری شناسی ۲

آشنایی با روش نمونه گیری از مدفوع به منظور جداسازی اشریشیا کلای
ساکن در روده و جداسازی و خالص سازی کوکوباسیل های گرم منفی
مشکوک به اشریشیا کلای، کلبسیلا، انتروباکتر و پروتئوس از نمونه مدفوع

تهیه کننده: سهیلا عباسی

COLLECTION

- Universal Precautions
- Stool should be collected in a dry, sterilized, wide mouthed container.
- It should be uncontaminated with Urine or any other body secretions.
- Properly named and always a fresh sample should be tested.



Types of Examination

- **PHYSICAL EXAMINATION**: colour, volume, consistency, odour, mucus, pus, concretions, helminths.
- **CHEMICAL EXAMINATION**: reactions, occult blood, fat, carbohydrate, protein, etc
- **MICROSCOPIC EXAMINATION**: remnants of food, pus cells, macrophages, RBCs, crystals, bacteria, yeasts, molds, protozoa, helminths.
- **STOOL CULTURE**:



COLOUR OF FECES-in Infants

Exclusively breast fed infants pass loose and green or pasty and yellow stools.

Infants fed on cows' milk preparations pass stools of a paler yellow colour and of a much firmer consistency.

Babies fed on newer modified cows' milk preparations have clay coloured or greenish stools.

Some healthy children may pass frequent, loose stools containing undigested vegetable matter called as Toddler's diarrhoea.

CONSISTENCY OF STOOL

Type 1



Separate hard lumps, like nuts (hard to pass).

Type 2



Sausage-shaped but lumpy.

Type 3



Like a sausage but with cracks on the surface.

Type 4



Like a sausage or snake, smooth and soft.

Type 5



Soft blobs with clear-cut edges.

Type 6



Fluffy pieces with ragged edges.

Type 7



Watery, no solid pieces. Entirely Liquid.


SLIDE PREPARATION

SLIDES Saline Specimen Prpn.
Iodine Specimen Prpn.

CONCENTRATION METHOD to detect Ova.

- A drop of warm Saline or Lugol's Iodine is placed over a clean microscopic slide.
- About 2mg of stool sample should be taken and mixed with soln placed over the slide.
- Coverslip is placed avoiding air bubbles.
- Examined under Microscope.


Stool Sample Collection and Transport



Collect on plastic wrap and transfer to vial until liquid reaches fill line.



Remove spoon from lid and discard.



Replace cap on vial tightly and shake for a minute. Place vial in refrigerator until ready to ship.


STOOL CULTURE

Normal Microbial flora of GI tract contains following organisms.


Gram -ve - E. coli, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Bacteroides.


Gram +ve - Clostridia, Lactobacilli, Enterococci, Anaerobic streptococci.

Human feces contain approximately 10^{11} organisms per gram wet weight as normal flora. Whereas gut bacterial pathogens rarely exceed 10^5 organisms per gram.



Gram-Negative Bacteria





Salmonella on XLD.

Selenite-F broth

- **Selenite Broth (Selenite-F Broth)**

used as an **enrichment** medium for the isolation of Salmonella from feces, urine, water, foods and other materials of sanitary importance.

- **Sodium selenite inhibits the growth of gram-positive and many gram-negative bacteria including enterococci and coliforms, whereas the salmonellae are not affected.**



Selective media commonly used to recover Enteropathogen

CULTURE MEDIA	Purpose	Pathogens
Mac Conkey agar	To <u>recover</u> <i>Enterobacteriaceae</i> and other fastidious Gram negative organisms	<i>Salmonella</i> , <i>shigella</i> (NLF)
Hektoen enteric agar (HE)	A highly <u>selective</u> media to recover <i>salmonella</i> , <i>shigella</i> , contain indicator to detect H ₂ S production	<i>Salmonella</i> : blue green with black centre <i>Shigella</i> green without black centre
Xylose-lysine deoxycholate (XLD)	A <u>differential</u> media for isolation of <i>shigella</i> and <i>salmonella</i> from stool	<i>Salmonella</i> : red with black centre <i>Shigella</i> : red or clear
Campylobacter blood agar (CAMPY-BA)	<u>Selective</u> media to isolate <i>campylobacter</i> from stool	Appears pink grey moist when incubated at 42°C

Selective media commonly used to recover diarrheal agents

CULTURE MEDIA	Purpose	Pathogens
Thiosulphate bile salt sucrose agar (TCBS)	<i>Vibrio species</i> <i>Aeromonas species</i>	Yellow colonies; <u>sucrose fermenting vibrio sp.</u> Such as <i>V. cholera</i> Blue green colonies: <u>non sucrose fermenters</u> as <i>V. vulnificus, parahaemolyticus</i>
Cycloserine cefoxitin fructose agar (CCFA)	<u>selective media for clostridium difficile</u>	Appears yellow from <u>fructose fermentation</u>
Sorbitol macconkey agar (SMAC)	A differential media to detect sorbitol negative <i>E.coli</i> (contain sorbitol instead of lactose)	<i>E.coli</i> O157: H7 appear colorless



I. نمونه SPECIMEN :

● الف) مدفوع تازه جمع آوری شده در یک ظرف تمیز پلاستیکی در دار

۱- نمونه بایستی در مدت ۳۰ دقیقه (جهت گونه های شیگلا) و حداکثر ظرف مدت ۲ ساعت مورد بررسی قرار گرفته و کشت داده شود. در صورت پیش بینی تاخیر (بیش از ۲ ساعت) نمونه باید به محیط ترانسپورت مناسب منتقل گردد.

* در مورد شیگلاها یخچال گذاری نمونه ها حداکثر تا ۲ ساعت پس از نمونه گیری توصیه می شود. همچنین می توان از رکتال سواب قرار داده شده در یک محیط براث جهت انتقال نمونه ها استفاده کرد.

۲- حداقل یک گرم مدفوع تازه با قوام طبیعی (به اندازه یک فندق) و یا ۵ گرم مدفوع اسهالی جهت کشت مورد نیاز می باشد.
* از مخلوط شدن نمونه های مدفوع با ادرار خودداری شود.

* در بیمارانی که بیش از ۳ روز در بیمارستان بستری بوده اند ، کشت روتین مدفوع توصیه نمی شود.

۳- بررسی ماکروسکوپی و مشاهده مستقیم مدفوع از نظر قوام ، لخته خون ، چرک ، موکوس و... و گزارش آن.

۴- انجام آزمایشات غربالگری مانند :

- تهیه اسمیر نازک از مدفوع و رنگ آمیزی گرم ، راییت و یا بلودومیتیلن جهت بررسی و شمارش WBC های مدفوع و همچنین مشاهده مرفوتایپ غالب، وجود سلولهای مخمری یا عدم حضور باسیلهای گرم منفی روده ای.

- تست لاتکس آگلوتیناسیون جهت لاکتوفرین (محصول ناشی از تخریب WBC های مدفوع در موارد نگهداری طولانی مدت).

● (ب) رکتال سواب (سواب مقعدی)

* جهت جلوگیری از خشک شدن نمونه ، رکتال سواب را بایستی در محیط برات و یا محیط ترانسپورت مناسب نگهداری نموده و انتقال داد.

● (ج) مدفوع نگهداری شده در محیط ترانسپورت

محیط ترانسپورت کاری بلر (Cary-Blair) محیط مناسب جهت نگهداری و انتقال مدفوع می باشد. در این محیط شیگلاها قادرند حدود ۵۰ روز و سالمونلاها ۴۵-۶۰ روز زنده بمانند.

* برخی از محیط های ترانسپورت خاص مانند آب پپتونه قلیایی

(Alkaline peptone water) جهت ایزولاسیون ویبریوها توصیه می شود.

II. تلقیح و انکوباسیون محیط های کشت

:(INOCULATION AND INCUBATION OF MEDIA)

● الف) انتخاب محیط های کشت

تعدادی از محیط های کشت ضروری جهت ایزولاسیون اولیه پاتوژنهای شایع روده ای ، شامل موارد زیر می باشند :

۱- **BAP** (آگار خوندار) به عنوان محیط غیر اختصاصی : این محیط جهت بررسی رشد استافیلوکوک اورئوس و مخمرها به کار می رود که در صورت مشاهده رشد قابل توجه ، بایستی این موارد را گزارش نمود ، اما انجام آزمایش تعیین حساسیت میکروبی لازم نمی باشد. همچنین از این محیط می توان جهت انجام تست اکسیداز استفاده نمود و در صورت مشاهده واکنش مثبت ، بایستی مشکوک به آئروموناس ، ویبریوکلرا یا پلزیوموناس گردیده و اقدامات تشخیصی لازم را انجام داد.

۲- **MAC** (مکانکی آگار) یا **EMB** (اٹوزین متیلن بلو) به عنوان محیط افتراقی جهت کمک به رشد باکتریهای گرم منفی روده ای

۳- **HE** (هکتون انتریک آگار) یا **XLD** (گزیلوز لیزین دزوکسی کولات) به عنوان محیط انتخابی و افتراقی جهت جداسازی سالمونلا و شیگلا.

۴- **Campy-blood agar** جهت کشت گونه های کمپیلوباکتر.

۵- **SMAC** (مکانکی - سوریتول آگار) توسط برخی از مراجع بهداشت عمومی جهت کشت *Escherichia coli* O157:H7 توصیه می گردد ،

که در مورد نمونه های مدفوع حاوی خون و یا در صورت درخواست پزشک ، بایستی مورد استفاده قرار گیرد.

* چنانچه مشکوک به ویبریو ، آئروموناس و یا پلزیوموناس شیگلویئیدس باشیم و یا در صورت درخواست پزشک ، محیط های کشت اختصاصی جهت جدا

سازی و شناسایی این میکروارگانیسم ها (مثل TCBS و...) لازم است.

● (ب) محیط های مایع مغذی Enrichment Broth

این محیط ها به منظور بازیافت مقادیر کم سالمونلا ، شیگلا یا کمپیلوباکتر در افراد بدون علامت ناقل عامل بیماری (کریرها) و بویژه در میان کارکنان دارای مشاغل حساس مانند افراد شاغل در مهد کودکها ، آشپزخانه ها و... به کار می روند که شایعترین آنها GN براث و سلنیت براث (SF) می باشند. در مورد محیط GN براث ۴-۶ ساعت انکوباسیون در ۳۵-۳۷ C و برای محیط سلنیت براث ۸-۱۲ ساعت انکوباسیون در ۳۵-۳۷ C توصیه می گردد.

انکوباسیون طولانی مدت (بیشتر از زمان توصیه شده) در محیط های براث مغذی ، باعث افزایش رشد باکتریهای نان پاتوژن روده ای می شود. پس از طی مدت زمان لازم جهت انکوباسیون ، بایستی از محیط براث بر روی محیط های انتخابی و یا افتراقی نامبرده ، کشت مجدد نمود.

● ج) محیط های کشت اختصاصی :

جهت ایزولاسیون سایر پاتوژن های روده ای بر حسب شیوع بیماری و یا با توجه به الزامات بهداشت عمومی و یا درخواست پزشکان ، محیط های زیر پیشنهاد می گردد :

SMAC (جهت اشريشياکلی O157:H7) ، CIN (جهت یرسینیا انتروکولیتیکا) ، TCBS (جهت گونه های ویبریو) ، SS (جهت گونه های سالمونلا) ، Brilliant green agar . Bismuth sulfite ager ، (جهت گونه های سالمونلا) و Inositol-brilliant green bile salts agar (جهت پلزیوموناس شیگلوییدس).

تذکر : محیط SS (Salmonella-Shigella agar) جهت برخی از گونه های شیگلا دارای اثر مهاري بوده و لذا بهتر است در موارد مشکوک به شیگلا ، مورد استفاده قرار نگیرد.

● (د) تلقیح به محیط کشت :

یک سواب را به نمونه آغشته کرده و در قسمت کوچکی از پلیت کاملاً می چرخانیم. سپس با لوپ استریل نمونه را در تمامی پلیت Streak می نماییم تا کلنی های ایزوله بدست آوردهیم. هنگام استفاده از محیط های نیمه انتخابی و یا کاملاً انتخابی بایستی مقدار زیادی از نمونه ها را تلقیح و کشت داد.

● (ه) انکوباسیون :

* پلیت ها را به مدت ۲۴-۴۸ ساعت در انکوباتور $35-37^{\circ}\text{C}$ قرار می دهیم.

* در موارد خاص مانند ایزولاسیون کمپیلوباکترها ، محیط کشت را بایستی تحت شرایط میکروآئروبیک ($5\% \text{O}_2$) حداقل ۷۲ ساعت در 42°C درجه

سانتیگراد انکوبه نمود. انکوباسیون در 42°C مانع از رشد باکتریها می گردد، در حالیکه کمپیلوباکترهای پاتوژن قادر به رشد در $35-37^{\circ}\text{C}$ نیز می باشند.

III گزارش نتایج (REPORTING OF RESULTS):

۱- در موارد کشت مثبت (Positive Culture)

* گزارش باکتری جدا شده به صورت نیمه کیفی (Light, Moderate, Heavy) پس از شناسایی کامل میکروارگانیسم در حد جنس و گونه

* انجام آزمایش تعیین حساسیت میکروبی و گزارش نتایج آن

۲- در موارد کشت منفی (Negative Culture)

به این طریق گزارش نماید :

"No Salmonella ,Shigella,Vibrio,Campylobacter ,....isolated."


در صورت عدم مشاهده میکروارگانیسم های روده ای در کنار جمله ای مانند :

"Decreased of absent usual enteric gram-negative microbiota."


بایستی میکروارگانیسم غالب (چنانچه یکی باشد) را گزارش نمود.



Salmonella colonies on Hektoen enteric agar



Campylobacter colonies on campy blood agar



Stool Specimen

Inoculate onto


Sorbitol MacConkey Agar

Incubate for 24 hrs at 37 oC.



Pick up non sorbitol fermenting colonies

Perform latex agglutination using
O157 and H7 antiserum





Pick up suspect colonies and perform biochemical test and serology if necessary



راه‌های تشخیص و شناسایی سویه‌های اشریشیا کلای

• روش کلاسیک:

این روش شامل ۲ مرحله کشت و سرولوژی می‌باشد که هر دو به صورت همزمان توسط دو گروه کارشناس به طور مجزا انجام می‌گیرد و نتایج حاصل از این دو روش در نهایت می‌تواند منجر به شناسایی سروتیپ خاص موجود در نمونه گردد.



راه‌های تشخیص و شناسایی سویه‌های اشریشیا کلای

الف) کشت:

در مجموع برای هیچ یک از پاتوتایپ‌های اشریشیاکلای محیط کشت اختصاصی وجود ندارد و باید ترکیبی از روش‌های کلاسیک، سرولوژی و مولکولی را برای شناسایی آنها استفاده نموده لذا جهت تشخیص اینگونه سویه‌ها اطلاعات موجود بیمار از قبیل سن بیمار ، نوع اسهال و علائم کلینیکی بیمار می‌توانند به عنوان عوامل کمکی در تشخیص استفاده شوند. در کنار این اطلاعات رشد یکدست و غالب اشریشیا کلای در محیط مکانکی به صورت کلنی‌های صورتی رنگ حائز اهمیت می‌باشد. (درغیاب پاتوژن‌های شناخته‌شده مانند سالمونلا ، شیگلا ...).

راه‌های تشخیص و شناسایی سویه‌های اشریشیا کلای

الف) کشت:

مراحل کشت : ابتدا از روی نمونه مدفوع (موجود در محیط ترانسپورت) بر روی محیط‌های مک‌کانکی، بلاد، EMB ، سوربیتول مک‌کانکی، CT-SMAC، وکنگورد کشت می‌دهیم .. تعداد ۵ کلنی لاکتوز مثبت و ۲ کلنی لاکتوز منفی از روی محیط مکانکی انتخاب کرده و هر کدام را جداگانه بر روی TSI کشت می‌دهیم سپس محیط را به مدت ۲۴ ساعت در انکوباتور ۳۷ درجه می‌گذاریم پس از ۲۴ ساعت نتایج کشت را بررسی کرده و از روی محیط TSI بر روی محیط‌های افتراقی جهت تشخیص افتراقی کشت می‌دهیم.

روی محیط نوترینت‌آگار جهت سرولوژی کشت می‌دهیم و نتایج را بعد از مدت زمان ۲۴ ساعت در انکوباتور ۳۷ درجه مشاهده می‌کنیم.

راه‌های تشخیص و شناسایی سویه‌های اش‌ریشیا کلای

ب) سرولوژی:

این روش به همراه کشت از محیط نوترینت آگار برای تشخیص آنتی ژن های O و H و تعیین سروتیپ های مختلف موجود در سویه های اش‌ریشیا کلی انجام می گیرد. هر سویه دارای آنتی ژن های سوماتیک (O) و آنتی ژن های تاژکی (H) خاصی می باشند. در این روش سویه ها توسط آنتی سرم های تجارتي O و H شناسایی می شوند.

راه‌های تشخیص و شناسایی سویه‌های اش‌ریشیا کلای

۲-۳-۲) روش مولکولی:

انجام تست های مولکولی مانند PCR و هیبریداسیون از طریق روش های استاندارد صورت می پذیرد. انجام PCR برای تشخیص مولکولی پاتوتایپ های اش‌ریشیا کلای در آزمایشگاه مرجع کشوری اش‌ریشیا کلای راه اندازی شده است و تشخیص سویه های مشکوک با کمک روش های مولکولی قابل انجام می باشد. آزمایش PCR توسط پرایمرهای خاص که برای ژن های ویروالانس طراحی شده اند بر روی DNA هایی که از سویه های مورد نظر جدا شده اند صورت می پذیرد.

راه‌های تشخیص و شناسایی سویه‌های اشریشیا کلای

۳-۳-۲) روش کشت سلولی:

این روش به دو منظور صورت می‌گیرد:

- تعیین الگوی چسبندگی سویه باکتری به سلول‌های اپی تلیال HEP-2 یا HeLa

- تشخیص نوع توکسین تولید شده توسط سویه‌های اشریشیاکلی به کمک سلول‌های فیروبلاست مانند سلول‌های Vero و یا

CHO انجام این تست در تمامی آزمایشگاه‌ها به علت نبود امکانات و پرسنل متخصص امکان‌پذیر

نمی‌باشد ولی این روش در آزمایشگاه مرجع کشوری اشریشیاکلی راه‌اندازی شده و سویه‌های مورد مطالعه می‌توانند از این نظر


مورد بررسی قرار گیرند.

راه‌های تشخیص و شناسایی سویه‌های اشریشیا کلای


۴-۲) مراحل تشخیص اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک:

در صورتی که بیمار نوزاد یا کودک بوده و اسهال غیر خونی همراه با تب و استفراغ داشته باشد، نمونه با روش‌های استاندارد میکروشناسی برای تشخیص قطعی اشریشیاکلی کشت داده می‌شود و پس از حصول اطمینان، سرولوژی انجام می‌گیرد. دسته بندی سویه انتروپاتوژنیک جدا شده به عنوان تیپیک ($eae+$ و $bfp+$) یا آتیپیک ($eae+$ و $bfp+$) توسط PCR صورت می‌گیرد.

تشخیص اولیه



تشخیص نهایی




راه‌های تشخیص و شناسایی سویه‌های اشریشیا کلای

۵-۲) مراحل تشخیص اشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک:


اگر بیماری (بدون توجه به سن) با اسهال غیر خونی (مشابه ویبریوکلرا) که در اثر خوردن غذا و آب آلوده ایجاد شده، به مرکز بهداشتی مراجعه کند ما را مشکوک به سویه ETEC می‌کند. این بیماری معمولاً با علائم بالینی تهوع و استفراغ و شکم درد و تب همراه می‌باشد.

اساس تشخیص ETEC بر مبنای شناسایی دو انتروتوکسین LT و ST می‌باشد که به کمک الایزا و PCR صورت می‌گیرد و این آزمایشات پس از تعیین هویت باکتری با استفاده از روش‌های استاندارد میکروب شناسی انجام می‌گیرد. سروتیپ این سویه‌ها به کمک سرولوژی با آنتی سرم‌های تجاری تعیین می‌شود.

تشخیص اولیه



تشخیص نهایی



راه‌های تشخیص و شناسایی سویه‌های اشریشیا کلای

۶-۲) مراحل تشخیص اشریشیا کلی انتروهموراژیک :

این سویه در کودکان و بزرگسالان مبتلا به این سویه اسهال خونی و یا غیرخونی همراه با علائم بالینی شکم درد ایجاد می نماید. بیماران اغلب در اثر خوردن آب و مواد غذایی و سبزیجات آلوده به این سویه مبتلا می گردند. سویه های گروه انتروهموراژیک اشریشیاکلی شامل سویه O157:H7 و سویه های Non-O157:H7 می باشد. سویه ی O157:H7 قادر به تخمیر سوربیتول نمی باشد ولی گروهی از Non-O157:H7 ها قادرند که سوربیتول را تخمیر کرده و کلنی های صورتی رنگ روی محیط SMAC ایجاد کنند. ضمناً سویه O157:H7 به سفکسیم و تلوریت مقاوم بوده و رامنوز را تخمیر نمی کند و روی محیط CT-SMAC کلنی های بی رنگ ایجاد می نماید. (البته مشخصات ذکر شده فقط در مورد سویه O157:H7 استاندارد مشاهده شده و در آزمایشگاه مرجع کشوری اشریشیاکلی سویه بومی O157:H7 با مشخصات ذکر شده جداسازی نشده است.) به همین دلیل محیط کشت SMAC و CT-SMAC محیط کشت کلیدی و اختصاصی در تشخیص سویه های EHEC می باشد.

مراحل کار جهت جداسازی سویه ی **O157:H7** و **Non- O157:H7** :


ابتدا پس از بررسی محیط های کشت اولیه ۵ کلنی سوربیتول مثبت و ۵ کلنی سوربیتول منفی از محیط کشت SMAC انتخاب می گردد و با استفاده از روش های استاندارد میکروب شناسی هویت آنها تعیین می گردد . پس از تشخیص اشریشیاکلی، سویه ها با آنتی سرم **O157:H7** سرولوژی شده و برای تشخیص نهایی، آزمایش PCR بر روی DNA جدا شده از سویه های EHEC برای سه ژن **eae** (ژن پروتئین غشایی) ، **Stx** (ژن شیگاتوکسین) و **hlyA** (ژن همولیزین) انجام می گیرد. نتایج به ۳ صورت می تواند باشد:

- سویه غیرتخمیری بوده و با آنتی سرم **O157:H7** واکنش مثبت دهد PCR آن به صورت **eae(+)** ، **Stx(+)** و **hly(+)** باشد که در این صورت سویه مورد نظر **E.coli O157:H7** است.


-سویه غیرتخمیری بوده و با آنتی سرم **O157:H7** جواب منفی دهد و PCR آن به صورت **eae(+)** ، **Stx(+)** و **hly(-)** باشد که در این موارد سویه **E.coli NonO157:H7** است.

-سویه تخمیری بوده و با آنتی سرم **O157:H7** جواب منفی دهد و PCR آن به صورت **eae(-)** ، **Stx(+)** و **hly(-)** باشد که در این موارد سویه **E.coli NonO157:H7** است.

تشخیص اولیه



تشخیص نهایی



راه‌های تشخیص و شناسایی سویه‌های اشریشیا کلای

۲-۷) مراحل تشخیص اشریشیا کلای انترواینوسیو:

سویه های EIEC منجر به ایجاد اسهال خونی شبیه دیسانتری همراه با علائم بالینی تب ، کولیت و شکم درد می شوند. این سویه از طریق آب و غذای آلوده به انسان منتقل می گردد.


محیط کشت کلیدی و اختصاصی این سویه Congo red است. سویه های EIEC می توانند کنگورد را از محیط جذب کرده و به صورت کلنی های آجری پررنگ بر روی محیط ظاهر شوند. در حالیکه اشریشیا کلای های غیر پاتوژن یا غیر از سویه های EIEC این قابلیت را ندارند. این سویه ها لاکتوز منفی و غیر متحرک بوده و کلنی های بی رنگ روی محیط مکانکی ایجاد کرده و از این حیث شبیه به سویه های شیگلا می باشند.

مراحل کار جهت جداسازی سویه های اشریشیاکلی انتروائنویسیو:


پس از انجام تست های افتراقی بر روی ۵ کلنی لاکتوز منفی که از محیط مک کانکی انتخاب شده اند و حصول اطمینان از اینکه سویه جدا شده اشریشیاکلی می باشد، سویه ها را روی محیط کنگورد کشت داده و توانایی جذب این ماده توسط این سویه بررسی می گردد. آزمایشات تکمیلی برای اشریشیاکلی های جدا شده از این موارد، استفاده از محیط های افتراقی **Mucate ، Christensen citrate** و **Lysine decarboxylase** می باشد.

تشخیص نهایی با انجام PCR برای ژن های **ipa** و **invE** صورت می گیرد.

تشخیص اولیه



تشخیص نهایی



راه‌های تشخیص و شناسایی سویه‌های اشریشیا کلای

۸-۲) مراحل تشخیص اشریشیا کلای انترواگریگیتیو:

سویه های انترواگریگیتیو باعث ایجاد اسهال خونی و غیرخونی حاد و مزمن می شوند. این سویه عامل ایجاد اسهال در مسافران نیز می باشد و انتقال آن از طریق آب و غذای آلوده صورت می گیرد.

در حال حاضر در اکثر نقاط دنیا تشخیص سویه های EAEC محدود به آزمایشگاه تحقیقاتی می باشد.


در آزمایشگاه مرجع کشوری اشریشیاکلای از دو روش تشخیصی PCR و کشت سلولی جهت شناسایی این سویه استفاده می گردد.

در روش PCR حضور ژن های AA و agga بررسی شده و در روش کشت سلولی اتصال این سویه به سلول های اپی تلیال


HEP-2 مطالعه می گردد که این نتایج منجر به تشخیص و شناسایی این سویه می شود .


سروتایپ این سویه ها به کمک سرولوژی تعیین می شود.

تشخیص اولیه



تشخیص نهایی





با تشکر از توجه شما
