



مقررات ۱ ز

در آزمایشگاههای گروه زیست شناسی

دانشکده علوم

دانشگاه اصفهان

۴ و تنظ :

دکتر حمید زرکش

دانشگاه اصفهان

اولین وظیفه هر شخص رعایت نکات است به طوری که کار کردن فرد برای خود و برای دیگران ایجاد
 برای اطمنان از اطلاع شما نسبت به موارد برشور و کار در آزمایشگاه در اختیار شما
 قرار گرفته و امتحان در مورد به عمل م آ .

مقررات و اصول کار در آزمایشگاه

- اجرای نکات زیر برای تمام افراد شامل دانشجویان - کارشناسان و مربیان و کلیه پژوهشگران اجباری
 و در صورت مشاهده ترمزدانکات ایمنی زیر از فعالیت آن فرد در آزمایشگاه جلوگیری میشود.
- در هنگام حضور در آزمایشگاه حتماً از روپوش آزمایشگاه استفاده کنید و دگمه‌های آن کاملاً بسته
 شود. استفاده از ماسک و دستکش لانکس الزامی است
- از خوردن، نوشیدن، سیگار کشیدن و... در محیط آزمایشگاه جدا
- حتی الامکان، از کفشهای جلویسته در آزمایشگاه استفاده شود.
- مقنعه یا روسری خود را داخل روپوش قرار دهند در غیر اینصورت از مقنعه
 جداگانه برای آزمایشگاه استفاده نمایند.
- از همراه داشتن کیف و وسه در محیط آزمایشگاه جدا
- کلیه افراد در آزمایشگاه موظف به رعایت اصول ایمنی
- همواره کارت دانشجویی، کارت شناسایی مجوز کار خود را همراه داشته باشد و کارتهای
 ه شده را به سمت چپ روپوش خود الصاق نماید که اطلاعات آن قابل
 رو
- قبل از استفاده از دستگاه اطمنان حاصل نماید که دستگاه در شرایط مناسب و تمیز نگهداری شده
 در غیر اینصورت آن را به مسئول آزمایشگاه گزارش دهد .
- پس از استفاده از دستگاه و محیط آزمایشگاه آنها را تمیز و آماده استفاده برای

- عت معمول کار در آزمایشگاهها از . چنانچه لازم باشد که فردی از این ساعت در آزمایشگاه حضور داشته باشد ضروری است برنامه کار و علت حضور خود را مشخص نماید و قبلاً" ی طرح ، مسئول آزمایشگاه هماهنگی لازم را بعمل آورد تا طی یک نامه از مدیر گروه ریاست دانشکده و حراست مجوزهای لازم دریافت گردد.
- جهت استفاده از هر دستگاه و به منظور جلوگیری از هرگونه اختلال در دستگاهها لازم در شروع استفاده ضمن مراجعه به کارشناس آزمایشگاه و دریافت فرم مربوطه بامسئول دستگاه(اعضا هیات علمی) کامل بعمل آید.
- برای هر بار استفاده از دستگاه " فرم Log Book (فرم مخصوص) را تکمیل و در صورت لزوم از قبل رزرو نمایید.
- MSDS واد مطالعه و مورد توجه واقع شود.
- هنگام استفاده از ترازو و بعد از هرتوزین صفحه ترازو و قاشقک مخصوص توزین را به دقت تمیز
- پیش از توزین یا برداشتن هر ماده برچسب ایمنه آن را مطالعه کنید.
- پس از توزین لازم است مواد شیمیایی به انبار یا محل اصل خود برگردانده شود.
- در برداشت از Stock اصل دقت فرمائید تا آنها آلوده نشوند و در صورت آلودگ " مسئول مربوطه اطلاع داده شود.
- در استفاده از مواد شیمیایی خطرناک و نیز مواد آلوده کمال دقت را به عمل آورید و همواره اصول ایمنه را رعایت نمایید.

- ظروف Stock مواد شیمیایی و محلول های مانند، اسید، الکل، فنل و مواد شیمیایی جامد را بر روی میز کار خود قرار ندهید.
- هرگز مواد شیمیایی محلول را بوسیله پیمت با دهان نکشید.
- سوزن و اجسام برنده را در ظروف مخصوص (safety box) ریخته و در صورت آلودگی سوزن و سرنگ ها باید آلودگی زدای () " با اتوکلاو) گردد.
- تمام مواد و وسایل مورد استفاده در صورت احتمال آلودگی اتوکلاو گردند و مسئولیت انتقال آنها پس از شستشو به اتاق اتوکلاو به عهده استفاده کننده م .
- ز ریختن محلولهای آلوده به DNA به فاضلاب جداً خوداری نمایید و چنانچه به اشتباه محلولهای آلوده به DNA در سینک های ریخته شد (که در صورت دقت لازم احتمال آن بسیار اندک است)، ضروری است با بازکردن آب از سینک به طور کامل شستشو شود.
- ظروف (تمیز یک بار مصرف) آلوده به DNA را با وایتکس یا اسید رقیق شستشو دهید.
- در صورت استفاده از نمونه های خون، بهتر است افراد واکسینه گردند.
- ظروف آلوده به خون نباید دوباره استفاده شوند مگر کاملاً" گردند.
- در صورت آلوده شدن میزهای آزمایشگاه توسط خون، میز یا محل آلوده با ماده ضد عفونی کننده مانند آب ژاول %، سود / مولارو یا SDS / % شده سپس با آب شستشو گردد.
- ی آلوده اتوکلاو گردند.
- هنگام استفاده از میکروپیمت برای برداشتن مواد محلول، کاملاً" دقت کنید تا فقط نوک پیمت با آنها تماس یابد. مایع نباید وارد میکروپیمت شود.
- از کشیدن مواد خورنده مانند اسید و باز قوی با میکروپیمت خودداری .

- انبار کردن و نگهداری رسایل غیر ضروری در زیر هودها ممنوع است.
- در صورت استفاده از هود، برای ایجاد اختلال در جریان‌ات هوا، از جمع نمودن رسایل در زیر هود به ویژه محلهای ورودی و خروج هوا جدا خودداری کنید.
- مواد شیمیایی فرار و موادی که بخارات سم دارند حتماً در زیر هود شیمیایی (نه هود لامینار) باز گردند.
- ژل های آگارز محتوی اتیدیوم بر مایند را جهت رویت نوار بوسیله لامپ UV " داخل ظرف انتقال دهید و از تماس دست بدون دستکش به آنها جدا خودداری کنید.
- هنگام کار با دستگاه UV از عینک محافظ و دستکش استفاده نمایید.
- دقت کامل به عمل آورید تا با دستکش آلوده به اتیدیوم بر مایند به دستگیره درها، کلید های برق کلید دستگاهها، تلفن، خود کار یا ماژیک دست نزنید.
- ظروف مورد استفاده خود را پس از اتمام کار شستشو و در فور خشک کنید. و چنانچه نیاز به آلودگ زدای دارد، حتماً بیش از شستشو این کار را انجام دهید.
- پس از اتمام کار محل کار خود را تمیز و ضد عفون کنید.
- م ترک آزمایشگاه از خاموش بودن دستگاه ، بستن شیر گاز و آب... اطمینان کامل حاصل کنید.
- پاکسازی منظم، بنیادی و دوره ای (یکبار) در محیط آزمایشگاه با انجام گیرد و مشارکت همه افرادی که در آزمایشگاه مشغول به کار هستند، الزام است.
- در صورت مشاهده خرابی و اختلال در دستگاهها ضروری است هر چه سریعتر به مسئول وقت دستگاهها اطلاع داده شود.

- در صورت مشاهده تخلف از مقررات فوق در مرحله اول تذکر کتبی توسط مدیر محترم گروه و در صورت تکرار، مراتب در شورای گروه مطرح و برابر مصوبات شورا و مقررات برخورد قانونی صورت خواهد داد.
- دقت کامل به عمل آورید تا از گذاشتن لوله ها و ظروف حاوی مواد بدون برچسب در یخچالها و فریزرها و قفسه ها، جدا" خودداری شود.
- از گذاشتن لوله ها و ظروف حاوی مواد غیر از قسمتهای مشخص شده در یخچالها و فریزرها نیز جدا" پرهیز شود.
- تمام آزمیهما و موادی که ضرورت دارد در 4°C - نگهداری شوند نباید برای مدت طولانی بر روی میز کار گذاشته شود و ضروری است به سرعت به فریزر برگشت داده شود و در زمان استفاده نیز در روی یخ قرار داده شوند .
- از نگهداری مقادیر زیاد لوله ، سرسمپلر و مانند آن در کمدها جدا" خودداری شود.
- ی که در آزمایشگاههای گروه انجام می شود و همکاران طرحهای مشخص باشند و نام همکاران در محل ورودی آزمایشگاهها نصب گردد.
- افرادی که در آزمایشگاه مشغول به کار می شوند (همکار طرح - دانشجو) باید از مقررات سطح ایمنی II آگاه داشته و آنها را رعایت کنند .
- ورود هر فرد جدید به آزمایشگاه (همکار طرح - دانشجو) منوط به معرفی کتبی به مدیر گروه و مسئول ایمنی و مسئول نظارت بر آزمایشگاهها و گذراندن کلاسهای ایمنی زیسته (biosafety) که در گروه تشکیل خواهد شد می باشد .

- بسته به نوع کار پژوهش ، چنانچه علاوه بر مقررات ایمنی زیست II، آموزش های دیگری نیاز است مجری طرح پژوهش موظف به آموزش نکات اختصاصی کار به فرد مورد نظر م .
- در صورت وقوع آتش سوزی، برق گرفتگی و هر گونه اتفاق ناگوار دیگر مراتب را سر تضامات دانشگاه () اطلاع ده .
- د،انتقاد و اهر مورد دیگر را با کارشناس آزمایشگاه و تلفن در مان بگذار .

با تشکر

کمیته ایمنی آزمایشگاه های پژوهشی گروه زیست شناسی

اصطلاحات و تعاریف آن ها:

	اصطلاح
کلونیدی از ذرات مایع یا جامد کوچکتر از میکرون معلق در گاز	آئروسول (aerosols)
وسیله ای که به منظور استریلیزاسیون وسایل یا ضایعات بیولوژیک با استفاده از حرارت بخار آب و فشار در یک مخزن یا تانک طراحی شده است.	اتوکلاو (autoclave)
به عوامل آلوده کننده و مولکولهای DNA نوترکیب گفته می شود.	عوامل بیولوژیک (biological agents)
یک عامل پاتوژن که قادر به همانند سازی و تولید بیماری در انسان ، حیوان یا گیاه	عواهد بیولوژیک (biohazardous-agent)
زباله های آزمایشگاهی شامل موارد زیر می باشد: نمونه های کشت انسان یا حیوان در آزمایشگاههای تشخیصی محیط های کشت یا ذخائر عوامل آلوده کننده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و صنعتی زباله های حاصل شده از باکتری ها، ویروس ها، اسپورها، عوامل زنده ی دور انداخته شده و واکسنهای زنده یا ضعیف شده که برای تحقیقات یا انسان ها به کار گرفته شده اند، واکسن های دور انداخته شده ی حیوانی شامل بروسلوز و آگرمای مسری و ظروف محیط کشت و وسایلی که در انتقال و تلقیح و محیط های کشت مخلوط مورد استفاده قرار می گیرند.	زباله های بیولوژیک (biological waste)
یک مانع (که به طور طبیعی اتفاق می افتد) بر سر راه عفونت و بقای عوامل پر خطر بیولوژیک	موانع بیولوژیک (biological barrier)
وسیله ای که از سه طرف و بالا و پایین محصور شده است و به منظور تهیه ی هوا از سیستمی در آن استفاده شده است. این وسیله طوری طراحی شده است که فقط دست ها و بازوها در آن قرار می گیرد.	هود ایمن بیولوژیک (biological safety cabinet)

<p>آزمایشات، تکنیک ها، ایمنی وسایل و راحتی کار در آزمایشگاه موسسه ی ملی سلامتی (NIH) و مرکز کنترل بیماری (CDC) چهار سطح را در ایمنی زیستی و چهار سطح را در ایمنی زیستی حیوانات</p>	<p>سطوح ایمنی زیستی (biosafety level)</p>
<p>میکروارگانسیم هایی که در خون انسان و دیگر نخستین ها حضور دارند و می توانند در انسان ها ایجاد بیماری کنند. این پاتوژن ها شامل (ولی نه محدود به) ویروس B و ویروس HIV</p>	<p>پاتوژن های خون (bloodborne (pathogen)</p>
<p>حبس کردن عوامل پرخطر بیولوژیک که کشت یا ذخیره یا به کار برده یا منتقل یا تخریب شده اند به منظور جلوگیری یا محدود کردن تماس مردم و محیط زیست با آن ها</p>	<p>سد نفوذ (containment)</p>
<p>آزمایشگاهی که روش های تشخیصی و آنالیزهای کامپیوتری روی خون و دیگر مواد آلوده انجام می گیرد.</p>	<p>آزمایشگاه تشخیص (clinical (laboratory)</p>
<p>حذف یا خنثی کردن عوامل سمی و یا استفاده از عوامل فیزیکی و شیمیایی برای حذف یا غیر فعال کردن یا تخریب ارگانسیم های زنده روی یک سطح یا شیء به شرطی که ارگانسیم ها توانایی پخش طولانی مدت ذرات آلودگی را نداشته باشند و سطح یا شیء برای استفاده با دست ایمن باشد.</p>	<p>رفع آلودگی (decontainment)</p>
<p>هر نوع ماده ای از انسان یا حیوان شامل (ولی نه محدود به) مدفوع، ادرار، خون و اجزای تشکیل دهنده ی آن و بافت و مایعات بافتی که به منظور تشخیص آنالیز می شوند.</p>	<p>نمونه های تشخیصی (diagnostic (specimen)</p>
<p>فرایندی که از طریق آن عوامل پرخطر بیولوژیک کاهش می یابند و به سطحی می رسند که دیگر قادر به ایجاد بیماری در انسان، حیوان و گیاه نیستند.</p>	<p>(disinfection)</p>
<p>کنترل هایی مثل محافظ برای اشیاء تیز و سوزن های غلاف دار که احتمال وقوع پیشامد را از محل کار حذف می کنند.</p>	<p>کنترل های مهندسی (engineering (controls)</p>
<p>تماس با خون یا دیگر آلوده کننده های بالقوه که نتیجه ی عملکرد نادرست مستخدم آزمایشگاه می باشد.</p>	<p>تماس در معرض (exposure)</p>

	(incident)
فیلتر هوا با کارایی بالا. یک محیط چین دار گسترده ی مستعد و با فیلتر نوع خشک با که باعث محصور شدن عمیق چینه ها می شود و حذف ذرات بسیار کوچک تا / درصد.	HEPA (HEPA filter)
هر فرایندی که توانایی عوامل پرخطر بیولوژیک را از بین ببرد.	غیرفعال سازی (inactivation)
رگانسمی (ویروس، ریکتسیا، باکتری، قارچ، پروتوزوا) که قادر است آلودگی یا بیماری تولید کند.	عوامل عفونی (infectious agent)
زباله های جامد حاوی پاتوژن ها با قدرت بیماری زایی کافی و مقدار کافی که در معرض یک انسان یا حیوان مستعد قرار گرفته و منجر به ایجاد بیماری عفونی در آن حیوان یا انسان می شود.	زباله های عفونی (infectious waste)
جریان هوای غیر مستقیم از میان فضای کار که شامل -جریان هوای تلاطم آزاد - جریان غیر مستقیم با تلاطم اندک -جریان هوای انبوه می باشد.	جریان هوای لامینار (laminar airflow)
زباله هایی که شامل ترکیبی از اجزای پرخطر می باشند مثل زباله هایی که مخلوطی از عوامل پرخطر بیولوژیک ، مواد رادیواکتیو و مواد شیمیایی می باشند.	زباله های مخلوط (mixed waste)
زباله های دارویی در موارد زیر تعریف می شوند: - عوامل بیولوژیک پرخطر که در زباله های آزمایشگاهی یافت می شوند. ها یا محیط های کشت میکروبیولوژیک، استوک عوامل بیماریزا، واکسن های زنده یا ضعیف شده، ظروف کشت و وسایلی که در انتقال و تلقیح و محیط های کشت مخلوط مورد استفاده قرار می گیرند. - خون مایع شامل خون روان، محصولات خون روان و اجزای تشکیل دهنده خونی که مایع باشد - اشیاء تیز شامل سرنگ ها، سوزن ها، تیغ ها، پپیت پاستورهای شکسته، دیگر وسایل شیشه ای شکسته مانند لوله های خون و آمپول ، سوزنهای طب سوزنی، دندانهای سالم و شکسته و سوهان ها - حیوانات آلوده، لاشه ی حیوانات، قسمت های بدن و مواد زیرین که احتمالاً آلوده به	زباله های دارویی (medical waste)

<p>عوامل آلودگی شناخته شده به عنوان پاتوژن برای انسان ها می باشد.</p> <p>- نمونه های جراحی شامل قسمت های حذف شده با عمل جراحی یا کالبد شکافی از انسان یا حیوان که گمان می رود آلوده به عوامل آلودگی شناخته شده به عنوان عوامل پاتوژن برای انسان ها باشد.</p> <p>- زیاله های با توانایی ایجاد بیماری های بسیار مسری آلوده به مدفوع، ترشحات و ترشحات التهابی از انسان یا حیوان</p>	
<p>انجمن ملی سلامت</p>	<p>NIH</p>
<p>داره ای که تحت نظارت NIH فعالیت های آزمایشی را در ارتباط با DNA نو ترکیب انجام می دهند.</p>	<p>داره ی فعالیت های DNA نو ترکیب (ORDA)</p>
<p>امنیت شغلی و سلامتی سرپرستی</p>	<p>OSHA</p>
<p>موادی که به خون انسان اضافه می شوند و قادر هستند پاتوژن های خون را انتقال دهند که شامل:</p> <ul style="list-style-type: none"> - مایعات بدن انسان: منی، ترشحات واژن، مایعات مغزی، مایعات پرده ی جنب، مایع آمنیونی، بزاق دهان هنگام عملیات دندان پزشکی، مایعات بدن که با خون آلوده شده اند. - هر بافت یا ارگان فیکس شده از یک انسان یا (مرده یا زنده) - محیط های سلولی یا بافتی آلوده به HIV، محیط های کشت ارگانسمی و مواد محیط کشت حاوی HIV HBV یا دیگر مایعات همچون محیط های کشت سلولی انسان که عدم حضور پاتوژن آن مشخص نشده باشد. - خون، اندام و دیگر بافت ها از حیوانات آزمایشگاهی آلوده به HIV HBV 	<p>دیگر مواد بالقوه آلوده کننده (OPIM)</p>
<p>هر عامل پرخطر بیولوژیک که قادر به تولید بیماری در انسان، حیوان و یا گیاه شود.</p>	<p>پاتوژن (pathogen)</p>
<p>لباس یا لوازم مخصوص که توسط محقق یا مستخدم در جهت حفاظت در برابر عوامل پرخطر استفاده می شود. لباس های عمومی مانند یونیفرم ها، تی شرت و بلوز ها نمی توانند عملکرد خوبی برای محافظت در برابر عوامل پرخطر داشته باشند و به عنوان PPE</p>	<p>تجهیزات حفاظت (PPE)</p>

<p>تکنیک ها و وسایلی که طراحی شده اند برای محافظت و یا کاهش احتمال خطر در کارمندان.</p>	<p>(personal protection)</p>
<p>کمیته ی مشورتی که سرپرست NIH را در موارد DNA نو ترکیب راهنمایی می کند</p>	<p>کمیته ی مشورتی DNA نو ترکیب (RAC)</p>
<p>با هر دوی موارد زیر تعریف می شود:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ساختار های مولکولی در خارج از سلول های زنده که به وسیله ی اتصال قطعات طبیعی و یا مصنوعی DNA به مولکول های DNA که قادر به تکثیر در سلول های زنده می باشند. - مولکول های DNA که حاصل تکثیر مولکول های شرح داده شده در بالا 	<p>DNA نو ترکیب</p>
<p>وسایل، آلات و قسمت هایی که دارای لبه های برنده یا زاویه دار هستند و قادر به بریدن، سوراخ کردن و پاره کردن می باشند مانند سرنگ ها، شیشه های شکسته، تیغ</p>	<p>وسایل تیز (sharps)</p>
<p>استفاده از یک فرایند فیزیکی یا شیمیایی تا همه ی میکروب های زنده حتی ندوسپورهای باکتری های مقاوم به حرارت نیز از بین برود.</p>	<p>استریلیزاسیون</p>
<p>توجه همگانی به کنترل آلودگی هایی که خون و مایعات مشخص بدن را تحت تاثیر آلوده شدن به وسیله ی HIV HBV و دیگر پاتوژن های خون قرار می گیرند.</p>	<p>(universal precautions)</p>

آزمایشگاه های مختلف را می توان از نظر میزان عوامل خطرناک موجود و کار در آنها به چهار گروه تقسیم نمود:

- آزمایشگاه هایی که در آنها با عوامل ناشناخته یا عواملی که حداقل میزان خطر برای افراد و محیط را دارند.

کار می شود.

- آزما که در آنها با عوامل نسبتاً خطرناک کار می شود.

- آزمایشگاهی نظیر آزمایشگاههای پزشکی، آموزشی، تحقیقاتی یا تولیدی که در آنها با عوامل بیماریزای خطرناکی که می توانند مرگبار نیز باشند کار می شود.

- آزما که در آنها با عوامل مرگباری نظیر ویروس های ایدز و هپاتیت کار می شود.

فعالیت در هر یک از این آزمایشگاه ها باید بر طبق مقررات ایمنی زیر صورت گیرد. رعایت این مقررات ضامن سلامت افراد شاغل در این آزمایشگاهها، محیط زیست و نیز جامعه می باشد. لذا برای هر یک از آزمایشگاههای فوق سطحی از مقررات ایمنی زیستی وضع گردیده است که با توجه به حساسیت موجود و در معرض قرار داشتن افراد با عوامل خطرناک تعریف شده اند.

طراح آزما نگاه از نظر امکانات ایمنی زیستی و نوع مصالح، شکل و مکان ساختمان باید بر اساس این مقررات صورت گیرد و افراد قبل از کار در این مکان ها دوره های آموزشی مورد نظر را به طور کامل گذرانده باشند.

تمام قوانینی که در آزمایشگاه شیمی وجود دارد در آزمایشگاههای دارای استاندارد های Biosafety نیز اجرا می شود و علاوه بر آن باید قوانین بیشتری نیز رعایت نمود.

مقررات ایمنی زیستی در آزمایشگاهها

Biosafety level 1 (S1)

(S1) مقررات ایمنی زیستی

مقررات این سطح برای آزمایشگاه های گروه اول وضع گردیده است و شامل موارد ذیل می باشد.

- آزمایشگاه ز سایر بخشهای ساختمان که محل عبور و مرور است جدا نشده است.

کارهای آزمایشگاهی عموماً بر روی میزها انجام می گیرد.

معمولاً از وسایل و دستگاههای خاصی (نظیر هودهای بیولوژیک) استفاده نمی شود.

کار با ژن ها و پروتئین هایی صورت می گیرد که برای بشر ماری زانم .

کارکنان آزمایشگاه تحت آموزشهای خاصی در ارتباط با آزمایشهای انجام شده قرار می گیرند و همگی با نظارت

یک فرد که در زمینه میکروبیولوژی یا یکی از علوم مرتبته تخصص دارد هدایت می .

مقررات ایمنی زیستی (S2) (S2) Biosafety Level 2

مقررات ایمنی زیست نوع بوده و برای آزمایشگاههای گروه است که با عوامل نسبتاً خطرناک کار شود (کار با ارگانسیم های بیماری زا و یا کار با ژن ها و پروتئین های آنها). کارکنان آزمایشگاه برای حمل عوامل بیماریزا آموزشهای خاصی را گذرانده اند. حضور در آزمایشگاه محدود بوده و فقط در هنگام انجام کار می . اگر کار آزمایشگاهی همراه با تولید آئروسولهای آلوده در محیط باشد، باید در زیر هود انجام گیرد.

مقررات ایمنی زیستی (S3) (S3) Biosafety Level 3

مقررات ایمنی زیستی برای آزمایشگاه های گروه سوم م که در آنها با عوامل بیماریزا توانند مرگبار نیز باشند کار می شود. علاوه بر مقررات ایمنی سطوح و : کارکنان آزمایشگاه تحت آموزشهای خاصی در زمینه نحوه عمل عوامل بیماریزا و مرگ آور قرار می . کارکنان آزمایشگاه تحت هدایت فردی که تجربه کار با عوامل خطرناک را دارد کار می . تمام مراحل کار با عوامل آلوده کننده زیر هود انجام می گیرد و افراد باید پوششهای محافظتی مناسب را در حین کار داشته باشند. آزمایشگاه دارای طراحی خاصی است و کاملاً سیستم آزمایشگاه بسته م .

مقررات ایمنی زیستی (S4) (S4) Biosafety Level 4

مقررات ایمنی زیستی برای آزمایشگاه با عوامل مرگبار نظیر ویروس ایدز و هپاتیت کار می شود وضع شده است. علاوه بر مقررات ایمنی سطوح و و : کارکنان آزمایشگاه از لباسها و پوششهای خاصی استفاده می . جهت آلودگی زدایی از وسایل و مواد از یک اتوکلاو با دو درب که یک درب آن داخل آزمایشگاه و درب دیگر آن در خارج قرار دارد استفاده می شود. مواد آلوده پس از آلودگی زدایی از درب دیگر خارج تهویه آزمایشگاه توسط فیلترهای خاصی صورت می گیرد. کارکنان آزمایشگاه پیش از خروج جهت آلودگی زدایی با مواد شیمیایی خاصی دوش می .

از آنجائیکه در آزمایشگاه های پژوهشکده مقررات ایمنی زیستی سه اجرا می شود، این سطح ایمنی به تفصیل شرح داده می ود.

عملیات پیشگیری از آلودگی های میکروبی

حضور در آزمایشگاه فقط در موقع انجام کار و زیر نظر مسئول آزمایشگاه باشد.

سطوح کار ، هر روز قبل و بعد از کار آلودگی زدایی شود.

تمام پسمانهای مایع یا جامد قبل از دور ریختن، آلودگی زدائی شوند.

دستگاههای Pipetting کانیکی استفاده شود. Pipetting با دهان اکیداً ممنوع است.

خوردن ، نوشیدن، سیگار کشیدن و استفاده از هر گونه وسیله آرایشی در محیط آزمایشگاه ممنوع است. مواد

خوراکی فقط در کابینت ها یا یخچالهای مخصوص مواد غذایی که در خارج از آزمایشگاه می باشند، نگهداری

باید تلاش زیاد در جهت حداقل نمودن تولید آئروسول صورت گیرد.

عملیات ویژه

مواد آلوده ای که جهت آلودگی زدائی به مکان دور از آزمایشگاه برده می شوند، باید در ظروف با دوام قرار

گرفته و قبل از خروج از آزمایشگاه، درب آن بسته شود.

با توجه به اینکه تعدادی از آلود ها برای بعضی از افراد معمولاً خطرناک می باشد، ورود افراد به آزمایشگاه و

کار آنها در آزمایشگاه با تشخیص مسئول آزمایشگاه می

گاه عوامل عفونی جهت استفاده در آزمایشگاه نیاز به تدارکات خاصی مانند واکسیناسیون داشته باشد، باید

علائم اخطار دهنده بر روی درب آزمایشگاه نصب گردد. علائم اخطار دهنده باید نوع عفونت، نام مسئول

آزمایشگاه، نام فرد استفاده کننده و تجهیزات خاص وارد شده به آزمایشگاه را نشان دهد.

در هنگام حضور در آزمایشگاه باید روپوش آزمایشگاه و چکمه پوشیده شود. قبل از خروج از آزمایشگاه

پوشاک نامبرده را از تن درآورده و در آزمایشگاه گذاشته شود. در صورت آلودگی، روپوش تمیز پوشیده و

پوشاک آلوده، آلود زدایی شود.

حیواناتی که در کار پژوهشی در نظر گرفته نشده اند، حق ورود به آزمایشگاه را ندارند.

باید دقت کافی جهت اجتناب از آلودگی پوستی با مواد عفونی صورت بگیرد. در هنگام حمل و نقل حیوانات آلوده و هنگام تماس پوست با مواد عفونی حتماً از دستکش استفاده کنید.

تمام پس مانده های آزمایشگاه و حیوانخانه باید قبل از خروج، آلود زدایی شوند.

سوزنها و سرنگهای زیر جلدی فقط برای تزریق و خالی کردن مایعات از حیوانات آزمایشگاهی استفاده شود. برای تزریق یا خالی کردن مایعات عفونی از سرنگهای متصل شده به سوزن یا سرنگ یکبار مصرف استفاده شود. باید دقت کافی هنگام استفاده از سرنگ و سوزن صورت گیرد تا از خود تلقیحی اجتناب گردد.

سوزن را پس از استفاده خم کرد، شکست یا در غلاف سوزن قرار داد. سوزن و سرنگ باید سریعاً در ظرف

مخصوص ظروف تیز و برنده (Safety Box) قرار گیرند و آلود زدایی شوند (ترجیحاً با اتوکلاو)

ریخته شدن مواد آلوده و بروز سوانح باید سریعاً به مسئول آزمایشگاه گزارش شود. کمکهای اولیه، مراقبت و درمان باید بدون در برداشتن هزینه برای افراد صورت گیرد. گزارش سوانح باید ثبت شده و حداقل برای سال بایگانی گردد.

افرادی که با مواد عفونت زای انسانی کار می‌کنند باید سرم آنها جمع‌آوری و نگهداری شود.

پنج سال و یا پس از در معرض آلودگی قرار گرفتن نمونه سرم تهیه شود. داشتن حداقل یک تاریخچه پزشکی از کارمندان ضروری است.

سطوح ایمنی زیستی

BSL4	BSL3	BSL2	BSL1	راهنمای ایمنی
Y	Y	Y	Y	پرسنل آزمایشگاه باید دست های خود را بعد از کار با محیط های کشت و در آوردن دستکش ها و قبل از ترک آزمایشگاه بشویند.
Y	Y	Y	Y	خوردن، آشامیدن، سیگار کشیدن و به کار گیری لوازم آزمایشگاهی ممنوع
Y	Y	Y	Y	اشخاص باید با اصول ایمنی زیستی آشنا باشند.
Y	Y	Y	Y	اشخاص باید از عینک های ایمن یا محافظ در صورتی که احتمال آئروسول و پاشیده شدن ذرات وجود داشته باشد، استفاده کنند.
Y	Y	Y	Y	استفاده از پیت ها با دهان ممنوع

Y	Y	Y	Y	تمامی روش های آزمایشگاهی باید با حداقل تولید ذرات آئروسول باشد.
Y	Y	Y	Y	سطوح کار باید حداقل هر روز و بعد از استفاده ی هر مصرف کننده و بعد از ریخته شدن هر نوع ماده ی دوام پذیری تمیز شود.
Y	Y	Y	Y	وسایل تیز باید در محلی که طراحی شده است قرار گیرند.
Y	Y	Y	Y	آزمایشگاه باید تمیز نگه داشته شود و از روش های خوب و منظم به منظور استفاده و پاکیزه ماندن آزمایشگاه استفاده گردد.
Y	Y	Y	Y	همه ی مایعات و جامدات زباله باید رفع آلودگی شوند قبل از فشرده شدن زباله ها
Y	Y	Y	Y	باید برنامه ی کنترل حشرات و جوندگان ایجاد گردد.
Y	Y	Y	Y	آزمایشگاه باید دارای یک محفظه برای شستن دست ها با .
Y	Y	Y	Y	آزمایشگاهها نباید دارای فرش، سطوح چسبنده و سطوح غیر قابل تماس
Y	Y	Y	Y	میز کار آزمایشگاه باید غیر قابل نفوذ نسبت به آب و مواد شیمیایی باشد.
Y	Y	Y	Y	صندلی های آزمایشگاه باید محکم و ایمن باشند و فضای بین میزهای کار و کابینت ها و وسایل باید در دسترس برای ضد عفونی کردن باشند.
Y	Y	Y	Y	پنجره های آزمایشگاه که باز می باشند باید توسط شبکه های توری مسدود گردند.
Y	Y	Y	Y	مواد پرخطر باید به صورت قابل دسترس روی دیوار آزمایشگاه نصب شود.
Y	Y	Y	N	برنامه ی کنترل کیفیت آزمایشگاه لازم می باشد برای استفاده ی اختصاصی از آن
Y	Y	Y	N	موادی در آزمایشگاه غیر ضروری می باشد از آزمایشگاه خارج شود.
Y	Y	Y	N	هودهای ایمنی زیستی لازم می باشد.
Y	Y	Y	N	سانتریفوژهای ایمن مورد نیاز می باشد.
Y	Y	Y	N	ریخته شدن و تصادفاتی که در نتیجه ی آن ارگانیسم های آلوده به rDNA در معرض قرار می گیرند باید فوراً به IBC و NIH/OBA گزارش شوند.
Y	Y	Y	N	هیچ ماده یا وسیله ای نمی تواند از ساختمان خارج شود مگر قبل از آن توکل شود و یا رفع آلودگی گردد.
Y	Y	Y	N	ایمنیزاسیون و تست های سرولوژیک برای عواملی که با دست سرو کار

				دارند لازم می باشد.
Y	Y	N	N	کنترل های مورد نیاز برای دخول به آزمایشگاه و جریان غیر مستقیم هوا
Y	Y	N	N	پنجره ها باید بسته و بسته شدن تایید گردد
Y	Y	N	N	توکلاوها باید در محلی با دسترسی آسان قرار گیرند
Y	Y	N	N	دو محل برای درهای خروجی تعبیه گردد.
Y	Y	N	N	افراد کوچکتر از سال نمی توانند به آزمایشگاه وارد شوند.
Y	Y	N	N	درهای آزمایشگاه باید کاملاً بسته باشند وقتی که آزمایشات در حال انجام
Y	Y	N	N	ماسک های جراحی و ماسک های تنفسی در آزمایشات حیوانی زده شود.
Y	N	N	N	هوای فرسوده توسط فیلترهای HEPA دوباره شارژ می شوند.
Y	N	N	N	نشانگر پرسنل ها هر وقت که لازم باشد در دسترس باشد.
Y	N	N	N	مواد بیولوژیک باید به صورت بسته بندی در آید و سپس حذف شوند.
Y	N	N	N	لباس های خیابانی در آورده شوند و لباس های آزمایشگاهی تهیه شده و ضد عفونی می شوند و در خلال آزمایشات شسته و اتو می شوند.
Y	N	N	N	سیستم بازیابی پزشکی برای کسانی که وارد یا خارج می شوند گذارده شود.
Y	N	N	N	همه ی منافذ در ساختارها و سطوح گرفته شود.
Y	N	N	N	سطوح افقی که به وسیله ی گرد و غبار پوشیده می شود کاهش یابد.
Y	N	N	N	محل شستن دست ها و پاها نزدیک درب خروج تعبیه گردد.
Y	N	N	N	دسترسی به درهای با سیستم بسته شدن خودبه خود و قابل قفل
Y	N	N	N	توکلاوهای دو درب به منظور رفع آلودگی تهیه گردد.
Y	N	N	N	همه ی مایعات خروجی به وسیله ی حرارت رفع آلودگی گردند.
Y	N	N	N	یک محل مناسب تهیه گردد برای اشخاص که می خواهند لباس بپوشند.

هودهای بیولوژیک

- هودهای بیولوژیک دسته I II سایر تجهیزات فردی مناسب در موارد زیر استفاده شود:
 در صورتی که در مراحل کار ذرات آئروسل آلوده تولید می شود باید از این کابینتها استفاده شود.

در صورتی که غلظت‌های بالا یا حجم‌های بزرگ از عوامل عفونی و یا DNA نو ترکیب استفاده می‌شود، در صورتی که درب ظروف آنها خوب بسته شده باشد می‌توان در هوای آزاد آزمایشگاه استفاده کرد ولی اگر ظروف بدون درب باشند کار فقط در هودهای بیولوژیک مجاز می‌باشد.

یلات آزمایشگاهی (ساختار و نگهداری آزمایشگاه)

- آزمایشگاه باید به گونه‌ای طراحی شده باشد که به راحتی تمیز شود. کف پوش یکپارچه توصیه می‌شود. برای دیوارها رنگ روغنی پیشنهاد می‌شود. کف پوشها باید یکپارچه و بدون درز و شکاف باشند تا به راحتی

- روی میز کار باید نسبت به آب غیر قابل نفوذ و مقاوم به اسید، قلیا، حلالهای آلی و حرارت باشد.

- فضای بین میزکارها، کابینتها و وسایل باید به نحوی باشد که آزمایشگاه به راحتی قابل تمیز کردن باشد.

در هر آزمایشگاه دستشویی جهت شستن دستها موجود باشد.

پنجره که باز می‌شوند دارای توری باشند.

در آزمایشگاه اتوکلاو جهت استریل کردن پس مانده‌های آلوده موجود باشد.

مقررات ایمنی کار با مواد بیولوژیک:

مقررات ایمنی کار با سیستم میزبانی *E. coli*

E. coli K12 از مرسوم های مورد استفاده در آزمایشهای مهندسی ژنتیک م . در صورتی که از این باکتری بعنوان میزبان پلاسمیدهای غیر قابل انتقال استفاده گردد، ایمنی سطح I برای کار با باکتری فوق در آزما گاه کافی است که نکات کلیدی آن به صورت زیر است:

کار با میزان فوق روی میزهای معمولی آزمایشگاه و کنار شعله امکانپذیر است.

سطوح کاری روزی یکبار بعد از هر بار کار با این میزبان باید ضد عفونی گردد. عمل ضد عفونی کردن توسط ساو لن % اتانول % صورت می گیرد.

در هنگام کار با باکتری فوق ظرف حاوی ساو لن % را برای انتقال یوبها و سرسمپلهای آلوده بکار به . بعد از ضد عفونی کردن مواد آلوده و حذف ساو لن % وسایل آلوده اتوکلاو شوند.

پت کردن محلول باکتری توسط سمپلهای خودکار صورت گیرد.

بعد از کار با ارگانیسم های فوق شستشوی دستها حتماً انجام شود. برای اینکار صابون مایع و شستشوی رسد.

در صورتی که از این میزبان برای تولید مواد توکسیک مضر برای انسان و یاکلون سازی ژنومهای ویروسی استفاده گردد، در این صورت ایمنی زیستی سطح II بایستی بصورت زیر رعایت گردد:

- دسترسی به عامل فوق محدود گردد و توسط علائم هشدار دهنده مشخص گردد.
- کار با میزان فوق در زیر هودهای بیولوژیک II و I صورت گیرد.
- لباسهای مخصوص کار در آزمایشگاه نظیر روپوش ، باید هنگام ترک آزمایشگاه تعویض گردد.
- در هنگام کار با این موجود از دستکش استفاده گردد و از آلودگی پوست با ارگانیسم های حاوی مولکولهای DNA نو ترکیب جلوگیری به عمل آورده شود.
- تمامی ضایعات ناشی از کارهای آزمایشگاهی قبل از دفع توسط مواد ضد عفونی کننده (ساو لن %) و اوکلاو حذف شود.

- آلودگیهای اتفاقا یا پاشیده شدن ارگانیسم های آلوده کننده یا حاوی DNA

مقامات مسئول گزارش داده شود و برای رفع آلودگی آن اقدام گردد.

مقررات ایمنی زیسه برای کار با گیاهان آزمایشگاهی

- اصطلاح گلخانه به ساختاری دارای دیوار، سقف و کف گفته می‌شود که برای رشد دادن گیاهان تحت شرایط کنترل شده و محیط حفاظت شده استفاده می‌شود. دیوارها و سقف معمولاً از مواد شفاف که اجازه عبور نور خورشید را می‌دهند ساخته .
- کف گلخانه از مواد شفاف قابل نفوذ به آب ساخته می‌شود . شود اما سنگ ریزه یا سایر مواد متخلخل نیز استفاده می‌گردد مگر اینکه ارگانسیم‌های مورد استفاده به راحتی از طریق خاک پخش شوند.
- پنجره‌های نصب شده در دیوارها و سقف را می‌توان جهت تهویه باز کرد و نیازی به حفاظ نیست، هر چند که باید از ورود حشرات جلوگیری کرد.
- حضور در گلخانه باید فقط در موقع کار و زیر نظر مسئول مربوطه باشد.
- تمام افراد باید از مقررات ایمنی آگاهی داشته و آنها را رعایت کنند.
- همواره باید گزارشی از گیاهان، روارگانسیم‌ها و حیوانات کوچکی که جهت انجام آزمایش به داخل گلخانه آورده شده و یا از آن خارج می‌شوند تهیه شود.
- هر اتفاقی که منجر به رها شدن میکروارگانسیم‌ها در گلخانه شود باید بلافاصله به مسئول گلخانه و یا مسئول ایمنی گزارش شود.
- کلیه موجودات آزمایشی پس از اتمام کار و پیش از خارج کردن از گلخانه غیر فعال شوند.
- آلودگی‌زدایی از آب خروجی نیازی نیست اگر بخشی از گلخانه متشکل از سنگ ریزه یا مواد مشابهی است هر چند وقت یکبار باید اقدام به از بین بردن موجوداتی که ممکن است در آنها محبوس شده باشند نمود.
- ز انتشار گونه‌های ناخواسته موجودات نظیر حشرات و بندپایان و سایر پاتوژنها باید جلوگیری کرد.
- بندپایان و سایر ماکروارگانسیم‌های متحرک را باید در محفظه‌های مناسبی نگهداری کرد و در صورت رها شدن آنها در محوطه گلخانه مانع انتشار آنها به خارج از گلخانه شد.
- توان آزمایشهای تحت شرایط ایمنی زیستی سطح را همزمان با آزمایشهای تحت شرایط ایمنی زیستی انجام داد و سطح دو را برای هر دو در نظر گرفت.
- در صورت انجام آزمایش خاصی باید علائمی نصب گردد که نشاندهنده فرد مسئول آزمایش نوع گیاه مورد استفاده و تسهیلات ویژه‌ای که استفاده می‌شود باشد.

- در صورت کار با ارگانسیم‌هایی که برای اکوسیستم طبیعی و یا اکوسیستم گلخانه مضر باشند، باید علائمی بر روی درهای گلخانه نصب گردد.

- اگر خطری متوجه افراد باشد باید توسط علائم ایمنی زیستی به اطلاع همه برسد.

کلیه مواد حاوی میکروارگانیسم‌ها یا هایی که بصورت زنده و یا دست نخورده وارد گلخانه شده و یا از آن خارج شوند باید در ظرفهای درب دار مقاوم حمل شوند.

- باید یک دستور کار در گلخانه تهیه شود که در آن نتایج عدم رعایت نکات ایمنی و نیز روش مقابله با رها شدن ناخواسته ارگانسیم‌ها در گلخانه به افراد آموزش داده شود.

- باید یک اتوکلاو جهت آلودگی زدایی از مواد آلوده در دسترس باشد.

مقررات ایمنی زیستی سطح برای کار با حیوانات آزمایشگاهی:

محل نگهداری حیوانات باید مجهز به قفل باشد.

محل نگهداری حیوانات به تناوب مورد بازرسی قرار گیرد.

در ساختمانی واقع باشد که قابل کنترل و قفل کردن باشد.

تنها اشخاصی که از خطرات احتمالی آگاهی داشته و واجد شرایط هستند (نظیر دریافت کردن واکسنهای () توانند وارد حیوان

حیواناتی که در کار پژوهشی در نظر گرفته نشده‌اند نباید در حیوان خانه نگهداری شوند.

مواد آلوده‌ای که در محلی به دور از آزمایشگاه آلودگی زدایی می‌شوند باید قبل از خروج در ظروف درب دار با دوام حمل شوند.

سرنگها و سرسوزنها باید بلافاصله در ظروف مقاوم قرار گرفته و آلودگی زدایی شوند (ترجیحاً با اتوکلاو).

هنگامیکه کار پژوهشی با حیوان نیازمند آمادگی ی قبل است (نظیر تزریق واکسن)، باید هشداردهنده ایمنی

زیستی بر روی تمام دربهای منتهی به حیوانخانه نصب شوند، این علائم باید نشان دهنده گونه حیوانات،

که با آن کار می‌شود، نام و شماره تلفن مسئول حیوانخانه و سایر موارد مورد نیاز جهت ورود به آزمایشگاه

در هنگام حضور در آزمایشگاه باید از روپوش استفاده کرد. اما پیش از ورود در نواحی غیر آزمایشگاهی نظیر رستوران، کتابخانه و اتاق استراحت آن را خارج نموده و در آزمایشگاه قرار داد.

مراقبت خاصی جهت جلوگیری از آلوده شدن با میکروارگانیسم‌های نوترکیب باید به عمل آورد و در موقع کار با حیوانات و هنگامی که تماس با عوامل آلوده کننده اجتناب ناپذیر است باید از دستکش استفاده کرد.

هر اتفاقی که منجر به رها شدن ارگانیسم‌های حاوی DNA ترکیب در محیط و یا آلوده شدن حیوانات و کارکنان آزمایشگاه با آنها گردد باید بلافاصله به مسئول حیوانخانه و یا مسئول گزارش شود.

تمام پس‌های بیولوژیکی باید در دو ظرف مقاوم که درون هم قرار می‌گیرند ریخته شوند و پیش از دور ریختن آلودگی زدایی شوند.

تمام نوزادانی که به نوعی مهندسی ژنتیک بر روی آنها انجام شده باید تا ساعت پس از دنیا آمدن اری شوند.

برای انجام تزریقات یا کشیدن مایعات از بدن حیوانات از سرنگهای یکبار مصرف و متصل به سوزن استفاده شود و باید دقت کافی به منظور جلوگیری از خود تلقیحی و ایجاد آئروسول انجام گیرد. نباید سوزن را پس از مصرف خم کرد، شکست یا در غلاف آن قرار داد. سوزن و سرنگ باید سریعاً در ظرف مخصوص ظروف تیز و برنده قرار گیرند و آلودگی زدایی شوند.

در صورتی که امکان انتقال آلودگی (میکروارگانیسم، DNA نوترکیب و ...) توسط عواملی نظیر بندپایان و یا سایر راهها وجود دارد باید دقت کافی جهت جلوگیری از انتشار آن به عمل آید.

خوردن آشامیدن و سیگار کشیدن در آزمایشگاه ممنوع است.

افرادی که با مواد و حیوانات دارای DNA نوترکیب کار می‌کنند باید پیش از خروج دستهای خود را بشویند.

شرایط نگهداری حیوانات باید مطابق با قوانین حمایت حیوانات باشد.

باید یک دستور کار رعایت نکات ایمنی زیستی در آزمایشگاه وجود داشته باشد و همه ملزم به مطالعه و رعایت آن دستورات باشند.

سطوح کار باید نسبت به آب غیر قابل نفوذ و مقاوم به اسید حلالهای آلی و حرارت باشند.

محل نگهداری حیوانات باید به راحتی قابل تمیز کردن باشد.

پنجره‌هایی که باز می‌شوند دارای توری باشند.

ایمنی کار با نمونه‌های دارای DNA

اسیدهای نوکلئیک که در مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مورد استفاده قرار می‌گیرند را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد:

اسیدهای نوکلئیک با ساختار DNA

cDNA ژنوم‌های RNA رپروسی

ترانسپوزون

های مصنوعی

واکسن های DNA

اسیدهای نوکلئیک با ساختار RNA

آنتی سنس RNA

ریبوزیم

واکسن‌های RNA

های RNA رپروسی

RNA-DNA

رها سازی اسیدهای نوکلئیک در محیط از روشهای مختلفی صورت می‌گیرد:

زیاله‌های میکروارگانیته های تراریخت

زیاله‌های کشت سلولی و محصولات گیاهی تراریخت

زیاله‌های جانوران تراریخت

غذای مهندسی شده

نسوج گیاهی مهندسی شده نظیر کتان

گرد و خاک و دانه گرده محصولات مهندسی شده

اسیدهای نوکلئیک در محیط‌های طبیعی قدرت بقا داشته در ضمن بعضی از انواع آنها قادر به انتقال از یک ارگانیسم به ارگانیسم دیگر می‌باشد. اسیدهای نوکلئیک می‌توانند خطرات احتمالی به صورت زیر داشته باشند:

ایجاد شوک توکسیک در زمان استفاده از ناقل‌های ویروسی

واکنش ایمنولوژیکی در زمان استفاده از ناقل‌های ویروسی

ایجاد راکنشن‌های اتو ایمن توسط DNA دو رشته‌ای و RNA

تولید ویروس‌های نوترکیب بیماریزا

ایجاد موتاسیون (Insertion mutagenesis)

Insertion oncogenesis

آلودگی ژنتیکی سلولهای زایشی

بسته به نوع کار پژوهشی با اسیدهای نوکلئیک مقررات ایمنی اعمال خواهد شد که مجری پروژه‌های تحقیقاتی ملزم به آموزش نکات ایمنی اختصاصی کار خویش می‌باشد. مقررات کلی ایمنی زیستی در سطح آزمایشگاههای مرکز (ایمنی زیستی II) برای کار با DNA به صورت زیر است:

پوشیدن روپوش آزمایشگاه و دستکش در حین کار با نمونه‌های DNA ضروری است.

زباله‌های آلوده به DNA باید از زباله‌های غیر آلوده جدا شده و زباله‌های آلوده در نهایت اتوکلاو شوند.

از ریختن محلولهای آلوده به DNA در سینک‌های ظرفشویی به شدت خودداری گردد.

در صورت آلوده شدن سطوح آزمایشگاه با DNA نوترکیب، سطوح توسط اسید رقیق شسته شده پس از شستشوی اسید با آب، ضد عفونی کردن سطوح با الکل صورت گیرد.

پیشنهاد می‌گردد که قبل از کار با DNA سطوح آزمایشگاهی های دو قسمتی (

قابل نفوذویی) پوشیده گردد و در انتهای کار جمع شده و اتوکلاو شود.

مسلماً رعایت نکات ذکر شده می‌تواند احتمال وقوع خطر را به حداقل برساند.

مقررات ایمنی کار با خون و فرآورده‌های آن

های خونی مورد آزمایش از جهت همراه بودن با انواع ویروسهای بیماریزای انسانی بسیار خطرناک است.

مشخص شده است که در ml از خون - ویروس HIV و حدود ذره ویروسی هپاتیت B

وجود دارد این ذرات ویروسی HBV برخلاف ذرات ویروسی HIV قادرند در خارج بدن موجود زنده به

مدت چندین روز زنده باشند. داد ذرات ویروسی HCV برابر ذرات ویروسی HIV است. مسلماً رعایت نکات ایمنی در آزمایشگاه‌های فوق ضروری بوده و هرگونه بی‌احتیاطی می‌تواند خطرات بالقوه جبران‌ناپذیر را در برداشته باشد.

آزمایشگاه تحقیقاتی مربوط به نمونه‌های خونی باید در مکان مشخص و جدا از سایر های آزمایشگاهی ساخته شود.

افراد در ارتباط با این نمونه‌ها بایستی واکسینه شده و در مواقع بروز حادثه فرم‌های مخصوصی را پر کنند و در فرم‌های مذکور علل بروز حادثه ذکر گردد.

پوشیدن دستکش، لباس‌های مناسب آزمایشگاهی، شستشوی مداوم دستها، عدم استفاده از کفشهای روباز و عدم استفاده از لنز و لوازم آرایشی به شدت توصیه می‌گردد.

استفاده از هودهای بیولوژیک در حین کار توصیه می‌گردد. سطح کاری توسط bench-caver (که متشکل از یک لایه پلاستیک و بخش جاذب رویی) پوشیده شود تا بعد از اتمام کار پوشش فوق جمع شده و اتوکلاو گردد.

در صورت آلوده شدن میزهای آزمایشگاه توسط خون، میز و یا جایگاه آلوده توسط ماده ضدعفونی کننده آب ژاول %، سود % مولار و SDS / % ضد عفونی شده و سپس با آب آبکشی گردد. های آلوده پس از علامت‌گذاری اتوکلاو گردند.

پاکسازی منظم و دوره‌ای در محوطه‌های فوق بایستی انجام گیرد.

آشنایی با علائم هشدار دهنده در آزمایشگاه:

- علائم هشدار دهنده شیمیایی
- علائم هشدار دهنده بیولوژیک
- علائم هشدار دهنده رادیو اکتیو
- علائم هشدار دهنده الکتریکی

توضیح علائم روی بسته مواد

E(Explosive) در جایی غیر از انبار مواد نگهداری شود (ل انفجار)

O(Oxidizing- Fire Promoting) (اکسید کننده - قابل اشتعال) تماس با مواد قابل اشتعال به حداقل برسد.

T(Very toxic) (سیار سمی) تماس با بدن به هر شکلی محدود شود (رعایت حداکثر موارد ایمنی).

T(Toxic)

Xn(Harmful) () نباید با دست تماس پیدا کند.

F+(Extremely flammable) (شدت قابل اشتعال) دردمای زیر صفر نگهداری شود.

F(Highly flammable) نگهداری دردمای زیر $^{\circ}C$

C(Corrosive) (خورنده) ز تماس با کلیه سطوح بدن جلوگیری شود.

Xi(Irritant)

مواد شیمیایی را از لحاظ سمیت و زیان می توان به یکی از چهار دسته زیر تقسیم کرد:

مواد با زیان بسیار زیاد: شامل موادرطان زا، جهش زایا مسموم کننده در تولید مثل وحساسیت زهای تنفسی

مواد با زیان زیاد:مواد بسیار سمی،مولد سوزاننده وحساسیت زهای پوستی





مواد با زیان متوسط:مواد مضر،مواد محرک وسوزش آور



مواد با زیان کم:موادی که بعنوان مواد خطرناک شناخته نمی شوند.

کد	مفهوم	مشدار دهنده
R34: ایجاد اثرات سوختگی	خورنده فلز	C
R35: ایجاد اثرات شد		
R2: قابلیت انفجار در اثر ضربه	خطر انفجار	E
R3: قابلیت انفجار آسان در اثر ضربه، آتش و یا دیگر منابع قابل اشتعال		
R12: شدیداً قابل اشتعال	قابلیت زیاد اشتعال	F+
R11: قابلیت جزئی اشتعال	قابلیت کم اشتعال	F
R15: آزاد کردن گازهایی با قابلیت زیاد اشتعال، در صورت تماس با آب		
R17: خود به خود قابل اشتعال در معرض هوا		

R7: امکان ایجاد حریق	مواد آتش زا (اکسید کننده)	O	
R8: خطر ایجاد حریق در صورت تماس با مواد قابل اشتعال			
R9: خطر انفجار در صورت ترکیب با مواد قابل اشتعال			
R26: بسیار سمی در صورت تنفس	بسیار سمی	T+	
R27: بسیار سمی در صورت تماس با پوست			
R28: بسیار سمی در صورت خوردن			
R39: بسیار سمی : ارجدی ایجاد آسیب های جبران ناپذیر			
R39/26: بسیار سمی : خطر جدی ایجاد آسیب های جبران ناپذیر	بسیار سمی	T+	
R23: در صورت تنفس			
R24: در صورت تماس با پوست	بسیار سمی	T	

R25: نسمی در صورت خوردن		T	
R48: خطر آسیب های جدی برای سلامتی در صورت گذاشتن طولانی در فضای باز			
R42: امکان بروز حساسیت در صورت تنفس	ایجاد حساسیت در صورت تنفس	Xn	
R43: امکان بروز حساسیت در صورت تماس با	ایجاد حساسیت در صورت تماس با	Xi	
R20: مضر برای در صورت ت	مضر برای	Xn	
R21: مضر برای در صورت تماس با			
R22: مضر برای در صورت خوردن			
R45: مضر برای سلامتی در صورت تنفس	مضر برای	Xn	
R40: مضر برای سلامتی در صورت تماس با			

R48: مضر برای سلامتی در صورت خوردن			
R36: سوزش آورنده چشم ها	سوزش آور و تحریک کننده	Xi	
R37: تحریک کننده دستگاه تنفسی			
R38: سوزش آورنده چشم ها			
R41: خطر آسیب جدی برای چشم ها			
R50: برای موجودات زنده آبی	خطرناک برای محیط زیست	N	
R51: برای موجودات زنده آبی			
R54: برای اهان	ک برای محیط زیست	N	
R55: برای جانوران			
R56: برای موجودات زنده خاک			
R57: سمی برای زنبورها	خطرناک برای محیط زیست	N	

<p>R58 : امکان بروز اثرات مضرر طولانی مدت در محیط زیست</p>			
<p>R59 : خطرناک برای 4 ازن</p>	<p>خطرناک برای محیط زیست</p>	<p>N</p>	
<p>R52 : مضرر برای موجودات زنده آبی</p>			
<p>R53 : امکان بروز اثرات مضرر طولانی مدت در محیط زیست آب</p>			
<p>کد</p>	<p>مفهوم</p>		<p>مشدار دهنده بیولوژیک</p>
<p>R45 : امکان ایجاد سرطان</p>	<p>خطر بیولوژیکی: سرطانزا از گروه +</p>	<p>T</p>	
<p>R49 : مکان ایجاد سرطان در صورت تنفس</p>			

R40 : خطر احتمالی آسیب های جبران ناپذیر	خطر بیولوژیکی: سرطانزا از گروه	Xn	
R60 : امکان آسیب رسیدن به قدرت تولید مثل	خطر بیولوژیکی: خطر آسیب رسیدن به قدرت	T	
R61 : امکان آسیب رسیدن به جنین انسان			
R62 : خطر احتمالا آسیب رسیدن به قدرت تولید مثل انسان	خطر بیولوژیکی: خطر آسیب رسیدن به قدرت	Xn	
R63 : خطر احتمالا آسیب رسیدن به جنین انسان			
R40 : خطر احتمالی ایجاد آسیب های جبران	خطر بیولوژیکی: یجاد تغییرات وراثتی	Xn	

کد بین المللی	مفهوم	مشدار دهنده الکتریک
	ر برق گرفتگی	
کد بین المللی	مفهوم	مشدار دهنده راد و اکت
		

وسائل آزمایشگاهی کوچک

میکروپیت

برای برداشتن حجم مورد نظر خود توسط میکروپیت به نکات زیر توجه فرمایید:

- میکروپیت را به آرامی و با دقت بر روی حجم مورد نظر تنظیم کنید.
- یکبار مصرف را به میکروپیت متصل نمایید بطوریکه از جایگیری درست و محکم آن مطمئن باشید.
- دکمه عملگر (operating Botton) را تا اولین ایست (First stop) آن فشار دهید.
- نوک تیپ را درست زیر سطح مایع (mm -) قرار دهید و دکمه عملگر را به آرامی و بطور یکنواخت آزاد کنید . میکروپیت را در طی کشیدن مایع عمود نگهدارید. در مورد مایعاتی که ویسکوزیته و دانسیته آنها با آب متفاوت می‌باشد بهتر است که با پر و خالی کردن تیپ ، درون آنرا با آن مایع مرطوب نمایید.
- سرتیپ را به دقت از درون مایع بیرون آورده به کناره درون ظرف بکشید تا مقادیر اضافی به جدار بیرونی آن باقی نمانده باشد.
- مایع کشیده شده با فشار آرام دکمه عملگر تا اولین ایست خارج می‌شود . پس از توقف کوتاهی در اولین ایست، دکمه عملگر را تا دومین نقطه ایست فشار دهید تا از تخلیه کامل آن مطمئن شوید.
- هرگز از میکروپیت در خارج از محدوده مشخص شده برای آن استفاده نکنید.
- پیشنهاد می‌شود که در هنگام عدم استفاده از میکروپیت آنرا در وضعیت عمودی نگهدارید.
- برای تمیز کردن میکروپیت از آب یا اتانول % و یک پارچه نرم یا دستمال بدون پرز استفاده کنید. پیشنهاد شود که محل اتصال تیپ به میکروپیت بطور منظم تمیز شود. هرگز برای پاک کردن سطوح خارجی میکروپیت از مواردی نظیر گزلیل یا سایر حلالهای مواد پلاستیکی استفاده نکنید.
- مراقب باشید هنگام برداشتن مواد شیمیایی تنها تیپ با آنها تماس یابد و خود میکروپیت آلوده نشود.
- مایع نباید وارد میکروپیت شود . بنابراین هرگز هنگامیکه تیپ حاوی مایع می‌باشد آنرا سروته یا بطور افقی نگه ندارید.
- همیشه حجم کشیده شده توسط میکروپیت را با چشم کنترل کنید تا مطمئن شوید حجم مورد نظر شما کشیده شده است.

در هنگام کشیدن مواد با چگالی بالا مثل گلیسرول و تریتون، علاوه بر رعایت آرامش در کار، همیشه پس از آزادی کامل دکمه عمگر نوک تیپ را تا چند لحظه در مایع نگه دارید تا حجم مورد نظر شما بطور کامل کشیده شود. در صورتیکه نیاز به برداشتن حجمهای بیشتری از این مواد باشد می‌توان برای سهولت کار، سرتیپ را این مورد برای برداشتن سوسپانسیون‌هایی مثل سوسپانسیون سلولی نیز صادق است.

تا حد امکان از کشیدن مواد خورنده‌ای مثل اسید و بازهای قوی با استفاده از میکروپیپت خودداری کنید؛ زیرا بخارات این مواد باعث خوردگی و زنگ زدن فنر میکروپیپت می‌شود. بهتر است در این موارد از پیپت‌های ای استفاده شود. در صورت اجتناب‌ناپذیر بودن استفاده از میکروپیپت برای این مواد پیشنهاد می‌شود که پس از اتمام کار میکروپیپت باز و پیستون و اجزای درونی آن تمیز گردد.

در صورت آلوده شدن میکروپیپت به خون، فرآورده‌های خونی یا سوسپانسیون کروی اگر میکروپیپت قابل انوکلاو کردن است از این روش استفاده کنید. در غیر صورت قسمت آلوده را با دقت از میکروپیپت جدا کرده و به مدت یکساعت در ساولن ۱٪ قرار داده پس از شستشو با آب به مدت دقیقه در SDS ۱٪ و پس از شستشوی مجدد با آب به مدت دقیقه در الکل ۱٪ قرار دهید. در نهایت وسیله را با مقادیر فراوانی آب شستشو و در هوا خشک کنید.

آزمون کالیبراسیون

به دقت تیپ را به سر میکروپیپت متصل نمایید.

تیپ را با کشیدن آب مقطر به اندازه حجمی برابر حجم مورد نظر مرطوب کنید.

به دقت حجم مورد نظر از آب مقطر را کشیده در هنگام کار میکروپیپت را عمود نگه دارید.

آب مقطر کشیده شده را روی یک کاغذ ضد آب یا ظرفی که روی ترازو صفر شده است خالی کنید و وزن آنرا بخوانید. این کار را حداقل ده بار انجام دهید و نتیجه هر بار را ثبت کنید (نوزین باید در $C =$ صورت گیرد).

نتایج را با محدوده حجم مجاز کالیبراسیون م. اگر متوسط بار خواندن درون محدوده

مجاز باشد، میکروپیپت آماده استفاده است (خطای حدود ۱٪ قابل اغماض و مربوط به خطای دستگاه است).

اگر نتایج خارج از محدوده باشد نیاز به کالیبراسیون مجدد می

روش کالیبراسیون

بزار کالیبراسیون را در حفره‌های قفل تنظیم کالیبراسیون (زیر تکمه عملگر) جای دهید.

قفل تنظیم را برای کاهش حجم در خلاف جهت عقربه‌های ساعت و برای افزایش در جهت عقربه‌های ساعت بگردانید.

رویهٔ آزمون کالیبراسیون را تکرار کنید تا نتایج دقیق به دست آید.

وسایل شیشه‌ای

از گذاشتن وسایل شیشه‌ای درج بندی شده ای که به منظور حجم سنجی‌های دقیق به کار می‌رود در حرارت خودداری کنید. زیرا گرم و سرد شدن‌های متوالی از دقت درجه بندی آنها می‌کاهد. از نوشتن یادداشت روی درجه‌بندیها اجتناب کنید زیرا ممکن است هنگام پاک کردن یادداشتها، درجه بندیها نیز پاک شوند.

از اتمام کار ظرف مورد استفاده را با روش مناسب کاملاً تمیز نموده و یادداشت روی آنرا پاک کنید.

برای شستشوی ظروف شیشه‌ای از اسفنج یا پارچه نرم استفاده کنید تا روی آنها شکاف یا خشی ایجاد نشود.

هنگامی که در نظر دارید از یک ظرف شیشه‌ای تحت شرایط خلاء استفاده کنید یا آنرا حرارت دهید ابتدا از بودن آن اطمینان حاصل کنید، در غیر این صورت خطرات جدی شما و اطرافیان را تهدید خواهد کرد.

برای شستشوی ظروف خیلی کثیف باید از خیساندن شبانه در محلول اسید کرومیک استفاده شود.

اگر احتمال می‌دهید که یک ظرف شکسته یا ترک خورده قابل تعمیر است با رعایت نکات ایمنی آنرا به بخش گری منتقل کنید و در غیر این صورت آنرا در ظروف مخصوص اجسام نوک تیز و برنده قرار دهید.

ورتکس

پیش از استفاده از دستگاه‌های ورتکس رومیزی از محکم بودن بخش چرخندهٔ آن اطمینان حاصل کنید.

سعی کنید حتی الامکان به صورت تراز از آن استفاده کنید. بطور مثال از اسپین کردن یک ویال که در مقابل آن یک ویال دیگری قرار نداده‌اید خودداری فرمایید.

استفاده از ورتکس تنها برای مواد خاصی همچون مخلوط کردن بافرها مناسب است. DNAهای بزرگ و ... در اثر ورتکس آسیب خواهند دید.

در هنگام ورتکس کردن از محکم بودن درب ویال ها و غیر قابل نشت بودن آنها مطمئن شوید، زیرا نشت مواد باعث ایجاد اشکال در آزمایش شما و بروز مشکلات ایمنی می‌گردد.

ویال

قبل از شروع کار از سالم بودن (سوراخ نبودن) و تمیز بودن ویال اطمینان حاصل کنید.

سعی کنید در هر آزمایش از ویال مناسب آن کار استفاده کنید.

در هنگام کار خصوصاً در مورد مواد فرار سمی و خطرناکی مثل فنل از محکم بودن و عدم نشت در ویال

برای باز کردن درب ریال از روش مناسبی استفاده کنید تا محتویات آن یکباره به بیرون پاشیده نشود.

در هنگام استفاده از ظروف یکبار مصرف مثل ویال، فالكون، پلیت و ... به جنس پلیمر سازنده آن توجه داشته

برخی از آنها مثل پلی پروپیلن (Polypropylene) قابل اتوکلاو کردن هستند و برخی دیگر مثل پلی

اتیلن (Polyethylene) را نمی‌توان اتوکلاو کرد. ضمناً این ظروف نسبت به تمامی مواد مقاوم نبوده با

از آنها واکنش می‌دهند برای مثال پلی کربنات‌ها نسبت به انواع الکل‌ها مقاوم نیستند.

صفحه گرم‌کننده (Hot plate)

این دستگاه یک وسیله الکترونیکی است که استفاده از آن در محدوده دمایی مشخصی مجاز می (C ° -

) بنابراین از تنظیم آن روی دماهای بالاتر از مجاز خودداری کنید زیرا باعث ایجاد آسیب در سیستم

الکترونیکی زیر آن می‌شود.

برای تنظیم دمای آن از اجسام نوک تیز مثل خودکار و ناخن استفاده نکنید زیرا باعث خراب شدن تکه‌های

حساس می‌شود.

برای سرد کردن دستگاه جداً از خیس کردن آن به هر صورت اجتناب نمایید.

در صورتیکه حجم ماده درون یک ویال زیاد باشد، دمای بالا باعث ایجاد فشار و باز شدن خود به خودی درب

و بیرون پاشیدن محتویات آن می‌شود در این موارد یک منفذ خروجی برای آن تعبیه کنید یا حجم کمتری در

هر ویال بریزید.

بن ماری (حمام آب)

ماری باید همیشه حاوی مقدار کافی آب مقطر تمیز باشد. بنابراین قبل از روشن ساختن آن از کافی

بودن حجم آب اطمینان حاصل کنید، خصوصاً زمانیکه می‌خواهید شیشه یا برای مدت طولانی دستگاه را روی

دمای بالایی روشن بگذارید . بدیهی است که کم شدن آب آن باعث بروز آسیب در دستگاه و آتش سوزی خواهد شد.

برای پرکردن بن‌ماری از آب یکبار تقطیر استفاده نمایید. مراقب باشید که نمونه‌های شما به آب نفوذ نکند. در صورت مشاهده آلودگی در آب بن‌ماری بلافاصله آب آنرا بطور کامل تخلیه و پس از شستشوی محفظه آنرا از آب تمیز پر نمایید.


در صورت استفاده بلند مدت خصوصاً در دماهای بالا در محفظه را بسته نگهدارید تا از تغییر بیش از حد ، فشار آمدن به دستگاه و کثیف شدن احتمالی آن جلوگیری شود.

اگر می خواهید از سردکننده (Chiller) استفاده کنید، حتماً لازم است بن‌ماری را هم روی دمای مورد نظر تنظیم و آنرا روشن نمایید . وجه داشته باشید که هنگام قرار دادن سر مار پیچ در آب، دمای آب بالاتر از دمای اتاق نباشد.

از بن‌ماری‌های دقیق برای دماهای بالاتر از $^{\circ}C$ استفاده نکنید.

pH

pH هر محلول با بدست آوردن لگاریتم غلظت یون هیدرونیوم و تغییر علامت آن بدست می‌آید.



انواع الکتروده

از نظر نوع عملکرد مورد انتظار و ساختمان الکترودها بسیار متنوعند . در جدول زیر نوع کاربرد برخی الکترودها خلاصه شده است:

نوع الکتروده

نمونه مورد آزمون

Double Junction

های بیولوژیکی، پروتئینها، Tris

Double Junction

های دارویی

الکتروده انیمومان یا HF

اسید هیدروفلوریک

Single Junction الکتروده نقره

آب آشامیدنی

Double Junction

پساب

Double Junction

محلولهای با فلزات سنگین

الکتروده خاک یا Double Junction

های خاک

Ag/AgCl Amber حباب ش ای

PH بالاتر از و یون Na^+ زیاد

الکترودهای Single Junction کاربردهای عمومی دارند اما الکترودهای Double Junction

pH محلولهای ویسکوز یا محلولهای دارای سولفیدها ، فلزات سنگین یا Tris بافر به کار می‌روند. لکتروده

مرجع نقره استفاده‌های عمومی دارد و گسترهٔ دما $^{\circ}C$ را در برمی‌گیرد الکتروود کالومل در مواردی که محلولهای مورد آزمون با یونهای نقره واکنش داده و موجب انسداد Junction شوند کاربرد دارد. الکتروود pH متر موجود در آزما شگاه ژنوم کس از نوع Double Junction . نحوه استفاده از دستگاه pH آزما شگاه ژنوم کس:

برای اندازه ی دق pH محلول‌ها لازم است ابتدا دستگاه کالبره شود. به ان منظور بسته به pH مورد نظر از بافرهای استاندارد با pH (و) و (و) استفاده نما. کالبراسون دستگاه حت بعد از خاموش شدن آن حفظ م شود. در هر بار اندازه ی قبل از فرو بردن الکتروود در محلول لازم است آن را با آب مقطر شسته و با دستمال کاغذی خشک کرد. KCl موجود در الکتروود و محفظه نگهداری آن را کنترل نما. موقع اندازه ی pH لازم است درپوش الکتروود را باز نگه دار . الکتروود pH متر را با آب مقطر شسته و آب اضافی دور الکتروود را با تماس آرام دستمال کاغذی خشک کنید. مراقب باشید حتی به مدت کوتاه نباید الکتروود کاملا خشک شود. الکتروود را درون محلول استاندارد (pH=) قرار دهید. دستگاه را روشن کن .

کلا pH CAL را فشار ده .

بعد از انکه دستگاه pH بافر اول را اندازه گرفت علامت bu2 روی شگر دستگاه ظاهر م گردد، بعد از شستن الکتروود با قرار دادن آن در محلول استاندارد دستگاه را با بافر دوم هم کالبره کن . بعد از کالبراسون با قرار دادن الکتروود در محلول با pH مجهول م توان pH آن را اندازه ی . که کار اندازه ی pH ان الکتروود را از محلول خارج و با آب مقطر بشوئید، در پوش آن را در جای خود محکم نمایید و از قرار گرفتن آن در KCl اطمنان حاصل کن .

خطاهای pH

- خطای قلیایی: در محلول با pH= یا بزرگتر بعضی از غشاهای شیشه‌ای نه تنها تغییرات غلظت یون هیدروژن بلکه تغییرات غلظت یونهای فلزات قلیایی (K^{+} و Na^{+}) را نیز نشان می‌دهد. خطای pH در pH های بالا منفی است و قرائتها کمتر از مقدار واقعی هستند تمام کاتیونهای تک بار کم و بیش خطای قلیایی بوجود می‌آورند.

- خطای اسیدی: الکتروود شیشه‌ای در محلولهای با pH کمتر از / خطایی نشان می‌دهند که علامت آن در جهت مخالف خطای قلیایی است. در اینجا قرائتها زیادتر از مقدار واقعی هستند.

آب زدایی: ن الکتروود باعث عملکرد پایدار و خطا می‌گردد.

- خطا در محلولهای غیر بافری خنثی: تعادل بین سطح الکتروود و اینگونه محلولها بکندی صورت می‌گیرد برای رفع این خطا باید تا برقراری تعادل (چند دقیقه) صبر نمود.

- خطا در pH بافر استاندارد: عدم دقت در تهیه بافر استاندارد یا تغییر ترکیب آن در اثر نگهداری طولانی مدت و یا فساد آن توسط باکتری در اندازه گیری pH خطا ایجاد می .

موارد احتیاط

هرگز الکتروود را حتی در حد کمتر از یک دقیقه کاملاً خشک نکنید.

بعد از اتمام کار از قرار گرفتن کامل الکتروود در ویال حاوی KCl اشباع مطمئن شوید.

در صورت عدم دسترسی به KCl اشباع هرگز الکتروود را در آب مقطر قرار ندهید . در این حالت نخست از محلول استاندارد $pH=7$ و در درجه بعدی از آب لوله کشی استفاده نمایید.

از یکنواخت بودن محلول مورد بررسی اطمینان حاصل نمایید در صورت لزوم از کاغذ صافی برای جدا کردن ذرات معلق بهره بگیرید.

از تنظیم pH محلولهای محیط کشت همراه با آگار جامد یا ذوب شده اکیداً خودداری فرمایید.

pH های بالاتر از و پایین‌تر از دارای خطای قلیایی و اسیدی است، قبل از اندازه گیری pH آنها را به محدوده مورد نظر نزدیک نماز .

مشخصات محلول و pH آن را به همراه تاریخ و نام خود در دفتر دستگاه ثبت نمایید.

پیغام‌های خطا در دستگاه pH-

در همه حال با نمایش پیغامهای خطا قبل از شروع هر عملیاتی باید از صحت اتصالات دستگاه و الکتروود اطمینان حاصل کرد سپس سطح محلول داخل الکتروود مورد بررسی قرار گیرد و در صورت کمبود، محلول اضافه شود. در صورت عدم رفع خطا با نسب کاغذی که مورد خطا روی آن نوشته شده باشد، مسئول آزما شگاه را از وجود اشکال در س .

مایکروویو

امواج میکروویو از دسته امواج الکترومغناطیس هستند (با طول موج حدود) مانند امواج رادیویی، در دستگاه میکروویو نیروی الکتریسه به وسیله تیوپ مگاترون به امواج میکروویو تبدیل می شود، امواج میکروویو از تیوپ مگاترون به طرف محفظه فر (جایی که جذب، منعکس یا عبور می کنند) .
در کار با این دستگاه عامل اصلی اندازه ظرف مقادیر، غلظت، زمان و قدرت امواج است. انرژی الکترومغناطیس در فرکانس میکروویو یکی از پاکیزه‌ترین و بی‌زیان‌ترین منابع ایجاد گرما می‌باشد ولی در کار با دستگاه باید نکات زیر را رعایت نمود.

- به هیچ وجه نباید وسایل با ضمایم فلزی مانند فویل آلومینیومی را داخل دستگاه قرار داد زیرا به محض شروع به کار دستگاه باعث منعکس کردن امواج و ایجاد جرقه و صدمه زدن به دستگاه می‌گردد. در پوش آلومینیومی را قبل از گرم کردن باید با درپوش پلاستیکی مخصوص عوض کرد.

- ز گرم کردن ظروف کاملاً در بسته، خشک کردن کاغذ و پارچه توسط دستگاه اجتناب نمایند. مایعات باید در ظرف درب دار یا روکش دار گرم شوند.

- در حین گرم کردن مایعات در میکروویو، مایع باید کنترل و بازدید گردد و در صورت نیاز حتماً هم زده شود تا سر نرود.

- برای خارج کردن ظروف گرم شده توسط دستگاه حتماً باید از دستکش یا دستگیره پارچه‌ای استفاده نمود.
- پس از گرم کردن مایعات و خاموش کردن دستگاه چند دقیقه صبر نمایید تا حرارت آن یکنواخت شود و سپس با احتیاط آن را از دستگاه خارج نمایید.

- درب دستگاه قبل از شروع به کار باید کاملاً بسته باشد و از کار کردن دستگاه با درب باز یا نیمه باز جداً خودداری شود.

- در صورتی که در اثر اشتباه دستگاه بدون بار کار نماید، برق آن به طور خودکار قطع می‌گردد. در این صورت حداقل نیم ساعت دستگاه را روشن نکنید.

- گر از کیسه نایلونی برای گرم کردن جسمی استفاده می نمایند، دقت فرمایید که منافذی برای خروج بخار آب در کیسه ایجاد نمایید.

- کلیدها را آرام و تک به تک فشار دهید هرگز به طور همزمان چند کلید را باهم فشار ندهید.

- گاه دستگاه را بدون سینی استفاده نمایید.

- سطوح داخلی و خارجی، درب و نوارهای حاشیه و سینی گردان و را باید همواره تمیز نگهداشت زیرا در صورت آلودگی دستگاه به مواد شیمیایی و حتی مواد پاک کننده کارایی آن پایین می آید لذا با دستمال مرطوب و آب مقطر دستگاه را تمیز کنید.

- فقط از ظروف پلاستیکی مقاوم میکروویو استفاده شود.

- برای جلوگیری از سر رفتن مایعات از ظرفی استفاده شود که دو برابر حجم مایعات باشد و در صورت امکان قدرت کمتری برای به جوش آوردن استفاده شود.

نظافت دستگاه

برای برطرف کردن لکه‌ها و جرم‌ها از داخل میکروویو، حدود ۱ لیتر آب در یک ظرف شیشه‌ای قرار داده و دستگاه را به مدت ۵ دقیقه با بالاترین قدرت روشن نمایید. آب به جوش می‌آید و بخار آن باعث می‌شود که جرم‌ها نرم شده و به راحتی برطرف شوند. این کار باید هر دو هفته یکبار انجام شود که بوی نامطبوع که در اثر گرم کردن بعضی مایعات در داخل دستگاه ایجاد می‌گردد برطرف گردد. مایعات نیز نباید بر روی سینی و داخل محفظه ریخته شوند و برای شستشو دستگاه نیز حتماً آب را در یک ظرف ریخته و سپس از آن بجوشانید.

مشکلات احتمالی کار با دستگاه میکروویو

اشکال	نوصیه و راه حل
تراکم بخار در داخل دستگاه جریان هوا در اطراف درب و پوشش خارجی انعکاس نور از اطراف درب و پوشش خارجی آزاد شدن بخار از اطراف درب و یا منافذ	طبیعی است
در هنگام فشار دادن کلید <start> دستگاه کار	از بسته بودن درب دستگاه اطمینان یابید
امکان وارد کردن هیچ تنظیمی نیست	شکلاً برای توقف موقت کلید <stop> را فشار داده‌اید <Reset> را فشار دهید تا برنامه تنظیمی کاملاً

نغو شود.	
آیا ظروف دارای تزئینات فلزی است؟ آیا ظروف فلزی در دستگاه باقی نمانده است؟ آیا فویل آلومینیومی در مجاورت دیواره‌ها قرار دارد.	شنیدن صدای اضافه یا جرقه

نکاتی در ارتباط با توزین و استفاده از دستگاه ترازو:

برای تهیه مواد و محلولهای مربوط به آزمایش نیاز به توزین دقیق موادی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. توجه به محدوده دقت ترازو، دو ترازو در آزمایشگاه وجود دارد ترازوی غیر حساس که تا حد 1 gr و ترازوی حساس که تا 1 mg را وزن می‌کند. محدوده وزن ترازو

در هنگام توزین به محدوده وزن ترازو دقت کنید. برای توزین وزنهای بیش از 1 gr از ترازوی حساس و برای توزین وزنهای کمتر از 1 gr از ترازوی غیر حساس استفاده نکنید.

انتخاب موقعیت مناسب برای ترازو

سطحی که ترازو روی آن قرار می‌گیرد بایستی تا جای ممکن افقی باشد.

مکان قرار گیری ترازو در معرض نور مستقیم خورشید نباشد.

تغییرات درجه حرارت در این مکان گسترده نباشد.

در جهت جریان شدید هوا قرار نگیرد.

تراز کردن ترازو:

بعد از هر جابجایی بایستی ترازو را تراز کرد. صفحه تراز دو دایره است که در مورد ترازوی حساس در جلو و

در مورد ترازوی غیر حساس در عقب ترازو قرار دارد در حالت بالانس دایره کوچک باید در وسط دایره

بزرگتر قرار گیرد که این عمل توسط پیچ‌های بالانس صورت می‌گیرد.

طرز جابجا کردن ترازو: (حتی الامکان از جابجا کردن ترازو خوداری نمایید و در صورت ضرورت زیر نظر

کارشناس آزمایشگاه صورت گیرد)

دو دست خویش را در جلو و عقب ترازو جای دهید و آن را جابجا کنید (یعنی از سمت عقب و سمت کلید

(ReZero

ی از دو پهلوی ترازو صورت گیرد.

نظافت ترازو:

بعد از هر توزین بایستی صفحه توزین ترازو پاک شود و حتی الامکان اطمینان داشت که بین کفه ترازو و کفه نگهدارنده ترازو ماده‌ای ریخته نشده باشد زیرا وجود هر نوع جسم خارجی بسیار کوچک منجر به خطای ترازو در خواندن وزن م گردد. استفاده از حلال‌های آلی نظیر اتانول برای تمیز کردن ترازو توصیه نمی‌شود. برای پاک کردن ترازو از آب و شوینده‌ها استفاده کنید.

طرز کالیبره کردن ترازو:

قبل از استفاده از ترازو برای اولین بار یا هر چند مدت یکبار ترازو بایستی کالیبره شود.

Control bar تا صفحه نمایش روشن شود، با ادامه فشار نشانه cal شود.

برای کالیبره کردن وزنه gr نیاز است وزنه را روی ترازو قراردید. وزن وزنه روی صفحه نمایش ظاهر شود.

فوراً وزنه را بر دارید، بعد از برداشتن وزنه (...) شود.

زمانیکه صفر روی صفحه نمایش مشخص شود، ترازو کالیبر شده است.

خاموش کردن دستگاه:

برای خاموش کردن ترازو کلید on/off را کمی به سمت بالا بیاورید. بعد از این عمل ترازو روی Stand by

قرار می‌گیرد.

نکات ایمنی کار با اتوکلاو:

اتوکلاو دستگاهی است که با استفاده از بخار آب تحت فشار عمل استریلیزاسیون را انجام می‌دهد. در هنگام کار با این دستگاه به نکات زیر توجه نمایید:

جهت جلوگیری از تشکیل رسوب در دستگاه اتوکلاو، از آب مقطر استفاده نمایید.

سطح آب درون دستگاه نباید از انتهای پایین دیگ بالاتر رود. آب باید بر رئی‌المتتها قرار گیرد.

پیچهای درب را باید کاملاً محکم بست، برای این منظور باید پیچهای روبروی هم بسته شود تا درب دستگاه به طور یکنواخت محکم شده و بخار آب از آن خارج نشود.

استفاده از دماهای بیشتر از میزان لازم و مدت زمان طولانی‌تر تفاوتی در نتیجه حاصل ندارد. بهتر است از دما و زمانی که طبق دستورالعمل لازم است پیروی گردد. به طور معمول برای استریلیزاسیون محلولها، تیپها و ویالهای آلوده به DNA دقیقه دمای درجه کافی است برای وسایل و مواد آلوده به RNA دقیقه دمای درجه و صورت اطمینان بیشتر تکرار این برنامه کافی می .

ظروف دارای محلول را نباید پر کرد و حداقل $\frac{1}{3}$ ظرف باید خالی .

درب ظروف مخصوصاً آنهایی که حاوی محلول هستند را کاملاً نبندید، بلکه مقداری آن را شل نموده تا بخار آب ایجاد شده از آن خارج گردد.

پس از اتمام زمان لازم برای استریل کردن نمونه باز کردن درب دستگاه بصورت زیر عمل کنید :
 منع حرارت را خاموش کنید و دریچه خروج بخار را باز نمایید (دریچه خروج بخار را آهسته باز کنید مخصوصاً اگر محلول داخل اتوکلاو دارید این عمل خیلی به آهستگی باید انجام گیرد) تا فشار داخل دستگاه به صفر برسد و پس از آن درب دستگاه را باز نمایید.

پس از استر شه جات و لوله اپندرف د مواد مورد ناز را در آن خشک کرد(ساعت در دمای درجه).

نکات ایمنی کار با دستگاه آن:

آن یا فور دستگاهی است که به کمک آن می‌توان درجه حرارتهای مختلف، مخصوصاً دماهای بالا ج عفونی کردن وسایل آزمایشگاهی ایجاد نمود.

از ریختن هر نوع مایعات در داخل دستگاه خودداری نمایید و در صورتی که این اتفاق افتاد، بلافاصله دستگاه را از برق کشیده و با پارچه نخی مرطوب سینی‌ها و جداره‌ها را پاک نمایید.

هنگامی که دستگاه روشن است از حرکت دادن آن خودداری نمایید.

دستگاه باید بر روی سطح صاف قرار گیرد.

حتماً توجه داشته باشید که در هنگام کار با دستگاه درب آن بسته باشد.

بهرتر است پس از ضدعفونی کردن وسایل آزمایشگاهی مدتی صبر نمایید تا دمای وسایل کاهش یابد. در صورتی که می‌خواهید وسایلی که هنوز داغ هستند، از آون خارج نمایید، حتماً از دستکش محافظ استفاده نمایید و هنگام انتقال وسایل آنها را در یک سینی گذاشته و جابجا نمایید.

برای ضدعفونی کردن وسایل حتماً به حجم مفید دستگاه توجه نموده و از قرار دادن وسایل بیش از ظرفیت دستگاه خودداری نمایید. در این وضعیت ممکن است وسایل کاملاً استریل نگردند.

پس از تنظیم درجه حرارت دستگاه جهت اطمینان از عدم تغییر درجه تنظیم شده درجه تنظیم حرارت را با پیچ مخصوص آن قفل نمایید.

از قرار دادن وسایل پلاستیکی در آون خودداری کنید.

نکات ایمنی و نحوه کار با آون هیبریداسیون

آون هیبریداسیون دستگاهی است که همزمان با ایجاد دمای لازم و حرکت دورانی، شرایط را برای واکنشهای دو رگ سازی مهیا می‌سازد.

مکان دستگاه :

دستگاه باید در مکانی قرار گیرد که در اطراف آن فضای کافی برای کار با آن وجود داشته باشد.

- چون درب دستگاه رو به بالا باز می‌شود، بالای آن به اندازه‌ای که درب دستگاه به طرف بالا باز می‌شود، نباید مانعی قرار گرفته باشد.

دستگاه باید در مکانی صاف قرار گرفته و تراز می‌شود که پشت آن قرار دارد، تنظیم گردد.

نحوه کار با دستگاه :

ء و محلولهای مربوط به واکنش دو رگ سازی را درون لوله‌ای مخصوص قرار دهید.

لوله ها را در سبد چرخنده قرار دهید و آن را درون محفظه دستگاه بگذارید.

و دما را در پایین‌ترین میزان قرار دهید.

دستگاه را روشن کنید.

کلید مربوط به دستگاه چرخنده را روشن کرده و میزان چرخش با پیچ کنترل آن را تنظیم کنید.

دما را به حد نیاز افزایش دهید.

بیچ تنظیم دمای ایمنی را چند درجه بیشتر از دمایی که موردنظرتان است، برای اطمینان از عدم افزایش دمای رویه تنظیم کنید.

نکاتی دیگر پیرامون کار با دستگاه آون هیبریداسیون

لازم است که درب لوله‌های مخصوص کاملاً محکم شود و از بیرن ریختن مایعات جلوگیری شود. در صورتی که در کاملاً محکم نمی‌شود و مایعات از آن خارج می‌گردد حتماً باید واشر و در صورت لزوم لوله جدیدی مورد استفاده قرار گیرد.

دقیقه پس از قرار دادن لوله‌ها در دمای درجه، پس از قطع کردن چرخش دستگاه، درب‌ها را کمی باز نمایید تا بخار آب ایجاد شده از آن خارج شود. سپس دوباره درب آنها را ببندید و درون دستگاه قرار دهید.

موقع قرار دادن لوله‌ها در سبد چرخنده حتماً رن حفظ شود، اگر از یک لوله استفاده می‌کنید آن را در وسط سبد، و اگر از دو لوله استفاده می‌نید، آنها را روبروی هم قرار دهید.

از ریخته شدن محلول در سینی ثابت دستگاه جلوگیری نمایید. در صورت آلوده شدن دستگاه با مایعات، پس از خاموش کردن دستگاه، آن را با پارچه نرم که سایش ایجاد نکند، تمیز نمایید. دستگاه را بدون بستن پوشش به کار نیندازید.

بعد از اتصال دستگاه به برق، از دست زدن به قسمت‌های باز دستگاه خودداری نمایید.

از به کار انداختن دستگاه در محیط‌های مرطوب خودداری کنید.

سطح دستگاه را تمیز و خشک نگهدارید.

الکتروفورز:

: به حرکت یونهای کوچک و مولکولهای باردار در محلول که تحت تاثیر میدان الکتریکی انجام

گیرد، الکتروفورز گفته می‌شود. میزان حرکت ذرات بستگی به اندازه و شکل و مقدار بار مولکول، جریان

الکتریکی و مقاومت محیط دارد.

الکتروفورز پروتئین

: محیط‌های زمینه برای الکتروفورز پروتئین :

ستات سلولز و موادی که بصورت لایه‌های نازک استفاده شوند که جداسازی بر اساس بار الکتریکی

است.

ژل‌های آگارز، نشاسته و پلی‌اکریلامید که جداسازی بر اساس اندازه مولکول و بار الکتریکی است.

ژل آگارز

جداسازی بر اساس بار الکتریکی است.

مولکولهای بزرگتر مانند اسیدهای نوکلئیک و نوکلئوپروتئینها را هم تفکیک

ژل نشاسته

قطر منافذ ژل کم است.

جداسازی بر اساس اندازه مولکولی است.

کیفیت نشاسته بسیار مهم است و باید خالص باشد.

ژل پلی‌اکریلامید

قطر منافذ ژل مشابه اندازه پروتئینها است.

از نظر شیمیایی خنثی است.

شفاف و بیرنگ است.

جداسازی بر اساس اندازه مولکول انجام می‌گیرد.

پلی مری از مونومرهای اکریلامید است که توسط $N' - N$ متیلن بیس اکریلامید به هم اتصال متقاطع

دارند.

قطر منافذ، نرمی و شفافیت ژل بستگی به غلظت بیس اکریلامید دارد.

آمونیم پرسولفات (APS) مریز کننده بوده و TEMED (کاتالیزور) است.

ریوفلاوین پلی مریز کننده و TEMED تسریع کننده (کاتالیزور) است.

انواع دستگاههای الکتروفورز:

ژل لوله‌ای tube gel

ژل صفحه‌ای Slab gel / - /

ژل صفحه‌ای نسبت به لوله‌ای ارجحیت دارد چون در ژل صفحه‌ای تمام نمونه‌ها و مارکرها در شرایط یکسانی شوند و حرارت ایجاد شده در تمام سطح ژل پراکنده شده و تغییر شکل بندها کمتر است. به علاوه زمان کمتری برای تهیه آن لازم است.

انواع سیستم‌های بافری

- **Dissociating**: در این سیستم تمام پروتئین‌ها به زیر واحدهای پلی‌پپتیدی جدا می‌شوند. عواملی که در این سیستم (در ژل و با) جهت جدا کردن زیر واحدها استفاده می‌شوند به دو گروه :

- **اوره** مولار که باعث شکستن پیوندهای هیدروژنی پروتئین می‌شود و مرک‌پتواتانل که پیوندهای دی‌سولفیدی پروتئین را می . در این سیستم حرکت در ژل بر اساس وزن و بار الکتریکی است و دقت کمتری در تعیین وزن مولکولی وجود دارد.

- **SDS** که باعث تشکیل کمپلکس‌های پلی پپتید - SDS شده و به پلی پپتید بار منفی می‌دهد و مرک‌پتواتانل که پیوندهای دی‌سولفیدی پروتئین را می . در این سیستم حرکت در ژل بر اساس وزن ملکول بوده و دقت آن بیشتر است.

- **Non-Dissociating**: در این سیستم پروتئینها دست نخورده و طبیعی (native) شکل فضایی و فعالیت بیولوژیک پروتئین حفظ می‌شود.

جداسازی بر اساس وزن ملکول و بار الکتریکی است.

- **Continuous**: یونهای بافری مشابهی در نمونه، ژل و مخزن الکترودها وجود دارد و همه pH یکسانی دارند. ژل یکپارچه بوده و نمونه مستقیماً در ژل **Resolving** وارد می‌شود.

- **Discontinuous**: یونهای بافری متفاوتی در نمونه، ژل و مخزن الکترودها وجود دارد و pH آنها متفاوت است. ژل دو قسمت دارد. ونه ابتدا وارد ژل **Stacking** که منافذ بزرگی دارد می‌شود و پس از متمرکز و متراکم شدن در آن وارد ژل **Resolving** می‌شود.

مواد مورد استفاده:

- اکریلامید و بیس اکریلامید: این مواد نوروتوکسین قوی هستند. هنگام کار با آنها حتماً باید دستکش و ماسک استفاده کرد. هر چند که پس از پلی مریزه شدن بی خطر هستند اما هیچگاه ژل را با دست بدون دستکش نگیرید چون احتمال اینکه مونومرهای پلی مریزه نشده هنوز در ژل باشند وجود دارد. محلول ذخیره در درجه گراد به مدت - ماه پایدار است (در تاریکی). در مدت طولانی مونومرهای اکریلامید، اسید اکریلیک و آمونیوم، آزاد می .

SDS: نوروتوکسین قوی است هنگام کار باید از دستکش و ماسک استفاده کرد محلول آن در یخچال بلوری است اما در دمای اتاق مجدداً مایع می شود (محلول آن را در دمای اتاق نگهداری کن).

اوزه: محلول آن بهتر است که تازه تهیه شود چون با گذشت زمان مشقات خاصی تولید می شود که بر بار الکتریکی پروتئین ها موثر است (محلول آن را ۴ تا ۶ ماهها نگهداری کرد).

TEMED: در درجه سانتی گراد و تاریکی نگهداری می شود.

آمونیم پرسولفات (**APS**): چون بلافاصله پس از افزودن آب به پودر آن رادیکال های آزاد تولید می شود باید محلول تازه تهیه شده آن استفاده شود. در مورد ژل های **native** و **Continuous** برای خروج رادیکال های اضافی از ژل و جلوگیری از اثر آنها بر پروتئین بیش از بردن نمونه بر روی ژل باید چند دقیقه به دستگاه مولد برق وصل شود.

نکات مهم در تهیه ژل:

- اطمینان از تمیز بودن شیشه ها مراحل شستشو به ترتیب عبارتند از:

Spacer یکسان داشته و مشابه شانه باشند.

ها به یکدیگر و به تانک توسط آگار، و یا چسب مخصوص چسبانده می شوند وازلین توصیه نمی شود.

Degas دن ژل که پیش از افزودن عامل پلیمریزه کننده انجام می گیرد چون اکسیژن مانع پلیمریزه شدن شود.

ریختن ایزوبوتانل بر روی ژل **Resolving** به منظور عدم تماس ژل با اکسیژن هوا و نیز صاف شدن ژل انجام می گیرد.

بهتر است که ژل **Resolving** الی ساعت در دمای اتاق مری شدن کامل شود و بعد ژل

Stacking ریخته شود.

نکات مهم در بردن نمونه در ژل:

مقدار SDS (برای گرم پروتئین / گرم SDS) تا بار تمام پلی پپتیدها منفی شود. دن نمونه در بافر باید کافی باشد تا تمام پروتئین راسرشت (denature) (دقیقه در دمای درجه).

ذره نامحلول در نمونه نباید باشد. باید نمونه سانتریفوژ شده (دقه rpm) و محلول رویی در ژل ده شود.

مقدار نمونه Over load Under load نباشد چون این امر موجب تغییر محل بند ورود به چاهک کناری و ظاهر نشدن بند می شود. مقدار - میکروگرم برای پلی پپتید و - میکروگرم برای مخلوط پروتئینی در هر چاهک کافی است حجم نیز نباید به حدی باشد که از چاهک خارج شود. بردن نمونه در چاهک از فاصله - متری از سطح چاهک انجام شود.

نکات مهم در برقراری اتصال به منبع تولید جریان:

حباب هوای زیر ژل باید خارج شود چون مانع برقراری جریان بین ژل و بافر می شود. برای SDS-PAGE و پروتئین های با بار منفی آند (+) به مخزن پائین و کاتد (-) به مخزن بالا وصل می شود. در حین کار می توان از ولتاژ ثابت و یا شدت جریان ثابت استفاده کرد اما ولتاژ ثابت توصیه می شود. جریان را پس از اتصال ژل به دستگاه روشن کرده و ولتاژ یا جریان را از صفر افزایش دهید. هیچگاه ژل را به مولد روشن وصل نکنید.

معمولا ولتاژ در ژل Stacking کمتر و در ژل Resolving زیاد می شود.

:

افزایش ولتاژ ← افزایش جریان ← افزایش حرارت

افزایش جریان ← افزایش سرعت حرکت ← کاهش زمان الکتروفورز

کاهش جریان ← افزایش زمان الکتروفورز ← افزایش

افزایش زمان الکتروفورز:

وقتی جریان زیاد باشد حرارت زیاد نیز افزایش می . در این حالت دمای وسط ژل بیشتر از کناره وده و بندها به شکل نیم دایره دیده می . به علاوه پروتئینهای حساس نیز غیر فعال می . کاهش قدرت یونی بافر run شدن می شود.

نازک بودن ژل (/ - /)

اگر با جریان زیاد کارکرد بهتر است از دستگاه خنک کننده استفاده کرد. در مورد پروتئینهای native ژل - درجه سانتی گراد رانده می شود.

الکتروفورز مولکول DNA:

: در محیطی با PH خنثی به حرکت مولکول DNA با بار منفی (به علت فسفات) از کاتد (-) سمت آند (+) شود.

های انجام الکتروفورز: الکتروفورز DNA به طور عمودی یا افقی و در ژلهای پلی اکریلامید، عمودی بوده و برای جدا کردن قطعات (ژل %) (ژل %) جفت بازی بکار می رود. - ژل آگارز افقی بوده و برای جدا کردن قطعات (ژل %) (ژل / %) جفت بازی به کار می رود. معمولاً از بافر بورات (TBE) استفاده می شود. بافرهای استات یا فسفات هم به کار می روند.

راسرشت کردن DNA از بافرهای حاوی اوره، NaOH و متیل مرکوریک هیدروکساید استفاده می شود

اما :

NaOH باعث دآمین شدن پلی اکریلامید می شود.

متیل مرکوریک هیدروکساید مانع پلیمریزه شدن پلی اکریلامید می شود. اوره بر بستن آگارز اثر دارد.

قطر مناسب ژل آگارز متر و پلی اکریلامید متر است.

پلی اکریلامید رقیق شکننده است و می توان برای استحکام به آن مقداری آگارز اضافه کرد.

بردن نمونه در ژل (Loading)

اندازه چاهک

اندازه قطعه هر چه قطعه DNA بزرگتر باشد مقدار کمتری روی ژل برد.

پراکندگی اندازه قطعات DNA هر چه پراکندگی کمتری داشته باشند باید مقدار بیشتری روی ژل برد. ولتاژ بالا که موجب تمایز کمتری در قطعات می‌شود.

شرایط الکتروفورز:

معمولاً در دمای آزمایشگاه انجام می‌گیرد.

هر چه ولتاژ بالاتر باشد حرارت ایجاد شد و در نتیجه کشیدگی در بندها بیشتر خواهد بود.

با افزایش غلظت بافر شدت جریان نیز کاهش یافته و گرمای تولید شده کم می‌شود.

قطعات بزرگ با کاهش ولتاژ و افزایش زمان بهتر تفکیک می‌شوند.

قطعات کوچک با ولتاژ بالا و کاهش زمان بهتر تفکیک می‌شوند.

معمولاً ولتاژ به کار رفته - ولت به ازای هر سانتی‌متر از طول ژل می‌باشد.

همواره باید تعادلی بین غلظت، طول ژل، زمان و ولتاژ برقرار شود.

نکات مهم

ژل افقی حتماً باید روی سطوح کاملاً صاف تهیه شود.

های مورد استفاده در تهیه ژل باید ابتدا با آب مقطر و سپس با اتانل شسته و

ژل پلی‌اکریلامید باید پیش از افزودن عوامل پلیمریزه کننده degas شود.

به ژل‌های رقیق پلی‌اکریلامید مقداری آگارز اضافه می‌شود تا استحکام داشته باشد.

اگر ژل آگارز بارها جوشانده و استفاده شود تغلیظ می‌گردد و بافر آن نیز غلیظ می‌شود بهتر است 5 یا 10

مقادیر کم تهیه شود و یا مقداری آب () به آن اضافه گردد.

پیش از هر بار استفاده از تانک افقی بهتر است بافر آن را به هم زد تا یونها بطور یکنواخت در آن پراکنده شوند.

اگر به هنگام خارج کردن شانه از درون ژل روی آنرا بافر پوشانده باشد شانه راحت‌تر خارج می‌شود.

هیچگاه به دستگاه مولد برق که روشن است سیم‌های تانک را وصل نکنید بلکه ابتدا دستگاه را خاموش کرده و

ها را وصل نموده و ولتاژ را بالا ببرید.

هیچگاه هنگام برقراری جریان انگشت خود را درون بافر وارد نکنید چون امکان برق گرفتگی وجود دارد.

هنگام رن آمیزی ژل مراقب اتیدیم بروماید باشید زیرا موتاژن بسیار قوی است.

الکتروفورز RNA

: حرکت مولکول RNA که دارای بار منفی است به سمت آند.

در مورد عوامل موثر در الکتروفورز RNA به بخش الکتروفورز DNA مراجعه شود.

علاوه بر موارد ذکر شده در بخش الکتروفورز DNA توجه به نکات زیر در مورد الکتروفورز RNA ضروری است :

مولکول RNA دارای ساختارهای ثانویه است از جمله بخشهای سنجاق سری و نواحی مکمل در تک رشته که دو رشته‌ها را می‌سازند (RNA). این عوامل بر حرکت RNA بر روی ژل اثر می‌گذارند.

به دلیل وجود ساختارهای ثانویه RNA را پیش از بردن در ژل واسرشت (Denaturation) تخمین وزن مولکولی آن صحیح .

عوامل واسرشت کننده (Denaturation) که استفاده می‌شوند عبارتند از :

فورمامید که بسیار سمی خطرناک است

اوره

متیل مرکوریک هیدروکساید که فقط در ژل آگارز استفاده شده و بسیار سمی و فرار است.

نکات ایمنی کار با منبع تغذیه و الکتروفورز:

منبع تغذیه را در روی یک سطح صاف و در ارتفاع مناسب قرار دهید و در اطراف دستگاه فاصله کافی در نظر گرفته شود تا هوا در گردش بوده و تبادل حرارتی به آسانی صورت پذیرد.

برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه هیچگاه از دستمال زبر و یا مواد اسیدی یا قلیایی و یا حلالهایی که باعث از بین رفتن رنگ دستگاه می‌گردد استفاده نشود (فقط از آب مقطر استفاده شود).

دقت گردد که آب بر روی دستگاه نریخته و یا دستگاه داخل آب قرار نگیرد. همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه دو شاخ آن از پریز برق خارج گردد.

قبل از انجام الکتروفورز دقت گردد که قطبها مثبت و منفی به تانک صحیح متصل شده باشد، سطح بافر در داخل تانک به اندازه کافی باشد و جهت صفحه نمونه صحیح قرار گرفته باشد.

منبع تغذیه دارای ولتاژ بالا بوده که می‌تواند بسیار خطرناک باشد. به هنگام تمیز کردن دستگاه دقت شود که دو شاخه از پریز برق کشیده شده باشد هرگز در هنگام باز بودن قاب دستگاه از آن استفاده نگردد. برای خاموش کردن اضطراری دستگاه دو شاخه را از پریز برق خارج و یا توسط کلید POWER دستگاه را خاموش نمایید.

از دستگاه در صورتی استفاده گردد که پریز برق مورد نظر دارای سیم حفاظتی زمین باشد. های رابط تانک و پاور سوپلای (Power supply) را حداقل هر یک ماه یک بار کنترل نمایید. دلایلی (خشک شدن و ترک خوردن در اثر نور آفتاب) روکش عایق آنها صدمه دیده باشد باید این سیم بوضوح گردند.

دستورالعمل کار با منبع تغذیه جهت الکتروفورز

ولوم‌های دستگاه را کاملاً به طرف چپ پیچانده و آنها را در حالت Min قرار دهید.

POWER دستگاه را روشن نمایید. در این حالت باید نمایشگر ولتاژ مقدار صفر و نمایشگر

جریان هم مقدار صفر را نشان دهد. چنانچه حالتی به غیر از موارد فوق مشاهده گردید، به قسمت عیب رجوع نمایید.

تانک الکتروفورز را برای انجام آزمایش آماده نمایید و نمونه‌ها را بارگذاری کنید.

بعد از تمام شدن آزمایش ولومهای دستگاه را کاملاً به سمت چپ بچرخانید تا ولتاژ و جریان مقدار حداقل د (حدود صفر) .

در آخرین مرحله، توسط کلید POWER دستگاه را خاموش نمایید و فیسها را از ترمینالهای پاور سوپلای خارج نمایید.

اشکال	دلیل احتمالی	رفع عیب
- بعد از روشن کردن دستگاه نمایشگرهای ولتاژ و جریان روشن نمی .	دو شاخه دستگاه به پریز برق ده است.	دو شاخه را به پریز برق متصل .
با روشن کردن دستگاه نمایشگرهای ولتاژ و جریان	- فیوز خروجی سوخته است	آزمایشگاه با مسئول فنی جهت ز خروجی هماهنگی

		روشن می‌شوند ولی ولتاژ خروجی با چرخاندن ولومها بالا رود و نمایشگر ولتاژ همواره عدد صفر را نشان می‌دهد
<ul style="list-style-type: none"> - های ارتباطی را کنترل . - سطح بافر در تانک را کنترل . 	<ul style="list-style-type: none"> - های ارتباطی بین تانک و دستگاه وصل نیستند یا اشکال دارند. - ارتباط بین بافر و نمونه‌های آزمایش قطع شده است (بافر کم است) 	<ul style="list-style-type: none"> -نمایشگر جریان حتی پس از وصل تانک به دستگاه همچنان صفر نشان می‌دهد

سانتریفوژ:

سانتریفوژها بر اساس ویژگی گوناگونی از جمله وزن مولکولی، ساختار فضایی و دانسیته مولکولی و بر مبنای نیروی گریز از مرکز جداسازی بیومولکولها را میسر می‌سازند.

در حال حاضر سانتریفوژهای متعددی موجود هستند که هر یک از آنها بسته به توانایی‌هایی که دارد، می‌تواند به برخی از نیازهای پژوهشی پاسخ دهد که در ذیل به برخی از آنها پرداخته می‌شود.

اولترا سانتریفوژ (Ultracentrifuge)

این تکنیک برای اولین بار اندازه‌گیری وزن مولکولی بیومولکولها را میسر ساخت. در حال حاضر از این دستگاه برای جداسازی و تخلیص ماکرومولکولها، آنالیز مخلوطها و برای اندازه‌گیری وزن مولکول و قطر مولکولها استفاده می‌گردد. یک بخش اصلی این دستگاه Control Panel باشد در این قسمت دکمه

جهت انتخاب سرعت، زمان، درجه حرارت و نوع روتور وجود دارد. ای فعال‌سازی Start, Vacuum, Printer و Stop نیز در این بخش هستند. دکمه‌هایی هم برای وارد کردن اطلاعات عددی وجود دارد. اتاقکی که روتور در آن قرار می‌گیرد Rotor chamber نام دارد که درب آن از جنس استیل بسیار

محکم ساخته شده است. درب تنها در حالتی باز می‌شود که دکمه اصلی دستگاه روشن و خلاء سیستم خاموش
. این محفظه از جنس آلومینیوم است که به وسیله یک پوشش مقاوم از جنس اپوکسی پوشیده شده است.

نام گذاری روتورها:

نام گذاری بر اساس نوع روتور، ماکزیمم سرعت مجاز آن و جنس مواد سازنده آن می . روتورها به چهار
نوع (NV)Near Vertical angle, (V)Vertical (Type)Fixed angle, (SW)Swing out و (V)Vertical (Type)Fixed angle, (NV)Near Vertical

. برای مثال روتور Type65 یعنی روتور از نوع زاویه ثابت با ماکزیمم سرعت مجاز است.

روتورهای Type دارای زاویه ثابت - نسبت به محور دوران هستند. روتورهای SW در حین حرکت
کاملاً افقی قرار می‌گیرند و در روتورهای V ها به موازات محور دوران هستند. جنس روتورهای
Beckman از نوع آلومینیوم و یا تیتانیوم است . گر تیتانیوم باشد T_i در نام روتور می‌آید برای مثال
SW55Ti.

انتخاب روتور:

انتخاب روتور بسته به حجم نمونه، تعداد نمونه n قرار است سانتریفوژ شوند، سایر ذرات، زمان
سانتریفوژ مورد نظر، کیفیت تکنیک، روش جداسازی و دستگاهی که در دسترس باشد، می . عموماً
روتورهای Swinging برای جداسازی بر اساس چگالی استفاده می‌شود که در آنها یک ماده زمینه و
شیمی از چگالی خودش رسیده در آن لحظه سرعت حرکت ذره صفر شده و همان جا متوقف می‌شود.

انواع لوله‌های سانتریفوژ:

الف (Polyallomer): کوپلمری از اتیلن و پروپیلن است. ای ها هرگز نمی‌بایستی در زیر c درجه
گراد سانتریفوژ گردند. های پلی آلومر چند نوع هستند :

(Thin wall open - top : حتماً می‌بایستی این لوله‌ها با در پوش استفاده کردند و می‌بایستی از محلول پر
(-) متر فاصله از لبه.)

(Quick-Seal : این لوله‌ها در تمام انواع روتورها قابل استفاده هستند. بالای این لوله‌ها با حرارت قابل
Seal . کاربرد این لوله مدتاً برای مواقعی است که نمونه احتمال آلودگی به مواد رادیواکتیو، مواد
شیمیائی خطرناک و یا به عوامل پاتوژن دارند.

(Konical: این لوله آدابتورهای Konical قابل استفاده هستند که به منظور بهبود رسوب‌دهی از این نوع لوله‌ها استفاده می‌گردد.

ب) clear-Ultra: این لوله‌ها دارای دیواره‌های بسیار نازک و شفاف هستند که دو نوع Quick-Seal Open-top از آن موجود است. به لحاظ شفافیت زیاد دیواره این لوله‌ها، محل باندها به خوبی قابل رؤیت غیر قابل اتوکلاو هستند و هرگز برای محلول‌های $pH > 8$ این ها در محدوده د - درجه مناسب کار هستند.

ج) Polycarbonate: هائی بسیار محکم، خشک، غیر قابل انعطاف و قابل اتوکلاو هستند که البته اتوکلاو و عمر آنها را کم می . این لوله $pH > 9$ حساس می .

د) Stainless Steel: مقاوم به حلال‌های آلی و حرارت هستند . به سانتریفوژ در دمای بالا، فشار زیاد و زمان سانتریفوژ بالا مقاوم می .

(Polypropylene: از نظر ظاهر کمی کدر هستند و قابل استفاده مجدد می‌باشند مگر اینکه در حین سانتریفوژ تغییر شکل یافته باشند.

ی) Pyrex: قابل استفاده مجدد هستند مگر اینکه علائمی از خراشیدگی در آنها مشاهده شود. به طیف وسیعی از مواد و محلول‌ها مقاوم هستند. نکاتی در رابطه با دستگاه اولتراسانتریفوژ:

- بسته به هدف آزمایش نوع روتور را (عم از Swing out, Fixed angle, Vertical) مناسب انتخاب

- ترین راه تفکیک بیومولکول‌ها از (پروتئین، RNA و DNA) به لحاظ تفاوت چگالی قابل توجهی که از هم دارند، استفاده از گراداینت سدیم کلراید و سزیم کلرید می .

- دستگاه اولتراسانتریفوژ در طیف حرارتی صفر تا چهل درجه سانتی‌گراد قابل استفاده است. در صورتی که در برنامه دما داده نشود، Default دمائی آن درجه سانتی‌گراد می .

- Accel and Decel Time زمان مورد نظر برای بالا رفتن و پایین آمدن سرعت را تعیین می‌کند اعداد - را می‌توان انتخاب کرد که - دقیقه زمان رسیدن به سرعت مورد نظر و زمان کاهش آن در پایان سانتریفوژ

- برای توقف هر برنامه اولترا، به هر دلیلی، دکمه Stop را باید فشار دهید.
- اینکه run چگونه به اتمام برسد بسته به نوع mode زمانی است که انتخاب شده است. اگر مد Time انتخاب شده باشد ک رأس زمان مقرر سرعت، شروع به کاهش می‌کند ولی در مد Hold، کاربر خودش باید دکمه Stop را فشار دهد. چون زمان نامتناهی است.
- در هنگام Precool و Preheat و دستگاه شروع به کار می‌کند و درب دستگاه قفل می‌گردد.
- اگر از شیب سدیم کلراید و یا سوکروز استفاده می‌کنید برای تهیه لوله بالانس نیز بایستی از ماده ای با همان حدود چگالی استفاده گردد.
- ترجیحاً در هنگام کار با اولتراسانتریفوژ چون می بایستی لوله‌ها کاملاً پر باشند اگر حجم نمونه محدود است چند راه حل زیر پیشنهاد می‌شود:
- الف) انتقال به لوله‌های کوچکتر و تغییر روتور
- ب) استفاده از آدا تور
- ج) استفاده از mineral oil یا هر نوع ماده خنثی دیگر با چگالی کم در سطح نمونه.
- روتورهای نیاز به نظافت منظم دارند. جهت شستشو از درجنت‌های ضعیف، ترجیحاً آب و سپس روغن ی مخصوص که همراه دستگاه می‌باشد، استفاده گردد. O-ring ها باید در آورده شده و خیلی دقیق شستشو گردند.
- در صورت مشاهده آلودگی در روتور که به هیچ وجه با هیچ ماده شیمیایی قابل تمیز کردن نباشد امکان توکلارو روتور هست ولی تا آنجائی که ممکن است از این کار اجتناب گردد.
- هر روتور به طور متوسط run (در حدود) در ماکزیمم سرعت مجازش می‌تواند داشته . بعد از آن بهتر است تا % سرعت مجازش استفاده گردد.
- نکات ایمنی کار با انواع سانتریفوژ
- های مقابل هم به طور دقیق بالانس وزنی شده باشند خصوصاً هنگامی که با دستگاه اولتراسانتریفوژ کار شود در حد میلی‌گرم نیز بایستی لوله‌ها بالانس گردند.
- متقارن قرار دادن لوله‌ها در روتور بسیار مهم است.
- پس از هر بار سانتریفوژ، کنترل دستگاه از نظر احتمال آلودگی امری ضروری است.

- انتخاب سنجیده دستگاه سانتریفوژ و روتور مناسب بر اساس شرایط کار (از نظر سرعت، زمان، دما و حجم و تعداد نمونه).
- برای تبدیل rpm g در صورت عدم دسترسی به شعاع دقیق روتور، به مسئول دستگاه جهت اندازه گیری شعاع میانگین (rAV) مراجعه فرمائید.
- بسته به نوع حلالی که استفاده می‌شود و دور سانتریفوژ مورد نظر، توجه به جنس لوله ضروری است.
- در صورت شنیدن صدای نامتعارف از دستگاه، سریعاً سرعت را به صفر رسانده و به بالانس وزنی لوله در ابتدای Setting یک دستگاه سانتریفوژ، تراز دستگاه بایستی بطور دقیق انجام شود و فاصله از دیوارهای مجاور نیز بسیار حائز اهمیت است.
- در هنگام روشن بودن سانتریفوژهای یخچال‌دار، چون کمپرسور در حال کار می‌باشد، درب دستگاه حتماً در دستگاه Accel و Decel قابل تنظیم نیستند، کاربر می‌بایستی به آرامی سرعت را بالا ببرد.
- تا زمانی که سانتریفوژ به rpm مورد نظر نرسیده است، کنار سانتریفوژ بمانید و در صورت ایجاد صدای غیر عادی یا هر گونه اشکال دیگر در دستگاه، فوراً دکمه Stop را فشار دهید.
- سانتریفوژ نباید در یک محیط دارای خطر یا قابل اشتعال کار کند.
- لطفاً هرگز دستگاه‌های سانتریفوژ رومیزی را از محل خود تکان ندهید.
- اگر بخاطر قطع شدن برق و یا هر گونه اشکال دیگر، درب میکروسانتریفوژ قفل شده و نمونه‌ها در داخل سانتریفوژ جا مانده باشند، باید قفل آن بطور مکانیکی باز شود که برای این منظور با مسئول دستگاه تماس
- اگر مایع وارد روتور یا bucket اولتراسانتریفوژ می‌شود، آن را فوراً خارج کنید. برای این کار فقط عوامل تمیز کننده خنثی و Disinfectant (اتانول درصد، Extran^R neutral) باید استفاده شود. پس از تمیز کردن آن را با آب مقطر شسته و کاملاً خشک کنید. بطور خاص مایعات قلیایی و محلولهای غلیظ سالین، اجسام aluminum anodized را مورد حمله قرار می‌دهند و نباید برای این سانتریفوژ استفاده شوند.
- در صورت آلودگی و یا شکستن لوله‌ها در سانتریفوژ مسئول دستگاه را آگاه سازید.

- برای تبدیل rpm و g در سانتریفوژ به یکدیگر از فرمول زیر استفاده کنید.

$$g = RCF = 1.12r (RPM/100)^2$$

شعاع روتور بر حسب سانتی $r =$

RCF=Relative Centrifugal Force

- دستگاههای سانتریفوژی که با خلاء کار می‌کنند، اگر خلاء بطور مناسب افزایش نمی

توجه کرد:

الف - توجه به O-ring های درب دستگاه از لحاظ سلامت و تمیزی.

ب - چک کردن فضای محفظه روتور از نظر رطوبت اضافی

ج - O-ring های درب روتور اگر هیچ یک از موارد فوق مشکلی نداشته باشد، جهت کنترل روغن پمپ خلاء به مسئول دستگاه مراجعه نمایید.

PCR

با ابداع PCR Mullis (رخی از محققین Saiki را مبدع این تکنیک می دانند) تحولات شگرفی در

تحقیقات زیست شناسی مولکولی صورت گرفت. اولین واکنش های PCR klenow fragment

آنزیم DNA پلیمرز باکتری E.coli انجام می شد که با توجه به غیره اوم بودن آن به حرارت، در هر سیکل

پس از هر واسرشت (Denaturation)، افزودن آنزیم ضروری بود. البته این آنزیم حداکثر بازده را برای

قطعات تا جفت باز دارد ولی برای قطعات بزرگتر چندان مناسب کار نمی کند.

- نکات مهم پیشرفت در تکنیک PCR

کشف آنزیم های مقاوم به حرارت نظیر Taq DNA Polymerase و جدا سازی آنها از ارگانسیم های ساکن

آبهای گرم.

اختراع دستگاه ترموسایکلر قابل برنامه ریزی خصوصاً چند بلاکه که توان انجام چندین برنامه را باهم دارند.

استفاده از پلیت های خانه ای به جای ویال PCR

تغییر در سیستم های سرد کننده و گرم کننده و کاهش زمان RAMP

کاربرد های تکنیک PCR در عرصه های مختلف بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک، جرم شناسی، تشخیص سریع

بیماری های عفونی، تشخیص قبل از تولد امراض ژنتیکی، تجزیه و تحلیل مولکولی نمونه های تار

جنسیت جنین، تشخیص جهش، سرطان ها و غیره

مروزه ابداع روش های Competitive PCR , Assymmetric PCR , Nested PCR , RACE PCR ، RT PCR , multiplex PCR ، ARMs- PCR ، قابلیت و کاربرد های این تکنیک را بسیار گسترش داده است.

- واکنش استاندارد PCR

Standard PCR Rxn mix

Reagent	Volume	Final conc.
Sterile ddH ₂ O	20.7 ~ l	—
10x PCR buffer	2.5 ~ l	1x
dNTP mix (25Mm each)	0.2 ~ l	200 ~ M (each)
Primer mix (25pmol/μl each primer)	0.4 ~ l	0.4 ~ M (each)
Genomic DNA (100ng / ~ l) Template(1 ~ l	100ng / 25 ~ l

- نکاتی در رابطه با تهیه واکنش PCR

- - نگهداشتن ویال بر روی یخ در طول زمان افزودن اجزاء واکنش و مخلوط کردن آنها.
- - تهیه واکنش در زیر جریان هوای یک هود لامینار استریل (در مواردی که در محل آزمایشگاه از نوع DNA الگوی مورد نظر کار ما زیاد استفاده می شود)
- بهتر است ابتدا آب واکنش در ویال ریخته شود.
- ترجیحاً پس از افزودن هر یک از مواد واکنش با آب مخلوط گردد.
- به حداقل رساندن شانس اتصال پرایمر به DNA (ترجیحاً DNA الگو آخرین افزودنی قبل از آنزیم باشد)
- افزودن آنزیم پلیمرز به عنوان آخرین ماده واکنش.

(در صورت امکان) افزودن آنزیم پس از اولین مرحله واسرشت (Denaturation)

- طراحی یک واکنش اولیه PCR

First Den.	94 ^{0c}	Optional
Den.	94 ^{0c}	30-60 sec
Anneal	54 ^{0c}	30-60 sec
Ext.	72 ^{0c}	30-90 sec
Final Ext.	72 ^{0c}	Optional

حال به شرح نکات مربوط به تک تک مواد واکنش PCR می پردازیم.

بافر معمولی واکنش PCR :
 Final Conc. buffer
 1X
 500mM kcl
 10XPCR } 100Mm Tris.Hcl(PH=8.3)
 15mM Mgcl₂

البته گاهی بافر PCR که توسط برخی شرکت های سازنده مواد آزمایشگاهی تهیه می شود واجد بنامرکاپتواتانل، سولفات آمونیم و EDTA می باشد ولی چندان معمول نیست.

گاهی اوقات از یک سری Enhancer ها به منظور تشدید و تقویت واکنش در PCR استفاده می گردد. برای مثال گلیسرول، BSA، DMSO، Betain، PEG و Spermidine را می توان عنوان کرد.

استفاده از DMSO و گلیسرول در غلظت (v/v) - % سبب افزایش بازده واکنش و تولید میزان محصول بیشتر می گردد و همچنین سبب اختصاصی شدن واکنش (حذف محصول غیر اختصاصی) می شود. البته استفاده از گلیسرول و DMSO گاهی اوقات نتایج conficl دارد برای برخی واکنش ها تاثیر مثبت بر برخی دیگر تاثیر منفی و گاهی بدون تاثیر است. بنابراین استفاده از این تشدید کننده ها در هر مورد باید مورد آزمایش قرار گیرد.

BSA 0/8~g / ~l بازده واکنش PCR را افزایش می دهد هیچ تاثیر مهاری از BSA روی

هیچ واکنش PCR تا به حال دیده نشده است.

Vortex از استفاده پس از ذوب کامل ضروری است.

بهترین واکنش PCR به صورت $1x\text{salt} + 200\sim\text{MeachdNTP1.5mMMgcl2}$.
 غلظت یون منیزیم در اتصال پرایمر به DNA، جدا شدن رشته های الگو از هم، اختصاصی بودن محصول تشکیل پرایمر دایمر، فعالیت و صحت عملکرد آنزیم پلیمر از اهمیت دارد.
 افزودن یون منیزیم از $Mm /$ و یا حتی بیشتر سبب کاهش stringency بریداسیون پرایمر شده اغلب شرایط اتصال پرایمر را به لکوس مورد نظر غیر اختصاصی . بنابراین در ایجاد باندهای غیر اختصاصی کمک شایان توجهی دارد. از طرف دیگر غلظت بسیار بالای Mg^{2+} اثر مهاری بر فعالیت آنزیم Taq دارد و میزان حصول را کاهش می دهد بنابراین استفاده از غلظت بهینه یون منیزیم از اهمیت خاصی برخوردار است.

برای ساخت قطعات بزرگتر از 2kb بیشتر از 2Mm نیاز است.
 عموماً جفت پرایمرهای سازنده قطعات بلندتر در غلظت نمک Kcl و جفت پرایمرهای سازنده قطعات کوتاهتر در شرایط غلظت نمک بالاتر بهتر عمل می کنند.

در رابطه با توالی های با GC کم، با توجه به اینکه هلیکس DNA پایداری کمی پیدا می کند بنابراین ممکن است در دمای Ext رشته های تازه ساخت شده قبل از اینکه آنزیم پلیمراز به طور کامل رشته را بسازد، از الگو جدا شوند در این حالت با افزایش قدرت یونی محیط $M /$ به اتصال رشته های تازه ساخته شده به الگو کمک می گردد.

- چند نکته در مورد DNA الگو و پرایمر:

Nm - ز هر یک پرایمر ها در هر واکنش $25\sim 50\sim l$ میکرولیتری کا
 استفاده از مقادیر یکسان از دو پرایمر در واکنش ضروری است (مگر اینکه Assymetric PCR) مورد نظر آزمایش باشد.

طول معمول پرایمرها - باز است ولی استفاده از پرایمرهای با طول - باز برای واکنش های multiplex PCR توصیه می شود.

مطلوب است که دو پرایمر طراحی شده دارای Tm نزدیک هم باشند (حداکثر تفاوت $^{\circ}$) اگر تفاوت Tm دو پرایمر بیش از $^{\circ}$ است با افزایش طول پرایمر Tm پایین تر این مشکل تا حدی قابل حل است.
 بهتر است آغاز و انتهای پرایمر با یک یا دو از پورین آغاز و خاتمه یابد.

می بایستی توالی پرایمر طراحی شده از نظر تشابه با سایر نقاط ژنومی در برنامه BLAST چک شود. اگر دولکوس بسیار مشابه وجود داشته باشد بهتر است با افزودن - باز در یکی از دو انتهای پرایمر به طوری که باری لکوس بازی مورد نظر اختصاصی گردد طراحی شود.

عمومی ترین فرمول جهت محاسبه T_m پرایمر

$$T_m - [(Number\ of\ A+T) * 2^0 + (Number\ of\ G+C) * 4^0]$$

است که معمولاً بهترین دمای $Annealing$ °C - کمتر از T_m پرایمر است.

عموماً در واکنش PCR پرایمرها در رقابت با محصول مطلوب واکنش هستند. در جهت رفع آنها باید

توالی پرایمر طوری باشد که موجب ایجاد ساختار نانویه در آن نشود و توالی به گونه‌ای نباشد که خود پرایمرها با هم چسبیده و دایمر تشکیل دهند.

پرایمرهای حاوی GC C,G در انتهای از کارایی بالاتری در شروع ستر برخوردارند.

در واکنش DNA , multiplex PCR الگو سبب کاهش محصول PCR می گردد ولی در واکنش های ng , Single locus - دارای نتایج مشابه بوده است.

$$BSA \quad 0/8 \sim g / \sim l$$

روی هیچ واکنش PCR تا به حال دیده نشده است.

Vortex از استفاده و پس از ذوب کامل ضروری است.

اگر منبع سلولی استخراج DNA خون است حتماً از ضد انعقاد EDTA به میزان یک میلی گرم در ازای یک لیتر خون استفاده کنید. هیپارین مهار کننده واکنش PCR است.

استفاده از کنترل مثبت و منفی در واکنش PCR مهم است.

استفاده سنجیده از DNA الگو و پرایمر در واکنش PCR بسیار مهم است بنابراین اندازه‌گیری دقیق جذب و محاسبه غلظت بطور صحیح ضروری است. مولکول اسید نوکلئیک در طول موج nm ر مولکول پروتئین در طول موج‌های و نانومتر جذب دارند (جذب در ناحیه مربوط به کروموفورهای موجود در باندهای پپتیدی و در نانومتر در رابطه با گروه‌های جانبی آروماتیک اسیدهای آمینه است. در اصول ش

فیزیک ارتباط جذب با غلظت محلول یک رابطه خطی است. (لبته تا حدی از غلظت رابطه خطی مشاهده

شود) معمولاً جذب حدود و بالاتر حکایت از یک محلول غلیظ می‌کند که خارج از محدوده ارتباط خطی باشد بهترین رقت وقتی است که جذبی در حدود / را نشان دهد.
لطفاً به استانداردهای زیر در محاسبه غلظت توجه نمایید.

ds DNA	OD=1	$C=50 \sim g/ml$
SS DNA	OD=1	$C=37-38 \sim g/ml$
RNA	OD=1	$C=40 \sim g/ml$
oligonucleotide	OD=1	$C=33 \sim g/ml$

- نکاتی چند در مورد دما و زمان Denaturation & Extension, Annealing

زمان Annealing - نایبه برای هر نوع جفت پرایمری مناسب و کافی است.

دمای Annealing بر اساس T_m جفت پرایمر است.

عموماً از دمای Annealing آغازین C توان واکنش PCR را آغاز کرد این دما برای اغلب جفت پرایمرهای با طول bp مناسب است. در صورت مشاهده محصول غیر اختصاصی بزرگ، دما را می‌توان افزایش داد.

یک واکنش PCR اپتیمم باید بتواند یک لکوس خاص را بدون ساخت هیچ محصول جانبی غیر اختصاصی . بنابراین انجام annealing در دمای بالا اجازه ساخت جفت‌های DNA-DNA بسیار قطعی را دهد.

آید که زمینه غیر اختصاصی (nonspecific background) مربوط به mispriming است بنابراین مجدداً بایستی دما را تغییر داد تا اتصال DNA الگو به پرایمر به درستی انجام شود.

زمان واسرشت، - نایبه برای هر نوع DNA الگو کافی است. افزودن زمان واسرشت نفعی برای واکنش ندارد جز اینکه فعالیت و نیمه عمر آنزیم Taq دهد.

واسرشت اولیه (Initial Denaturation) - دقیقه‌ای قبل از شروع سیکل‌های PCR

واسرشت شدن DNA الگو می .

در رابطه با زمان Ext، یک دقیقه برای طولی در حدود یک کیلو باز مناسب است.

زمان Ext - دقیقه کمک به تکمیل رشته‌های نیمه تمام می .

در واکنش‌های multiplex PCR زمان بیشتری برای Ext مورد نیاز است. اگر دو واکنش multiplex شرایط یکسان را در دو زمان Ext و دقیقه انجام دهیم بازده واکنش در دقیقه بیشتر است ولی افزایش زمان Ext از دقیقه ساخت محصولات کوتاه را به حداقل می‌رساند بنابراین حتی در multiplex زمان Ext از دقیقه بیشتر توصیه نمی‌گردد.

- نکاتی در رابطه با dNTP

dNTP به صورت پودر در دسترس است که هر یک از نوکلئوتیدها را به تفکیک با غلظت نهایی Mm تهیه کرده سپس مخلوطی از چهار نوکلئوتید به گونه‌ای که از هر یک از آنها Mm در working solution باشد و نهایتاً حجمی از آن در هر واکنش استفاده می‌شود تا به غلظت نهایی M ~ از هر یک از نوکلئوتیدها برسد.

dNTP در مقابل فریز و ذوب متعدد بسیار ناپایدار است بنابراین بهتر است working solution در های کم aliquot و در C - نگهداری گردد.

پس از ذوب شدن dNTP حتماً آنرا Spin کنید بی شک تبخیر آب آنها سبب تغییر غلظت خواهد شد.

یک واکنش استاندارد PCR Mm MgCl₂ / و M dNTP ~ در حجم میکرولیتر باشد از نظر تئوری توان سنتز / - میکروگرم DNA را دارد.

در ی آزمایش در غلظت ثابت Mm از Mg²⁺ مقادیر متفاوت dNTP استفاده شده است.

برای multiplex PCR (bp -) در حدود (M ~ -) بوده است.

آنزیم Taq نیاز به یون منیزیم آزاد دارد نوکلئوتیدها یک شلاتور قوی برای یون‌های منیزیم باشند بنابراین استفاده زیاد از dNTP سبب کاهش یون منیزیم آزاد مورد نیاز آنزیم پلیمرز خواهد شد. بنابراین زیادی میزان dNTP نقش مهمی بر واکنش PCR دارد. در صورت زیاد بودن میزان dNTP به ناچار میزان Mg²⁺ را نیز باید افزایش داد.

- نکاتی چند در رابطه با آنزیم DNA پلیمرز

فعالیت آنزیم پس از هر واسرشت حرارتی کاهش می .
 آنزیم Taq در دمای C - دارای سرعت سنتز N/sec - است. سه آنزیم پلیمرز دیگری که به فراوانی در PCR استفاده می KLF, vent, Pfu . آنزیم Taq در شرایط دما و غلظت نمک مناسب در هر \times نوکلئوتید یک اشتباه انجام می‌دهد.

نیمه عمر پایداری (Thermo stability half life) آنزیم Taq در C درجه پائین است در صورتی که pfu و vent مقاومتر هستند. بنابراین برای توالی‌های غنی از GC بهتر است دمای واسرشت C درجه افزایش یافته و نوع آنزیم نیز تغییر یا .

آنزیم‌ها هرگز نیازی به vortex ندارند به علت اینکه در بافر ذخیره آنها همیشه گلیسرول موجود است که محلول همگن از آنزیم فراهم می .

بهترین میزان آ Taq $\sim l$ / u است استفاده از مقادیر بسیار پائین آنزیم پلیمرز سبب کاهش محصول PCR شود. استفاده بیشتر از حد از آنزیم Taq به علت وجود گلیسرول، دو تأثیر منفی در واکنش دارد.

سبب افزایش زمینه (background) در محصول PCR به شکل اسمیر می‌شود.

سبب ساخت محصولات غیر مطلوب می‌گردد.

همواره به غلظت آنزیم استوک توجه فرمائید.

درست در هنگام افزودن آنزیم به واکنش آن را از فریزر خارج کرده و در جعبه یخ نگهداری کرده و ریزر برگردانید.

- ذکر چند نکته در مورد تکنیک PCR

امروز دستگاهی با قابلیت انجام *In situ* PCR بر روی اسلاید ساخته شده است. گاهی انجام یک برنامه PCR در دو ترموسایکلر متفاوت، به جهت اینکه پروفایل دمائی و زمان متفاوتی دارند، نتایج مختلفی می‌دهد. اغلب ماشین‌ها بهترین بازده کاری را برای های ml / با دیواره شفاف و یا پلیت‌های خانه ای دارند بنابراین برای هر دستگاه بایستی شرایط واکنش گردد.

افزایش حجم واکنش PCR، رعایت غلظت و مقادیر مواد واکنش مشکلی ندارد ولی در هر واکنش PCR حجم زیاد توصیه نمی‌شود بهتر است aliquot به چند لوله گردد.

برای قطعات PCR کوتاهتر از جفت باز شرایط الکتروفورز سریع - ساعت در ژل آگارز cm - در ژل % تفکیک مناسب و باندهای sharp خواهد داد چنین اصول PCR ای اگر در ولتاژ پائین به صورت O/N (-) الکتروفورز شود به diffusion بالا، باندها مناسب نخواهد بود.

عموماً در چند سیکل اول، طول قطعه ساخته شده بزرگتر از طول مورد نظر واکنش است تا از روی الگو شود ولی کم کم الگوی واکنش، قطعه مورد نظر خواهد شد.

PCR دو مرحله‌ی مورد نیاز است که مرحله Ext. & Annealing را در هم ادغام میکنند و دمائی

حد وسط در نظر می‌گیرند که عموماً برای قطعات بسیار غنی از GC کاربرد دارد .

بطور بالقوه PCR قادر است با یک کپی از الگو نتیجه بخش باشد پس باید مراقبت‌های شدیدی از نظر آلودگی اعمال نمود.

پس از ذوب شدن مواد شرکت کننده در واکنش PCR آنها را ورتکس و SPIN کرده و سپس استفاده نمائید.

وسائیل و واکنشگرهای مورد استفاده در PCR جدا از وسائیل عمومی آزمایشگاه باشند.

استفاده از نوک سمپلر حاوی فیلتر در برداشتن DNA جهت جلوگیری از ورود آئروسول به پی پت توصیه شود.

در صورت کنترل واکنش و اطمینان از اشکال واکنش در DNA الگو احتمال وجود انواع مهارکننده

نظیر فنل، کلروفرم، دترجنت‌های یونی مثل SDS و سارکو یل، هپارین، XC BPB و داکسی یوریدین در واکنش هست که با رسوب دهی مجدد با اتانل و یا سانتریفوژ اولترافیلتراسیون این مشکل حل می‌شود.

گاهی انجام - سیکل در دمای Annealing بالاتر و سپس بقیه سیکل‌ها در دمای پائین‌تر در کیفیت محصول و تک باند شدن مؤثر است.

گاهی استفاده از پروتکل touch Down ($c / cycle - /$) تا حدی که به c کمتر از T_m پرایمر برسد در بهبود کیفیت محصول PCR به سزائی داشته است.

یکی از منابع آلودگی آزمایشگاه، بافر موجود در تانک الکتروفورز است چنانچه قطره کوچکی از آن در محیط آزمایشگاه یا اطراف تانک بریزد و خشک شود ذرات آئروسول در فضای آزمایشگاه و سبب مثبت بودن کاذب واکنش PCR خواهد شد.

استفاده از دستکش یکبار مصرف و تعویض آن در طی تهیه واکنش PCR شود.

های DNA استخراج شده در فریزر جدا از محل نگهداری کیت‌ها و مواد مربوط به PCR نگهداری

وجود DNase در مواردی که تعداد نسخه مولکول هدف پائین باشد سبب از بین رفتن DNA و جواب منفی کاذب (برای مثال در تشخیص عوامل عفونی) گردد.

بهتر است DNA مید و باکتری در $^{\circ}C$ - نگهداری شوند. DNAها ژنومیک بسیار سنگین در فریزر دگرده می‌شود بنابراین نگهداری آنها در $^{\circ}C$ بهتر است. نگهداری دراز مدت زیر اتانل یا ایزوپروپانل در $^{\circ}C$ - و حل کردن در TE شود.

جدا بودن میز کار استخراج DNA و RNA از میز PCR تأثیر مثبت در بهبود شرایط واکنش PCR دارد. جدا و دور بودن اتاق UV از محل تهیه واکنش PCR (چون سطح UV حاوی DNA خشک شده و فضای اتاق UV دارای مقداری زیادی آئروسول می) گردد.

- نکاتی در رابطه با مشاهده باند غیر اختصاصی

- ❖ غلظت پرایمر خیلی زیاد است.
- ❖ دمای Annealing پائین است خصوصاً در سیکل‌های اول دمای پائین Annealing سبب اتصال غیر اختصاصی پرایمر به الگو می‌گردد.
- ❖ می‌توان غلظت یون منیزیم را کاهش داد
- ❖ dNTP خیلی بالا است.
- ❖ دناتوراسیون DNA لگو بطور کامل نیست.
- ❖ زمان سیکل‌ها را می‌توان کمی کاهش داد.
- ❖ RAMP خیلی کند است.
- ❖ گاهی انجام یک واکنش NESTED PCR باند اضافی را حذف می‌کند.
- ❖ بریدن باند مورد نظر از روی ژل آگارز، تخلیص آن و سپس Reamplify آن نیز توصیه می‌گردد.
- ❖ در طراحی پرایمر اشکال بوده است.

- نکاتی در مورد کمبود یا نبود محصول PCR

- ❖ غلظت پرایمر کم است.
- ❖ تعادل وزنی دو پرایمر رعایت نشده است.
- ❖ DNA الگو بسیار پائین است.
- ❖ DNA الگو بسیار بالا است. مقدار بسیار زیاد الگو با اتصال به کلیه پرایمرها واکنش را مهار می‌کند.
- ❖ DNA الگو بسیار دگرده شده است.
- ❖ غلظت منیزیم بسیار کم است.
- ❖ میزان dNTP پایین است.
- ❖ تکثیر مجدد (Reamplify) محصول PCR اول 1:1000 – 1:10
- ❖ dNTP دگرده شده است (اجتناب از مکرر فریز و ذوب شدن dNTP)
- ❖ چک کردن DNA الگو با انجام واکنش کنترل مثبت.
- ❖ دمای Annealing
- ❖ افزودن Enhancer به واکنش را می‌توان امتحان کرد.
- ❖ روغن معدنی، لوله‌های واکنش و یا مواد واکنش آلوده به نوکلئاز هستند.
- ❖ تعداد سیکلها کم بوده است.
- ❖ کنترل صحت عملکرد ترموسایکلر
- ❖ کنترل برنامه داده شده به ترموسایکلر
- ❖ پرایمرهای جدید با طراحی جدید مورد نیاز می‌باشد.
- مشاهده اسمیر با وزن مولکولی بالا
- ❖ غلظت پرایمر بسیار بالا است.
- ❖ DNA الگو زیاد استفاده شده است.
- ❖ DNA الگو بسیار دگرده شده است.
- ❖ ون منیزیم بسیار بالا است.
- ❖ غلظت آنزیم بسیار بالاست.

❖ دما و زمان واسرشت کم است.

❖ زمان انکوباسیون Anneal. و یا Ext. زیاد است.

❖ تعداد سیکل‌ها زیاد است.

❖ نیاز به طراحی پرایمر جدید است.

❖ کیفیت DNA

- مشاهده پرایمر دایمر

❖ نت‌های 3' پرایمرها مکمل هم ه

❖ غلظت پرایمر بالاست.

❖ DNA الگو پائین است.

❖ تعداد سیکل‌ها زیاد است.

❖ احتیاج به پرایمرهای با طول بلندتر هست.

❖ دمای Annealing پائین است.

نکات ضروری در هنگام کار با انکوباتورها

❖ انکوباتورها تا حد امکان باید در نزدیکی هودهای کشت سلولی یا هودهای میکروبی قرار داده

❖ انکوباتور را در سطحی مطمئن قرار دهید.

❖ انکوباتور را بر روی سطحی صاف و در حالت تعادل قرار دهید.

❖ از قرار دادن انکوباتور در جای مرطوب و خیلی گرم که محل مناسبی برای رشد باکتریها است

خودداری کنید. دمای محیط باید بین درجه سانتی گراد بوده و حداکثر رطوبت درصد

در دمای درجه سانتی گراد و یا درصد در دمای درجه سانتی گراد باشد.

❖ انکوباتور را در نزدیک درهای اصلی یا جریان‌ات هوائی و هواکش‌ها قرار ندهید.

❖ در صورت امکان انکوباتور کشت سلولی در اتاق کشت و انکوباتور میکروبی در محل مناسب خود

قرار گیرد.

- ❖ بعد از مشخص کردن مکان انکوباتور باید تمام محلهای اتصال آب و گاز در دستگاه که موجب شوک و صدمه به دستگاه گردد را کنترل کنید.
- ❖ هنگامی که سیلندر متصل می‌باشد از کار کردن با سیفون سیلندر خودداری کنید.
- ❖ بعد از وصل کردن تنظیم کننده سیلندر گاز CO_2 ، فشار گاز در مانومتر اولیه (طرف سیلندر گاز) باید در حدود $\text{Kg/cm}^2\text{G}$ MPAG / و در طرف دیگر KPAG $\text{Kg/cm}^2\text{G}$
- ❖ هنگامی که درجه حرارت انکوباتور بر روی باشد درجه حرارت محیط نباید از درجه بیشتر باشد.
- ❖ ز گذاشتن مواد فرار یا قابل اشتعال (اتر، بنزن، الکل، پروپان) در انکوباتور خودداری کنید.
- ❖ ز آب تقطیر شده یا خالص برای پرکردن محفظه آب جهت ایجاد رطوبت استفاده کنید. و سطح آب را در محل ذخیره همیشه کنترل شود. استفاده از مقادیر کم سولفات مس و یا ساولون برای جلوگیری از رشد قارچها و کپکها در آب داخل انکوباتور مناسب است.
- ❖ ظروف کشت سلول یا پلیت‌های باکتریها را با فاصله از یکدیگر قرار دهید تا جریان هوا به خوبی صورت گیرد، اگر فاصله این ظروف کم باشد تعدیل دما و گاز CO_2 در بین آنها به خوبی صورت گیرد.
- ❖ همیشه مراقب باشید که درب داخل انکوباتور خوب بسته شده باشد.
- ❖ قبل از برداشتن فلاسک‌های کشت سلول یا پلیت ی باکتریها از دستکش‌های لاتکس استفاده نموده و حتماً دست‌ها را ضد عفونی نمایید.
- ❖ برای تمیز کردن دستگاه از ریختن آب روی آن خودداری کنید.
- ❖ خواهید انکوباتور را تمیز کنید از برس، اسید، بنزن و تینر استفاده نکنید، این عمل باعث از بین رفتن رنگ دستگاه و صدمه به پوشش آن می‌شود. های پلاستیکی ممکن است دچار تغییر شکل گردند. هیچوقت از مواد شیمیائی فرار مانند بنزن در قسمت‌های پلاستیکی استفاده . مواد درجنت بهترین انتخاب برای شستشوی دستگاه می

- ❖ رای تمیز کردن داخل دستگاه از محلول سدیم کلراید یا محلول‌های هالوژن‌دار استفاده نکنید که باعث خوردگی دیواره دستگاه می‌شود.
- ❖ ز محلول‌های قلیائی یا اسیدی قوی استفاده نکنید .
- ❖ سنسور CO₂ در انکوباتورهای کشت سلولی تحت تأثیر میزان رطوبت بوده و پائین آمدن رطوبت باعث بالا رفتن میزان گاز CO₂ در دستگاه می‌شود. تمیز نمودن مرتب این سنسور با الکل درصد یا ایزوپروپیل الکل ضروری است.
- ❖ هنگام استفاده از الکل جهت تمیز نمودن داخل انکوباتور دقت لازم را بعمل بیاورید. بویژه اگر انکوباتور با الکل در درجه حرارت‌های بالا تمیز شود در این شرایط الکل بخار شده تمام فضای داخل باتور را فراگرفته و ممکن است خطر انفجار روی دهد بنابراین تمام الکل باقی مانده را به خوبی پاک کنید.
- ❖ برای جلوگیری از آلودگی در انکوباتورها ، قفسه‌ها و دیواره دستگاه همواره باید خشک باشد. در اثر بازماندن درب دستگاه به مدت طولانی رطوبت موجود در انکوباتور بصورت قطرات آب درآمد و این قطرات روی قفسه و دیواره‌ها باعث رشد باکتریها قارچها و مخمرها می‌شود در این موارد آب موجود را کاملاً خشک کنید و محل را به خوبی ضد عفونی نمایید بخصوص اگر مقداری از محیط کشت روی قفسه یا داخل انکوباتور ریخته است. به همین خاطر بیش از اندازه فلاسک‌های کشت را با محیط پرنکیند زیرا در اثر تکان خوردن این محیط‌ها داخل انکوباتور ریخته و محل مناسبی را جهت رشد عوامل آلوده کننده بوجود می‌آورد.
- ❖ در صورت دیدن آلودگی در فلاسک‌های کشت بلافاصله تمام کشت‌ها را خارج نموده و داخل انکوباتور را بخوبی با الکل درصد ضد عفونی نمایید قفسه‌ها را نیز می‌توانید در داخل فور قرار داده تا استریل گردند.
- ❖ موقع ظرف آب داخل دستگاه ، در انکوباتورهای کشت سلولی بسیار ضروری است.
- ❖ بهترین انواع انکوباتورهای CO₂ آنهایی هستند که محفظه داخلی انکوباتور به قسمت‌های کوچکتری با درهای جداگانه تقسیم شده‌ند که در صورت آلودگی در یک قسمت، از انتشار آن به های دیگر جلوگیری شود. همچنین این نوع دستگاهها دارای سیستم خودکار

ستریلیزاسیون بوده که در هنگام ضدعفونی و تمیز کردن دستگاه می‌توان از آن استفاده نمود. همچنین دارای دو ورودی گاز CO_2 از دو سیلندر بوده تا در هنگام تمام شدن یک سر سیلندر از دیگری استفاده کند.

نکات ضروری در هنگام کار با هود

هودها را می‌توان به سه قسمت تقسیم کرد:

- میکروبی

- کشت سلولی

-

هودهای میکروبی و کشت سلول

ممن شوید که محیط داخل هود از کار قبلی تمیز شده است. برای اطمینان بیشتر یکبار دیگر به طور کامل داخل هود را با الکل درصد با دستمال بدون کرک پاک کنید.

به مدت حداقل دقیقه چراغ UV داخل هود را روشن نمایید (مرطوب بودن سطح داخل هود با الکل اثر شعله را بیشتر). این نکته بسیار دارای اهمیت است که اثر UV محیط باید کاملاً تاریک باشد).

بعد از خاموش کردن چراغ UV هود را روشن نموده و دقیقه صبر نمایید.

اعتماد به عمل فیلتراسیون هوا در جهت مؤثر هودها کمی قابل تأمل است و همیشه درصدی خطا وجود خواهد داشت. بنابراین هودها هرگز نمی‌توانند به طور کامل و % مؤثر بوده ولی می‌توانند احتمال آلودگی را به میزان بسیار زیادی کاهش دهند، در نتیجه وجود هوای تمیز با تهویه مناسب در اتاق یا آزمایشگاهی که این هودها کار گذاشته شده‌اند و سایر تمهیداتی نظیر استفاده صحیح، کنترل و تعویض بموقع فیلترها و جلوگیری از انتشار و پخش گرد و غبار در آزمایشگاه از عواملی است که می‌تواند ضریب اطمینان عملکرد این هودها را بالا برد.

جهت رسیدن به حداکثر راندمان کاری و اطمینان مستمر از عملکرد یک هود، کنترل مرتب آن بسته به شرایط استفاده تعداد استفاده کننده‌ها لازم و ضروری است.

هودهای مذکور باید در محلی ایزوله و جدا از سایر قسمت‌های آزمایشگاه و جریان‌های شدید هوایی گاز گذاشته

(دور از در، پنجره، هواکش، کندها و همچنین بدور از رفت و آمدهای زیاد کارکنان)

های مدون تمیز نمودن و ضدعفونی کردن هود از مواد بسیار ضروری است.

جهت جلوگیری از هرگونه رفت و آمدهای اضافی در هنگام کار، وسایل و مواد مورد احتیاج را قبلاً در اتاق کشت و در کنار هود آماده نمایند.

- ز جمع نمودن وسایل در زیر هود برای جلوگیری از ایجاد اختلال در جریان‌های هوایی خودداری کنید.

- تمام وسایلی که لازم است به داخل هود برده شوند باید با الکل ضدعفونی شوند و بخوبی با یک دستمال تمام سطوح وسایل و ظروف با الکل تمیز گردند.

- هرگز از وسایلی که مربوط به اتاق کشت نمی‌باشد استفاده نکنید همچنین وسایل اختصاصی مربوط به اتاق کشت را نیز برای کارهای دیگر به کار نبرید.

- ز کار کردن همزمان با نفر دیگر در مواقع غیر لازم خودداری کنید. تعداد عاملین بیشتر نیاز به وسایل بیشتر بوده و باعث ایجاد اختلال در جریان هوایی می‌شود.

- ناحیه مجاز در زیر هودهای سانتی متر پس از منفضا مکش هوا در جلوی هود است.

- از انجام حرکات سریع و ناگهانی دستها در داخل هود خودداری کنید.

- پوشیدن دستکش‌های لاتکس در هنگام کار ضروری است زیرا می‌توانید به راحتی این دستکش‌ها را به علت نداشتن خلل و فرج با الکل ضدعفونی کنید و متعاقباً الکل بری دستها نیز ضرری بدنال نخواهد داشت.

- در صورت ریخته شدن مواد و محیط‌های کشت حتماً ناحیه مزبور را بلافاصله با دستمال آغشته به الکل خوب تمیز و پاک کنید.

- پس از اتمام کار تمام فضای داخل و سطوح را با الکل درصد تمیز کنید.

- در مواقعی که از هود استفاده نمی‌کنید حتماً درب پائین را ببندید. بسته بودن درب اتاق کشت نیز بسیار

مهم است.

- جدا نمودن هودها برای فعالیتهای مختلف بسیار ضروری است.

- در مواردی که با مواد سیتوتوکسیک کار می‌کنید استفاده از عمل تدخین یا دودزدائی (Fumigation)

یکی از مواد ضدعفونی کننده مانند فرمالین مناسب است.

- روپوش آزمایشگاهی باید از جنسی باشد که از خود فیبرهای کمتری را آزاد کند تا وارد هود نشود.
- به دلیل استفاده از انواع رده‌های سلولی در کشت سلول که ممکن است میزبان طبیعی یا آلوده به میکروارگانیسم‌های خطرناک باشند حتماً وسایل مصرفی و زباله‌های باقی مانده محیط Reagent را بطور جداگانه اتوکلاو نماید و از انباشته شدن آنها در اتاق کشت خودداری کنید.

هودهای شیمیایی

در ابتدا برنامه کاری خود را تنظیم نموده و تمام وسایلی که مورد نیاز است در هود قبل از شروع کار قرار دهید.

خوب کار کردن هود بستگی به سرعت جریان هوا در داخل هود دارد و فاکتورهای مختلفی در سرعت هوای قسمت جلوی هود و داخل آن مؤثر است.

مطمئن باشید که هود در جای مناسب و به دور از جریان‌های هوا قرار گرفته است.

درب جلوی هود را همیشه در پائین‌ترین سطح خود نگه دارید که در این صورت بهترین محافظت در برابر خارج شدن هوای داخل هود به بیرون است.

تمامی وسایل غیر لازم و شیشه‌های حاوی مواد شیمیایی را از درون هود خارج نموده و در قفسه‌های تعبیه شده در قسمت پائین هود قرار دهید نگهداری و ذخیره سازی شیشه‌ها در زیر هود باعث تجمع بخارات سمی و اختلال در جریان‌های طبیعی هود ایجاد می‌شود. البته ممکن است هودها را فقط برای ذخیره مواد در نظر بگیرند که بطور مداوم تولید بخارات سمی می‌کنند.

به خاطر داشته باشید که در هر زمان از انجام حرکات سریع در زیر هود خودداری نمایید زیرا حرکات ناگهانی و سریع دستها یا جابجا نمودن وسایل باعث اختلال در جریان هوای داخل هود می‌گردد.

وسایل مورد نیاز به گونه‌ای درون هود قرار دهید که محل‌های جریان هوای را مسدود نکرده باشند و همچنین از قسمت انتهایی هود که محل خروج هوا بوده به دور باشند.

حداکثر سانتیمتر از داخل لبه خارجی هود به بعد کار نمایید و در هنگام استفاده از مواد شیمیایی و یا وزن کردن آنها دستها در حد امکان در آخرین وضعیت در داخل هود قرار دهید.

در مواقعی که اطمینان کامل به کارایی مناسب هود ندارید می‌توانید با یک تکه یخ خشک هود را مورد امتحان قرار دهید در این حالت درب جلوی هود را در پایین‌ترین وضعیت خود قرار دهید. هنگامی بخارات متساعد شده از یخ خشک کمتر در محوطه داخلی هود پخش و بیشتر به طرف مجاری خروج هوا حرکت کنند توانید از کارایی هود مطمئن باشید.

نکات ایمنی در رابطه با نیتروژن مایع (N_2)

دانشتن نکات زیر در رابطه با نیتروژن مایع بسیار ضروری:

- نیتروژن بی‌رنگ و بو و نهایت سرد است و نقطه جوش آن $^{\circ}C$ - است که می‌تواند در صورت تماس مستقیم با پوست یا هر نقطه دیگر از بدن انسان نوعی سوختگی شدیدی ایجاد نماید.
- هیچ عنوان جهت در آوردن ظرف نیتروژن مایع از دست خود استفاده نکنید.
- برای حمل و نقل نیتروژن مایع از ظروف مخصوص حمل نیتروژن مایع استفاده نمایید این ظروف را باید به آهستگی و حداکثر ۱/ حجم ظرف را از نیتروژن مایع پر نموده تا از وارد شدن شوک شدید سرما به ظرف که ممکن است باعث صدماتی شود جلوگیری گردد.
- برای جلوگیری از بخار شدن نیتروژن مایع لظفاً درب ظرف مورد نظر را بگذارید.
- از تماس پوست بدن با وسایلی که با نیتروژن مایع در تماس بوده اند اکیداً خودداری کنید.
- استفاده از دستکش و عینک در موقع کار با نیتروژن مایع الزامی است.
- هرگز درب ظرفی که نیتروژن مایع را در آن حمل نمایید یا نگهداری می‌کنید کاملاً محکم نبندید. زیرا به علت گاز نیتروژنی که تولید می‌شود فشار درونی بسیار بالا رفته علاوه بر ایجاد صدمه به ظرف امکان زیادی وجود دارد که انفجار صورت پذیرد هرگز ظروف را از نیتروژن پر ننمایید.
- نیتروژن مایع بی‌رنگ، بی‌مزه و کشنده است. نیتروژن مایع به سرعت میزان اکسیژن محیط و بافت و هر قسمتی که روی آن ریخته شود را کاهش داده و باعث ایجاد اختناق (suffocation) گردد. بنابراین هرگز نباید برای کنترل آن داخل ظرف را دید، مزه یا بو نمود زیرا به سرعت استنشاق می‌گردد.
- نیتروژن مایع باید در مکانهایی نگهداری شود که دارای تهویه می‌باشد. هنگامی که نیتروژن مایع بخار می‌شود باعث کاهش شدید غلظت اکسیژن هوا شده و ممکن است باعث سرگیجه، بیهوشی و حتی مرگ گردد.
- از گذاشتن ظروف دربسته شیشه‌ای در داخل ظرف نیتروژن مایع جداً خودداری نمایید.

- ظروف پلاستیکی مانند اپندورف را می توان با استفاده از گیره های آهنی یا چوبی از داخل ظرف نیتروژن مایع خارج کرد.

- پس از استفاده ، باقیمانده نیتروژن مایع را فقط بر محیطهای سرباز و فقط روی زمین خالی نمایید و آنرا به ظرف اصلی اش برنگردانید.

- ظروف نگهداری نیتروژن مایع در جای تمیز و خشک به دور از رطوبت، مواد تمیزکننده و مواد شیمیایی یا سایر خورنده‌های شیمیایی نگهداری کنید این ظروف را فقط با آب یا محلولهای دتر جنت ضعیف بشویید و

- میزان بخار شدن نیتروژن مایع بسته به زمان موقعیت و شکل ظروف نگهداری و نحوه استفاده از آن متفاوت است باز و بسته نمودن مستمر یا حرکت دادن ظرف حاوی نیتروژن از میزان اثر سرمازایی نیتروژن . سطح نیتروژن مایع را در ظرف هر هفته باید اندازه‌گیری شود و مطمئن باشید که به اندازه کافی بوده تا به مواد نگهداری شده در آن صدمه وارد نشود .

- در مواقعی که شخصی به وسیله نیتروژن مایع دچار سرگیجه شد یا کمی بیهوش گردید او را به محیطی که کاملاً باز باشد ببرید و از یک پزشک کمک بگیرید اگر تنفس برای او مشکل است از اکسیژن استفاده نماید و در صورت قطع آن از تنفس مصنوعی استفاده کنید ، او را گرم نگهدارید تا پزشک از راه برسد.

- اگر نیتروژن مایع روی دست ، پا و یا صورت بریزد باید محل آسیب‌دیده را با دمای طبیعی بدن به سرعت هر چه بیشتر گرم نگه داشت، پوشش ناحیه را باید از پوست جدا کرد و ناحیه را در حمام آب درجه راد غوطه‌ور کرد.

- نیتروژن مایع مقادیر زیادی گاز تولید می . یک لیتر نیتروژن مایع تقریباً / متر مکعب مربع گاز نیتروژن تولید می‌کند بنابراین در هنگامی که نیتروژن مایع را در ظروف درب بسته ریخته‌اید هنگام باز نمودن آن احتیاط نمایید.

موارد ایمنی و کار با دستگاه مولد نور ماوراءبنفش (UV)

از نور ماوراء بنفش(UltraViolet) برای مشاهده باندهای DNA جداشده روی ژلهای آگارز(Agarose) نيمار شده با محلول اتیدیوم بروماید (Ethidium Bromide) در دستگاه ژل داکيوميشن

(Gel documentation) استفاده می‌شود اثرات UV (باطول موج) بر پوست شامل ایجاد

های پوستی و همچنین سرطان پوست می‌شود و در چشم ورم، آب‌مروارید و سوختگی شبکیه

ایجاد می‌نماید هنگام کار با دستگاههای مختلف مولد نور UV موارد ایمنی زیر را باید رعایت کرد:

پوشاندن تمامی قسمت‌های پوست با استفاده از روپوشهای بلند و دستکشهای محافظ، مخصوصاً زمانی که از UV دستی استفاده می‌شود.

حتماً از عینک محافظ استفاده شود.

ابتدا ژل را بر روی صفحه دستگاه قرار دهید و پس از گذشتن شیشه محافظ UV را روشن نمایید در هنگامی که دستگاه روشن است از جابجا کردن ژل خودداری نماید در این وضعیت ابتدا دستگاه را خاموش نمایید و بعد ژل را جابجا کنید.

شیشه و اشیاء کدر نور UV را جذب می‌نمایند دقت نمایید حتماً بین پوست و چشم شما حتماً مانع شیشه‌ای یا کدر قرار داشته باشد تا از اثر مستقیم نور UV بر آنها جلوگیری شود.

م کار با دستگاه ژل داکویم مواظب باشید که از زوایای کناری شیشه محافظ در معرض نور UV قرار اغلب در هنگام کار با دستگاه اگر به طرفین دستگاه حرکت نمایید به علت فاصله شیشه از دستگاه در

معرض نور UV قرار می‌گیرد.

پس از استفاده از دستگاه و پس از خاموش کردن آن، جایی که ژل قرار داشته است را با آب مقطر و دستمال کاغذی تمیز نمایید.

حفاظت در برابر اشعه

عبارت است از حفاظت نسل‌های آینده انسان و محیط زیست در برابر اثرات بیولوژیکی پرتوها به نحوی که هنوز بتوان از مواد پرتوزا یا رادیواکتیو و دستگاههای پرتو ساز در خدمت به زیستن و رفاه انسان استفاده نمود

خطرات بالقوه کار با منابع پرتوزا

خطر پرتوگیری داخلی بدن: پرتوگیری تمام یا بخشی از بدن از چشمه‌های واقع در داخل بدن.

خطر پرتوگیری خارجی بدن: هر گونه پرتوگیری از دستگاههای پرتو ساز و یا منابع پرتوزا که خارج از بدن

دارند.

راههای حفاظت در برابر آلودگی داخلی بدن

پوشاندن یا محدود نمودن منبع

به اینکه ذرات a دارای برد بسیار کوتاهی در هوا می‌باشند هوا به عنوان یک ماده جاذب بکار برده شود .

مواد جاذبی که دارای عدد اتمی کوچک هستند مانند آب و پلاستیک حفاظ مناسب برای چشمه‌های B را

مواد جاذبی که دارای عدد اتمی بالا هستند مانند سرب حفاظ مناسب پرتوهای X و گاما می

- تجهیز فرد به پوششهای اظتی و ابزار حفاظت دستگاه تنفس

پرتوگیری خارجی را می توان توسط عوامل زیر تا حد مطلوب ومورد نظر کاهش داد.

زمان پرتو گیری: دز (Dose): دریافتی رابطه مستقیم باز ان پرتو دهی دارد.

:تندی دز با مجذور فاصله تاجشبه نسبت عکس دارد.

نوع ومقدار ماده پرتوزا

به منظور تعیین پرتوگیری خارجی افراد، دزیمترهای فردی تهیه شده است،

دزیمتر فردی متداول در ایران است. ملاک بررسی برای تعیین پرتوگیری شدت سیاهی فیلم درون بج می باشد. نظر به اینکه سیاه شدن

فیلم به عوامل مختلف بستگی دارد. جهت استفاده از این دزیمتر باید نکات زیر را رعایت کرد:

درمواقع غیر کار در محلی دور از تابش پرتو نگهداری شود.

در معرض تابش مستقیم نور خور در محل های گرم ومرطوب، در معرض گازهای شیمیائی قرار نگیرد.

هنگام مراجعه به مراکز رادیولژی، دندانپزشکی، رادیو تراپی، پزشکی هسته ای نباید همراه داشته باشد.

لفاف کاغذی فیلم پاره یا سوراخ نشود.

محل قرار گیری فیلم در بج تغییر نکند.

توسط فردی استفاده شود که شماره به نام آن ثبت شده است.

فقط در مؤسسه درخواست کننده استفاده شود.

توصیه های لازم جهت کار با مواد پرتوزا

- فقط افرادی که دارای فیلم بج می باشند اجازه کار با مواد پرتوزا وورود به اتاق رادیوکتیو را دارند.

- محل هائی را از بدن که زخم هستند با پوشش مخصوص پوشانیده تامواد رادیواکتیو از این طریق وارد سیستم عمومی بدن نشوند.
 - آزمایشگاه رادیواکتیو دارای دو جایگاه می باشد (site I, site II) پس از تعیین محل کار، مشخصات خواسته شده در دفترچه اتاق رادیواکتیو را پر نمائید.
 - قبل از شروع کار با استفاده از گایگر، محل کار از نظر آلودگی چک شود.
 - ستفاده از سینی های مخصوص کار با مواد پرتوزا حاوی کیسه زباله و کاغذ جاذب الزامی است.
 - ستفاده از دستکش جراحی وروپوش آزمایشگاه الزامی است.
 - کار با مواد رادیواکتیو حاوی بخار، زیر هود صورت گیرد و استفاده از ماسک الزامی است.
 - انهای مایع، بسته به نوع پرتو () در ظرف مخصوص پسمان مایع جمع آوری گردد.
 - پسمان جامد (دستمال کاغذی، دستکش یکبار مصرف) باید در ظرف مخصوص پسمانهای جامد جمع آوری شود (بسته به نوع پرتو).
 - پس از پایان کار با استفاده از گایگر، محل کار از نظر آلودگی مجدداً چک شود.
 - انتقال وسایل نظیر میکروپیپت، میکروفیوژ، بن ماری و.... از اتاق رادیواکتیو به آزمایشگاههای دیگر اکیداً ممنوع است.
- رفع آلودگی
- رفع آلودگی از داخل سینی مخصوص کار بامواد پرتوزا
- با استفاده از دستمال کاغذی، محلول را از داخل سینی جمع آوری کنید.
 - کیسه زباله و کاغذ جاذب درون آن را به ظرف پسمان جامد منتقل نمائید.
 - با استفاده از گایگر از عدم آلوده بودن سینی اطمینان حاصل فرمائید.
 - در صورت عدم رفع کامل آلودگی، سینی را در درون اتاق پسمان قرار دهید.
- رفع آلودگی از روی میز کار یا زمین
- مقداری دستمال کاغذی روی محلول ریخته شده قرار دهید.
- با استفاده از مار کر ضدآب، اطراف محل آلوده رامشخص نمائید.
- با استفاده از آب و مقداری دستمال کاغذی محل آلوده راچندبار تمیز نمائید.

با استفاده از گایگراز عدم آلوده بودن محل اطمینان حاصل فرمائید.

- رفع آلودگی از روی بدن

- محل هائی را که زخم هستند باپوشش مخصوص ببوشانید تا مواد رادیواکتیو از این طریق وارد سیستم عمومی بدن نشوند.

- بعضی از مواد روغنی بر روی بدن بمالید تا از ورود این مواد از طریق فولیکول‌های مو وسوراخهای غدد ترشخی جلوگیری شود.

- محل آلوده را آب و صابون بشوئید بطوری که قسمت های سالم یا مکانهای حساس تر پوست مثل چشم آلوده نشوند.

- برای رفع آلودگی شدیدتر که لایه های شاخی پوست را هم پاک کند از محلول پرمنگنات پتاسیم استفاده شود و پس از چند دقیقه آن را بشوئید.

پرتوهای ماوراء بنفش (nm -)

اثرات بیولوژیکی پرتوهای ماوراء بنفش بر پوست بدن و چشم محدود می گردد، میزان نفوذ این پرتوها در پوست بدن (nm - /) است.

نحوه کار با لامپ UV

- از آنجا که پرتو ماوراء بنفش بر روی پوست و چشم اثر می گذارد، پوشیدن روپوش واستفاده از عینک محافظ ودستکش هنگام کار با لامپ UV دستی (Transilluminator) الزامی است.

- ابتدا درب دستگاه (Transilluminator) را ، سپس دستگاه را روشن کنید.

- در موقع بریدن قطعه ای از ژل، دستگاه راطوری قراردهیدکه درب آن بطرف شما باز شودوصورت خود راپشت شیشه قرار دهید به گونه ای که پرتو ماوراء بنفش به پوست شما نتابد و در صورت نیاز از عینک مخصوص استفاده شود.

- حتماً در هنگام جابجا کردن ژل، دستگاه خاموش باشد.

- پس از پایان کار، حتماً روی شیشه Transilluminator را با استفاده از دستمال کاغذی خشک کنید.

حفاظت در برابر پرتوهای ماوراء بنفش

- انواع پرتوهای ماوراء بنفش با طول موج های کمتر از nm را به خوبی جذب می کنند.

- غلب اجسامی که در برابر نور معمولی کدر هستند، پرتوهای ماوراء بنفش به خصوص UV-A را جذب می

- در مواردی که شدت پرتوهای ماوراء بنفش زیاد می باشد استفاده از عینک مخصوص ضروری است.

- استفاده از لباس های آستین بلند و کاملاً پوشیده برای کار با پرتوهای ماوراء بنفش توصیه شده است.

- بی احتیاطی در هنگام کار با لامپ UV باعث سوختگی پوست و آسیب دیدگی چشم می شود.

مواد شیمیایی

قبل کار با مواد شیمیایی باید اطلاعات لازم در مورد خواص فیزیکی و شیمیایی ماده مورد نظر را مطالعه کرد (برای مثال اطلاعات فیزیکی و شیمیایی مربوط به متانل از قبیل فرمول، دمای احتراق، نقطه ذوب، رنگ، PH، حلالیت در آب، آسیب هایی که تواند برساند، SR و غیره . (یکی از بهترین منابع برای کسب اطلاعات کاتالوگ مرک می باشد).

از نکات قابل توجه آنست که در چیدمان مواد شیمیایی در آزمایشگاه باید نهایت دقت بعمل بیاید مثلاً ترکیبات شیمیایی مایع و فرار در زیر هودهای شیمیایی با تهویه مناسب قرار گرفته و در قفسه های عمومی از چیدن ترکیباتی که سریع وارد برهم کنش با سایر مواد می شوند، کاملاً اجتناب نمود. همچنین قفسه ها حتی المقدور واجد درب و ده و هوای آزمایشگاه نیز تهویه مناسب داشته باشد. همچنین پوستهای نشان دهنده علائم هشدار دهنده مواد شیمیایی در مکانهای مناسب و در معرض دید افراد نصب شوند. همچنین افراد باید جهت دفع مواد شیمیایی بسیار زیان آور آموزش دیده و تجهیزات و امکانات ضروری، در آزمایشگاهها برای این امور اختصاص جدول برخی از مواد شیمیایی ناسازگار که باید از یکدیگر دور نگه داشته شوند.

Chromic acid, Nitric acid, Permanganates	Acetic Acid
Concetrated nitric acid and sulfuric acid Mixtures, Hydrogen peroxide	Acetone
Carbon dioxide, Carbontelrachlorid, Other Chlorinated hydrocarbons, earth Metals such as sodium, potassium, ...	Alkali and Alkaline
Chlorates, perchlorates, permanganates	Sulfuric acid

from prudent practices in the laboratory Handling and Disposal of chemicals
,National Academy press, 1995.

- چند نکته ایمنی در کار با مواد شیمیایی (مقررات عمومی)
- هیچگاه در آزمایشگاه به تنهایی کار نکنید (مگر با اطلاع سرپرست).
 - از خوردن و آشامیدن در آزمایشگاه جداً خودداری نمایید.
 - هیچگاه کیف و وسایل شخصی خود را در محیط آزمایشگاه نگذارید.
 - به مقررات وقواعد نگهداری مواد شیمیایی مختلف دقت کنید.
 - قبل از توزین یا برداشتن یک ماده برچسب ایمنی آن را مطالعه کنید.
 - هیچگاه ماده ای را مستقیماً با دست برنارید، ضمناً از وسایلی نظیر اسپا وول استفاده کنید.
 - در شکستن و خرد کردن مواد جامد تمرین ودقت کافی بعمل آورید، ممکن است پاشیدن و پرتاب شدن ذرات جامد به صورت شما یا اطراف وخطر انفجار شما را تهدید کند.
 - از مزه کردن وچشیدن هر نوع ماده خودداری کنید.
 - از برداشتن مایعات با پی پت توسط دهان خودداری کنید.
 - از هود و دستکش و گلاوباکس و ماسک برای کار با مواد خورنده یا سمی استفاده کنید.
 - هیچگاه یک حلال یا مایع اشته ال پذیر را روی شعله قرار ندهید.
 - هیچگاه اسیدها، قلیاها، مایعات سمی و یا اشته ال پذیر را در دست

توضیح علائم روی بسته مواد

E(Explosive) در جایی غیر از انبار مواد نگهداری شود (قابل انفجار)

O(Oxidizing- Fire Promoting) (اکسید کننده- قابل اشتعال) تماس با مواد قابل اشتعال به حداقل برسد.

T(Very toxic) (سیار سمی) تماس با بدن به هر شکلی محدود شود (رعایت حداکثر موارد ایمنی).

T(Toxic)

Xn(Harmful) () نباید با دست تماس پیدا کند.

F+(Extremely flammable) (شدت قابل اشتعال) دردمای زیر صفر نگهداری شود.

F(Highly flammable) دردمای زیر $^{\circ}C$

C(Corrosive) (خورنده) ز تماس با کلیه سطوح بدن جلوگیری شود.

Xi(Irritant)

مواد شیمیایی را ز لحاظ سمیت و زیان می توان به یکی از چهار دسته زیر تقسیم کرد:

مواد با زیان بسیار زیاد: شامل مواد سرطان زا، جهش زایا مسموم کننده در تولید مثل و حساسیت زاهای تنفسی

مواد با زیان زیاد: مواد بسیار سمی، مواد سوزاننده و حساسیت زاهای پوستی

مواد با زیان متوسط: مواد مضر، مواد محرک و سوزش آور

مواد با زیان کم: موادی که بعنوان مواد خطرناک شناخته نمی شوند.

به منظور دستیابی به ایمنی بیشتر در آزمایشگاه عوامل چندی را می توان مد نظر داشت از جمله:

الف- آموزش افراد و رعایت اصول ایمنی نسبت به نوع مواد شیمیایی مورد تماس و مصرف و ویژگیهای آنها بصورت کلی و تدریجی

ب- تجهیز آزمایشگاه به وسایل و مواد ضروری مورد نیاز سوانح (مانند جعبه کمک های اولیه، چشم شو، دوش اضطراری، پتوی مخصوص سوانح سوختگی) و آموزش کاربرد صحیح آنها

ج- آموزش کمکهای اولیه

د- تهیه دستور العمل های مدون ایمنی

مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه به سه حالت جامد، گاز و مایع موجود می باشند.

ر کدام از حالات فوق آثار مختلفی بر فیزیولوژی موجود زنده دارند.

الف- مواد شیمیایی بحالت گازی، بخار و یا ذرات معلق که از راه تنفس وارد ریه ها می شوند و آثار فیزیولوژیک خود را بصورت زیر ظاهر می کنند.

مواد التهاب آور و محرک (مثل آمونیاک و اسید هیدروکلریک)

مواد خفگی آور (ساده مثل دی اکسید کربن، شیمیایی مثل منواکسید کربن، اسید سیانیدریک)

مواد بیهوش کننده و مخدر (مثل اتانول و دی اتیل اتر)

سموم سیستمیک (متانول، فنل ها، بنزن، کربن دی سولفید)

ذرات معلق (زبست و سیلیس)

ب- مواد شیمیایی مایع نیز به اشکال زیر آثار خود را بر فیزیولوژی موجود زنده بروز می دهند:

- حلالهای آلی نظیر استون، کلروفرم، سیکلو هگزان، دی اتیل اتر، دی متیل سولفوکسید اتیل الکل، هگزان، متانول، تولوئن، متیلن کلراید و... که علاوه بر اشتعال پذیری آثار مسموم کنندگی دارند و برخی نیز خاصیت سرطان زایی و ناباور کنندگی نشان می دهد.

- معرفهای معدنی محلول مانند اسید سولفوریک، اسید هیدروکلریک، آمونیاک، آب اکسیژنه و... این ترکیبات همگی سوزاننده و برخی خورنده می باشند و هر کدام اثر فیزیولوژیکی متفاوتی دارد.

ج- مواد شیمیایی جامد نیز می توانند باعث مسمومیت یا آثار دیگر شوند.

نکات ایمنی در مورد بعضی از مواد شیمیایی مهم:

کلروفرم

کلروفرم ماده سرطانزاست و سمیت تنفسی کلروفرم زیاد و سمیت پوستی آن کم است.

با کلروفرم تهوع، سرگیجه، خواب آلودگی، کاهش سطح هوشیاری می باشد.

احتیاطهای لازم و کمکهای اولیه

در صورت پاشیدن به چشم، چشم را با آب فراوان به مدت حداقل دقیقه شستشو دهید.

در صورت آغشته شدن پوست فوراً آن را با آب و صابون بشوئید. اگر لباس به کلروفرم آغشته باشد آنرا عوض

در صورت بروز علائم مسمومیت با کلروفرم که معمولاً به سبب تنفس آن پدید می آید فرد را فوراً به هوای آزاد رسانیده در صورت اشکال تنفسی کمکهای اولیه را اجرا نمایید.

در مواردی که مقداری کلروفرم بطور اتفاقی خورده شود باید فرد آسیب دیده را در صورتی که کاملاً هوشیار باشد وادار به استفراغ کرد.

موارد نشت ماده در محیط آزمایشگاه یا ریختن اتفاقی ماده به مقدار زیاد

افراد باید محوطه اطراف را به سرعت ترک کنند و تهویه مناسب برقرار شود. افرادی که مسئول تمیز کردن ماده هستند حتماً باید ماسک تنفسی و پوشش مناسب داشته باشند.

گوانیدین تیوسیانات

این ماده در تماس با اسیدها، عوامل اکسید کننده و گرما، گاز بسیار سمی سیانید هیدروژن را آزاد می نماید. گرد گوانیدین تیوسیانات به مخاط تنفسی و چشم آسیب می رساند.

برای وزن کردن و کار با گرد ماده، زیر هود با پوشیدن دستکش و ماسک کار شود.

هرگز محلول گوانیدین تیوسیانات با محلولهای اسیدی مخلوط نشود.

جهت دور ریختن محلولهای واجد گوانیدین، با سود غلیظ مخلوط شوند.

ماده دیگری به نام گوانیدین هیدروکلراید نیز وجود دارد که کاربرد و خطراتی مشابه با ماده گوانیدین تیوسیانات دارد.

کمکهای اولیه

هنگام تماس اتفاقی با پوست یا چشم با مقدار فراوان آب حداقل به مدت دقیقه شستشو شود.

در صورت استنشاق اتفاقی پودر یا گاز متصاعد شده از محلولهای حاوی تیوسیانات، فرد را فوراً به هوای آزاد

در صورت بلع اتفاقی ماده، فرد آسیب دیده را وادار به استفراغ کنید.

فرد آسیب دیده را فوراً به مرکز فوریتهای پزشکی رسانیده و مسئول آزمایشگاه را در جریان بگذارید.

اکریل آمید

این ماده بشدت نورو توکسین است و از راه پوست و تنفس بسرعت جذب می شود. اکریل آمید بر تولید مثل اثر سوء دارد و ممکن است بروز ناهنجاریهایی در جنین شود همچنین امکان دارد سرطانزا باشد.

اکریل آمید عبارتند از منگی و گیجی، سوزن سوزن شدن، ضعف، عدم تعادل در راه رفتن، اختلال تکلم و لرز.

کمکهای اولیه

ای محلول سازی و توزین پودر اکریل آمید حتماً زیر هود شیمیایی با استفاده از دستکش و ماسک کار شود.

در صورت تماس محلول یا پودر اکریل آمید با پوست محل تماس را با آب فراوان و صابون به مدت دقیقه شستشو دهید. مسئول ایمنی رادر جریان قرار دهید.

هنگام کار با محلول اکریل آمید حتماً دستکش لاتکس بپوشید.

در صورت خورده شدن اتفاقی محلول اکریل آمید فرد آسیب دیده را در صورتی که هوشیار باشد وادار به استفراغ کنید رد راسرع وقت به مرکز فوریتهای پزشکی برسانید.

در صورت تنفس ذرات آکريل آميد فرد آسيب ديده را به فضاي آزاد برسانيد و فرد را به مركز فوريتهاي پزشكي انتقال د .

هنگام ريختن ژل محل كار خود را روزنامه يا لايه جذب كننده (مانند دستمال كاغذي)

گيره ها، شيشه ها و Spacer هاي ژل را بعد از استفاده كاملاً بشوئيد.

ژل غير قابل استفاده را بعد از بستن كامل، با استفاده از دستكش در كيسه اي جداگانه قرار داده و بعد دور

(كريل آميد بصورت ژل كاملاً بسته شده اثر سمی كمتری دارد).

بهتر است بجای پودر آكريل آميد محلولهاي آماده خريداري و مصرف شوند.

مر كاپتواتانل

اين ماده سمی بوده و از راه تنفس و پوست جذب می شود. علائم مسموميت ناشی از مر كاپتواتانل عبارتند

از: حالت گيجی، لرز، گرفتگی گلو، سردرد، تهوع و استفراغ

احتياطات لازم و كمكهاي اوليه

در صورت آلودگی چشم يا پوست محل را دقيقه با آب فراوان شستشو دهيد.

هنگام بروز مسموميت از راه تنفس فرد را به هوای آزاد انتقال دهيد و به مسئول ايمنی اطلاع دهيد.

زير هود شيميایی و با استفاده از دستكش و عينك مح - مر كاپتواتانل كار كنيد.

اتيديوم برومايد

اين ماده موثاژن و سرطانزا است، چشم و دستگاه تنفسی می تواند نفوذ كند.

احتياطات لازم و كمكهاي اوليه

- هنگام كار با اتيديوم برومايد از دستكشهاي پلاستيکی و عينكهاي محافظ و ماسك استفاده شود.

- توزير اتيديوم برومايد حتماً بايد در مكان بسته بدون جريان شديد هوا با استفاده از ماسك و دستكش دو لايه

انجام شود.

- زباله های آلوده به اتيديوم برومايد، با فرها و ژلهاي آلوده به طور مجزا دفع شود.

- دستكش و ساير لوازم آلوده به اتيديوم برومايد را هرگز از اتاق UV خارج نكنيد.

- در صورتی كه لباس يا پوست به اتيديوم برومايد آغشته شود بايد فوراً لباس آلوده را از تن خارج كرد و پوست

را با مقدار فراوان آب و صابون شستشو داد.

- در صورت آلوده شدن چشم باید آن را با آب فراوان به مدت حداقل دقیقه شستشو داد.

- در صورت بروز هر حادثه ای در حین کار با اتیدیوم بروماید مسئول ایمنی یا مسول آزمایشگاه را در جریان قرار دهید.

فنل ماده‌ای سمی و فرار است که از راه پوست و استنشاق بخارات آن وارد بدن می شود. فنل به شدت سوزاننده است. سوختگی های ناشی از فنل به سبب خاصیت بی حس کنندگی موضعی، علیرغم وسعت آسیب و سوختگی ممکن است درد چندانی نداشته باشند فنل و بخارات آن آتش گیر است.
عبارتست از:

درد شکم، سردرد، تهوع و استفراغ، تپش قلب و سرانجام کما و مرگ. در صورتی که فنل روی پوست بریزد، سوختگی های شدید بدون درد ایجاد می کند. مناطقی که فنل به آنها رسیده باشد، رنگ پریده می شود. % ز سطح بدن با فنل می تواند کشنده باشد.

کمکهای اولیه

فردی را که با بخار فنل مسموم شده باشد فوراً باید از محل دور کرد و به فضای آزاد رسانید تا به راحتی تنفس کند در صورت نیاز تنفس مصنوعی انجام بگیرد.

در صورت ریختن اتفاقی فنل لباس آلوده به فنل باید فوراً از تن خارج شده و محل تماس با مقدار زیاد آب شستشو داده شود. شستشو باید آنقدر ادامه یابد تا رنگ پوست محل آسیب دیده از حالت رنگ پریده به صورتی کم رنگ تغییر رنگ دهد.

در صورت پاشیدن اتفاقی فنل به چشم باید چشم فرد آسیب دیده با جریان مداوم آب حداقل به مدت دقیقه شستشو شود و فرد آسیب دیده پس از شستشوی چشم باید به چشم پزشک مراجعه نماید.

نکته مهم اینکه در صورت بروز هر کدام از موارد فوق پس از اقدام اولیه فرد آسیب دیده باید به مرکز فوریتهای پزشکی منتقل شود.

نکات عملی کار با فنل در آزمایشگاه

بدلیل انتشار بخارات سمی فنل در هوا، عمل اشباع و موازنه کردن این ماده و نیز استفاده از آن برای استخراج DNA RNA حتماً باید زیر هود شیمیایی با تهویه مناسب انجام بگیرد.

هنگام کار با این ماده حتی الامکان از روپوش آزمایشگاه و دستکش محافظ (حداقل لاتکس) و در صورت امکان از عینک محافظ، پیش بند و کفش های پوشیده استفاده شود.

هنگام کار با فنل باید از هر نوع منبع اشتعال دور باشیم.

در صورت آلودگی محیط کار (سطح میز یا زمین) با محلول فنل باید:

- هر نوع منبع اشتغال را از محیط دور کرد.

- نضای آلوده را هر چه سریعتر تهویه نمود.

- جهت خنثی کردن فنل از آهک خشک و یا جوش شیرین (محلولهای قلیایی ضعیف) استفاده نمود.

- چون فنل بسیار در آب محلول است، می توان سطح آلوده را با مقدار فراوان آب شستشو داد.

ذخیره سازی مواد

در حین انجام آزمایشها همیشه با موادی کار می کنیم که یکی از این موارد هستند موادی که خریداری می

موادی تقسیم بندی می شوند یا دوباره بسته بندی می شود، نمونه

آوری می شوند، موادی مانند سوبهها کلونها و ... آیند. همه این گونه موارد ممکن است

روزی مورد استفاده سایرین قرار گیرد و یا سایرین در معرض آنها قرار گیرند. بنابراین لازم است به دو شکل

اطلاعات مربوط به مواد ذخیره شده حفظ گردند:

الف_ در روی بطری و یا بسته بندی بایستی حداقل اطلاعات زیر درج شوند:

نام ماده

نام سازنده (نام شرکت یا تهیه کننده)

تاریخ تهیه

تاریخ انقضاء یا مدت پایداری

نوع خطر

شرایط نمونه در زمان دریافت و منبع آن

ب_ فهرست موارد موجود: معمولاً پس از طبقه بندی مواد، اطلاعات زیر معمولاً در جداولی

که به راحتی قابل مراجعه و یازیبایی باشند درج می گردد.

نام ماده

نام سازنده

تاریخ تهیه

تاریخ انقضاء و یا مدت پایداری

نوع خطر

محل ذخیره

یادداشت برداری و تهیه گزارش (Documentations)

علاوه بر نحوه انجام پژوهش و رعایت نکات ایمنی، نحوه یادداشت برداری در موارد زیر نیز جزو شرایط GLP :

تهیه طرح پژوهشی

انجام آزمایش و یادداشت برداری از داده های خام

تجزیه و تحلیل داده ها و گزارش پیشرفت کار

ذخیره سازی مواد

ارائه مقاله

لازم به ذکر است به دلایل متعدد نگارش یادداشت ها و گزارش ها به زبان انگلیسی همواره توصیه می شود.

تهیه طرح پژوهشی

اگرچه معمولاً تهیه طرح پژوهشی در پرسشنامه های سازمان بررسی کننده است. در اکثر موارد زیر در یک طرح پژوهشی می آیند بطوریکه پژوهشگر ضمن آنکه مراحل بعدی کار خود را طراحی می کند، به دیگران نیز امکان بررسی و داوری آنرا بدهد .

الف - بیان مسئله و اهمیت آن (significance)

ب- گرایش برای حل مسئله (Approach) _ شامل زاویه برخورد برای حل مسئله، آزمایش ها و مراحل

اجرایی طرح

ج - قابلیت انجام (Feasibility): امکانات موجود و مورد نیاز و نحوه تهیه آنها نیروی انسانی و وظایف هر یک، زمان بندی، بودجه و....

انجام آزمایش و یادداشت برداری از داده‌های خام (Raw data)

قبل از شروع هر آزمایش، با توجه به طرح پژوهشی و اطلاعات بدست آمده از آزمایش‌های قبلی، جزئیات عملیات بعدی یادداشت گردد که حداقل شامل موارد زیر است:

الف - تاریخ انجام آزمایش (این تاریخ می تواند به عنوان شماره مرجع نیز استفاده شود).

ب - موضوع مورد آزمایش

ج - مواد و لوازم مورد استفاده

د - پروتکل مورد استفاده

ه - نام و شماره نمونه

و - جزئیات مربوط به واکنش (نام متد، غلظتها و مقادیر مورد استفاده)

ز - برنامه اجرا شده مدت زمان آزمایش و شرایط آن

ح - یادداشت برداری از داده‌های بدست آمده مانند درج عکس و نوشتن اطلاعات مربوط زیر یا کنار آن
تذکرات

- Raw data بایستی طوری باشد که بتوان آزمایش انجام شده را از ابتدا بازسازی کرد.

- جمع آوری داده ها بایستی بطور کامل و صحیح بلافاصله پس از انجام آزمایش یادداشت شوند.

- یادداشت ها بایستی گویای Who, What, when, why, where

- داده های قبلی () حذف

- همواره محرمانه بودن اطلاعات مورد توجه قرار گیرد.

گزارش پیشرفت کار

این گزارش از یک نگاه محصول کار و سرمایه گذاری فرد و مرکز است. ما بایستی طوری تهیه شود که بخوبی

کارهای انجام شده و نتایج بدست آمده را منعکس نماید و ضمناً قابل استفاده برای پژوهشگران بعدی باشد.

انتظار می رود هر گزارش شامل بخش های زیر می باشد:

الف - عنوان طرح و بخش مورد آز

ب- زمان و شماره ترتیب گزارش

ج- نام افرادی که در انجام آن بخش دخالت داشته اند و محدوده کاری هر یک

د- مقدمه متشکل برمروری بر اطلاعات موجود و ماهیت و دلایل پژوهش انجام شده

ه- مواد و روشهای مورد استفاده- مانند مقالات

و- نتایج بدست آمده که بصورت اطلاعات تجزیه و تحلیل شده ارائه می شود. معمولاً درست نیست داده‌های

خام آورده شوند مگر آنکه دارای اهمیتی خاص باشد. جداول و شکل بایستی بطور مستقل نیز گویا باشند.

ز- بحث و ارزیابی نتایج بدست آمده بویژه در ارتباط با اطلاعات قبلی و پژوهشهای دیگر و ارائه جمع بندی

ح- نحوه ذخیره سازی نمونه ها و محصولات احتمالی) و بیان آدرس دقیق محل نگهداری

آنها

ط -

: گزارش پیشرفت توسط مجری طرح امضاء میشود و مسء مفاد آن با وی است.

ذخیره سازی مواد

در حین انجام آزمایشها همیشه با موادی کار می از این موارد هستند موادی که خریداری می

شود، نمونه موادی تقسیم بندی می‌شوند یا دوباره بسته بندی می

آوری می‌شوند ، موادی مانند سویه‌ها کلونها و ... آیند . همه این گونه موارد ممکن است

روزی مورد استفاده سایرین قرار گیرد و یا سایرین در معرض آنها قرار گیرند. بنابراین لازم است به دو شکل

اطلاعات مربوط به مواد ذخیره شده حفظ گردند:

الف _ در روی بطری و یا بسته بندی بایستی حداقل اطلاعات زیر درج شوند:

نام ماده

نام سازنده (نام شرکت یا تهیه کننده)

تاریخ تهیه

تاریخ انقضاء یا مدت پایداری

نوع خطر

شرایط نمونه در زمان دریافت و منبع آن

ب _ فهرست موارد موجود: معمولاً پس از طبقه‌بندی مواد، اطلاعات زیر معمولاً در جداولی که به راحتی قابل مراجعه و بازیابی باشند درج می‌گردد.

نام ماده

نام سازنده

تاریخ تهیه

تاریخ انقضاء و یا مدت پایداری

نوع خطر

محل ذخیره

ارائه مقالات

چارچوب مقاله یا چکیده مقاله معمولاً توسط ناشر و یا برگزارکننده کنفرانس‌ها تعیین می‌شود. آنچه لازم است در اینجا اشاره شود این است که انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به طرح‌های پژوهشی مرکز تحت نظر مجری طرح صورت می‌گیرد و مسئولیت انتشار این اطلاعات بعهده وی است. این مسئولیت شامل درست یا نادرست بودن اطلاعات منتشر شده و در نظر گرفتن منافع طرح و مرکز است. استعلام از امور پژوهشی مرکز در موارد تردید آمیز قویاً توصیه می‌شود.

بایگانی پژوهشی مرکز

بر طبق روال فعلی مرکز، تا پایان هر طرح کلیه اطلاعات در اختیار مجری طرح قرار دارند. لکن در هنگام تسویه حساب و در صورتی که طرح بعدی ادامه طرح قبلی نباشد کلیه اطلاعات خام (دفاتر و...) تحویل امور پژوهشی می‌گردد. این موضوع در مورد محصولات طرح اعم از کیت، سویه، کلون و... نیز صادق است. مور پژوهشی نیز سیستم نگهداری آنها را تهیه می‌بیند بطوریکه به عنوان اسناد محرمانه و اموال مرکز محافظت شوند. تنها افراد مجاز می‌توانند به این اطلاعات و مواد دسترسی داشته باشند.

:(Index)

داده های کلی (General Data) :

- کد های ژنتیکی (The Genetic Code) :

Second Position							
First Position (5' end)		U	C	A	G		
	U	UUU Phe UUC UUA Leu UUG	UCU UCC Ser UCA UCG	UAU Tyr UAC UAA Stop UAG Stop	UGU Cys UGC UGA Stop UGG Trp	U C A G	Third Position (3' end)
	C	CUU Leu CUC CUA CUG	CCU CCC Pro CCA CCG	CAU His CAC CAA Gln CAG	CGU Arg CGC CGA CGG	U C A G	
	A	AUU Ile AUC AUA AUG Met	ACU Thr ACC ACA ACG	AAU Asn AAC AAA Lys AAG	AGU Ser AGC AGA Arg AGG	U C A G	
	G	GUU Val GUC GUA GUG	GCU Ala GCC GCA GCG	GAU Asp GAC GAA Glu GAG	GGU Gly GGC GGA GGG	U C A G	

Termination Signals

UAA (Ochre)

UAG (Amber)

UGA (Opal)

Single Letter Code

A = adenosine

C = cytidine

G = guanosine

T = thymidine

B = C or G or T

D = A or G or T

H = A or C or T

K = G or T

M = A or C

N = A or C or G or T

R = A or G

S = C or G


V = A or C or G

W = A or T


Y = C or T

- ساختارهای اسیدهای آمینه (Amino Acid Structures):


Small




Glycine (Gly, G)
MW: 57.05




Alanine (Ala, A)
MW: 71.09



Serine (Ser, S)
MW: 87.08, pK_a ~ 16




Threonine (Thr, T)
MW: 101.11, pK_a ~ 16




Cysteine (Cys, C)
MW: 103.15, pK_a = 8.35

Nucleophilic


Hydrophobic




Valine (Val, V)
MW: 99.14




Leucine (Leu, L)
MW: 113.16



Isoleucine (Ile, I)
MW: 113.16




Methionine (Met, M)
MW: 131.19




Proline (Pro, P)
MW: 97.12


Aromatic



Phenylalanine (Phe, F)
MW: 147.18




Tyrosine (Tyr, Y)
MW: 163.18




Tryptophan (Trp, W)
MW: 186.21

Acidic




Aspartic Acid (Asp, D)
MW: 115.09, pK_a = 3.9




Glutamic Acid (Glu, E)
MW: 129.12, pK_a = 4.07

Amide




Asparagine (Asn, N)
MW: 114.11




Glutamine (Gln, Q)
MW: 128.14


Basic



Histidine (His, H)
MW: 137.14, pK_a = 6.04




Lysine (Lys, K)
MW: 128.17, pK_a = 10.79



Arginine (Arg, R)
MW: 156.19, pK_a = 12.48


- جفت باز های DNA

ساختار پیوند آدنین و تیمین : این دو باز DNA به وسیله دو پیوند هیدروژنی به هم متصل می شوند. پیکانها جهت رشته DNA از سمت راست را نشان می



دهد.

ساختار پیوند گوانین و سیتوزین: این دو باز DNA به وسیله پیوند هیدروژنی به هم متصل می شوند. پیکانها جهت رشته DNA از سمت راست را نشان می دهد.



- داده های نوکلئیک اسید (Nucleic Acid Data)

Average weight of a DNA basepair (sodium salt) = 650 daltons

1.0 A_{260} unit ds DNA = 50 $\mu\text{g/ml}$ = 0.15 mM (in nucleotides)

1.0 A_{260} unit ss DNA = 33 $\mu\text{g/ml}$ = 0.10 mM (in nucleotides)

1.0 A_{260} unit ss RNA = 40 $\mu\text{g/ml}$ = 0.11 mM (in nucleotides)

MW of a double-stranded DNA molecule = (# of base pairs) X (650 daltons/base pair)

Moles of ends of a double-stranded DNA molecule = $2 \times (\text{grams of DNA}) / (\text{MW in daltons})$

Moles of ends generated by restriction endonuclease cleavage:

a) circular DNA molecule: $2 \times (\text{moles of DNA}) \times (\text{number of sites})$

b) linear DNA molecule: $2 \times (\text{moles of DNA}) \times (\text{number of sites}) + 2 \times (\text{moles of DNA})$

$1 \mu\text{g}$ of 1000 bp DNA = 1.52 pmol = 9.1×10^{11} molecules
 $1 \mu\text{g}$ of pUC18/19 DNA (2686 bp) = 0.57 pmol = 3.4×10^{11} molecules
 $1 \mu\text{g}$ of pBR322 DNA (4361 bp) = 0.35 pmol = 2.1×10^{11} molecules
 $1 \mu\text{g}$ of M13mp18/19 DNA (7249 bp) = 0.21 pmol = 1.3×10^{11} molecules
 $1 \mu\text{g}$ of \square DNA (48502 bp) = 0.03 pmol = 1.8×10^{10} molecules

1 pmol of 1000 bp DNA = 0.66 μg
 1 pmol of pUC18/19 DNA (2686 bp) = 1.77 μg
 1 pmol of pBR322 DNA (4361 bp) = 2.88 μg
 1 pmol of M13mp18/19 DNA (7249 bp) = 4.78 μg
 1 pmol of \square DNA (48502 bp) = 32.01 μg

1.0 kb DNA = coding capacity for 333 amino acids \square 37,000 dalton protein
 10,000 dalton protein \square 270 bp DNA

50,000 dalton protein \square 1.35 kb DNA

- ایزو توپ ها :

Isotope	Particle Emitted	Half Life
^{14}C	\square	5,730 years
^3H	\square	12.3 years
^{125}I	\square	60 days
^{32}P	\square	14.3 days
^{33}P	\square	25 days
^{35}S	\square	87.4 days

- اسیدها و بازها :

Compound	Formula	Molecular Weight	Specific Gravity	% by Weight	Conc. Reagent Molarity
Acetic acid, glacial	CH ₃ COOH	60.0	1.05	99.5	17.4
Formic acid	HCOOH	46.0	1.20	90	23.4
Hydrochloric acid	HCl	36.5	1.18	36	11.6
Nitric acid	HNO ₃	63.0	1.42	71	16.0
Perchloric acid	HClO ₄	100.5	1.67	70	11.6
Phosphoric acid	H ₃ PO ₄	98.0	1.70	85	18.1
Sulfuric acid	H ₂ SO ₄	98.1	1.84	96	18.0
Ammonium hydroxide	NH ₄ OH	35.0	0.90	28	14.8
Potassium hydroxide	KOH	56.1	1.52	50	13.5
Sodium hydroxide	NaOH	40.0	1.53	50	19.1
β-mercaptoethanol	HSCH ₂ CH ₂ OH	78.1	1.11	100	14.3

- پروتئین ها :

Bacterial Cells: E. coli or Salmonella typhimurium

Cell Data	per cell	per liter at 10 ⁹ cells per ml
Wet Weight	9.5 X 10 ⁻¹³ g	0.95 g
Dry Weight	2.8 X 10 ⁻¹³ g	0.28 g
Total Protein	1.55 X 10 ⁻¹³ g	0.15 g

Volume	$1.15 \mu\text{m}^3 = 1 \text{ femtoliter}$	
Protein Conc. in the cell: 135 mg/ml		
Theoretical maximum yield for a 1 liter culture (10^9 cells /ml) if protein of interest is:		
0.1%	of total protein:	150 $\mu\text{g/liter}$
2.0%	of total protein:	3 mg/liter
50.0% of total protein: 75 mg/liter		

- خصوصیات ژنی پلاسمید :

Gene	Gene Product # of Residues	Molecular Weight (daltons)
<i>tet</i> (pBR322)	401 bp	43,267
<i>amp</i> (pBR322)	286	31,515
<i>kan</i> (pACYC177)	264	29,047
<i>cam</i> (pACYC184)	219	25,663
<i>lacZ'</i> alpha (pUC19)	107	12,232
<i>lacZ</i>	1,023	116,351

- خصوصیات فیزیکی نوکلئوتید :

Compound	Molecular Weight	λ max (pH 7.0)	Absorbance at λ max 1 M solution (pH 7.0)
ATP	507.2	259	15,400
CTP	483.2	271	9,000

GTP	523.2	253	13,700
UTP	484.2	262	10,000
dATP	491.2	259	15,200
dCTP	467.2	271	9,300
dGTP	507.2	253	13,700
dTTP	482.2	267	9,600

- الکتروفورزها :

لف - تفکیک ژل آگارز :

Amount of Agarose in gel (% w/v)	Optimum Resolution for Linear DNA (kb)
0.5	30 to 1.0
0.7	12 to 0.8
1.0	10 to 0.5
1.2	7 to 0.4
1.5	3 to 0.2
2.0	2 to 0.1

ب- ی حرکت مارکر از خلال ژل اکریل آمید :

% polyacrylamide	Bromophenol blue ^a	Xylene cyanol FF ^a
5	35	130
6	26	106
8	19	76
10	12	55

^a The numbers are the approximate sizes of DNA (in nucleotides) with which the marker dye co-migrates

ج- دامنه موثر تفکیک DNA در ژل های پلی اکریل آمید :

% polyacrylamide		Bromophenol blue ^a	Xylene cyanol FF ^a
5		35	130
6		26	106
8		19	76
10		12	55
20		8	28

د - غلظت پیشنهادی اکریل آمید برای تفکیک پروتئین :

% Acrylamide in resolving Gel	Separation size range ($M_r \times 10^3$)
5	36-205
7.5	24-205
10	14-205
12.5	14-66*
15	14-45*


* The large proteins fail to move significantly into the gel

- pH و دمای بافر تریس :

pH of Tris Buffer (0.05 M)		
5°C	25°C	37°C
7.76	7.20	6.91
7.89	7.30	7.02
7.97	7.40	7.12
8.07	7.50	7.22
8.18	7.60	7.30
8.26	7.70	7.40
8.37	7.80	7.52
8.48	7.90	7.62
8.58	8.00	7.71
8.68	8.10	7.80
8.78	8.20	7.91
8.88	8.30	8.01
8.98	8.40	8.10
9.09	8.50	8.22
9.18	8.60	8.31
9.28	8.70	8.42

- سیستم بافری مورد استفاده برای نوکلئیک اسیدها، پپتیدها و پروتئین ها :

a) Sodium acetate buffer





$\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ Mr 136.08 CAS No [6131-90-4] EC No 2048238

Titrated with Hydrochloric Acid covering the pH range 3.6 to 5.6.

b) Sodium citrate buffer


b) Sodium citrate buffer



$\text{C}_6\text{H}_5\text{Na}_3\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ Mr 294.10 CAS No [6132-04-3] EC No 2006753

Titrated with Hydrochloric Acid covering the pH range 4.2 to 6.5.

c) 2-Morpholinoethanesulfonic acid monohydrate,




MES

$\text{C}_6\text{H}_{13}\text{NO}_4\text{S} \cdot \text{H}_2\text{O}$ Mr 213.25 CAS Number [4432-31-9] EC No 2246323

Titrated with Hydrochloric Acid covering the pH range 5.2 to 7.1.

d) 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid Sodium salt,




HEPES-Na

C₈H₁₇N₂NaO₄S Mr 260.30 CAS No [75277-39-3] EC No 2781697

Titrated with Hydrochloric Acid covering the pH range 6.8 to 8.2.

e) Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride,



Tris

C₄H₁₁NO₃ • HCl Mr 157.60 CAS No [1185-53-1] EC No 2146845

Titrated with Sodium Hydroxide covering the pH range 7.0 to 9.0.

Periodic Table of the Elements

New Original																		
1																	18	
IA																	VIIIA	
1 H Hydrogen 1.00794																	2 He Helium 4.002602	
3 Li Lithium 6.941	4 Be Beryllium 9.012182																	10 Ne Neon 20.1797
11 Na Sodium 22.98976928	12 Mg Magnesium 24.304																	18 Ar Argon 39.948
19 K Potassium 39.0983	20 Ca Calcium 40.078	21 Sc Scandium 44.955912	22 Ti Titanium 47.88	23 V Vanadium 50.9415	24 Cr Chromium 51.9961	25 Mn Manganese 54.938044	26 Fe Iron 55.845	27 Co Cobalt 58.933200	28 Ni Nickel 58.6934	29 Cu Copper 63.546	30 Zn Zinc 65.408	31 Ga Gallium 69.723	32 Ge Germanium 72.630	33 As Arsenic 74.9216	34 Se Selenium 78.96	35 Br Bromine 79.904	36 Kr Krypton 83.798	
37 Rb Rubidium 85.4678	38 Sr Strontium 87.62	39 Y Yttrium 88.90584	40 Zr Zirconium 91.224	41 Nb Niobium 92.90638	42 Mo Molybdenum 95.94	43 Tc Technetium 98	44 Ru Ruthenium 101.07	45 Rh Rhodium 101.072	46 Pd Palladium 106.42	47 Ag Silver 107.8682	48 Cd Cadmium 112.411	49 In Indium 114.818	50 Sn Tin 118.710	51 Sb Antimony 121.757	52 Te Tellurium 127.6	53 I Iodine 126.90545	54 Xe Xenon 131.29	
55 Cs Cesium 132.90545	56 Ba Barium 137.327	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 57 to 71 89 to 103 </div>																86 Rn Radon 222
87 Fr Francium 223	88 Ra Radium 226																	72 Hf Hafnium 178.49
Atomic masses in parentheses are those of the most stable or common isotope.																		
Copyright © 1989 by McGraw-Hill, Inc. All rights reserved. http://www.mh.com/periodic																		
57 La Lanthanum 138.905	58 Ce Cerium 140.116	59 Pr Praseodymium 140.90765	60 Nd Neodymium 144.24	61 Pm Promethium 144.9127	62 Sm Samarium 150.36	63 Eu Europium 151.964	64 Gd Gadolinium 157.25	65 Tb Terbium 158.92534	66 Dy Dysprosium 162.503	67 Ho Holmium 164.93032	68 Er Erbium 167.259	69 Tm Thulium 168.93421	70 Yb Ytterbium 173.04	71 Lu Lutetium 174.967				
89 Ac Actinium 227	90 Th Thorium 232.0381	91 Pa Protactinium 231.03688	92 U Uranium 238.02891	93 Np Neptunium 237	94 Pu Plutonium 244	95 Am Americium 243	96 Cm Curium 247	97 Bk Berkelium 247	98 Cf Californium 251	99 Es Einsteinium 252	100 Fm Fermium 257	101 Md Mendelevium 258	102 No Nobelium 259	103 Lr Lawrencium 262				

Note: The subgroup numbers 1-10 were adopted in 1984 by the International Union of Pure and Applied Chemistry. The names of elements 112-118 are the Latin equivalents of those numbers.

Acetone CH_3COCH_3	Colourless volatile liquid with sweetish odour; m.p. -95°C ; b.p. 56°C ; miscible with water.	Slight eye, nose and throat irritation. Inhalation may cause dizziness, narcosis and coma.	Highly flammable; flashpoint -18°C explosive limits 2.2-12.8%.	Keep container in well-ventilated area; keep away from sources of ignition. Do not breathe vapour. Use respiratory protection; wear eye protection.	Reacts violently with oxidizers (e.g. chromic and nitric acids) and chloroform in the presence of base. Incompatible with concentrated sulfuric and nitric acid mixtures.	Earth/ground large containers and vessels to prevent static electricity.
Acetonitrile CH_3CN	Colourless liquid with an aromatic odour; m.p. -48°C b.p. 82°C .	Respiratory eye and skin irritation. Exposure may result in convulsions numbness, cyanide poisoning.	Highly flammable; flashpoint 12.8°C explosive limits 3.0-16%.	No open flames, no sparks, no smoking, no contact with oxidants. Use only in areas free of ignition sources. Store in tightly sealed containers in areas separate from oxidizers. Work with exhaust ventilation. Avoid skin, eye and mucous membrane contact. Use respiratory protection and rubber gloves.	Reacts with caustic acids and bases, producing toxic fumes. Reacts with strong oxidizers. Attacks some forms of plastic, rubber and coatings. Decomposes on burning producing hydrogen cyanide and nitrogen oxides.	OTHER HAZARDS
Acetylene $\text{HC}\equiv\text{CH}$	Colourless gas with a faint, ethereal or garlic-like odour; shipped under pressure, dissolved in acetone m.p. -81°C sublimes at -84°C	Simple asphyxiant; frostbite on skin contact.	Extremely flammable; flammable range 2.5-100%.	For skin protection use cold-insulating gloves and safety goggles or face shield. No open flames, no sparks, no smoking. Work with local exhaust ventilation, explosion-proof electrical equipment and lighting.	Strong reducing agent; reacts violently with oxidants and with fluorine or chlorine under influence of light. Reacts with copper, silver and mercury or their salts, forming shock-sensitive compounds.	
Acetic anhydride $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$	Colourless liquid with a strong pungent, vinegar like odour; m.p. -73°C b.p. 139°C .	Severe irritation of eyes and upper respiratory tract irritation; corrosive action. Effects may be delayed.	Flammable; evolves irritation or toxic fumes or gases in a fire; flashpoint 49°C explosive limits 2.7-10.3%.	No open flames, no sparks, no smoking. Prevent skin and eye contact.	Reacts violently with boiling water, steam, strong oxidants, alcohols, amines, strong bases and many other compounds. Attacks many metals in presence of water.	

Formaldehyde solution (37–41% formaldehyde with 11–14% methanol) HCHO	Colourless liquid with a pungent odour; b.p. 96 °C; miscible with water.	Severe irritation of eyes and skin; irritation of respiratory tract; prolonged exposure to the vapour may cause asthma-like symptoms, conjunctivitis, laryngitis, bronchitis or bronchopneumonia. May cause sensitization by skin contact. Possible risk of irreversible health effects. Possible carcinogen.	Flashpoint 50 °C.	Wear protective clothing such as plastic apron, rubber or plastic gloves and chemical-grade goggles. Work in fume cupboard or well-ventilated area.	Can react vigorously with oxidizers, with nitromethane to produce explosive products, with hydrochloric acid to produce the potent carcinogen bis (chloromethyl) ether.	Concentrated formaldehyde solutions become cloudy if stored below 21 °C and should be kept at 21–25 °C. Dilute solutions (1–5%) and medium-strength solutions (5–25%) retain many of the hazards of the concentrated form.
--	--	---	-------------------	---	---	--

Glutaraldehyde OHC(CH ₂) ₃ CHO	Colourless or pale yellow solution with pungent odour; m.p. -14 °C; b.p. 130 °C.	Severe irritation of eyes and upper respiratory tract; prolonged inhalation causes eye or skin contact.		Work in fume cupboard or well-ventilated area. Wear rubber or plastic gloves and eye protection.	Can react vigorously with oxidizers.	Often supplied in aqueous solution at various concentrations with added stabilizer to
--	--	---	--	--	--------------------------------------	---

CHEMICAL	PHYSICAL PROPERTIES	HEALTH HAZARDS	FIRE HAZARDS	SAFETY PRECAUTIONS	INCOMPATIBLE CHEMICALS	OTHER HAZARDS
Silver nitrate AgNO ₃	White crystals; m.p. 212 °C; b.p. 444 °C; soluble in water.	May cause severe irritation and burns to eyes and skin. Corrosive by ingestion. May cause a red-blue discoloration of the skin on long-term or repeated exposure (argyria).	Not combustible but enhances combustion of other substances.	Prevent dispersion of dust. Observe strict hygiene. Wear protective rubber or plastic gloves, and face shield or eye protection in combination with respiratory protection. In case of contact with eyes, rinse with water and seek medical advice.	Ammoniacal solutions can precipitate explosive silver nitrite in the presence of case or glucose. Can form explosive products with ethanol and may cause explosive polymerization with acrylonitrile. May cause ignition of explosion if mixed with charcoal, magnesium, phosphorus or sulfur.	
Sodium azide N ₃ Na	Colourless crystalline solid; m.p. 300 °C; soluble in water.	Very toxic by ingestion, inhalation and skin contact, may cause burns. Dust and solution irritate eyes and skin; may be absorbed through skin.	Decomposes explosively when heated above its melting point. Gives off toxic fumes when heated; do not use water to extinguish fires.	In case of contact with skin, wash immediately. Do not inhale dust. Wear rubber or plastic gloves and eye protection.	Explosive reactions with bromine, carbon disulfide or chromyl chloride. Solid reacts with heavy metals including copper, lead and mercury to form explosive metal azide salts. On contact with acid, develops highly toxic and explosive gas.	
Sodium selenite NaHSeO ₃	Colourless, white crystalline powder; soluble in water.	Toxic by ingestion and inhalation of dust; possible danger of cumulative effects. Experimental teratogen. Prolonged skin contact may cause dermatitis.		Wear protective clothing	Oxidizing agents.	

CHEMICAL	PHYSICAL PROPERTIES	HEALTH HAZARDS	FIRE HAZARDS	SAFETY PRECAUTIONS	INCOMPATIBLE CHEMICALS	OTHER HAZARDS
Perchloric acid HClO_4	Colourless liquid; miscible with water.	Corrosive; causes severe burns to eyes and skin and if ingested. Vapour is corrosive to eyes, skin, and respiratory tract. Inhalation of vapours may cause lung oedema.	Powerful oxidizing agent. Not combustible but enhances combustion of other substances.	Avoid breathing vapour and other exposure wear protective clothing including nitrile gloves, eye and face protection. With hot solutions work in fume cupboard or hood.	Combustible materials and reducing agents; acetic anhydride, bismuth and its alloys, alcohol, metal, paper, wood and other organic materials.	Powerful oxidizing agent; may form explosive products if in contact with many inorganic and organic materials; contaminated wooden floors, benches, etc. May explode on percussion.
Phenol $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$	Colourless or pale pink crystals with characteristic odour; m.p. 41 °C; b.p. 182 °C; soluble in water.	Substance and vapours are corrosive to eyes, skin and respiratory tract causing severe burns; absorbed through skin. Central nervous system disturbance, coma. Kidney and liver damage. Symptoms include abdominal pain, vomiting, diarrhoea, skin irritation, eye pain. Prolonged contact with dilute solutions may cause dermatitis.	Flashpoint 80 °C flammable range 1.7–6%.	Do not breathe vapour; use respiratory protection. Avoid eye and skin contact. Work in fume cupboard. Wear nitrile gloves and eye protection. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical advice; in case of contact with skin, remove any contaminated clothing and swab the contaminated area with glycerol, polyethylene glycol 300 or a mixture of liquid polyethylene glycol (70%) and methylated spirit (30%) and then flush with water.	Reacts with oxidants causing fire and explosion hazard.	

Sodium cyanide NaCN	White crystalline powder with almond odour; m.p. 563 °C b.p. 1496 °C; very soluble in water.	Extremely toxic by ingestion, inhalation and skin contact; severely irritating to eyes. May be absorbed through skin. Repeated exposure may affect thyroid.	May give off toxic fumes in a fire.	Do not inhale dust; use respiratory protection. Avoid eye and skin contact. In case of contact with skin, wash immediately with water and remove contaminated clothing. Wear chemical-grade goggles and rubber or plastic gloves. Keep in a securely locked, ventilated store.	Liberates extremely toxic hydrogen cyanide (HCN) gas on contact with acids or with water containing dissolved carbon dioxide. Can form explosive mixtures with nitrites.	Treat spillage of solutions with bleaching powder (sodium hypochlorite) and leave for 24 h. Sweep up solid spills carefully and add to water containing bleaching powder; leave for 24 h before discarding. Keep cyanide antidote kit available in the laboratory.
Sodium hydroxide NaOH	Colourless flakes, powder, pellets or sticks; m.p. 318 °C b.p. 1390 °C; soluble in water.	Solid and concentrated solute. Inhalation of dust causes damage to respiratory tract, lung oedema. Corrosive by ingestion. Dilute solutions irritating to eyes or may cause severe damage if eye contact is prolonged.	Not combustible. Contact with moisture or water may generate sufficient heat to ignite combustible substances.	In case of contact with eyes rinse immediately and seek medical advice; in case of contact with skin wash immediately with water, remove contaminated clothing. Wear rubber or plastic gloves and eye protection even with dilute solutions.	Evolves large quantity of heat when mixed with water. Reacts vigorously with chloroform-methanol mixtures and with strong acids.	Store in well-sealed container in dry place.

CHEMICAL	PHYSICAL PROPERTIES	HEALTH HAZARDS	FIRE HAZARDS	SAFETY PRECAUTIONS	INCOMPATIBLE CHEMICALS	OTHER HAZARDS
Sodium hypochlorite solution (10–14% available chlorine) NaOCl	Colourless or pale yellow solution with chlorine odour; miscible with water.	Corrosive to eyes and skin; corrosive by ingestion and to respiratory tract. Inhalation may cause lung oedema. Repeated exposure may cause skin sensitization.	Strong oxidant. May give off toxic fumes in a fire.	In case of contact with eyes, rinse immediately with water and seek medical advice; in case of contact with skin, wash immediately. Do not inhale vapour; use respiratory protection. Work in well-ventilated area. Wear rubber or plastic gloves and chemical-grade eye protection.	Liberates highly toxic gas in contact with acids. Can react vigorously with combustible and reducing compounds. May react with nitrogen compounds to form explosive N-chloro-compounds; may react violently with methanol.	Gradually loses chlorine during storage; dilute solutions used as disinfectant rapidly deteriorate. Store away from acids in a dark, cool, well-ventilated area.
Sulfuric acid H ₂ SO ₄	Colourless, odourless viscous liquid; m.p. 10 °C b.p. (decomposes) 340 °C.	Concentrated solution (18%) corrosive, causes severe burns, mist and vapour highly corrosive by inhalation; dilute solutions irritating to eyes and skin; cause burns and dermatitis.	May give off toxic fumes in a fire. Not combustible. Many reactions may cause fire or explosion. Dilution with water generates heat and spattering or boiling may occur. Always add acid to water; never add water to acid.	In case of contact with eyes rinse immediately and seek medical advice; in case of contact with skin wash immediately remove contaminated clothing. Wear nitrile gloves, eye and face protection. No contact with flammable substances.	Is a powerful oxidizing desiccant and reacts violently with many reagents including organic nitro compounds, potassium permanganate, alkali metals and perchlorates, combustible materials, oxidizers, amines, bases, water; excess heat and most metals.	Localized boiling may occur if concentrated acid is added to water.

CHEMICAL	PHYSICAL PROPERTIES	HEALTH HAZARDS	PIPE HAZARDS	SAFETY PRECAUTIONS	INCOMPATIBLE CHEMICALS	OTHER HAZARDS
Toluene C_6H_5 Methylbenzene	Colourless liquid with characteristic odour; m.p. $-95\text{ }^\circ\text{C}$ b.p. $111\text{ }^\circ\text{C}$; not miscible with water.	Central nervous system depressant. Irritation of eyes, mucous membranes, skin. Repeated exposure may cause toxicity in human reproduction or development.	Highly flammable; vapour may cause flash fire; flashpoint $4\text{ }^\circ\text{C}$; flammable range 1.4–7%. Extinguishing media for a small fire: dry chemicals, carbon dioxide, foam, water fog or inert gas (nitrogen).	Keep container tightly closed; keep away from ignition sources; earth/ (ground) containers to prevent static electrical discharge. Do not inhale vapour; use respiratory protection. Work in fume cupboard or well-ventilated area. Wear nitrile gloves.	Can react with strong acids, alkalis and oxidizers.	
Trichloroacetic acid CCl_3COOH	White hygroscopic crystals with pungent odour; m.p. $58\text{ }^\circ\text{C}$ b.p. $197.6\text{ }^\circ\text{C}$; soluble in water, ethanol, diethylether.	Corrosive; causes severe burns to eyes, skin, respiratory tract.	Not combustible. May give off toxic fumes in fire.	Avoid contact with eyes and skin; wear rubber or plastic gloves and chemical-grade goggles or face shield in combination with respiratory protection. In case of contact with eyes, rinse immediately and seek medical advice.	Violent reaction with copper/dimethyl sulfoxide mixtures and on contact with bases, strong oxidizing agents and metals such as iron, zinc, aluminium.	Store in a dry place. Concentrated aqueous solutions may decompose violently.